

Гидроокись кальция при временной обтурации корневого канала как ключ к повышению качества эндодонтического лечения





**Ерофеева Е. С.** (Россия, Пермь)

Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-микроскопист, главный врач ООО «ЭСТ», ассистент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО ПГМУ им.ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, член «Общества по изучению цвета в стоматологии», член СтАР, сертифицированный врач-консультант компании Dentsply Sirona.



(Россия, Пермь)
Зав. кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО ПГМУ им. ак.

Гилева О. С.

Е. А. Вагнера, доктор медицинских наук, профессор.

Эндодонтическое лечение зубов занимает существенную часть в ежедневной практике терапевта-стоматолога и стоматолога общей практики. При этом, по данным специалистов, процент успеха консервативного лечения заболеваний пульпы и периодонтита колеблется от 70 до 95%, в ряде случаев определяя необходимость повторного эндодонтического вмешательства [15, 16]. Основной причиной развития воспалительных заболеваний эндодонта является бактериальная инфекция [9, 10, 14]. Успех эндодонтического лечения определяется качеством механической и химической обработки системы корневых каналов, полнотой элиминации патогенной микрофлоры и тканевого детрита, а также полноценностью трехмерной обтурации корневых каналов.

Микрофлора, высеваемая из краевых каналов при повторном эндодонтическом лечении, значительно отличается от таковой при первичном воспалении пульпо-периодонтального комплекса, в ранее эндодонтически нелеченых зубах (первичная внутриканальная инфекция). Как правило, первичное воспаление ассоциируется с моно- или микст-флорой, в составе которой нет очевидного преобладания факультативно анаэробных форм. При вторичной инфекции (в зубах, ранее леченных эндодонтически) в корневых каналах, в основном, определяется смешанная флора, в составе которой доминируют грамм-отрицательные анаэробные штаммы, а в 29-38% случаев обнаруживается E. faecalis [1]. Считается [18], что благоприятные условия для развития анаэробной флоры корневых каналов во многом определяются их сложной архитектоникой, а также способностью бактерий проникать в дентинные канальцы на глубину до 300 мкм.

Очевидно, что для обеспечения успешности эндодонтического лечения только механической и химической обработки корневых каналов явно недостаточно, т. к микроорганизмы, сохранившиеся после инструментальной обработки и ирригации корневого канала, быстро размножаются и вновь заселяют корневой канал на этапах эндодонтического лечения [17]. Ключом к решению проблемы, по мнению специалистов, может стать временное пломбирование корневых каналов гидроокисью кальция.

Известно, что гидроксид кальция широко используется в эндодонтии с 1920 года, когда В.W. Hermann [11] представил на стоматологический рынок первый патентованный препарат на основе гидроокиси кальция — Калксил (Calxyl) (гидроксид кальция, взвешенный в растворе Рингера). Химический состав и свойства гидроксида кальция во многом определяют механизм его многофакторного действия [11]. Гидроксид кальция — это сильное основание, малорастворимое в воде, с рН, приближающимся к 12,5. В водном растворе гидроксид кальция распадается на ионы кальция и гидроксид- ионы. Гидроксид кальция характеризуется биосовместимостью, благодаря слабой водорастворимости и диффузионным свойствам вещество инициирует медленное повышение рН, необходимое для уничтожения бактерий, локализующихся в системе корневых каналов и других труднодоступных анатомических образованиях. Не случайно [13] гидроксид кальция определяют как эффективный медленно действующий антисептик.

Механизм многофакторного действия гидроокиси кальция связан с его антимикробным свойствами [4], способностью лизировать поврежденные ткани [2,7] и подавлять резорбцию твердых тканей зуба [12], стимулировать условия репаративной регенерации зубных тканей [5].

В контексте эндодонтического лечения инфекционно-воспалительных процессов в эндодонте ключевое значение отводится противомикробным эффектам гидроксида кальция, напрямую связанным со щелочным значением рН (12,5), при котором погибают большинство эндопатогенов [11]. После введения гидроксида кальция в корневой канал, показатель рН в корневом канале, обтурированном гидроксидом кальция, варьирует в пределах 12–12,5, в прилегающих слоях дентина — колеблется от 8 до 11, в его глубоких слоях достигает значения 7–9 [13].

Учитывая механизмы многофакторного действия гидроксид кальция, определены основные показания к его применению в эндодонтии [6, 8]:

- непрямое и прямое покрытие пульпы;
- пульпотомия;




Рис. 1. Рентгеноконтрастность материалов для временного пломбирования корневых каналов.

- временное пломбирование корневых каналов;
- перфорации корня и области фуркации;
- апексификация;
- апексогенез:
- внутренняя резорбция корня с перфорацией латеральной стенки корня и без нее;
- наружная воспалительная резорбция;
- наружная цервикальная резорбция, связанная с внутриканальным отбеливанием;
- посттравматические осложнения (при вывихе, репла тации зубов, переломах корней).

Существенный практический интерес представляет применение гидроксида кальция в качестве лечебного материала для временного пломбирования корневых каналов — важнейшего этапа в алгоритме эндодонтического лечения зубов [16].



Рис. 2. Тонкая, длинная и изогнутая канюля АН Тетр.

На практике используются различные методики временного пломбирования корневых каналов пастой на основе гидроксид кальция. При «ручном» пломбировании используются К-файл, К-ример или специальная канюля-насадка на шприц. На кончике инструмента паста вносится на рабочую длину до верхушки и конденсируется влажной ватной турундой. Следующая порция вносится на 2/3 рабочей длины канала и также конденсируется. Последняя порция пасты вводится на 1/3 длины канала. Избыток пасты над устьем канала продавливают ватным шариком в корневой канал. Полость зуба герметично изолируют временной пломбой.




Рис. 3. Введение канюли АН Тетр в просвет апикальной трети корневого канала




Рис.4. Сила адгезии АН Plus к дентину.



Рис. 5. Идеальное сочетание АН Temp и АН Plus.

В случае использования каналонаполнителя для внесения пасты, он берется на размер меньше, чем последний инструмент, применявшийся для расширения корневого канала. Закрепленный в наконечник каналонаполнитель погружают в пасту, вводят в канал до верхушки на скорости 100-120 об/мин на 2-3 сек. и выводят из канала при работающей бормашине. Вновь каналонаполнитель погружается в пасту и вводится на 2/3 длины канала, нагнетая пасту. Процедура повторяется. Избыток пасты над устьем канала продавливают ватным шариком в корневой канал. Полость зуба герметично изолируют временной пломбой [16].

Для финишной обтурации корневого канала гидроксид кальция извлекается из него при помощи ирриганта и эндодонтического инструмента.

Оптимальное время, необходимое для полной дезинфекции корневого канала гидроксидом кальция не определено. По данным различных авторов, экспозициия лечебной пасты с гидроксидом кальция при временном пломбировании корневых каналов может составить 2 дня или длится до по-

лугода.

Сегодня на стоматологическом рынке представлен достаточно широкий спектр препаратов, содержащих гидроксид кальция: Кальцетин (TehnoDent), Metapaste (MetaBiomed), UltraCaleXS (Ultradent) и др. В пасты «Metapex» (MetaBiomed), «Vitapex» (NipponShikaYakohin) для усиления бактерицидного эффекта добавляют антисептик йодоформ.

Большой практический интерес представляет перспектива применения нового препарата на основе гидроокиси кальция — АН Тетр (DENTSPLY) с показателем рН=12, который сохраняется на всем протяжении этапа временного пломбирования при эндодонтическом лечении. Паста АН Тетр содержит большое количество ионов гидроксила, обеспечивающего стабильное и продолжительное антимикробное действие. АН Тетр позиционируется как временный пломбировочный материал, имеет пастообразную консистенцию, гарантирующую эффективное удаление материала из корневого канала по завершению этапа его временной обтурации. Важным представляется и такое свойство матери-

АН Тетр обеспечивает прямое и точное внесение в корневой канал благодаря тонкой, длинной и изогнутой канюле с рабочей длиной 25 мм., изгибом 45 и внешним диаметром кончика 0,41 мм. (Рис. 2).

ала, как рентгеноконтрастность, позволяющее кон-

тролировать качество временнго пломбирования

В отличие от традиционных пластиковых канюль при использовании канюли АН Тетр исключается возможность ее заклинивания в просвете корневого канала и обеспечивается возможность точного, не доходя 2 мм. до верхушки зуба, внесения материала (Рис. 3).

По данным Roggendorf M (2012), при комбинации временного пломбирования зубов материалом АН Тетр и последующего использования силера АН Plus, увеличивается сила адгезии последнего к дентину (Рис. 4, 5).

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

каналов (Рис.1).

Временное пломбирование корневого канала препаратами на основе гидроокиси кальция является важным этапом в эндодонтическом лечении зубов. Принимая во внимание, что только хемомеханическая обработка корневых каналов не обеспечивает полноценную стерилизацию вследствие сложной анатомии и устойчивости микроорганизмов в системе корневого канала, требуется их дополнительная дезинфекция высокощелочными препаратами, под действием которых погибает подавляющее большинство патогенных микроорганизмов. Водородный показатель препаратов на основе гидроокиси кальция приближается к 12,5, обеспечивая полн ценную дезинфекцию всех ответвлений в системе корневого канала, проникая в дентинные канальцы на глубину до 300 мкм. При выборе материала для

временного пломбирования канала следует обращать внимание на такие свойства, как рентгеноконтрастность, манипуляционные характеристики, позволяющие качественное внесение материала в канал и его выведение по завершению этапа временного пломбирования.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Abdullah M., Yuan-Ling Ng, Gulabivala K., Moles D., Spratt D. Susceptibilities of two Enterococcus faecalis phenotypes to root canal Medications // J. of Endod., N 1, vol. 31. 2005. P. 30–36
- 2. Andersen M, Lund A, Andreasen JO, Andreasen FM (1992) In vitro solubility of human pulp tissue in calcium hydroxide and sodium hypochlorite. Endodontics and Dental Traumatolology 8, 104-8.
- 3. Athanassiadis B., Abbott P.V., Walsh L.J. // Austr. Dent. J. 2007. Mar; 52 (Suppl 1). S. 64-82.
- 4. Byström A, Claesson R, Sundqvist G (1985) The antibacterial effect of camphorated paramonochlorophenol, camphorated phenol and calcium hydroxide in the treatment of infected root canals. Endodontics and Dental Traumatology 1, 170-5.
- 5. Foreman PC, Barnes F (1990). A review of calcium hydroxide. International Endodontic Journal 23, 283-97.
- 6. Fava LRG (1991). Pastas de hidróxido de cálcio. Consideraões sobre seu emprego clínico. Revista Paulista de Odontologia 13, 36-43.
- 7. Hasselgren G, Olsson B, Cvek M (1988). Effects of calcium hydroxide and sodium hypochlorite on the dissolution of necrotic porcine muscle tissue. Journal of Endodontics 14, 125-7.
- 8. Heithersay GS (1975). Calcium hydroxide in the treatment of pulpless teeth with associated pathology. Journal of the British Endodontic Society 8, 74–92.
- 9. Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ (1965). The effects of surgical exposures of dental pulps ingermfree and conventional laboratory rats. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 20,340-9.
- 10. Möller AJR, Fabricius L, Dahlen G, Öhman AE, Heyden G (1981). Infuence on periapical tissues of indigenous oral bacteria and necrotic pulp tissue in monkeys. Scandinavian Journal of Dental Research 89, 475–84.
- 11. Siqueria Jr. & Lopes H. Mechanisms of antimicrobial activity of calcium hydroxide: a critical review // Int End J. vol. 32. 1999. P. 361-369.
- 12. Tronstad L (1988). Root resorption etiology, terminology and clinical manifestations. Endodontics and Dental Traumatology 4, 241–52.
- 13. Антанян А. А. Гидроокись кальция в эндодонтии: обратная сторона монеты.

Критический обзор литературы / А. Антанян // Эндодонтия today. 2007. № 1. С. 59-69.

- 14. Боровский Е. В. Клиническая эндодонтия.
- M, AO «Стоматология», 1999.
- 15. Джон С. Роудз. Повторное эндодонтическое