

inLab Profire Sinterofen

Vorgehensweise zur Installation neuer Sinterprogramme:

Hinweis:

Die Update-Datei der Sinterprogramme ist für alle Ofen-Varianten der inLab Profire Serie gleichermaßen geeignet. Vor der Installation des Updates empfehlen wir die Sicherung der Ofendaten auf einem USB-Stick. Folgen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung/Kapitel 5.6 "Datenübertragung per USB-Stick" und wählen Sie die Option „Daten sichern“.



Sie haben auf der Internetseite <https://www.dentsplysirona.com/inlab-downloads> die Update-Datei für neue Sinterprogramme heruntergeladen.

Das Update hält folgendes bereit:

- Insgesamt fünf Sinterprogramme für die Materialien Katana Multi-Layer Serie und Katana HT und LT der Fa. Kuraray Noritake.

Für die Installation der neuen Sinterprogramme gehen Sie bitte wie folgt vor:

Kopieren Sie die im Ordner „LAB-software-download-inLab-profired-Sinterprogramme-Kuraray.zip“ enthaltene Datei **heating_files** auf die oberste Verzeichnisebene eines USB-Sticks.

Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass der USB-Stick (mind. USB 2.0) im Format FAT32 formatiert ist, sich keine weiteren Dateien auf dem USB-Stick befinden und der Stick nicht passwort-geschützt ist.

Folgen Sie den Angaben der Bedienungsanleitung/Kapitel 5.6 "Datenübertragung per USB-Stick" und wählen Sie die Option "Meine Programme laden".

Nach Abschluss der Installation erscheint eine Meldung, dass die Programme erfolgreich geladen wurden. Der inLab Profire muss anschließend über den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes neu gestartet werden. Bitte entfernen Sie dazu den USB-Stick und warten Sie ca. 60 Sekunden mit dem erneuten Einschalten des Ofens, bis die grüne LED auf dem Frontpanel nicht mehr leuchtet.

Bitte überprüfen Sie, ob sich die neuen Sinterprogramme im Festprogrammbereich des Ofens befinden.

Tippen Sie hierzu im Hauptmenü auf das Auswahlfeld „Programme“, dann nochmal auf „Programme“ und dann auf „Festprogramme“. Hier sollten die neu installierten Sinterprogramme angezeigt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Dentsply Sirona Kundendienst Service.

Stand: April 2021