

**CONDENSATION SILICONE
SPECIFICALLY FOR THE
DENTAL LABORATORY**

Dosage for 1 measuring spoon:
4 cm of Trixa Catalyst

The tube should be closed tightly after use.

Avoid contact between the skin and the eyes with the catalyst. Use protective gloves.

Mixing time: 45 sec.

Working time: 1-2 min.

Setting time: 5-7 min.

All above data are intended from the beginning of mixing at room temperature of 73°F (23°C).

Additional catalyst and elevated ambient temperatures accelerate the setting time. Less catalyst and lower ambient temperatures slow the setting time.

**KONDENSATIONSVERNETZENDES
SILIKON SPEZIELL FÜR LABORS**

Dosierung für einen Löffel:
4 cm Trixa Katalysator

Tube bzw. Flasche nach Gebrauch jeweils sorgfältig verschliessen.

Berührung des Aktivators mit den Augen und der Haut unbedingt vermeiden; Schutzhandschuhe verwenden.

Mischzeit: 45 Sek.

Verarbeitungszeit: 1-2 Min.

Verhärtungszeit: 5-7 Min.

Alle obigen Zeiten gelten ab Mischbeginn mit deionisiertem Wasser bei 23°C Raumtemperatur.

Überdosierung von Härter sowie höhere Temperaturen können die Abbindung beschleunigen. Unterdosierung von Härter sowie niedrigere Temperaturen können die Abbindung verzögern.

**SILICONE PAR CONDENSATION
SPECIFIQUE POUR LE LABORATOIRE**

**Dosage d'activateur pour une
cuillère mesure:**
4 cm de Trixa Catalyseur

Fermer soigneusement tube après usage.

Eviter tout contact direct du catalyseur avec la peau et les yeux, user des gants de protection.

Temps de mélange: 45 secondes

Temps de manipulation: 1-2 minutes

Temps de durcissement: 5 à 7 minutes

Tous les temps ci-dessus sont donnés à partir du début du mélange, à une température ambiante de 23°C.

Le surdosage d'activateur ainsi qu'une température ambiante plus élevée accélèrent la prise. Le sous-dosage d'activateur ainsi qu'une température ambiante plus basse ralentissent la prise.

**SILICONE PER CONDENSATION
SPECIFICO PER IL LABORATORIO**

Dosaggio per 1 misurino:
4 cm di Trixa Catalizzatore

Dopo l'uso chiudere accuratamente il tubetto.

Evitare ogni contatto della pelle e degli occhi con il catalizzatore; usare guanti protettivi.

Tempo di miscelazione: 45 sec.

Tempo di lavorazione: 1-2 min.

Tempo di indurimento: 5-7 min.

Tutti i suddetti tempi sono a partire dall'inizio della miscelazione a 23°C.

Un dosaggio superiore dell'attivante o l'elevata temperatura accelerano l'indurimento. Un dosaggio inferiore dell'attivante o una bassa temperatura rallentano l'indurimento.

**SILICONA POR CONDENSACION
ESPECIAL PARA EL LABORATORIO**

**Dosificación para 1 cuchara
medidora:**
4 cm de Trixa Catalizador

El tubo respectivamente debe cerrarse bien después del uso.

Evitar cualquier contacto de la piel y los ojos con el activador, utilizando guantes protectores.

Tiempo de mezcla: 45 sec.

Tiempo de trabajo: 1-2 min.

Tiempo de endurecimiento: 5-7 min.

Todos los tiempos mencionados se entienden al empezar de la mezcla a temperatura ambiental de 23°C.

Mayor dosis de activador como también una mayor temperatura ambiental aceleran el fraguado. Dosis deducidas como también temperaturas más bajas retardan el fraguado.

Manufactured for:
DENTSPLY International Inc.
York, PA 17405-0872
1-800-786-0085 USA
www.trubyte.dentsply.com
or www.dentsply.com

Made in Italy



+D00190494803

Trixa™

Laboratory Matrix Putty

Mastic de matrice pour laboratoire

Materiale da laboratorio di tipo putty

Masilla matriz para uso en laboratorios

Contents/Inhalt/Contenu/Contenuto/Contenido: 900g

Hard/Hart/Dur/Duro/Duramente

85 SHORE-A

Use only with Trixa Catalyst.

Nur mit Trixa-Katalysator verwenden.

Utiliser uniquement le catalyseur Trixa.

Utilizzare solo con il catalizzatore Trixa.

Utilizar solamente con catalizador Trixa.

4306-E Rev. C (10/03)

Reorder #/Bestellungsnr./

No. de commande/

nº. ordine/

Nº. de pedido/904948

DENTSPLY
TRUBYTE