

**【품목명】**치과임플란트시술용스크루드라이버 (C21030,01, 1등급)

**【모델명】**제품 라벨 참조

**【품목신고번호】**수신16-626호

**【사용목적】**임플란트 시술시 구성품들을 결합하는 과정에서 나사를 조이는 기구

**【사용 전 준비사항】**

1. 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인한다.
2. 사용 전 반드시 멸균한다.

**【사용방법】**

1. 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
2. 시술방법: 구성품(lamellae retention insert)을 꽂아 해당 스크루드라이버를 이용하여 시계방향으로 1.5 바퀴 돌리면 가장 활성화되며, 시계 반대방향으로 돌리면 비활성화 된다.

**【사용 후 보관 및 관리방법】**

일회용 (재사용금지)

**【사용시 주의사항】**

1. ASTRA TECH Implant System EV는 적절한 교육 및 훈련을 거친 치과의사나 기공사에 의해서, 제품에 대해 제시된 목적과 방법에 따라서만 사용되어야 한다.

**【보관 또는 저장방법】** 실온 보관

**【중량 또는 포장 단위】** 1개

**【제조번호/제조연월】** 제품 라벨 참조

**【수입판매원】**(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【판매원】**Dentsply Implants Manufacturing GmbH / 독일

**【제조원】**Cendres+Metaux SA (스위스, Rue de Boujean 122 CH-2501 Biel/Bienne)