

Chirurgie-Tray GS

Oberes Tray

1-Bohrer EV-GS

- ① Ø1,9 6/6,5-8 mm Bestell-Nr. 26051
- ① Ø1,9 9-11 mm Bestell-Nr. 26052
- ① Ø1,9 13-15 mm Bestell-Nr. 26053

PrimeTaper Bohrer GS

- ② Ø2,35 6,5-8 mm Bestell-Nr. 68017229
- ② Ø2,35 9-11 mm Bestell-Nr. 68017230
- ② Ø2,35 13-15 mm Bestell-Nr. 68017231
- ③ Ø2,95 6,5-8 mm Bestell-Nr. 68017232
- ③ Ø2,95 9-11 mm Bestell-Nr. 68017233
- ③ Ø2,95 13-15 mm Bestell-Nr. 68017234
- ④ Ø3,55 6,5-8 mm Bestell-Nr. 68017235
- ④ Ø3,55 9-11 mm Bestell-Nr. 68017236
- ④ Ø3,55 13-15 mm Bestell-Nr. 68017237
- ⑤ Ø4,15 6,5-8 mm Bestell-Nr. 68017238
- ⑤ Ø4,15 9-11 mm Bestell-Nr. 68017239
- ⑤ Ø4,15 13-15 mm Bestell-Nr. 68017240
- ⑥ Ø4,75 6,5-8 mm Bestell-Nr. 68017241

Initialbohrer EV-GS

- Ø3,6 ND Bestell-Nr. 26013
- Ø4,2 ND Bestell-Nr. 26014
- Ø4,8 WD Bestell-Nr. 26015

Stanze EV-GS

- Ø3,6 Bestell-Nr. 26010
- Ø4,2 Bestell-Nr. 26011
- Ø4,8 Bestell-Nr. 26012

Implantat-Eindreher EV GS

- (S) ND Bestell-Nr. 68017001
- (M) ND Bestell-Nr. 68017002
- (L) WD Bestell-Nr. 68017003

EV-Stabilisierungsabutumt


- Ø3,6 8-11-15 mm Bestell-Nr. 26033
- Ø3,6 6-9-13 mm Bestell-Nr. 26034
- Ø4,2 8-11-15 mm Bestell-Nr. 26035
- Ø4,2 6-9-13 mm Bestell-Nr. 26036
- Ø4,8 8-11-15 mm Bestell-Nr. 26037
- Ø4,8 6-9-13 mm Bestell-Nr. 26038

Instrumentenverlängerung

- Bestell-Nr. 68015197

PrimeTaper Bohrer GS in Zwischengrößen

- ②½ Ø2,65 6,5-8 mm Bestell-Nr. 68017242
- ②½ Ø2,65 9-11 mm Bestell-Nr. 68017243
- ②½ Ø2,65 13-15 mm Bestell-Nr. 68017244
- ③½ Ø3,25 6,5-8 mm Bestell-Nr. 68017245
- ③½ Ø3,25 9-11 mm Bestell-Nr. 68017246
- ③½ Ø3,25 13-15 mm Bestell-Nr. 68017247
- ④½ Ø3,85 6,5-8 mm Bestell-Nr. 68017248
- ④½ Ø3,85 9-11 mm Bestell-Nr. 68017249
- ④½ Ø3,85 13-15 mm Bestell-Nr. 68017250
- ⑤½ Ø4,45 6,5-8 mm Bestell-Nr. 68017251
- ⑤½ Ø4,45 9-11 mm Bestell-Nr. 68017252
- ⑤½ Ø4,45 13-15 mm Bestell-Nr. 68017253



PrimeTaper Gewindeschneider GS

- Ø3,6 ND Bestell-Nr. 68017226
- Ø4,2 ND Bestell-Nr. 68017227
- Ø4,8 WD Bestell-Nr. 68017228

Chirurgie-Tray GS


Unteres Tray

PrimeTaper/Astra Tech
Tiefenmesslehre Implantat
Bestell-Nr. 68015198

Drehmomentratsche EV
Bestell-Nr. 25774

Chirurgischer Ratscheneinsatz
für Drehmomentratsche EV
Bestell-Nr. 25775

Sechskant-Schraubendreher
Bestell-Nr. 25772



QR-Code für zusätzliche
Informationen zum
Chirurgie-Tray.

