



Hans-Jürgen Joit – Pasiunea mea –



4 Coroane Celtra® cu texturi de suprafata lustruite manual



4 Coroane Celtra® fotografiate cu PolarEyes

Ceramica integrala



Potrivirea etajelor fetei cu ajutorul programului inLab.



Un protocol integral ceramic cu protocolul meu inLab



Ne facem viata usoara: Wax-up – Mock-up – WaxCAD - Celtra Press



Laboratorul meu, locul pasiunii.



Hans-Jürgen Joit,
Germania
Tehnician dentar
Düsseldorf



Hans-Jürgen Joit,
MDT

Cazurile: Esenta muncii noastre este protocolul care face planificarea usoara si care creaza restaurari minunate. Facem un wax-up initial ce este "biocopia" noastra pentru designul CAD. Apoi aducem "biocopia" inapoi la viata analogica prin frezarea in ceara si apoi ceramica presata prin metoda conventionala.

Echipament si materiale: iubim sa frezam ceara cu ajutorul MC X5. Pentru Celtra® folosim doar componentele sistemului Dentsply Sirona cum ar fi masa de ambalat, Celtra® ceram si glazura.

Pasiunea mea: Sa aduc experiente diferite la cel mai inalt nivel, creand muzica – dinti – afacere. Sa dau tot ce am, orinde, orice s-ar intampla.

www.celtration.com