



Doar o mica imperectiune si restaurarea arata natural. "Simplitatea este un semn al maturizarii"



Textura adecvata este cheia rezultatului perfect.

Pasiunea mea - Ceramica integrala



Situatie: Dinti anteriori cu discromii



Celtra® Press cu efect cameleon



Preparatie



Pregatit pentru ambalare



Ingot I2 dupa presare -adaptare perfecta



Try-in



Verificand forma



Restaurarea finala



Darko Mehun
Mehun d.o.o.
Vanja Cupek
Croatia



Darko Mehun,
TD



Dr. Vanja Cupek,
Dentist

Cazul: Acesta a fost un caz obisnuit in laboratorul nostru - inchiderea diastemei si modificarea formei si nuantei incisivilor centrali.

Echipament si material: Am creat deisgnul in programul inLab SW18 si am frezat in ceara scheletul cu inLab MCX5. Acest caz a fost presat cu un singur ingot Celtra® Press nuanta I2 .

Pasiunea noastra: Suntem innebuniti dupa mici imperfectiuni care dau restaurarii un aspect natural.

mehund@gmail.com