

Dentsply Sirona präsentiert das fließfähige Bulkfüll-Komposit SDR flow+

Bewährte Vorteile der SDR-Technologie werden um ein Plus an Indikationen, Farben sowie um eine höhere Verschleißfestigkeit und Röntgenopazität ergänzt

Konstanz, XY. Februar 2017 — Mit SDR flow+ präsentiert Dentsply Sirona die nächste Generation seines führenden Bulkfüll-Komposits. Es bietet die nachgewiesenen Vorteile der bewährten SDR-Technologie für die Versorgung von Klasse-I- und Klasse-II-Kavitäten und weitet das Indikationsspektrum zugleich auf Klasse-III- und Klasse-V-Kavitäten aus. Dank seiner erhöhten Verschleißfestigkeit, seiner Verfügbarkeit in drei zusätzlichen Farben (A1, A2 und A3) und der verbesserten Röntgenopazität ist der fließfähige Bulkfüll-Werkstoff SDR flow+ somit ein sehr vielseitiges Material, das für schnellere, einfachere und noch zuverlässigere Restaurationen zur Verfügung steht.

Unerreichte SDR Technologie als Basis

Die SDR-Technologie von Dentsply Sirona hält eine unübertroffene Kombination praxisrelevanter Eigenschaften bereit. Dazu gehören sowohl die Flowable-ähnliche Konsistenz bei gleichzeitiger Standfestigkeit als auch eine einzigartige Selbstnivellierung, eine exzellente Kavitätenadaptation und minimaler Polymerisationsstress. Mit mehr als 50 Millionen gelegten Füllungen und erfolgreichen 5- und 6-Jahres-Studien ist SDR die am besten dokumentierte und klinisch bewährte Bulkfüll-Flowable-Technologie.

Dank einer Inkrementstärke von bis zu 4 Millimetern können Klasse-I- und Klasse-II-Kavitäten in einem Guss versorgt werden, bevor mit einem Universalkomposit z.B. ceram.x universal das Schmelzkäppchen erfolgt - ohne Einbußen bei der Stabilität oder der Langlebigkeit der Restauration. Seine Handling-Vorteile machen SDR zudem zu einer idealen Lösung für den Postendo-Verschluss, für Milchzahnfüllungen, für die Fissuren-Versiegelung oder zum Stumpfaufbau.

Größere Vielseitigkeit, bessere Resultate

Auf Basis der SDR-Technologie entwickelt, präsentiert Dentsply Sirona jetzt SDR flow+ mit neuer Formulierung. SDR flow+ bietet:

- **Drei zusätzliche Farben**, A1, A2 und A3, erleichtern die farbliche Abstimmung bei einer Vielzahl von Anwendungsfällen
- **Erhöhte Verschleißfestigkeit** durch modifizierte Glasfüller für eine signifikant höhere Haltbarkeit
- **Erhöhte Röntgenopazität** für eine verbesserte Röntgensichtbarkeit

Mit diesen Verbesserungen eignet sich SDR flow+ für ein noch größeres Indikationsspektrum, neben der klassischen Versorgung von Klasse-I-

Pressekontakt

Dentsply Sirona Restorative
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
Dentsply Sirona Service Line 08000-735000 (gebührenfrei)
www.dentsplysirona.com

Dr. Kaschny PR GmbH
Kapersburgweg 5
61350 Bad Homburg
T +49 (0) 6172 6848 1-0
F +49 (0) 6172 6848 1-60
redaktion@kaschnypr.de

Über Dentsply Sirona:

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Dentalprodukten und -technologien für Zahnärzte und Zahntechniker, mit einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, die von Innovationen und Service für die Dentalbranche und ihre Patienten in allen Ländern geprägt ist. Dentsply Sirona entwickelt, produziert und vermarktet umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind. Als The Dental Solutions Company liefert Dentsply Sirona innovative und effektive, qualitativ hochwertige Lösungen, um die Patientenversorgung zu verbessern und für eine bessere, schnellere und sicherere Zahnheilkunde zu sorgen. Der weltweite Firmensitz des Unternehmens befindet sich in York, Pennsylvania, und die internationale Zentrale ist in Salzburg, Österreich angesiedelt. Die Aktien des Unternehmens sind an der NASDAQ unter dem Kürzel XRAY notiert. Mehr Informationen über Dentsply Sirona und die Produkte finden Sie im Internet unter

www.dentsplysirona.com

und Klasse-II-Kavitäten mit Schmelzkäppchen jetzt auch für Frontzahn- (Klasse III) und Zahnhals-Füllungen (Klasse V). Die neuen Farben bieten dem Behandler zusätzliche Optionen für die ästhetische Gestaltung von Klasse-V- und Klasse-II-Restaurationen sowie darüber hinaus auch bei Milchzahn-Seitenzahnfüllungen im sichtbaren Bereich.

Neben dem Plus an Vielseitigkeit, Haltbarkeit und Röntgenopazität bietet SDR flow+ nach wie vor die bewährten Vorteile der SDR-Technologie und stellt somit auf dem Gebiet der Bulkfüll-Komposite den Goldstandard in puncto Qualität und Effektivität dar.

Zusammen mit dem Teilmatrizensystem Palodent V3, dem Universaladhäsiv Prime&Bond active und dem nanokeramischen Füllungsmaterial ceram.x universal ist SDR flow+ Teil der „Class II Solution“, einem umfassenden Behandlungskonzept zur Versorgung von Klasse-II-Kavitäten. Dentsply Sirona hat diese Produkte zielgenau optimiert, um verlässliche und vorhersagbare Ergebnisse bei allen Schritten des Klasse-II-Restaurations-Prozesses zu gewährleisten – von der präzisen Gestaltung der Kontaktflächen bis hin zur ästhetischen Farbpassung.

BILDMATERIAL



Abb. 1.: Das neue SDR flow+ vereint die bekannten Vorteile des bisherigen SDR mit einem Plus an Vielseitigkeit.

Fotos: Dentsply Sirona