

Intego Pro mit neuer
LEDlight Plus



THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

LEDlight Plus für Intego Pro

Mit der neuen LEDlight Plus für Intego Pro haben Sie ab sofort die Möglichkeit, effizient, entspannt und sicher arbeiten zu können. Dank großem Lichtfeld und einwandfreier Lichtqualität können Kavitäten besser ausgeleuchtet werden und notwendige Neupositionierungen der Behandlungsleuchte werden auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich bietet das verbesserte Tragarm-System erhöhte Flexibilität und Stabilität – damit die Leuchte stets so positioniert ist, wie Sie es für Ihre Behandlungssituation wünschen.



Mithilfe eines berührungslosen Sensors können Sie die Helligkeitsstufen der Leuchte von 5.000 bis 30.000 Lux auf jede Behandlungssituation optimal einstellen. Die Qualität der Farbwiedergabe bleibt dabei konstant erhalten. Schattenbildung und Blendung während der Behandlung gehören der Vergangenheit an.

	LEDlight Plus
Beleuchtungsstärke	ca. 5.000 - 30.000 Lux in 5 Stufen
Farbtemperatur	ca. 500K / nicht einstellbar
Farbwiedergabe CRI	>90
Lichtfeld	ca. 160 x 80 mm bei einem Abstand von 700 mm

Berührungsloser Sensor

Die Bedienung über den berührungslosen Sensor minimiert das Risiko von Kreuzkontamination und gewährleistet ein hohes Maß an Schutz.



Komposit-Modus

Der Komposit-Modus der LEDlight Plus verhindert ein frühzeitiges Aushärten beim Verarbeiten von lichthärtenden Füllmaterialien. Führen Sie ihre Behandlung entspannt und ohne Zeitdruck durch.



Abnehmbare Griffe

Die LEDlight Plus verfügt über abnehmbare Griffe, welche thermodesinfizierbar und sterilisierbar sind. Aufgrund ihrer glatten Oberflächen kann die Reinigung der Leuchte einfach und sicher durchgeführt werden.



Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging Systems
Treatment Centers
Instruments

