



DS Implants™

Prothetik-Produktkatalog

Astra Tech Implant System® EV

DS OmniTaper™

DS PrimeTaper®

(Gültig ab 15.10.2022)

Alle Gebrauchsanweisungen von Dentsply Sirona finden Sie auf www.dentsplysirona.com/ifu

Möglicherweise sind nicht alle Produkte in allen Märkten behördlich zugelassen, freigegeben oder lizenziert. Für Auskunft über das aktuelle Produktsortiment und die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte steht Ihnen Ihr Dentsply Sirona-Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.

Um die Lesbarkeit für unsere Kunden zu verbessern, verwendet Dentsply Sirona die Symbole * oder ™ im Text nicht. Dies ist jedoch nicht als Verzicht auf Markenrechte von Seiten Dentsply Sironas zu verstehen.

Alle Marken und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Produktabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

INHALT

1. Einführung	4
Farbkodierung	4
Implantat-Abutment-Verbindung	5
Prothetische Verpackung	5
2. Übersicht	6
3. Verschluss-Schrauben	16
4. Gingivaformer	
HealDesign	16
Gingivaformer (Healing Abutment)	18
5. Provisorische Abutments	
Provisorisches Abutment (Temp Abutment)	19
Provisorisches Abutment Design (TempDesign)	19
Abutmentschrauben	20
TempBase Cap	20
6. Abform- und Laborkomponenten	
Implantat-Abdruckpfosten Design (Implant Pick-Up Design)	21
Implantat-Transfer (Implant Transfer)	22
Komponenten für die digitale Abformung	23
Laborimplantat (Implant Analog)	24
Labor-Abutmentschraube (Lab Abutment Screw)	24
7. Zementierte Lösungen	
TiDesign	25
CastDesign	27
TitaniumBase	28
8. Verschraubte Lösungen	
MultiBase	29
9. Implantatgestützte Deckprothesen	
LOCATOR R-Tx®	35
10. Friktionsgetragene Lösungen	39
Konometrische Aufbauten	39
11. Prothetische Instrumente	42
Prothetik-Tray	45

Produktkatalog für Profile EV Prothetik

12. Einführung	47
Implantat-Abutment-Verbindung	47
13. Übersichten Profile EV	48
14. Verschluss-Schrauben	52
15. Gingivaformer	
HealDesign Profile	52
16. Provisorische Abutments	
Provisorisches Abutment Profile (Temp Abutment Profile)	53
Provisorisches Abutment Design Profile (TempDesign Profile)	53
Abutmentschrauben	53
17. Abform- und Laborkomponenten	
Implantat-Abdruckpfosten Design Profile (Implant Pick-Up Design Profile)	54
Implantat-Transfer Profile (Implant Transfer Profile)	54
Implantat-Analog Profile (Implant Replica Profile)	54
Komponenten für die digitale Abformung	55
Laborschraube (Lab Abutment Screw)	56
18. Zementierte Lösungen	
TiDesign Profile	56
19. Verschraubte Lösungen	
MultiBase	57
20. Implantatgestützte Deckprothesen	
LOCATOR R-Tx®	57
21. Anhang	58
22. Materialspezifikationen	59
23. Index	60

1. Einführung

Im gesamten Prothetiksoriment erleichtern Kennzeichnungen, Farbkodierungen und geometrische Symbole die Identifizierung der zusammengehörigen Komponenten.

Jede Größe der Implantat-Abutment-Verbindung ist durch eine bestimmte Farbe gekennzeichnet. Diese Farbe findet sich wieder bei den entsprechenden Komponenten und Instrumenten sowie der Verpackung und dem Informationsmaterial.

Farbkodierung und Größen

Astra Tech Implant EV	Ø3,0 mm	Ø3,6 mm	Ø4,2 mm	Ø4,8 mm	Ø5,4 mm
Implantat-Abutment-Verbindung	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
	↕	↕	↕	↕	↕
EV-Verbindung	XS	S	M	L	XL

Xive / OmniTaper EV	Ø3,0 mm	Ø3,4 mm	Ø3,8 mm	Ø4,5 mm	Ø5,5 mm
Implantat-Abutment-Verbindung	D 3,0	D 3,4	D 3,8	D 4,5	D 5,5
	↓	↓	↓	↓	↓
EV-Verbindung	XS	S	M	L	XL

PrimeTaper EV	Ø3,0 mm	Ø3,6 mm	Ø4,2 mm	Ø4,8 mm	Ø5,4 mm
EV-Verbindung	XS	S	M	L	L

Implantat-Abutment-Verbindung – EV-Verbindung

Die Implantate zeichnen sich durch ein einzigartiges Interface aus, das drei verschiedene Optionen für die Platzierung/Indexierung von Abutments bietet.

Optionen für die Platzierung/Indexierung von Abutments

One-position-only

Patientenindividuelle Atlantis Abutments lassen sich nur in einer Position einsetzen.




Sechs Positionen

Indexierte Abutments können in sechs Positionen eingesetzt werden.



Ohne Index

Abutments ohne Index lassen sich in jeder beliebigen Rotationsposition einsetzen.



Prothetische Verpackung



XS Übersicht



Verschluss-Schraube

Verschluss-Schraube EV
(Cover Screw EV)



68010001

Gingivaformer

HealDesign EV



- Ø 3,5 2,5 mm 68013001
- Ø 3,5 3,5 mm 68013002
- Ø 3,5 4,5 mm 68013003
- Ø 3,5 6,5 mm 68013004

Gingivaformer EV
(Healing Abutment EV)



- Ø 4,0 2,0 mm 68013044
- Ø 4,0 3,0 mm 68013045
- Ø 4,0 4,0 mm 68013046
- Ø 4,0 6,0 mm 68013047

Zementiert

Provisorische Abutments und Komponenten

Provisorisches Abutment EV*
(TempAbutment EV)



Ø 3,3 1 mm 68013064

Provisorisches Abutment Design EV*
(TempDesign EV)



Ø 6 5 mm 25503

TempBase Cap**



Ø 3,0-3,8 68010013

Abutments

TiDesign EV



- Ø 4,0 1,5 mm 68012001
- Ø 4,0 2,5 mm 68012002
- Ø 4,0 3,5 mm 68012003
- Ø 4,0 4,5 mm 68012004
- Ø 4,0 15° 1,5 mm 68012005
- Ø 4,0 15° 2,5 mm 68012006
- Ø 4,0 15° 3,5 mm 68012007
- Ø 4,0 15° 4,5 mm 68012008

* Auch für verschraubte Einzelzahnversorgungen ** TempBase nur auf OmniTaper EV-Implantaten vormontiert

Verschraubt

Abutments

MultiBase Abutment EV



- 1,5 mm 68012171
- 2,5 mm 68012172
- 3,5 mm 68012173

Einheilkappen

MultiBase Einheilkappe
(Heal Cap)



Ø 5,4 - 4 mm
68012230

Abdrucknahme

MultiBase Abdruckpfosten
(Pick-Up)



68012232

MultiBase Transfer



68012231

TitaniumBase EV*



Ø 4,0 1 mm 68012081
Ø 4,0 2 mm 68012082

Abdrucknahme auf Implantatniveau

Implantat-Abdruckpfosten
EV Design
(Implant Pick-Up EV Design)



lang 68014013

Implantat-Transfer EV
(Implant Transfer EV)



lang 68014022

Laborkomponenten

Labor-Abutmentschraube EV
(Lab Abutment Screw EV)



68014029

Laborimplantat EV
(Implant Analog EV)



68014034

Laborkomponenten

MultiBase Labor-
Brückenschraube
(Lab Bridge Screw)



68012237

MultiBase
Analog



68012238

MultiBase Labor-
Abutment-Pin
(Lab Abutment Pin)



14 mm 68012234
18 mm 68012235
22 mm 68012236

Zylinder

MultiBase
Provisorischer Zylinder
(Temporary Cylinder)



68012239

MultiBase
Kunststoffzylinder
(Burnout Cylinder)



68012240

MultiBase Semi-Gold-
Kunststoffzylinder
(Semi-Burnout Cylinder)



68012243

Brückenschrauben

MultiBase Brückenschraube
(Bridge Screw)



68012233

s Übersicht



Verschluss-Schraube

Verschluss-Schraube EV
(Cover Screw EV)



68010002

Gingivaformer

HealDesign EV



	- Ø 4,0 2,5 mm 68013005 - Ø 4,0 3,5 mm 68013006 - Ø 4,0 4,5 mm 68013007 - Ø 4,0 6,5 mm 68013008 - Ø 5,0 2,5 mm 68013009 - Ø 5,0 3,5 mm 68013010 - Ø 5,0 4,5 mm 68013011 - Ø 5,0 6,5 mm 68013012 - Ø 6,0 3,5 mm 68013013 - Ø 6,0 4,5 mm 68013014
	Ø 5,0 3,5 mm 68013039

Gingivaformer EV
(Healing Abutment EV)



	- Ø 4,0 2,0 mm 68013048 - Ø 4,0 3,0 mm 68013049 - Ø 4,0 4,0 mm 68013050 - Ø 4,0 6,0 mm 68013051
--	--

Zementiert

Provisorische Abutments und Komponenten

Provisorisches
Abutment EV*
(TempAbutment EV)



Ø 4,0 1 mm 68013066

TempBase Cap**



Ø 3,0-3,8 68010013

Provisorisches
Abutment Design EV*
(TempDesign EV)



Ø 7 5 mm 25504

Abutments

TiDesign EV



Ø 4,5	1,5 mm	68012009
Ø 4,5	2,5 mm	68012010
Ø 4,5	3,5 mm	68012011
Ø 4,5	4,5 mm	68012012
Ø 4,5 15°	1,5 mm	68012017
Ø 4,5 15°	2,5 mm	68012018
Ø 4,5 15°	3,5 mm	68012019
Ø 4,5 15°	4,5 mm	68012020
Δ Ø 5,5	1,5 mm	68012025

Verschraubt

Abutments

MultiBase Abutment EV



	1,5 mm 68012174 2,5 mm 68012175 3,5 mm 68012176 4,5 mm 68012177
	17° 1,5 mm 68012178 17° 2,5 mm 68012179 17° 3,5 mm 68012180 17° 4,5 mm 68012181
	17° 1,5 mm 68012182 17° 2,5 mm 68012183 17° 3,5 mm 68012184 17° 4,5 mm 68012185
	30° 1,5 mm 68012186 30° 2,5 mm 68012187 30° 1,5 mm 68012190 30° 2,5 mm 68012191

Einheilkappen

MultiBase
Einheilkappe
(Heal Cap)



Ø 5,4 - 4 mm
68012230

Implantatgestützt

Abutments

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



1 mm	68012414
2 mm	68012415
3 mm	68012416
4 mm	68012417
5 mm	68012418
6 mm	68012419

Abutment-abdrücke

LOCATOR R-Tx®
Abdruckpfosten
(Impression Coping)



68012444

Analog
LOCATOR R-Tx®
Abutment Analog



68012443

Friktionsgetragen

Abutments

Konometrischer Aufbau (Conometric abutment)

	- Ø 3,3 0° 1 mm 26115 - Ø 3,3 0° 2 mm 26116 - Ø 3,3 0° 3 mm 26117
	- Ø 4,5 0° 1 mm 26121 - Ø 4,5 0° 2 mm 26122 - Ø 4,5 0° 3 mm 26123 - Ø 4,5 15° 1 mm 26127 - Ø 4,5 15° 2 mm 26128 - Ø 4,5 15° 3 mm 26129

Provisorische Komponenten

Konometrische provisorische Kappe
(Conometric Temporization cap)



Ø 3,3 / 4,6 31072112
Ø 4,5 / 5,8 31072114

CastDesign EV*  Ø 4,1 1 mm 68012077 TitaniumBase EV*  Ø 4,1 1 mm 68012083 Ø 4,1 2 mm 68012084	Abdrucknahme auf Implantatniveau Implantat-Abdruckpfosten EV Design (Implant Pick-Up EV Design)  kurz 68014009 lang 68014014 Implantat-Transfer EV (Implant Transfer EV)  kurz 68014018 lang 68014023	Laborkomponenten Labor-Abutmentschraube EV (Lab Abutment Screw EV)  68014030 Laborimplantat EV (Implant Analog EV)  68014035
---	---	--

* Auch für verschraubte Einzelzahnversorgungen ** TempBase nur auf OmniTaper EV-Implantaten vormontiert

Abdrucknahme MultiBase Abdruckpfosten (Pick-Up)  68012232 MultiBase Transfer  68012231	Laborkomponenten MultiBase Labor- Brückenschraube (Lab Bridge Screw)  68012237 MultiBase Analog  68012238 MultiBase Labor-Abutment- Pin (Lab Abutment Pin)  14 mm 68012234 18 mm 68012235 22 mm 68012236	Zylinder MultiBase Provisorischer Zylinder (Temporary Cylinder)  68012239 MultiBase Kunststoffzylinder (Burnout Cylinder)  68012240 MultiBase Semi-Gold- Kunststoffzylinder (Semi-Burnout Cylinder)  68012243	Brückenschrauben MultiBase Brückenschraube (Bridge Screw)  68012233
--	--	--	--

LOCATOR R-Tx® Gemischtes Retentions-Prozesskomponenten-Set, begrenzter Bereich (Mixed Retention Limited Range Processing Pack)  68012439	Halteelemente LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz Standardbereich (Retention Insert Standard range)  grau 68012432 blau 68012433 rosa 68012434 transparent 68012435	LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz, begrenzter Bereich (Retention Insert Limited range)  türkis 68012436 magenta 68012437 goldfarben 68012438	
LOCATOR R-Tx® Prozesseinsatz (Processing Insert)  68012440	LOCATOR R-Tx® Ausblockring (Block-Out Spacer)  68012441	LOCATOR R-Tx® Prothesenmatrize (Denture Attachment Processing Assembly)  68012442	LOCATOR R-Tx® Distanzhülse (Processing Spacer)  68012445

Einheilkappe Konometrische Einheilkappe (Conometric Healing Cap)  Ø 3,3 / 4,8 31072101 Ø 3,3 / 6,0 31072102 Ø 4,5 / 6,0 31072103	Abdrucknahme Konometrische Abformkappe (Conometric Impression Cap)  Ø 3,3 / 5,4 31072001 Ø 4,5 / 5,4 31072002	Laborkomponenten Konometrisches Analog (Conometric Analog)  Ø 3,3 31047210 Ø 4,5 31072020 Konometrische Laborkappe (Conometric Lab Cap)  Ø 3,3 / 4,6 31072121 Ø 4,5 / 5,8 31072123 Konometrische finale Kappe (Conometric Final Cap)  Ø 3,3 / 4,6 31072301 Ø 4,5 / 5,8 31072303
---	--	--

M Übersicht



Verschluss-Schraube

Verschluss-Schraube EV
(Cover Screw EV)



68010005

Gingivaformer

HealDesign EV



○	Ø 5,0	2,5 mm	68013015
○	Ø 5,0	3,5 mm	68013016
○	Ø 5,0	4,5 mm	68013017
○	Ø 5,0	6,5 mm	68013018
○	Ø 6,5	2,5 mm	68013019
○	Ø 6,5	3,5 mm	68013020
○	Ø 6,5	4,5 mm	68013021
○	Ø 6,5	6,5 mm	68013022
△	Ø 5,0	3,5 mm	68013040
△	Ø 6,5	3,5 mm	68013041

Gingivaformer EV
(Healing Abutment EV)



○	Ø 4,0	2,0 mm	68013052
○	Ø 4,0	3,0 mm	68013053
○	Ø 4,0	4,0 mm	68013054
○	Ø 4,0	6,0 mm	68013055

Zementiert

Provisorische Abutments und Komponenten

Provisorisches
Abutment EV*
(TempAbutment EV)



Ø 4,5 1 mm 68013070

TempBase Cap**



Ø 3,0-3,8 68010013

Provisorisches
Abutment Design EV*
(TempDesign EV)



Ø 9 5 mm 25505

Abutments

TiDesign EV



○	Ø 5,5	1,5 mm	68012042
○	Ø 5,5	2,5 mm	68012043
○	Ø 5,5	3,5 mm	68012044
○	Ø 5,5	4,5 mm	68012045
○	Ø 5,5 15°	1,5 mm	68012046
○	Ø 5,5 15°	2,5 mm	68012047
○	Ø 5,5 15°	3,5 mm	68012048
○	Ø 5,5 15°	4,5 mm	68012049
△	Ø 5,5	1,5 mm	68012050
△	Ø 7,0	1,5 mm	68012051

Verschraubt

Abutments MultiBase Abutment EV



○	1,5 mm	68012194	○	30° 1,5 mm	68012206
○	2,5 mm	68012195	○	30° 2,5 mm	68012207
○	3,5 mm	68012196	○	30° 1,5 mm	68012208
○	4,5 mm	68012197	○	30° 2,5 mm	68012209
○	17° 1,5 mm	68012198			
○	17° 2,5 mm	68012199			
○	17° 3,5 mm	68012200			
○	17° 4,5 mm	68012201			
○	17° 1,5 mm	68012202			
○	17° 2,5 mm	68012203			
○	17° 3,5 mm	68012204			
○	17° 4,5 mm	68012205			

Einheilkappen

MultiBase
Einheilkappe
(Heal Cap)



Ø 5,4 - 4 mm
68012230

Implantatgestützt

Abutments LOCATOR R-Tx® Abutment EV



1 mm	68012420
2 mm	68012421
3 mm	68012422
4 mm	68012423
5 mm	68012424
6 mm	68012425

Abutment- abdrücke

LOCATOR R-Tx®
Abdruckpfosten
(Impression Coping)



68012444

Analog
LOCATOR R-Tx®
Abutment Analog



68012443

Friktionsgetragen

Abutments Konometrischer Aufbau (Conometric abutment)



Ø 4,5 0° 1 mm	26124	Ø 4,5 15° 1 mm	26130
Ø 4,5 0° 2 mm	26125	Ø 4,5 15° 2 mm	26131
Ø 4,5 0° 3 mm	26126	Ø 4,5 15° 3 mm	26132

Provisorische Komponenten

Konometrische provisorische Kappe
(Conometric Temporization cap)



Ø 3,3 / 4,6	31072112
Ø 4,5 / 5,8	31072114

CastDesign EV*  Ø 4,1 1 mm 68012078 TitaniumBase EV*  Ø 4,7 1 mm 68012088 Ø 4,7 2 mm 68012089	Abdrucknahme auf Implantatniveau Implantat-Abdruckpfosten EV Design (Implant Pick-Up EV Design)  kurz 68014010 lang 68014015 Implantat-Transfer EV (Implant Transfer EV)  kurz 68014019 lang 68014024	Laborkomponenten Labor-Abutmentschraube EV (Lab Abutment Screw EV)  68014031 Laborimplantat EV (Implant Analog EV)  68014036
---	---	--


* Auch für verschraubte Einzelzahnversorgungen ** TempBase nur auf OmniTaper EV-Implantaten vormontiert

Abdrucknahme MultiBase Abdruckpfosten (Pick-Up)  68012232 MultiBase Transfer  68012231	Laborkomponenten MultiBase Labor- Brückenschraube (Lab Bridge Screw)  68012237 MultiBase Analog  68012238 MultiBase Labor-Abutment- Pin (Lab Abutment Pin)  14 mm 68012234 18 mm 68012235 22 mm 68012236	Zylinder MultiBase Provisorischer Zylinder (Temporary Cylinder)  68012239 MultiBase Kunststoffzylinder (Burnout Cylinder)  68012240 MultiBase Semi-Gold- Kunststoffzylinder (Semi-Burnout Cylinder)  68012243	Brückenschrauben MultiBase Brückenschraube (Bridge Screw)  68012233
--	--	--	--

LOCATOR R-Tx* Gemischtes Retentions-Prozesskomponenten-Set, begrenzter Bereich (Mixed Retention Limited Range Processing Pack)  68012439	Halteelemente LOCATOR R-Tx* Retentionseinsatz Standardbereich (Retention Insert Standard range)  grau 68012432 blau 68012433 rosa 68012434 transparent 68012435	LOCATOR R-Tx* Retentionseinsatz, begrenzter Bereich (Retention Insert Limited range)  türkis 68012436 magenta 68012437 goldfarben 68012438	
LOCATOR R-Tx* Prozesseinsatz (Processing Insert)  68012440	LOCATOR R-Tx* Ausblockring (Block-Out Spacer)  68012441	LOCATOR R-Tx* Prothesenmatrize (Denture Attachment Processing Assembly)  68012442	LOCATOR R-Tx* Distanzhülse (Processing Spacer)  68012445

Einheilkappe Konometrische Einheilkappe (Conometric Healing Cap)  Ø 3,3 / 4,8 31072101 Ø 3,3 / 6,0 31072102 Ø 4,5 / 6,0 31072103	Abdrucknahme Konometrische Abformkappe (Conometric Impression Cap)  Ø 3,3 / 5,4 31072001 Ø 4,5 / 5,4 31072002	Laborkomponenten Konometrisches Analog (Conometric Analog)  Ø 3,3 31047210 Ø 4,5 31072020 Konometrische Laborkappe (Conometric Lab Cap)  Ø 3,3 / 4,6 31072121 Ø 4,5 / 5,8 31072123 Konometrische finale Kappe (Conometric Final Cap)  Ø 3,3 / 4,6 31072301 Ø 4,5 / 5,8 31072303
---	--	--

L Übersicht



Verschluss-Schraube

Verschluss-Schraube EV
(Cover Screw EV)



68010006

Gingivaformer

HealDesign EV



	- Ø 5,0 2,5 mm 68013023 - Ø 5,0 3,5 mm 68013024 - Ø 5,0 4,5 mm 68013025 - Ø 5,0 6,5 mm 68013026 - Ø 6,5 2,5 mm 68013027 - Ø 6,5 3,5 mm 68013028 - Ø 6,5 4,5 mm 68013029 - Ø 6,5 6,5 mm 68013030 - Ø 7,5 3,5 mm 68013031 - Ø 7,5 4,5 mm 68013032
	- Δ 5,0 3,5 mm 68013042 - Δ 6,5 3,5 mm 68013043

Gingivaformer EV
(Healing Abutment EV)



	- Ø 4,3 2,0 mm 68013056 - Ø 4,3 3,0 mm 68013057 - Ø 4,3 4,0 mm 68013058 - Ø 4,3 6,0 mm 68013059
--	--

Zementiert

Provisorische Abutments und Komponenten

Provisorisches Abutment EV*
(TempAbutment EV)



Ø 5 1 mm 68013072

Provisorisches Abutment Design EV*
(TempDesign EV)



Ø 10 5 mm 25506

TempBase Cap**



Ø 4,5 68010014

Abutments

TiDesign EV



Ø 7,0	1,5 mm	68012052
Ø 7,0	2,5 mm	68012053
Ø 7,0	3,5 mm	68012054
Ø 7,0	4,5 mm	68012055
Ø 5,5 15°	1,5 mm	68012056
Ø 5,5 15°	2,5 mm	68012057
Ø 5,5 15°	3,5 mm	68012058
Ø 5,5 15°	4,5 mm	68012059
Δ 5,5	1,5 mm	68012060
Δ 7,0	1,5 mm	68012061

* Auch für verschraubte Einzelzahnversorgungen ** TempBase nur auf OmniTaper EV-Implantaten vormontiert

Verschraubt

Abutments

MultiBase Abutment EV



	1,5 mm 68012210 2,5 mm 68012211 3,5 mm 68012212 4,5 mm 68012213		30° 1,5 mm 68012221 30° 2,5 mm 68012222 30° 1,5 mm 68012223 30° 2,5 mm 68012224
	17° 1,5 mm 68012214 17° 2,5 mm 68012215 17° 3,5 mm 68012216 17° 4,5 mm 68012217		17° 1,5 mm 68012218 17° 2,5 mm 68012219 17° 3,5 mm 68012220 17° 4,5 mm 68012352

Einheilkappen

MultiBase Einheilkappe
(Heal Cap)



Ø 5,4 - 4 mm
68012230

Implantatgestützt

Abutments

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



1 mm	68012426
2 mm	68012427
3 mm	68012428
4 mm	68012429
5 mm	68012430
6 mm	68012431

Abutment-abdrücke

LOCATOR R-Tx®
Abdruckpfosten
(Impression Coping)



68012444

Analog

LOCATOR R-Tx®
Abutment Analog



68012443

CastDesign EV*  Ø 5,1 1 mm 68012079 TitaniumBase EV*  Ø 5,0 1 mm 68012090 Ø 5,0 2 mm 68012091	Abdrucknahme auf Implantatniveau Implantat-Abdruckpfosten EV Design (Implant Pick-Up EV Design)  kurz 68014011 lang 68014016 Implantat-Transfer EV (Implant Transfer EV)  kurz 68014020 lang 68014025	Laborkomponenten Labor-Abutmentschraube EV (Lab Abutment Screw EV)  68014032 Laborimplantat EV (Implant Analog EV)  68014037
---	---	--

Abdrucknahme MultiBase Abdruckpfosten (Pick-Up)  68012232 MultiBase Transfer  68012231	Laborkomponenten MultiBase Labor- Brückenschraube (Lab Bridge Screw)  68012237 MultiBase Analog  68012238 MultiBase Labor- Abutment-Pin (Lab Abutment Pin)  14 mm 68012234 18 mm 68012235 22 mm 68012236	Zylinder MultiBase Provisorischer Zylinder (Temporary Cylinder)  68012239 MultiBase Kunststoffzylinder (Burnout Cylinder)  68012240 MultiBase Semi-Gold- Kunststoffzylinder (Semi-Burnout Cylinder)  68012243	Brückenschrauben MultiBase Brückenschraube (Bridge Screw)  68012233
---	---	--	--

Halteelemente																
LOCATOR R-Tx® Gemischtes Retentions-Prozesskomponenten-Set, begrenzter Bereich (Mixed Retention Limited Range Processing Pack)  68012439	LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz Standardbereich (Retention Insert Standard range)  <table><tr><td>grau</td><td>68012432</td></tr><tr><td>blau</td><td>68012433</td></tr><tr><td>rosa</td><td>68012434</td></tr><tr><td>transparent</td><td>68012435</td></tr></table>	grau	68012432	blau	68012433	rosa	68012434	transparent	68012435	LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz, begrenzter Bereich (Retention Insert Limited range)  <table><tr><td>türkis</td><td>68012436</td></tr><tr><td>magenta</td><td>68012437</td></tr><tr><td>goldfarben</td><td>68012438</td></tr></table>	türkis	68012436	magenta	68012437	goldfarben	68012438
grau	68012432															
blau	68012433															
rosa	68012434															
transparent	68012435															
türkis	68012436															
magenta	68012437															
goldfarben	68012438															
LOCATOR R-Tx® Prozesseinsatz (Processing Insert)  68012440	LOCATOR R-Tx® Ausblockring (Block-Out Spacer)  68012441	LOCATOR R-Tx® Prothesenmatrize (Denture Attachment Processing Assembly)  68012442	LOCATOR R-Tx® Distanzhülse (Processing Spacer)  68012445													

XL Übersicht



Verschluss-Schraube

Verschluss-Schraube EV
(Cover Screw EV)



68010007

Gingivaformer

HealDesign EV



○	Ø 6,5	2,5 mm	68013033
○	Ø 6,5	3,5 mm	68013034
○	Ø 6,5	4,5 mm	68013035
○	Ø 6,5	6,5 mm	68013036
○	Ø 7,5	3,5 mm	68013037
○	Ø 7,5	4,5 mm	68013038

Gingivaformer EV
(Healing Abutment EV)



○	Ø 4,8	2,0 mm	68013060
○	Ø 4,8	3,0 mm	68013061
○	Ø 4,8	4,0 mm	68013062
○	Ø 4,8	6,0 mm	68013063

Zementiert

Provisorische Abutments und Komponenten

Provisorisches
Abutment EV*
(TempAbutment EV)



Ø 5,5 1 mm 68013074

Provisorisches
Abutment Design EV*
(TempDesign EV)



Ø 10 5 mm 25507

TempBase Cap**



Ø 5,5 68010015

Abutments

TiDesign EV



○	Ø 7,0	1,5 mm	68012062
○	Ø 7,0	2,5 mm	68012063
○	Ø 7,0 15°	1,5 mm	68012064
○	Ø 7,0 15°	2,5 mm	68012065

* Auch für verschraubte Einzelzahnversorgungen ** TempBase nur auf OmniTaper EV-Implantaten vormontiert

Verschraubt

Abutments

MultiBase Abutment EV



○	1,5 mm	68012225
○	2,5 mm	68012226
○	3,5 mm	68012227
○	4,5 mm	68012228

Einheilkappen

MultiBase Einheilkappe
(Heal Cap)



Ø 5,4 – 4 mm
68012230

Abdrucknahme

MultiBase Abdruckpfosten
(Pick-Up)



68012232


MultiBase Transfer



68012231

XL ist nicht verwendbar
für PrimeTaper EV

CastDesign EV*  Ø 5,1 1 mm 68012080 TitaniumBase EV*  Ø 5,5 1 mm 68012092 Ø 5,5 2 mm 68012093	Abdrucknahme auf Implantatniveau Implantat-Abdruckpfosten EV Design (Implant Pick-Up EV Design)  kurz 68014012 lang 68014017 Implantat-Transfer EV (Implant Transfer EV)  kurz 68014021 lang 68014026	Laborkomponenten Labor-Abutmentschraube EV (Lab Abutment Screw EV)  68014033 Laborimplantat EV (Implant Analog EV)  68014038
---	---	--

Laborkomponenten MultiBase Labor-Brückenschraube (Lab Bridge Screw)  68012237 MultiBase Labor-Abutment-Pin (Lab Abutment Pin)  14 mm 68012234 18 mm 68012235 22 mm 68012236 MultiBase Analog  68012238	Zylinder MultiBase Provisorischer Zylinder (Temporary Cylinder)  68012239 MultiBase Kunststoffzylinder (Burnout Cylinder)  68012240 MultiBase Semi-Gold-Kunststoffzylinder (Semi-Burnout Cylinder)  68012243	Brückenschrauben MultiBase Brückenschraube (Bridge Screw)  68012233
---	---	--

3. Verschluss-Schraube

Verschluss-Schraube EV (Cover Screw EV)

Titanlegierung¹, steril

Die Verschluss-Schraube dient zur Versiegelung des Implantat-Interfaces.

- Klinische Anwendung: zweizeitige Vorgehensweise
- Farbkodiert

* Nicht für PrimeTaper EV

Verschluss-Schraube EV (Cover Screw EV)

					
	XS	S	M	L	XL
Art.-Nr.	68010001	68010002	68010005	68010006	68010007*


4. Gingivaformer

HealDesign EV

Titanlegierung¹, steril

Zur Ausformung des Weichgewebes während der Einheilzeit.

- Das Design der Gingivaformer basiert auf den natürlichen Zähnen und folgt einem positionsspezifischen Crown-Down-Ansatz.
- Das Design ist verschiedenen Zahnformen nachempfunden und unterstützt die Vorbereitung des Weichgewebes für das definitive Abutment.
- Höhen und Durchmesser sind auf die definitiven Abutments und die entsprechenden Zahnpositionen abgestimmt.
- Klinische Anwendung: ein- und zweizeitige Vorgehensweise
- Farbkodiert
- Indexierungsoption: sechs Positionen und nicht-indexiert



Runde Formen sind für alle Positionen im Mund indiziert.

Trianguläre Formen sind anterior vorgesehen und der Form von Schneide- und Eckzähnen nachempfunden. Bei dem triangulären HealDesign EV handelt es sich um ein zweiteiliges Abutment.

XS HealDesign EV

				
Ø mm	3,5	3,5	3,5	3,5
Höhe mm	2,5	3,5	4,5	6,5
Art.-Nr.	68013001	68013002	68013003	68013004

S HealDesign EV

				
Ø mm	4	4	4	4
Höhe mm	2,5	3,5	4,5	6,5
Art.-Nr.	68013005	68013006	68013007	68013008

				
Ø mm	5	5	5	5
Höhe mm	2,5	3,5	4,5	6,5
Art.-Nr.	68013009	68013010	68013011	68013012

			
Ø mm	6	6	5
Höhe mm	3,5	4,5	3,5
Art.-Nr.	68013013	68013014	68013039

M HealDesign EV

Ø mm	5	5	5	5
Höhe mm	2,5	3,5	4,5	6,5
Art.-Nr.	68013015	68013016	68013017	68013018



Ø mm	6,5	6,5	6,5	6,5	5	6,5
Höhe mm	2,5	3,5	4,5	6,5	3,5	3,5
Art.-Nr.	68013019	68013020	68013021	68013022	68013040	68013041

L HealDesign EV

Ø mm	5	5	5	5
Höhe mm	2,5	3,5	4,5	6,5
Art.-Nr.	68013023	68013024	68013025	68013026



Ø mm	6,5	6,5	6,5	6,5	7,5	7,5	5	6,5
Höhe mm	2,5	3,5	4,5	6,5	3,5	4,5	3,5	3,5
Art.-Nr.	68013027	68013028	68013029	68013030	68013031	68013032	68013042	68013043

XL HealDesign EV*

Ø mm	6,5	6,5	6,5	6,5	7,5	7,5
Höhe mm	2,5	3,5	4,5	6,5	3,5	4,5
Art.-Nr.	68013033	68013034	68013035	68013036	68013037	68013038


* Nicht für PrimeTaper EV

Gingivaformer EV (Healing Abutment EV)

Titanlegierung¹, steril

Der Gingivaformer wird zur Ausformung des Weichgewebes verwendet.

- Höhenmarkierungen
- Farbkodiert
- Indexierungsoption: nicht indiziert



XS Gingivaformer EV (Healing Abutment EV)

Ø mm	4	4	4	4
Höhe mm	2	3	4	6
Art.-Nr.	68013044	68013045	68013046	68013047

S Gingivaformer EV (Healing Abutment EV)

Ø mm	4	4	4	4
Höhe mm	2	3	4	6
Art.-Nr.	68013048	68013049	68013050	68013051

M Gingivaformer EV (Healing Abutment EV)

Ø mm	4	4	4	4
Höhe mm	2	3	4	6
Art.-Nr.	68013052	68013053	68013054	68013055

L Gingivaformer EV (Healing Abutment EV)

Ø mm	4,3	4,3	4,3	4,3
Höhe mm	2	3	4	6
Art.-Nr.	68013056	68013057	68013058	68013059

XL Gingivaformer EV (Healing Abutment EV)*

Ø mm	4,8	4,8	4,8	4,8
Höhe mm	2	3	4	6
Art.-Nr.	68013060	68013061	68013062	68013063

* Nicht für PrimeTaper EV

5. Provisorische Abutments

Provisorisches Abutment EV (TempAbutment EV)


					
	XS	S	M	L	XL
Ø mm	3,3	4,0	4,5	5,0	5,5
A - Höhe mm	1	1	1	1	1
B - Höhe mm	9	9	9	9	9
Art.-Nr.	68013064	68013066	68013070	68013072	68013074*

Provisorisches Abutment EV (TempAbutment EV)

Titanlegierung¹, unsteril

Das provisorische Abutment dient als individualisierbare Basis für die provisorische Versorgung auf Implantatniveau und zur weiteren Ausformung des Weichgewebes.

- Vorgesehen für Schichttechnik
- Bearbeitung hauptsächlich im Labor
- Für zementierte und verschraubte Lösungen
- Verschraubte Lösungen, nur für Einzelzahnversorgungen
- Klinische Anwendung: Langzeitprovisorien
- Inhalt: Provisorisches Abutment EV (TempAbutment EV) und dazugehörige farbkodierte Abutmentschraube EV (Abutment Screw EV)
- Indexierungsoption; sechs Positionen



Provisorisches Abutment Design EV (TempDesign EV)


					
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Ø mm	6	7	9	10	10
A - Höhe mm	5	5	5	5	5
B - Höhe mm	10	12	12	12	10
Art.-Nr.	25503	25504	25505	25506	25507*

Provisorisches Abutment Design EV (TempDesign EV)

Titanlegierung¹ / PEEK-Kunststoff², unsteril

Anatomisch vorgeformt für die Reduktionstechnik

- Kann im Labor oder direkt am Patienten bearbeitet werden
- Für zementierte und verschraubte Lösungen
- Verschraubte Lösungen sind auf Einzelzahnversorgungen beschränkt
- Provisorische Verwendung; max. 180 Tage
- Inhalt: Provisorisches Abutment Design EV (TempDesign EV) und dazugehörige farbkodierte Abutmentschraube EV (Abutment Screw EV)
- Indexierungsoption; sechs Positionen



Astra Tech Implant System EV Produktsortiment. Siehe Konvertierung der Verbindungsgröße auf Seite 4.

* Nicht für PrimeTaper EV

Abutmentschraube EV (Abutment Screw EV)

Titanlegierung², unsteril

Zur Befestigung des Abutments im Implantat.

- Jedem zweiteiligen Abutment liegt eine entsprechende Abutmentschraube bei.
- Zusätzliche Schrauben können separat bestellt werden.
- Farbkodiert

Abutmentschraube EV (Abutment Screw EV)



XS



S



M



L



XL

	M1,4	M1,6	M1,8	M2,0	M2,0
Art.-Nr.	68012166	68012167	68012168	68012169	68012170*

* Nicht für PrimeTaper EV

TempBase Cap

PP-Kunststoff²², unsteril

Abdruckpfosten für intraoperative Indexregistrierung und Basis für provisorische Versorgungen.

- Zahnfarbener Kunststoff
- Rotationsgesichert
- Nur für die auf OmniTaper EV-Implantaten vormontierte TempBase
- Retention über diamantförmigen Kopf und seitliche Retentionslasche

TempBase Cap



XS

S

M



L



XL

Ø mm	3,0 – 3,8	4,5	5,5
Art.-Nr.	68010013	68010014	68010015

Patientenindividuelle Produkte – alternative prothetische Optionen



Atlantis Healing Abutment



Atlantis CustomBase-Lösung –
Atlantis Abutment
und Atlantis Temporary Crown

6. Abform- und Laborkomponenten

Implantat-Abdruckpfosten EV Design, kurz (Implant Pick-Up EV Design, short)

					
		S	M	L	XL
Ø mm		3,6	4,2	4,8	5,4
Höhe mm		16,7	16,7	16,7	16,7
Art.-Nr.		68014009	68014010	68014011	68014012*

Implantat-Abdruckpfosten EV Design, lang (Implant Pick-Up EV Design, long)



					
	XS	S	M	L	XL
Ø mm	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
Höhe mm	22	22	22	22	22
Art.-Nr.	68014013	68014014	68014015	68014016	68014017*

Implantat-Abdruckpfosten EV Design (Implant Pick-Up EV Design)

Titanlegierung³, unsteril

Der Implantat-Abdruckpfosten dient zur Übertragung der Implantatposition und der Weichgewebsanatomie auf das Meistermodell.

- Selbstpositionierender Abdruckpfosten
- Integrierte Halteschraube zur sicheren Handhabung
- Halteschraubenkopf mit Innensechskant
- Einhändige Platzierung
- Zur Verwendung für Verblockungen
- Klinische Anwendung: Abdrucknahme mit offenem Löffel
- Farbkodiert
- Inhalt: Implantat-Abdruckpfosten EV Design (Implant Pick-Up EV Design) mit Pin
- Benötigte Instrumente: Sechskant-Schraubendreher (optional)




* Nicht für PrimeTaper EV

Implantat-Transfer EV
(Implant Transfer EV)

Titanlegierung², unsteril

Der Implantat-Transfer dient zur Übertragung der Implantatposition und der Weichgewebsanatomie auf das Meistermodell.

- Selbstpositionierender Abdruckpfosten
- Integrierte Halteschraube zur sicheren Handhabung
- Einhändige Platzierung
- Halteschraubenkopf mit Innensechskant
- Klinische Anwendung: Abdrucknahme mit geschlossenem Löffel
- Farbkodiert
- Inhalt: Implantat-Transfer EV (Implant Transfer EV) mit Pin
- Benötigte Instrumente: Sechskant-Schraubendreher (optional)



Implantat-Transfer EV, kurz
(Implant Transfer EV, short)



Ø mm		4,4	4,2	4,8	5,4
Höhe mm		11	11	11	11
Art.-Nr.		68014018	68014019	68014020	68014021*

Implantat-Transfer EV, lang
(Implant Transfer EV, long)



Ø mm	4,0	4,4	4,2	4,8	5,4
Höhe mm	14	14	14	14	14
Art.-Nr.	68014022	68014023	68014024	68014025	68014026*

* Nicht für PrimeTaper EV

Komponenten für die digitale Abformung

Atlantis IO FLO

Intraoralscan



	XS	S	M	L	XL
IO FLO-Codierung	IO P-01	IO P-02	IO P-03	IO P-04	IO P-05
Art.-Nr.	35243	35244	35245	35246	35247*

Atlantis FLO

Laborscan



	XS	S	M	L	XL
FLO-Codierung	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05
Art.-Nr.	34593	34594	34595	34596	34597*

Atlantis IO FLO

Titanlegierung¹ / PEEK-Kunststoff[®], unsteril

Atlantis FLO

Edelstahl¹ / POM-Kunststoff⁷, unsteril

Atlantis IO FLO ist ein Scanbody für die digitale Abformung auf Implantatniveau.

Atlantis FLO ist ein Scanbody für den Modell-Scan auf Implantatniveau.

- Zum Scannen für Atlantis Abutments, für die verfügbaren Verbindungen anwendbar.
- Ermöglicht das Design in einer CAD-Software um eine Versorgung auf einer TitaniumBase zu erstellen.
- Benötigte Instrumente: Sechskant-Schraubendreher für Atlantis IO FLO und Atlantis FLO-Schraubendreher für Atlantis FLO.

Beim Design von Versorgungen mithilfe einer TitaniumBase ist eine digitale Bibliothek erforderlich. Diese Bibliothek enthält alle notwendigen Informationen zu Implantatsystem, TitaniumBase und Scanbody. Die Bibliotheken können für die Designsoftware 3Shape und Exocad verwendet werden.

Um die TitaniumBase-Bibliothek herunterzuladen, rufen Sie die Hilfeseite für die Bibliotheken von Dentsply Sirona Implants auf unter <https://www.orderdigitalsolutions.com/>.

Atlantis IO FLO-S

Implantatniveau

	XS	S	M	L	XL
FLO-Codierung	A04K	A04L	A04M	A04N	A04O
Art.-Nr.	68020018	68020019	68020020	68020021	68020022*

Abutmentniveau



MultiBase Abutment EV	
FLO-Codierung	A04S
Art.-Nr.	68020034

Atlantis IO FLO-S

Titan², unsteril

Die Aufbewahrungs-Trays bestehen aus Aluminium mit Silikonhalterungen.

Atlantis IO FLO-S ist ein Scanbody für digitale Abformungen auf Implantat oder Abutmentniveau.

- Atlantis IO FLO-S wird beim Scannen von Atlantis Suprastrukturen verwendet.
- Kann sowohl für das Intraoral- als auch für das Modellscan-Verfahren verwendet werden.
- Inhalt: 6 Stk.

Der FLO-S Scanbody ohne IO-Markierung kann nur zum Modellscannen verwendet werden und ist nicht für das Intraoralscannen zugelassen.

* Nicht für PrimeTaper EV

Laborimplantat EV
(Implant Analog EV)

Titanlegierung¹, unsteril

Das Laborimplantat wird verwendet, um Versorgungen auf Implantatniveau im Labor herzustellen.

- Einmalgebrauch
- Farbkodiert

Laborimplantat EV
(Implant Analog EV)

					
	XS	S	M	L	XL
Höhe mm	13	13	13	13	13
Art.-Nr.	68014034	68014035	68014036	68014037	68014038*

Labor-Abutmentschraube EV
(Lab Abutment Screw EV)

Titanlegierung¹, unsteril

Mit der Labor-Abutmentschraube wird das Abutment im Laborimplantat EV befestigt.

- Nur zur Verwendung mit Labor-implantat EV
- Farbkodiert
- Inhalt: 4 Stk. Labor-Abutmentschraube EV (Lab Abutment Screw EV)

Labor-Abutmentschraube EV
(Lab Abutment Screw EV)



					
	XS	S	M	L	XL
Art.-Nr.	68014029	68014030	68014031	68014032	68014033*

* Nicht für PrimeTaper EV

7. Zementierte Lösungen

XS TiDesign EV

				
Ø mm	4	4	4	4
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
B - Höhe mm	2,5	3,5	4,5	5,5
C - Höhe mm	7	8	9	10
Art.-Nr.	68012001	68012002	68012003	68012004

				
Ø mm	4	4	4	4
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
B - Höhe mm	2,5	3,5	4,5	5,5
C - Höhe mm	7	8	9	10
Art.-Nr.	68012005	68012006	68012007	68012008

TiDesign EV

Titanlegierung¹, unsteril


TiDesign wird als Basis für zementierte Lösungen verwendet.


- Anatomisch vorgefertigtes Abutment
- Rund – Für die meisten Zahnformen ausgelegt
- Triangulär – Hauptsächlich für triangulär geformte Schneide- und Eckzähne
- Anguliert – Zum Ausgleichen von Implantaten im Frontzahn- und Seitenzahnbereich mit einer für die Versorgung ungünstigen Angulation
- Versorgung: zementiert
- Klinische Anwendung: ein- und mehrgliedrige Versorgungen
- Gekennzeichnet mit Verbindungsgröße und Durchmesser
- Farbkodiert
- Inhalt: TiDesign EV Abutment und dazugehörige farbkodierte Abutmentschraube EV.
- Indexierungsoption; sechs Positionen

S TiDesign EV

				
Ø mm	4,5	4,5	4,5	4,5
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
B - Höhe mm	2,5	3,5	4,5	5,5
C - Höhe mm	9	10	11	12
Art.-Nr.	68012009	68012010	68012011	68012012

					
Ø mm	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5	1,5
B - Höhe mm	2,5	3,5	4,5	5,5	2,5
C - Höhe mm	9	10	11	12	9
Art.-Nr.	68012017	68012018	68012019	68012020	68012025



M TiDesign EV



Ø mm	5,5	5,5	5,5	5,5
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
B - Höhe mm	2,5	3,5	4,5	5,5
C - Höhe mm	9	10	11	12
Art.-Nr.	68012042	68012043	68012044	68012045



Ø mm	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7,0
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5	1,5	1,5
B - Höhe mm	2,5	3,5	4,5	5,5	2,5	2,5
C - Höhe mm	9	10	11	12	9	9
Art.-Nr.	68012046	68012047	68012048	68012049	68012050	68012051

L TiDesign EV



Ø mm	7,0	7,0	7,0	7,0
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
B - Höhe mm	2,5	3,5	4,5	5,5
C - Höhe mm	9	10	11	12
Art.-Nr.	68012052	68012053	68012054	68012055



Ø mm	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7,0
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5	1,5	1,5
B - Höhe mm	2,5	3,5	4,5	5,5	2,5	2,5
C - Höhe mm	9	10	11	12	9	9
Art.-Nr.	68012056	68012057	68012058	68012059	68012060	68012061

XL TiDesign EV*

Ø mm	7,0	7,0	7,0	7,0
A - Höhe mm	1,5	2,5	1,5	2,5
B - Höhe mm	2,5	3,5	2,5	3,5
C - Höhe mm	9	10	9	10
Art.-Nr.	68012062	68012063	68012064	68012065

CastDesign EV

Ø mm	4,1	4,1	5,1	5,1
A - Höhe mm	1	1	1	1
B - Höhe mm	11	11	11	11
Art.-Nr.	68012077	68012078	68012079	68012080*

CastDesign EVGold-Platin-Legierung[†] / POM-Kunststoff[†], unsteril

Das CastDesign wird zur Herstellung von patientenindividuellen zementierten oder verschraubten Versorgung mit regulärem Wax-up- und Angussverfahren verwendet.

- Nicht oxidierendes Abutment aus Edelmetall-Legierung
- Wird im Labor modifiziert
- Metallbasis: Au 60 %, Pd 20 %, Pt 19 %, Ir 1 %
- Zylinder: Ausbrennbarer POM-Kunststoff
- Versorgung: CastDesign ist bei verschraubten Lösungen nur für die Einzelzahn-Versorgung einsetzbar
- Farbkodiert
- Inhalt: CastDesign EV Abutment und farbkodierte Abutmentschraube EV
- Indexierungsoption; sechs Positionen

Patientenindividuelle Produkte – alternative prothetische Optionen


Atlantis Abutment



Atlantis Crown Abutment



Atlantis CustomBase-Lösung – Atlantis Abutment und Atlantis Crown




* Nicht für PrimeTaper EV

TitaniumBase EV

Titanlegierung¹, unsteril

Die TitaniumBase wird im digitalen Workflow als Basis für individuelle Keramiklösungen verwendet.

- Zwei abgeflachte Seiten bilden einen Rotationsschutz
- Versorgung: zementiert oder verschraubt
- Klinische Anwendung: provisorische oder definitive Versorgungen
- Bei verschraubten Lösungen nur für die Einzelzahn-Versorgung einsetzbar
- Einzel- und mehrgliedrige Versorgungen
- Inhalt: TitaniumBase EV Abutment und farbkodierte Abutmentschraube EV
- Benötigte Instrumente: Sechskant-Schraubendreher und Scanbody
- Indexierungsoption; sechs Positionen



XS TitaniumBase EV



Ø mm	4	4
A - Höhe mm	1	2
B - Höhe mm	5	6
Art.-Nr.	68012081	68012082

S TitaniumBase EV



Ø mm	4,1	4,1
A - Höhe mm	1	2
B - Höhe mm	5	6
Art.-Nr.	68012083	68012084

M TitaniumBase EV



Ø mm	4,7	4,7
A - Höhe mm	1	2
B - Höhe mm	5	6
Art.-Nr.	68012088	68012089

L TitaniumBase EV



Ø mm	5	5
A - Höhe mm	1	2
B - Höhe mm	5	6
Art.-Nr.	68012090	68012091

XL TitaniumBase EV*



Ø mm	5,5	5,5
A - Höhe mm	1	2
B - Höhe mm	5	6
Art.-Nr.	68012092	68012093

* Nicht für PrimeTaper EV

8. Verschraubte Lösungen

xs MultiBase Abutment EV



A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5
Art.-Nr.	68012171	68012172	68012173

S MultiBase Abutment EV



A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
Art.-Nr.	68012174	68012175	68012176	68012177

S MultiBase Abutment EV 17°



A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
B - Höhe mm	3	4	5	6
Art.-Nr.	68012178	68012179	68012180	68012181
Art.-Nr.	68012182	68012183	68012184	68012185

S MultiBase Abutment EV 30°




A - Höhe mm	1,5	2,5	1,5	2,5
B - Höhe mm	4	5	4	5
Art.-Nr.	68012186	68012187	68012190	68012191

MultiBase Abutment EV

Titanlegierung¹ mit einem Halter aus PEEK[®]-Kunststoff, steril

Das MultiBase-Abutment wird für mehrgliedrige verschraubte Versorgungen verwendet.

- Anwendbar für das SmartFix-Konzept
- Gerade Abutments sind einteilig, angulierte Abutments sind zweiteilig
- Konuskopf (21°) ermöglicht Brückenplatzierung auf nicht parallelen Abutments bis zu 42°
- Gleiche prothetische Plattform und die gleichen Komponenten für alle Abutments
- Nicht-indexierte Abutments lassen sich in jeder beliebigen Rotationsposition einsetzen
- Der Halter am geraden Abutment besitzt acht Identifikationsrillen, der Halter am 17°-Abutment besitzt vier Identifikationsrillen, der Halter am 30°-Abutment besitzt sechs Identifikationsrillen
- Versorgung: verschraubt
- Klinische Anwendung: mehrgliedrige Versorgungen
- Farbkodiert
- Inhalt gerades Abutment: MultiBase Abutment EV mit auf dem Abutment vormontiertem Kunststoffhalter
- Inhalt MultiBase 17°/30°-Abutment: MultiBase Abutment EV mit separatem Kopfteil und einem Kunststoffhalter mit vormontierter Abutmentschraube
- Benötigte Instrumente: Sechskant-Schraubendreher EV zum Einsetzen der Abutmentschraube. MultiBase Schraubendreher zum Festziehen des Abutmentkopfes am Abutmentkörper und zur Insertion von geraden Abutments
- Indexierungsoption; nicht-indexiert und sechs Positionen



M MultiBase Abutment EV

				
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
Art.-Nr.	68012194	68012195	68012196	68012197

M MultiBase Abutment EV 17°

				
A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
B - Höhe mm	3	4	5	6
Art.-Nr. 	68012198	68012199	68012200	68012201
Art.-Nr. 	68012202	68012203	68012204	68012205

M MultiBase Abutment EV 30°

				
A - Höhe mm	1,5	2,5	1,5	2,5
B - Höhe mm	4	5	4	5
Art.-Nr.	68012206	68012207	68012208	68012209

L MultiBase Abutment EV



A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
Art.-Nr.	68012210	68012211	68012212	68012213

L MultiBase Abutment EV 17°



A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
B - Höhe mm	3	4	5	6
Art.-Nr. ☉	68012214	68012215	68012216	68012217
Art.-Nr. ☉	68012218	68012219	68012220	68012352

L MultiBase Abutment EV 30°



A - Höhe mm	1,5	2,5	1,5	2,5
B - Höhe mm	4	5	4	5
Art.-Nr.	68012221	68012222	68012223	68012224

XL MultiBase Abutment EV*



A - Höhe mm	1,5	2,5	3,5	4,5
Art.-Nr.	68012225	68012226	68012227	68012228

Patientenindividuelle Produkte – alternative prothetische Optionen



Atlantis Bridge



Atlantis Hybrid



Atlantis BridgeBase

* Nicht für PrimeTaper EV

MultiBase Abutmentkopf mit Halter (MultiBase Abutment Head with holder)

Titanlegierung¹ mit einem Halter aus PEEK[®]-Kunststoff, steril

Der Abutmentkopf mit Halter wird bei Bedarf verwendet, wenn der Abutmentkopf ausgetauscht werden muss.

- Ersatzteil für MultiBase Abutment EV 17° und 30°
- Einmalgebrauch
- Inhalt: MultiBase Abutmentkopf mit Halter; das Kopfteil ist am Halter vormontiert

MultiBase Abutmentkopf mit Halter (MultiBase Abutment Head with holder)



Art.-Nr.

68012229

MultiBase Einheilkappe (Heal Cap)

Titanlegierung¹, steril

Die Einheilkappe dient zum Schutz des Abutments und zur Ausformung des Weichgewebes während der Einheilphase.

- Einteilig
- Einmalgebrauch

MultiBase Einheilkappe (Heal Cap)



Ø mm


5,4

Vertikale Höhe mm

4

Art.-Nr.

68012230



MultiBase EV Abdruckpfosten (Pick-Up) und Transfer

Edelstahl¹, unsteril

Mit Abdruckpfosten und Transfer wird die Position des MultiBase Abutments auf das Meistermodell übertragen.

- Zweiteiliger Abdruckpfosten, mit ausgeprägter Nut für Verblockungsmöglichkeiten
- Übertragung zweiteilig
- Verschraubt
- Inhalt: MultiBase Abdruckpfosten (Pick-Up) und Schraube
- Inhalt: MultiBase Transfer und Schraube

MultiBase

Abdruckpfosten (Pick-Up)

Abformung:
offener Löffel



Ø mm

5,5

Vertikale Höhe mm

15

Art.-Nr.

68012232

Transfer

Abformung:
geschlossener Löffel



Ø mm


5,5

Vertikale Höhe mm

9,5

Art.-Nr.

68012231



Schutzmanschette

Art.-Nr.	68012241
----------	----------

SchutzmanschetteSilikon¹⁰, unsteril

Die Schutzmanschette schützt das Weichgewebe vor dem Kontakt mit Acrylharz.

- Einmalgebrauch

MultiBase Provisorischer Zylinder (Temporary Cylinder)

Ø mm	5,0
Vertikale Höhe mm	12
Art.-Nr.	68012239

MultiBase Provisorischer Zylinder (Temporary Cylinder)Titanlegierung³, unsteril

Der provisorische Zylinder wird für temporäre Versorgungen verwendet.

- Einmalgebrauch
- Versorgung: verschraubt
- Klinische Anwendung: mehrgliedrige Langzeitprovisorien

Brückenschrauben müssen separat bestellt werden.

MultiBase Kunststoffzylinder (Burnout Cylinder)

Ø mm	4,8
Vertikale Höhe mm	10
Art.-Nr.	68012240

MultiBase Kunststoffzylinder (Burnout Cylinder)PMMA-Kunststoff¹¹, unsteril

Der Kunststoffzylinder wird zur Herstellung der definitiven Versorgung verwendet.

- Einmalgebrauch
- Versorgung: verschraubt
- Klinische Anwendung: mehrgliedrig

Brückenschrauben müssen separat bestellt werden.

MultiBase Semi-Gold-Kunststoffzylinder (Semi-Burnout Cylinder)


Ø mm	5,4
Vertikale Höhe mm	14
Art.-Nr.	68012243

MultiBase Semi-Gold-Kunststoffzylinder (Semi-Burnout Cylinder)Gold-Platin-Legierung⁴ / POM-Kunststoff⁷, unsteril

Der Semi-Gold-Kunststoffzylinder wird zur Herstellung der definitiven Versorgung verwendet.

- Einmalgebrauch
- Versorgung: verschraubt
- Klinische Anwendung: mehrgliedrig

Brückenschrauben müssen separat bestellt werden.



MultiBase Analog

Edelstahl¹, unsteril

Das Analog wird verwendet, um Versorgung auf Abutmentniveau im Labor herzustellen.

- Einmalgebrauch

MultiBase Analog



Art.-Nr.

68012238

MultiBase Brückenschraube (Bridge Screw)

Titanlegierung¹, unsteril

Die Brückenschraube dient zur Verbindung der verschraubten Versorgung mit dem MultiBase Abutment.

- Hellblau zur Unterscheidung von der Laborbrückenschraube
- Einmalgebrauch
- Schraubenkopfhöhe: 1,65 mm
- Schraubenkopf-Durchmesser: 2,1 mm
- Inhalt: 1 MultiBase Brückenschraube

MultiBase Brückenschraube (Bridge Screw)



Schraubenkopfhöhe mm

M1,4

Schraubenkopf Ø mm

1,65

Art.-Nr.

2,1

68012233

MultiBase Labor-Brückenschraube (Lab Bridge Screw)

Titanlegierung¹, unsteril

Die Laborbrückenschraube dient zur Verbindung der verschraubten Versorgung mit dem MultiBase Analog.

- Schraubenkopfhöhe: 1,65 mm
- Schraubenkopf-Durchmesser: 2,1 mm
- Inhalt: 4 Stk.

MultiBase Labor-Brückenschraube (Lab Bridge Screw)



Schraubenkopfhöhe mm

M1,4

Schraubenkopf Ø mm

1,65

Art.-Nr.

2,1

68012237

MultiBase Labor-Abutment-Pin (Lab Abutment Pin)

Edelstahl¹, unsteril

Der Labor-Abutment-Pin dient zum Freihalten des Schraubkanals.

- Halteschraubenkopf mit Innensechskant

MultiBase Labor-Abutment-Pin (Lab Abutment Pin)



Länge mm

14

18

22

Art.-Nr.

68012234

68012235

68012236

9. Implantatgestützte Deckprothesen

S LOCATOR R-Tx® Abutment EV



A - Ø mm	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
B - Ø mm	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
C - Höhe mm	1	2	3	4	5	6
Art.-Nr.	68012414	68012415	68012416	68012417	68012418	68012419

LOCATOR R-Tx® Abutment EV

Titanlegierung¹ / TiCN-beschichtet², unsteril


Das LOCATOR R-Tx® Abutment wird für implantatgestützte Deckprothesen verwendet.

- Kann bis zu 60 Grad Implantat-Divergenzen ausgleichen
- Versorgung: Implantatgestützte Deckprothesen
- Klinische Anwendung: mehrgliedrig
- Inhalt: 1 Abutment mit komplementären Komponenten (jeweils 1 Stk.: Einsatz in grau, blau, rosa, transparent, Ausblockring und Prothesenmatrize)
- Benötigte Instrumente: Sechskant-Schraubendreher
- Indexierungsoption; nicht-indexiert
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.zestdent.com

M LOCATOR R-Tx® Abutment EV



A - Ø mm	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
B - Ø mm	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
C - Höhe mm	1	2	3	4	5	6
Art.-Nr.	68012420	68012421	68012422	68012423	68012424	68012425



L LOCATOR R-Tx® Abutment EV



A - Ø mm	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
B - Ø mm	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
C - Höhe mm	1	2	3	4	5	6
Art.-Nr.	68012426	68012427	68012428	68012429	68012430	68012431

LOCATOR R-Tx® Retentions-einsatz (Retention Insert)

PA-Kunststoff¹², unsteril

Der LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz wird als Halteelement verwendet.

- Zwei Einsatz-Sets, beide Typen sind mit leichter, mittlerer und starker Retention erhältlich.
- Einsätze aus dem Standard-Set können für Patienten mit Implantat-Divergenzen von bis zu 60 Grad verwendet werden.
- Einsätze mit begrenztem Bereich sind für Patienten mit Implantat-Divergenzen von 10 Grad oder weniger vorgesehen, um eine dichtere Passung zu gewährleisten.
- Farbkodiert nach Retentionsstärke
- Inhalt: 4 Stk. des gleichen Einsatzes
- Benötigte Instrumente: LOCATOR R-Tx® Retentionseinsetz-Instrument
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz Standardbereich (Retention Insert Standard range)

				
	grau	blau	rosa	transparent
Retention	null	leicht	mittel	stark
Art.-Nr.	68012432	68012433	68012434	68012435

LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz, begrenzter Bereich (Retention Insert Limited range)

			
	türkis	magenta	goldfarben
Retention	leicht	mittel	stark
Art.-Nr.	68012436	68012437	68012438

LOCATOR R-Tx® Gemischtes Retentions-Prozesskomponenten-Set, begrenzter Bereich (Mixed Retention Limited Range Processing Pack)

- Inhalt, jeweils 2 Stk.: Einsatz türkis, magenta, goldfarben, Ausblockring und Prothesenmatrize.

LOCATOR R-Tx® Gemischtes Retentions-Prozesskomponenten-Set, begrenzter Bereich (Mixed Retention Limited Range Processing Pack)

					
Art.-Nr.	68012439				

LOCATOR R-Tx® Prothesenmatrize (Denture Attachment Processing Assembly)

Titanlegierung¹/PE-Kunststoff¹³, unsteril

Die LOCATOR R-Tx® Prothesenmatrize wird als Kappe für den Retentionseinsatz der Versorgung verwendet.

- Inhalt: 4 Stk. (jede Prothesenmatrize besteht aus einer Kappe und einem vormontierten Prozesseinsatz)
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Prothesenmatrize (Denture Attachment Processing Assembly)

	
Art.-Nr.	68012442

LOCATOR R-Tx® Ausblockring (Block-Out Spacer)



Art.-Nr.	68012441
----------	----------

LOCATOR R-Tx® Prozesseinsatz (Processing Insert)



Art.-Nr.	68012440
----------	----------

LOCATOR R-Tx® Distanzhülse (Processing Spacer)



Art.-Nr.	68012445
----------	----------

LOCATOR R-Tx® Abutment Analog Ø 4



Ø mm	4
Art.-Nr.	68012443

LOCATOR R-Tx® Ausblockring (Block-Out Spacer)

Silikon¹⁰, unsteril

Der LOCATOR R-Tx® Ausblockring wird verwendet, um Unterschnitte zwischen nicht parallelen Abutments zu vermeiden, die überschüssige Abformmasse während der Abdrucknahme in der Prothese festhalten könnten.

- Inhalt: 20 Stk.
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Prozesseinsatz (Processing Insert)

PE-Kunststoff¹⁴, unsteril

Der LOCATOR R-Tx® Prozesseinsatz dient bei Herstellung der Versorgung als Platzhalter für Retentionseinsätze in der Kappe.

- Inhalt: 4 Stk.
- Benötigte Instrumente: LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz-Instrument
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Distanzhülse (Processing Spacer)

POM-Kunststoff⁷, unsteril

Die LOCATOR R-Tx® Distanzhülse dient zur indirekten Verarbeitung der Aufsatzkappen.

- Inhalt: 4 Stk.
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Abutment Analog Ø 4

Titanlegierung¹, unsteril

Das LOCATOR R-Tx® Abutment Analog wird verwendet, um Versorgungen auf Abutmentniveau im Labor herzustellen.

- Inhalt: 4 Stk.
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Abdruckpfosten (Impression Coping)

POM-Kunststoff⁷, unsteril

Der LOCATOR R-Tx® Abdruckpfosten überträgt die Position des LOCATOR R-Tx® Abutments auf das Meistermodell.

- Abdrucknahme mit geschlossenem Löffel
- Inhalt: 4 Stk.
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Abdruckpfosten (Impression Coping)



Art.-Nr.

68012444

LOCATOR R-Tx® Retentionseinsetz- Instrument (Retention Insert Tool)

Edelstahl⁷ / POM-Kunststoff⁷, unsteril

Das LOCATOR R-Tx® Retentionseinsetz-Instrument wird zum Einsetzen und Entfernen des LOCATOR R-Tx® Retentionseinsetzes verwendet.

- Metall-Schlitz auf der Rückseite des Werkzeugs zum Lösen des Retentionseinsetzes
- Inhalt: ein zweiteiliges Instrument
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.zestdent.com

LOCATOR R-Tx® Retentionseinsetz-Instrument (Retention Insert Tool)



Art.-Nr.

68012446

10. Frikionsgetragene Lösungen

3.6 Konometrischer Aufbau EV 0° Ø 3,3 (Conometric Abutment EV 0° Ø 3,3)

Ø mm	3,3	3,3	3,3
A - Höhe mm	1	2	3
Art.-Nr.	26115	26116	26117

3.6 Konometrischer Aufbau EV 0° Ø 4,5 (Conometric Abutment EV 0° Ø 4.5)

Ø mm	4,5	4,5	4,5
A - Höhe mm	1	2	3
Art.-Nr.	26121	26122	26123

3.6 Konometrischer Aufbau EV 15° Ø 4,5 (Conometric Abutment EV 15° Ø 4.5)

Ø mm	4,5	4,5	4,5
A - Höhe mm	1	2	3
B - Höhe mm	2,1	3,1	4,1
Art.-Nr.	26127	26128	26129

4.2 Konometrischer Aufbau EV 0° Ø 4,5 (Conometric Abutment EV 0° Ø 4.5)

Ø mm	4,5	4,5	4,5
A - Höhe mm	1	2	3
Art.-Nr.	26124	26125	26126

4.2 Konometrischer Aufbau EV 15° Ø 4,5 (Conometric Abutment EV 15° Ø 4.5)



Ø mm	4,5	4,5	4,5
A - Höhe mm	1	2	3
B - Höhe mm	2,1	3,1	4,1
Art.-Nr.	26130	26131	26132

Konometrischer Aufbau EV (Conometric Abutment EV)

Titanlegierung¹, steril

Der Konometrische Aufbau wird für friktionsgetragene Versorgungen verwendet.

- Versorgung: Festsitzende Einzelzahnversorgungen
- Zwei Durchmesser; gleiche Prothetikschnittstelle und -komponenten für alle Aufbauten mit gleichem Durchmesser
- Gerade, einteilige Aufbauten mit Ø 3,3 mm
- Benötigte Instrumente: Konometrischer Aufbauschlüssel (Conometric Abutment Driver) zum Einsetzen von geraden einteiligen Abutments mit Ø 3,3 mm und Sechskant-Schraubendreher zum Einsetzen angulierter Aufbauten
- Indexierungsoptionen; nicht-indexiert und sechs Positionen




Astra Tech Implant System EV Produktsortiment.
Siehe Konvertierung der Verbindungsgröße auf Seite 4.

Konometrische Einheilkappe (Conometric Healing Cap)

PEEK-Kunststoff®, einteilig, unsteril

Die Konometrische Einheilkappe schützt den Aufbau, wenn keine provisorische Krone verwendet wird.

- Klinische Anwendung: bis zu sechs Monate lang verwendbar
- Einmalgebrauch



Konometrische Einheilkappe (Conometric Healing Cap)


			
Konometrischer Aufbau Größe Ø mm	3,3	3,3	4,5
Ø mm	4,8	6,0	6,0
Höhe mm	5,3	5,3	5,3
Art.-Nr.	31072101	31072102	31072103

Konometrische Abformkappe (Conometric Impression Cap)

PEEK-Kunststoff®, unsteril

Die Konometrische Abformkappe wird zur Erfassung der Aufbauposition verwendet.

- Einmalgebrauch



Konometrische Abformkappe (Conometric Impression Cap)

		
Konometrischer Aufbau Größe Ø mm	3,3	4,5
Ø mm	5,4	5,4
Höhe mm	8,3	8,3
Art.-Nr.	31072001	31072002


Konometrische provisorische Kappe (Conometric Temporization Cap)

Kappe Ø 3,3 / 4,6: Titanlegierung-ELI²/PEEK-Kunststoff®, unsteril, Einmalverwendung

Kappe Ø 4,5 / 5,8: PEEK-Kunststoff®, unsteril

Die Konometrische provisorische Kappe bildet die Basis für eine provisorische Krone.

- Klinische Anwendung: bis zu sechs Monate lang verwendbar
- Einmalgebrauch



Konometrische provisorische Kappe (Conometric Temporization Cap)

		
Konometrischer Aufbau Größe Ø mm	3,3	4,5
Ø mm	4,6	5,8
Höhe mm	5	5,3
Art.-Nr.	31072112	31072114

Konometrisches Analog (Conometric Analog)



Konometrischer Aufbau Größe Ø mm	3,3	4,5
Höhe mm	20	20
Art.-Nr.	31047210	31072020

Konometrisches Analog (Conometric Analog)

Edelstahl¹, unsteril

Das Konometrisches Analog entspricht dem Aufbau und wird im Meistermodell verwendet.

- Einmalgebrauch

Konometrische Laborkappe (Conometric Lab Cap)



Konometrischer Aufbau Größe Ø mm	3,3	4,5
Ø mm	4,6	5,8
Höhe mm	5	5
Art.-Nr.	31072121	31072123

Konometrische Laborkappe (Conometric Lab Cap)

Titanlegierung³, unsteril

Die Konometrische Laborkappe wird vom Labor bei der Herstellung der Krone verwendet.

- Einmalgebrauch

Konometrische finale Kappe (Conometric Final Cap)



Konometrischer Aufbau Größe Ø mm	3,3	4,5
Ø mm	4,6	5,8
Höhe mm	5	5
Art.-Nr.	31072301	31072303

Konometrische finale Kappe (Conometric Final Cap)

Titan Grad 4², TiN-beschichtet⁵, unsteril

Die Konometrische finale Kappe dient als Basis beim Zementieren der finalen Krone.

- Einmalgebrauch

11. Prothetische Instrumente

Sechskant-Schraubendreher, manuell (Hex Driver Manual)

Edelstahl¹, unsteril

Der Sechskant-Schraubendreher dient dem Anziehen von Schrauben, chirurgischen und prothetischen Komponenten.

Sechskant-Schraubendreher, manuell (Hex Driver Manual)



Gesamtlänge mm	20	31
Art.-Nr.	25771	25772

Sechskant-Schraubendreher (Hex Driver)

Edelstahl¹, unsteril

Der Sechskant-Schraubendreher dient dem Anziehen von Schrauben, chirurgischen und prothetischen Komponenten.

Sechskant-Schraubendreher (Hex Driver)



Gesamtlänge mm	20	24	35
Art.-Nr.	68015207	68015205	68015206

Atlantis Angulated Screw Access Screwdriver (ASA)

Edelstahl¹, unsteril

Der Atlantis Angulated Screw Access Screwdriver wird für Komponenten mit Hexa-globularer-Verbindung verwendet.

- Zur Verwendung mit Atlantis Implantatversorgungen, die an einer oder mehreren Verbindungen mit anguliertem Schraubzugang gestaltet und gefertigt wurden
- Ermöglicht Schraubenzugang bis zu 30 Grad

Für jede Verbindung mit anguliertem Schraubzugang wird die entsprechende Atlantis Prothetikschaube mitgeliefert.

Atlantis Angulated Screw Access Screwdriver (ASA)



Gesamtlänge mm	18	24	32
Art.-Nr.	36030	36031	36032

MultiBase Schraubendreher (MultiBase Driver)

Edelstahl¹, unsteril

Der MultiBase-Schraubendreher dient zum Eingliedern und Entfernen des MultiBase-Abutments.

- Versorgung: verschraubt

MultiBase Schraubendreher (MultiBase Driver)



Gesamtlänge mm	19
Art.-Nr.	68012244

Konometrischer Aufbauschlüssel (Conometric Abutment Driver)



Ø mm	3,3	3,3
Höhe mm	25	20
Art.-Nr.	31072909	31072910

Konometrischer Aufbauschlüssel (Conometric Abutment Driver)

Edelstahl¹, unsteril

Der Konometrische Aufbauschlüssel wird zum Einsetzen und Entfernen von einteiligen Konometrischen Aufbauten verwendet.

- Versorgung: friktionsgetragene Lösungen

Drehmomentratsche EV (Torque Wrench EV)



Art.-Nr.	25774
----------	-------

Drehmomentratsche EV (Torque Wrench EV)

Edelstahl¹, unsteril

Die Drehmomentratsche wird zusammen mit dem chirurgischen Ratscheneinsatz oder dem prothetischen Ratscheneinsatz zum Anziehen und Messen des Drehmoments verwendet.

- Wird in Verbindung mit dem chirurgischen Ratscheneinsatz zur Implantatinsertion und -justierung verwendet
- Wird in Verbindung mit dem prothetischen Ratscheneinsatz zum Festziehen von Abutments und/oder Brückenschrauben verwendet
- Siehe Gebrauchsanweisung unter www.elosmedtech.com

Drehmomentratsche EV Ratscheneinsatz, chirurgisch (Torque Wrench EV Surgical Driver Handle)



Art.-Nr.	25775
----------	-------

Drehmomentratsche EV (Torque Wrench EV) Chirurgischer Ratscheneinsatz (Surgical Driver Handle)

Edelstahl¹, unsteril

Der Chirurgische Ratscheneinsatz wird in Verbindung mit der Drehmomentratsche und einem chirurgischen Instrument verwendet.

Drehmomentratsche EV Ratscheneinsatz, prothetisch (Torque Wrench EV Restorative Driver Handle)



Art.-Nr.	25776	25777
----------	-------	-------

Drehmomentratsche EV Ratscheneinsatz, prothetisch (Torque Wrench EV Restorative Driver Handle)

Edelstahl¹, unsteril

Der prothetische Ratscheneinsatz wird in Verbindung mit der Drehmomentratsche zum Festdrehen von Abutments und/oder Brückenschrauben verwendet.

Einbringinstrument für Konometrische provisorische Kappe (Conometric Temporization Cap Insertion Tool)

Edelstahl¹, unsteril

Wird verwendet, um die Kappe auf den Aufbau zu setzen und bis zum Einrasten festzudrücken.

- Das Einbringinstrument mit Ø 3,3 ist zur besseren Identifizierung mit einer Nut und das Einbringinstrument mit Ø 4,5 mit zwei Nuten gekennzeichnet.

Einbringinstrument für Konometrische provisorische Kappe (Conometric Temporization Cap Insertion Tool)



Ø mm	3,3	4,5
Höhe mm	24,5	24,5
Art.-Nr.	31033636	31033637

Konometrisches Befestigungsinstrument (Conometric Fixation Tool)

Edelstahl¹, unsteril

Das Konometrische Befestigungsinstrument aktiviert die Friktion zwischen finaler Kappe/finaler Krone und Aufbau durch eine Kombination aus Druck und Impuls.

Konometrisches Befestigungsinstrument (Conometric Fixation Tool)



Art.-Nr.	31072911
----------	----------

Spitzen für Konometrisches Befestigungsinstrument (Conometric Fixation Tool Tips)

PEEK-Kunststoff², unsteril

Die Spitze wird auf die Spitze des Konometrischen Befestigungsinstrumentes (Conometric Fixation Tool) gesteckt.

- Einmalverwendung

Spitzen für Konometrisches Befestigungsinstrument (Conometric Fixation Tool Tips)



	Spitze konvex (5 Stück)	Spitze U-Form (5 Stück)	Spitze konkav (5 Stück)
Höhe mm	11	9,5	10,5
Empfohlene Verwendung	Prämolar/Molar	Schneidezähne	Eckzahn/Prämolar
Art.-Nr.	31072906	31072907	31072908

Atlantis FLO-Schraubendreher

Edelstahl¹, unsteril

Für Atlantis FLO erforderlich, zum laborseitigen Scannen

Atlantis FLO-Schraubendreher



Art.-Nr.	34601
----------	-------



Prothetik-Tray

PPSU-Kunststoff® / Silikon¹⁰, unsteril

Das Prothetik-Tray dient zur Sterilisation und Aufbewahrung von prothetischen Instrumenten.

- Integrierte Silikonhalterungen
- Scanbarer QR-Code für weiterführende Informationen

Prothetik-Tray

	Länge	Breite	Höhe
Maße mm	97,8	136,5	61,5
Art.-Nr.	68015288		

Produktkatalog Profile EV-Prothetik

Komponenten, die mit dem Astra Tech Implant EV Profile kompatibel sind, werden in diesem Katalog vorgestellt.

Komponenten ohne Index, die für Implantate mit EV-Verbindung entwickelt wurden, können auch für Astra Tech Implant EV Profile verwendet werden.

Komponenten mit Index, die für Implantate mit EV-Verbindung entwickelt wurden, können nicht für Astra Tech Implant EV Profile verwendet werden.



Astra Tech Implant System EV Produktsortiment.
Siehe Konvertierung der Verbindungsgröße auf Seite 4.

12. Einführung in das Profile EV-Prothetiksoriment

Im gesamten Prothetiksoriment erleichtern Kennzeichnungen, Farbkodierungen und geometrische Symbole die Identifizierung der zusammengehörigen Komponenten.

Die Größe der Implantat-Abutment-Verbindung ist durch eine bestimmte Farbe gekennzeichnet. Diese Farbe findet sich wieder bei den entsprechenden Komponenten und Instrumenten sowie der Verpackung und dem Informationsmaterial.



Implantat-Abutment-Verbindung

Astra Tech Implant EV Profile

Astra Tech Implant EV Profile zeichnet sich durch ein einzigartiges Interface mit One-position-only-Platzierung für alle indexierten Komponenten inklusive einer optionalen nicht-indexierten Platzierung aus.


One-position-only

Alle patientenindividuellen Atlantis Abutments und alle indexierten Komponenten für Astra Tech Implant EV Profile lassen sich in nur einer Position einsetzen.



Ohne Index

Abutments ohne Index lassen sich in jeder beliebigen Rotationsposition einsetzen.




Auf Seite 5 finden Sie weitere Informationen über die EV-Verbindung und die drei verschiedenen Optionen für die Abutment-Platzierung/-Indexierung.

P_{4.2} M Übersicht



Verschluss-Schraube

Verschluss-Schraube Profile 4,2
(Cover Screw Profile 4.2)



Gingivaformer

HealDesign Profile EV 4,2



- Ø 5,0 3 mm 25587
- Ø 5,0 4 mm 25584
- △ Ø 5,0 3 mm 25585
- △ Ø 6,5 3 mm 25586

HealDesign EV



- Ø 5,0 2,5 mm 68013015
- Ø 5,0 3,5 mm 68013016
- Ø 5,0 4,5 mm 68013017
- Ø 5,0 6,5 mm 68013018
- Ø 6,5 2,5 mm 68013019
- Ø 6,5 3,5 mm 68013020
- Ø 6,5 4,5 mm 68013021
- Ø 6,5 6,5 mm 68013022

Gingivaformer EV
(Healing Abutment EV)



- Ø 4,0 2,0 mm 68013052
- Ø 4,0 3,0 mm 68013053
- Ø 4,0 4,0 mm 68013054
- Ø 4,0 6,0 mm 68013055

Zementiert


Provisorische Abutments

Provisorisches Abutment Design Profile EV*
(TempDesign Profile EV)



Ø 7 1 mm 25756

Provisorisches Abutment Profile EV*
(Temp Abutment Profile EV)



Ø 4.5 1 mm 26256

Abutments

TiDesign Profile EV 4,2



- Ø 5,5 15° 2 mm 25595
- Ø 5,5 3 mm 25594
- △ Ø 5,5 2 mm 25592
- △ Ø 7,0 2 mm 25593

* Auch für verschraubte Einzelzahnversorgungen

Verschraubt

Abutments

MultiBase Abutment EV



- 1,5 mm 68012194
- 2,5 mm 68012195
- 3,5 mm 68012196
- 4,5 mm 68012197
- 17° 1,5 mm 68012202
- 17° 2,5 mm 68012203
- 17° 3,5 mm 68012204
- 17° 4,5 mm 68012205
- 30° 1,5 mm 68012208
- 30° 2,5 mm 68012209

Einheilkappen

MultiBase
Einheilkappe
(Heal Cap)



Ø 5,4 – 4 mm
68012230

Abdrucknahme

MultiBase
Abdruckpfosten
(Pick-Up)



68012232

MultiBase Transfer



68012231

Implantatgestützt

Abutments

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



- 1 mm 68012420
- 2 mm 68012421
- 3 mm 68012422
- 4 mm 68012423
- 5 mm 68012424
- 6 mm 68012425

Abutment- abdrücke

LOCATOR R-Tx®
Abdruckpfosten
(Impression Coping)



68012444

Analog
LOCATOR
R-Tx® Abutment
Analog



68012443

Komponenten ohne Index, einschließlich
Gingivaformer, MultiBase-Abutments
und LOCATOR R-Tx®-Abutments, sind mit
Astra Tech Implant EV Profile kompatibel.

Abdrucknahme auf Implantatniveau

Implantat-Abdruckpfosten Profile EV
(Implant Pick-Up Profile EV)



kurz 26258

Implantat-Abdruckpfosten
Design Profile EV
(Implant Pick-Up Design Profile EV)



26262

Implantat-Transfer Profile EV
(Implant Transfer Profile EV)



kurz 25606
lang 25607

Laborkomponenten

Laborschraube EV (Lab
Abutment Screw EV)



68014031

Implantat-Analog Profile EV
(Implant Replica Profile EV)



25610

Laborkomponenten

MultiBase Labor-
Brückenschraube
(Lab Bridge Screw)



68012237

MultiBase
Analog



68012238

MultiBase Labor-
Abutment-Pin
(Lab Abutment Pin)



14 mm 68012234
18 mm 68012235
22 mm 68012236

Zylinder

MultiBase Provisorischer
Zylinder
(Temporary Cylinder)



68012239

MultiBase
Kunststoffzylinder
(Burnout Cylinder)



68012240

MultiBase Semi-Gold-
Kunststoffzylinder
(Semi-Burnout Cylinder)



68012243

Brückenschrauben

MultiBase
Brückenschraube
(Bridge Screw)



68012233

Halteelemente

LOCATOR R-Tx® Gemischtes
Retentions-Prozesskomponenten-Set,
begrenzter Bereich (Mixed Retention
Limited Range Processing Pack)



68012439

LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz
Standardbereich (Retention
Insert Standard range)



grau 68012432
blau 68012433
rosa 68012434
transparent 68012435

LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz,
begrenzter Bereich (Retention Insert
Limited range)



türkis 68012436
magenta 68012437
goldfarben 68012438

LOCATOR R-Tx®
Prozesseinsatz
(Processing Insert)



68012440

LOCATOR R-Tx®
Ausblockring (Block-
Out Spacer)



68012441

LOCATOR R-Tx® Prothesenmatrize
(Denture Attachment
Processing Assembly)



68012442

LOCATOR R-Tx®
Distanzhülse
(Processing Spacer)



68012445

P_{4.8} L Übersicht



Verschluss-Schraube

Verschluss-Schraube Profile 4,8
(Cover Screw Profile 4.8)



Gingivaformer

HealDesign Profile EV 4,8



- Ø 5,0 3 mm 25591
- Ø 6,5 4 mm 25589
- △ Ø 5,0 3 mm 25588
- △ Ø 6,5 3 mm 25590

HealDesign EV



- Ø 5,0 2,5 mm 68013023
- Ø 5,0 3,5 mm 68013024
- Ø 5,0 4,5 mm 68013025
- Ø 5,0 6,5 mm 68013026
- Ø 6,5 2,5 mm 68013027
- Ø 6,5 3,5 mm 68013028
- Ø 6,5 4,5 mm 68013029
- Ø 6,5 6,5 mm 68013030
- Ø 7,5 3,5 mm 68013031
- Ø 7,5 4,5 mm 68013032

Gingivaformer EV
(Healing Abutment EV)




- Ø 4,3 2,0 mm 68013056
- Ø 4,3 3,0 mm 68013057
- Ø 4,3 4,0 mm 68013058
- Ø 4,3 6,0 mm 68013059

Komponenten ohne Index, einschließlich
Gingivaformer, MultiBase-Abutments und
LOCATOR R-Tx®-Abutments, sind mit
Astra Tech Implant EV Profile kompatibel.

Zementiert

Provisorische Abutments

Provisorisches Abutment Design Profile EV*
(TempDesign Profile EV)



Provisorisches Abutment Profile EV*
(Temp Abutment Profile EV)



* Auch für verschraubte Einzelzahnversorgungen

Abutments

TiDesign Profile EV 4,2



- Ø 5,5 15° 2 mm 25599
- Ø 7,0 3 mm 25598
- △ Ø 5,5 2 mm 25596
- △ Ø 7,0 2 mm 25597

Verschraubt

Abutments

MultiBase Abutment EV



- 1,5 mm 68012210
- 2,5 mm 68012211
- 3,5 mm 68012212
- 4,5 mm 68012213
- 17° 1,5 mm 68012218
- 17° 2,5 mm 68012219
- 17° 3,5 mm 68012220
- 17° 4,5 mm 68012352
- 30° 1,5 mm 68012223
- 30° 2,5 mm 68012224

Einheilkappen

MultiBase
Einheilkappe
(Heal Cap)



- Ø 5,4 – 4 mm
68012230

Abdrucknahme

MultiBase
Abdruckpfosten
(Pick-Up)



68012232

MultiBase Transfer



68012231

Implantatgestützt

Abutments

LOCATOR R-Tx® Abutment EV



- 1 mm 68012426
- 2 mm 68012427
- 3 mm 68012428
- 4 mm 68012429
- 5 mm 68012430
- 6 mm 68012431

Abutment- abdrücke

LOCATOR R-Tx®
Abdruckpfosten
(Impression Coping)



68012444

Analog

LOCATOR
R-Tx® Abutment
Analog



68012443

Abdrucknahme auf Implantatniveau

Implantat-Abdruckpfosten Profile EV
(Implant Pick-Up Profile EV)



kurz 26259

Implantat-Abdruckpfosten
Design Profile EV
(Implant Pick-Up Design Profile EV)



26263

Implantat-Transfer Profile EV
(Implant Transfer Profile EV)



kurz 25608
lang 25609

Laborkomponenten

Laborschraube EV (Lab
Abutment Screw EV)



68014032

Implantat-Analog Profile EV
(Implant Replica Profile EV)



25611

Laborkomponenten

MultiBase Labor-
Brückenschraube
(Lab Bridge Screw)



68012237

MultiBase
Analog



68012238

MultiBase Labor-
Abutment-Pin
(Lab Abutment Pin)



14 mm 68012234
18 mm 68012235
22 mm 68012236

Zylinder

MultiBase Provisorischer
Zylinder
(Temporary Cylinder)



68012239

MultiBase
Kunststoffzylinder
(Burnout Cylinder)



68012240

MultiBase Semi-Gold-
Kunststoffzylinder
(Semi-Burnout Cylinder)



68012243

Brückenschrauben

MultiBase
Brückenschraube
(Bridge Screw)



68012233

Halteelemente

LOCATOR R-Tx® Gemischtes
Retentions-Prozesskomponenten-Set,
begrenzter Bereich (Mixed Retention
Limited Range Processing Pack)



68012439

LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz
Standardbereich (Retention
Insert Standard range)



grau 68012432
blau 68012433
rosa 68012434
transparent 68012435

LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz,
begrenzter Bereich (Retention Insert
Limited range)



türkis 68012436
magenta 68012437
goldfarben 68012438

LOCATOR R-Tx®
Prozesseinsatz
(Processing Insert)



68012440

LOCATOR R-Tx®
Ausblockring (Block-
Out Spacer)



68012441

LOCATOR R-Tx® Prothesenmatrize
(Denture Attachment
Processing Assembly)



68012442

LOCATOR R-Tx®
Distanzhülse
(Processing Spacer)



68012445

14. Verschluss-Schrauben

Verschluss-Schraube Profile (Cover Screw Profile)

Titanlegierung¹, steril

Die Verschluss-Schraube dient zur Versiegelung des Implantat-Interfaces.

- Selbstpositionierende Komponente; Halteschraube greift nur bei richtiger Positionierung im Implantat
- Eine Höhenoption für jede Größe der Implantat-Abutment-Verbindung.
- Zweiteilige Verschluss-Schraube mit farbkodierter Hülse. Die enthaltenen Schrauben sind nicht farbkodiert.
- Klinische Anwendung: zweizeitige Vorgehensweise
- Farbkodiert
- Indexierungsoption; One-position-only, nur in einer Position einsetzbar

Verschluss-Schraube Profile (Cover Screw Profile)

		
	P_{4.2}	P_{4.8}
Art.-Nr.	25582	25583


15. Gingivaformer

HealDesign Profile EV

Titanlegierung¹, steril

Zur Ausformung des Weichgewebes während der Einheilzeit.

- Das Design der Gingivaformer basiert auf den natürlichen Zähnen und folgt einem positionsspezifischen Crown-Down-Ansatz.
- Das Design ist verschiedenen Zahnformen nachempfunden und unterstützt die Vorbereitung des Weichgewebes für das definitive Abutment.
- Höhen und Durchmesser sind auf die definitiven Abutments und die entsprechenden Zahnpositionen abgestimmt.
- HealDesign Profile ist ein zweiteiliges Abutment.
- Selbstpositionierende Komponente; greift nur bei richtiger Positionierung im Implantat.
- Markiert mit Durchmesser, Höhe und einem „P“ für Profile
- Klinische Anwendung: ein- und zweizeitige Vorgehensweise
- Farbkodiert
- Inhalt: HealDesign Profile EV und farbkodierte Abutmentschraube
- Indexierungsoption; One-position-only, nur in einer Position einsetzbar




P_{4.2} HealDesign Profile EV 4,2

				
	P	P	P	P
Ø mm	5	5	5	6,5
A - Höhe mm	5	4	4,5	4
B - Höhe mm	4	3	3	3
Art.-Nr.	25584	25587	25585	25586

P_{4.8} HealDesign Profile EV 4,8

				
	P	P	P	P
Ø mm	5	6,5	5	6,5
A - Höhe mm	4,5	5,5	4,5	4,5
B - Höhe mm	3	4	3	3
Art.-Nr.	25591	25589	25588	25590



Runde Formen sind für alle Positionen im Mund indiziert.

Trianguläre Formen sind anterior vorgesehen und der Form von Schneide- und Eckzähnen nachempfunden.

Es können auch einteilige, nicht-indexierte Gingivaformer verwendet werden.

16. Provisorische Abutments

Provisorisches Abutment Profile EV (Temp Abutment Profile EV)

		
	P_{4.2}	P_{4.8}
Ø mm	4,5	5,0
A - bukkale Höhe mm	1	1
B - linguale Höhe mm	1	1
Vertikale Höhe mm	9	9
Art.-Nr.	26256	26257

Provisorisches Abutment Design Profile EV (TempDesign Profile EV)

		
	P_{4.2}	P_{4.8}
Ø mm	7	8
A - bukkale Höhe mm	1	1
B - linguale Höhe mm	1	1
Vertikale Höhe mm	12	12
Art.-Nr.	25756	25757

Patientenindividuelle Produkte – alternative prothetische Optionen



Abutmentschraube EV (Abutment Screw EV)


					
	XS	S	M	L	XL
	M1,4	M1,6	M1,8	M2,0	M2,0
Art.-Nr.	68012166	68012167	68012168	68012169	68012170

Provisorisches Abutment Profile EV (Temp Abutment Profile EV)

Titanlegierung³, unsteril

Das provisorische Abutment dient als individualisierbare Basis für die provisorische Versorgung auf Implantatniveau und zur weiteren Ausformung des Weichgewebes.

- Vorgesehen für Schichttechnik
- Bearbeitung hauptsächlich im Labor
- Für zementierte und verschraubte Lösungen
- Verschraubte Lösungen, nur für Einzelzahnversorgungen
- Klinische Anwendung: Langzeitprovisorien
- Inhalt: Provisorisches Abutment Profile EV und dazugehörige farbkodierte Abutmentschraube EV
- Indexierungsoption; One-position-only, nur in einer Position einsetzbar




Provisorisches Abutment Design Profile EV (TempDesign Profile EV)

Titanlegierung³ / PEEK-Kunststoff⁸, unsteril

Für die Erstellung eines individuellen Emergenzprofils konzipiert.

- Kann direkt am Patienten oder im Labor bearbeitet werden
- Für zementierte und verschraubte Lösungen
- Verschraubte Lösungen, nur für Einzelzahnversorgungen
- Klinische Verwendung: max. 180 Tage
- Inhalt: Provisorisches Abutment Design Profile EV und dazugehörige farbkodierte Abutmentschraube EV
- Indexierungsoption; One-position-only, nur in einer Position einsetzbar



Abutmentschraube EV (Abutment Screw EV)

Titanlegierung³, unsteril

Zur Befestigung des Abutments im Implantat.

- Jedem zweiteiligen Abutment liegt eine entsprechende Abutmentschraube bei.
- Zusätzliche Schrauben können separat bestellt werden.
- Farbkodiert

17. Abform- und Laborkomponenten

Implantat-Abdruckpfosten Profile EV (Implant Pick-Up Profile EV)/ Implantat-Abdruckpfosten Design Profile EV (Implant Pick-Up Design Profile EV)

Titanlegierung¹, unsteril

Der Implantat-Abdruckpfosten dient zur Übertragung der Implantatposition und der Weichgewebsanatomie auf das Meistermodell.


- Selbstpositionierender Abdruckpfosten
- Integrierte Halteschraube zur sicheren Handhabung
- Halteschraubenkopf mit Innensechskant
- Einhändige Platzierung
- Zur Verwendung für Verblockungen
- Klinische Anwendung: Abdrucknahme mit offenem Löffel
- Markiert mit einem „P“ für Profile
- Farbkodiert
- Inhalt: Sowohl beim Implantat-Abdruckpfosten Profile EV als auch beim Implantat-Abdruckpfosten Design Profile EV ist der Pin enthalten
- Benötigte Instrumente: Sechskant-Schraubendreher (optional)

Implantat-Abdruckpfosten Profile EV (Implant Pick-Up Profile EV), kurz



Ø mm	4,6	4,6
Höhe mm	16,5	16,5
Art.-Nr.	26258	26259


Implantat-Abdruckpfosten Design Profile EV (Implant Pick-Up Design Profile EV)



Ø mm	4,2	4,8
Höhe mm	22	22
Art.-Nr.	26262	26263



Markiert mit einer
abgeschrägten
Einkerbung



Implantat-Transfer Profile EV (Implant Transfer Profile EV)

Titanlegierung¹, unsteril

Der Implantat-Transfer dient zur Übertragung der Implantatposition und der Weichgewebsanatomie auf das Meistermodell.

- Selbstpositionierender Abdruckpfosten
- Integrierte Halteschraube zur sicheren Handhabung
- Einhändige Platzierung
- Halteschraubenkopf mit Innensechskant
- Klinische Anwendung: Abdrucknahme mit geschlossenem Löffel
- Markiert mit einem „P“ für Profile
- Farbkodiert
- Inhalt: Implantat-Transfer Profile mit Pin
- Benötigte Instrumente: Sechskant-Schraubendreher (optional)

Implantat-Transfer Profile EV (Implant Transfer Profile EV), kurz



Ø mm	4,2	4,8
Höhe mm	11	11
Art.-Nr.	25606	25608


Implantat-Transfer Profile EV (Implant Transfer Profile EV), lang



Ø mm	4,2	4,8
Höhe mm	14	14
Art.-Nr.	25607	25609



Markiert mit einer
abgeschrägten
Einkerbung



Implantat-Analog Profile EV (Implant Replica Profile EV)

Titanlegierung¹, unsteril

Anpassung der Wurzelspitze ermöglicht die Entfernung des Analogs vom Meistermodell ohne Zerschneiden.

Implantat-Analog Profile EV (Implant Replica Profile EV)



Höhe mm	16,5	16,5
Art.-Nr.	25610	25611

Komponenten für die digitale Abformung

Atlantis IO FLO

Intraoralscan


P_{4,2}

P_{4,8}

IO FLO-Codierung	IO P-06	IO P-07
Art.-Nr.	35248	35249

Atlantis FLO

Laborscan


P_{4,2}

P_{4,8}

FLO-Codierung	P-06	P-07
Art.-Nr.	34598	34599

Atlantis IO FLO

Titanlegierung¹ / PEEK-Kunststoff², unsteril

Atlantis FLO

Edelstahl³ / POM-Kunststoff⁴, unsteril

Atlantis IO FLO ist ein Scanbody für die digitale Abformung auf Implantatniveau.

Atlantis FLO ist ein Scanbody für den Modell-Scan auf Implantatniveau.

- Zum Scannen für Atlantis Abutments, für die verfügbaren Verbindungen anwendbar.
- Ermöglicht das Design in einer CAD-Software um eine Versorgung auf einer TitaniumBase zu erstellen.
- Benötigte Instrumente: Sechskant-Schraubendreher für Atlantis IO FLO und Atlantis FLO-Schraubendreher für Atlantis FLO.

Atlantis IO FLO-S

Implantatniveau

M

L

FLO-Codierung	A04M	A04N
Art.-Nr.	68020020	68020021

Abutmentniveau



MultiBase Abutment EV	
FLO-Codierung	A04S
Art.-Nr.	68020034

Atlantis IO FLO-S

Titan⁵, unsteril

Die Aufbewahrungs-Trays bestehen aus Aluminium mit Silikonhalterungen.

Atlantis IO FLO-S ist ein Scanbody für digitale Abformungen auf Implantat oder Abutmentniveau.

- Atlantis IO FLO-S wird beim Scannen von Atlantis Suprastrukturen verwendet.
- Kann sowohl für das Intraoral- als auch für das Modellscan-Verfahren verwendet werden.
- Inhalt: 6 Stk.

Der FLO-S Scanbody ohne IO-Markierung kann nur zum Modellscannen verwendet werden und ist nicht für das Intraoralscannen zugelassen.

Labor-Abutmentschraube EV (Lab Abutment Screw EV)

Titanlegierung², unsteril

Mit der Labor-Abutmentschraube wird das Abutment im Laborimplantat EV befestigt.

- Nur zur Verwendung mit Labor-implantat EV
- Farbkodiert
- Inhalt: 4 Stk. Labor-Abutmentschraube EV (Lab Abutment Screw EV)

Labor-Abutmentschraube EV (Lab Abutment Screw EV)



Art.-Nr.	68014029	68014030	68014031	68014032	68014033
----------	----------	----------	----------	----------	----------


18. Zementierte Lösungen

TiDesign Profile EV

Titanlegierung², unsteril

TiDesign wird als Basis für zementierte Lösungen verwendet.

- Anatomisch vorgefertigtes Abutment
- Rund – Für die meisten Zahnformen ausgelegt
- Triangulär – Hauptsächlich für triangulär geformte Schneide- und Eckzähne
- Anguliert – Zum Ausgleichen von Implantaten im Frontzahn- und Seitenzahnbereich mit einer für die Versorgung ungünstigen Angulation.
- Versorgung: zementiert
- Klinische Anwendung: ein- und mehrgliedrige Versorgungen
- Gekennzeichnet mit Verbindungsgröße, Durchmesser und einem „P“ für Profile
- Farbkodiert
- Inhalt: TiDesign Profile EV und dazugehörige farbkodierte Abutmentschraube EV.
- Indexierungsoption; One-position-only, nur in einer Position einsetzbar



P_{4.2} TiDesign Profile EV 4,2




Ø mm	5,5	5,5	5,5	7,0
A – bukkale Höhe mm	3	2	2	2
B – linguale Höhe mm	3	2	2	2
Vertikale Höhe mm	9,5	8,5	8,5	8,5
Art.-Nr.	25594	25595	25592	25593

P_{4.8} TiDesign Profile EV 4,8



Ø mm	7,0	5,5	5,5	7,0
A – bukkale Höhe mm	3	2	2	2
B – linguale Höhe mm	3	2	2	2
Vertikale Höhe mm	9	8	8	8
Art.-Nr.	25598	25599	25596	25597

Patientenindividuelle Produkte – alternative prothetische Optionen



19. Verschraubte Lösungen

MultiBase Abutment EV

MultiBase Abutments EV ohne Index sind mit Astra Tech Implant EV Profile kompatibel.

Siehe Produktübersicht auf Seite 10, 12, 48, 50 und Produktsortiment auf Seite 30, 31.



20. Implantatgestützte Deckprothesen

LOCATOR R-Tx® Abutment EV

LOCATOR R-Tx Abutments EV sind mit Astra Tech Implant EV Profile kompatibel.

Siehe Produktübersicht auf Seite 10, 12, 48, 50 und Produktsortiment auf Seite 35.



Patientenindividuelle Produkte – alternative prothetische Optionen



Atlantis Bridge



Atlantis Hybrid



Atlantis BridgeBase

21. Anhang

Acuris – Konometrisches Konzept

Acuris läutet einen Paradigmenwechsel bei der prothetischen Retention von Einzelkronen ein, die fixiert aber wartungsfreundlich sind. Die friktionsbasierte Retention bietet eine Lösung, die einer zementierten Krone in ästhetischer Hinsicht in nichts nachsteht, jedoch wartungsfreundlich ist. Das Risiko von submukösen Zementresten entfällt.

Weitere Informationen und Step-by-Step-Verfahren finden Sie im Manual zum Acuris Konometrischen Konzept für das Astra Tech Implant System EV.



Atlantis patientenindividuelle Versorgung

Als Teil der digitalen Implantatlösungen von Dentsply Sirona bietet Atlantis patientenindividuelle Prothetiklösungen für alle gängigen Implantatsysteme* und damit eine ausgezeichnete Basis für hervorragende Funktion und Ästhetik.

Mithilfe der einzigartigen Designsoftware werden Suprastrukturen, Abutments und Kronen ausgehend von der endgültigen Zahnform individuell entworfen. Dies ist ein signifikanter Vorteil für ein natürlicheres, ästhetischeres Ergebnis und eine optimierte Funktion.

* Weitere Informationen, Übersichten zur Kompatibilität, Manuale und Anweisungen finden Sie unter www.orderdigitalsolutions.com



22. Materialspezifikationen

Der Index* befindet sich bei der Materialbeschreibung für bestimmte Produkte.

Metalle

Typ	Index	Zusammensetzung/ Bezeichnung	Standard
Titanlegierung	1	Titan 6-Aluminium 4-Vanadium	ASTM F136
Titan	2	Reintitan	ASTM F67
Edelstahl	3		ASTM F899
Gold-Platin-Legierung	4	Au 60 %, Pd 20 %, Pt 19 %, Ir 1 %	
TiN-Beschichtung	5	Titannitrid	
TiCN-Beschichtung	6	Titankohlenstoffnitrid	

Kunststoffe

Typ	Index	Zusammensetzung/ Bezeichnung	Standard
POM-Kunststoff	7	Polyoxymethylen	
PEEK-Kunststoff	8	Polyetheretherketon	
PPSU-Kunststoff	9	Polyphenylsulfon	
Silikon	10		
PMMA-Kunststoff	11	Polymethylmethacrylat	
PP-Kunststoff	12	Polypropylen	
PA-Kunststoff	13	Polyamid	
PE-Kunststoff	14	Polyethylen	

23. Index

Nach Art.-Nr.

Art.-Nr.	Seite
25503	Provisorisches Abutment Design EV 3,0; Ø 6; 5 mm.....19
25504	Provisorisches Abutment Design EV 3,6; Ø 7; 5 mm.....19
25505	Provisorisches Abutment Design EV 4,2; Ø 9; 5 mm.....19
25506	Provisorisches Abutment Design EV 4,8; Ø 10; 5 mm.....19
25507	Provisorisches Abutment Design EV 5,4; Ø 10; 5 mm.....19
25582	Verschluss-Schraube Profile 4,2.....48, 52
25583	Verschluss-Schraube Profile 4,8.....50, 52
25584	HealDesign Profile EV 4,2; Ø 5; 5 mm.....48, 52
25585	HealDesign Profile EV 4,2; Ø 5; 4,5 mm.....48, 52
25586	HealDesign Profile EV 4,2; Ø 6,5; 4 mm.....48, 52
25587	HealDesign Profile EV 4,2; Ø 5; 4 mm.....48, 52
25588	HealDesign Profile EV 4,8; Ø 5; 4,5 mm.....50, 52
25589	HealDesign Profile EV 4,8; Ø 6,5; 5,5 mm.....50, 52
25590	HealDesign Profile EV 4,8; Ø 6,5; 4,5 mm.....50, 52
25591	HealDesign Profile EV 4,8; Ø 5; 4,5 mm.....50, 52
25592	TiDesign Profile EV 4,2; Ø 5,5; 2 mm.....48, 56
25593	TiDesign Profile EV 4,2; Ø 7,0; 2 mm.....48, 56
25594	TiDesign Profile EV 4,2; Ø 5,5; 3 mm.....48, 56
25595	TiDesign Profile EV 4,2; Ø 5,5; 15°; 2 mm.....48, 56
25596	TiDesign Profile EV 4,8; Ø 5,5; 2 mm.....50, 56
25597	TiDesign Profile EV 4,8; Ø 7,0; 2 mm.....50, 56
25598	TiDesign Profile EV 4,8; Ø 7,0; 3 mm.....50, 56
25599	TiDesign Profile EV 4,8; Ø 5,5; 15°; 2 mm.....50, 56
25606	Implantat-Transfer Profile EV 4,2 kurz.....49, 54
25607	Implantat-Transfer Profile EV 4,2 lang.....49, 54
25608	Implantat-Transfer Profile EV 4,8 kurz.....51, 54
25609	Implantat-Transfer Profile EV 4,8 lang.....51, 54
25610	Implantat-Analog Profile EV 4,2.....49, 54
25611	Implantat-Analog Profile EV 4,8.....51, 54
25756	Provisorisches Abutment Design Profile EV 4,2 Ø 7.....48, 53
25757	Provisorisches Abutment Design Profile EV 4,8 Ø 8.....50, 53
25771	Sechskant-Schraubendreher 20 mm manuell.....42
25772	Sechskant-Schraubendreher 31 mm manuell.....42
25774	Drehmomentratsche EV.....43
25775	Drehmomentratsche EV Ratscheneinsatz, chirurgisch.....43
25776	Drehmomentratsche EV Ratscheneinsatz, prothetisch.....43
25777	Drehmomentratsche EV Ratscheneinsatz, prothetisch, kurz.....43
26115	Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 3,3 1 mm NI.....8, 39
26116	Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 3,3 2 mm NI.....8, 39
26117	Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 3,3 3 mm NI.....8, 39
26121	Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 4,5 1 mm.....8, 39
26122	Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 4,5 2 mm.....8, 39
26123	Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 4,5 3 mm.....8, 39
26127	Konometrischer Aufbau EV 3,6 15° Ø 4,5 1 mm.....8, 39
26128	Konometrischer Aufbau EV 3,6 15° Ø 4,5 2 mm.....8, 39
26129	Konometrischer Aufbau EV 3,6 15° Ø 4,5 3 mm.....8, 39
26124	Konometrischer Aufbau EV 4,2 0° Ø 4,5 1 mm.....10, 39
26125	Konometrischer Aufbau EV 4,2 0° Ø 4,5 2 mm.....10, 39
26126	Konometrischer Aufbau EV 4,2 0° Ø 4,5 3 mm.....10, 39
26130	Konometrischer Aufbau EV 4,2 15° Ø 4,5 1 mm.....10, 39
26131	Konometrischer Aufbau EV 4,2 15° Ø 4,5 2 mm.....10, 39
26132	Konometrischer Aufbau EV 4,2 15° Ø 4,5 3 mm.....10, 39
26256	Provisorisches Abutment Profile EV 4,2 Ø 4,5.....48, 53
26257	Provisorisches Abutment Profile EV 4,8 Ø 5,0.....50, 53
26258	Implantat-Abdruckpfosten Profile EV 4,2 kurz.....49, 54
26259	Implantat-Abdruckpfosten Profile EV 4,8 kurz.....51, 54
26262	Implantat-Abdruckpfosten Design Profile EV 4,2.....49, 54
26263	Implantat-Abdruckpfosten Design Profile EV 4,8.....51, 54
31033636	Einbringinstrument für Konometrische provisorische Kappe Ø 3,3.....44
31033637	Einbringinstrument für Konometrische provisorische Kappe Ø 4,5.....44
31047210	Konometrisches Analog Ø 3,3.....9, 11, 41
31072001	Konometrische Abformkappe Ø 3,3/5,4.....9, 11, 40
31072002	Konometrische Abformkappe Ø 4,5/5,4.....9, 11, 40
31072020	Konometrisches Analog Ø 4,5.....9, 11, 41

Art.-Nr.	Seite
31072101	Konometrische Einheilkappe Ø 3,3/4,8.....9, 11, 40
31072102	Konometrische Einheilkappe Ø 3,3/6,0.....9, 11, 40
31072103	Konometrische Einheilkappe Ø 4,5/6,0.....9, 11, 40
31072112	Konometrische provisorische Kappe Ø 3,3/4,6.....8, 10, 40
31072114	Konometrische provisorische Kappe Ø 4,5/5,8.....8, 10, 40
31072121	Konometrische Laborkappe Ø 3,3/4,6.....9, 11, 41
31072123	Konometrische Laborkappe Ø 4,5/5,8.....9, 11, 41
31072301	Konometrische finale Kappe Ø 3,3.....9, 11, 41
31072303	Konometrische finale Kappe Ø 4,5.....9, 11, 41
31072906	Spitzen für Konometrisches Befestigungsinstrument, Spitze konvex (5 St.).....44
31072907	Spitzen für Konometrisches Befestigungsinstrument, Spitze U-Form (5 St.).....44
31072908	Spitzen für Konometrisches Befestigungsinstrument, Spitze konkav (5 St.).....44
31072909	Konometrischer Aufbauschlüssel Ø 3,3 25 mm.....43
31072910	Konometrischer Aufbauschlüssel Ø 3,3 20 mm.....43
31072911	Konometrisches Befestigungsinstrument.....44
34593	Atlantis FLO P-01 (XS).....23
34594	Atlantis FLO P-02 (S).....23
34595	Atlantis FLO P-03 (M).....23
34596	Atlantis FLO P-04 (L).....23
34597	Atlantis FLO P-05 (XL).....23
34598	Atlantis FLO P-06 Profile 4,2.....55
34599	Atlantis FLO P-07 Profile 4,8.....55
34601	Atlantis FLO-Schraubendreher.....44
35243	Atlantis IO FLO IO P-01 (XS).....23
35244	Atlantis IO FLO IO P-02 (S).....23
35245	Atlantis IO FLO IO P-03 (M).....23
35246	Atlantis IO FLO IO P-04 (L).....23
35247	Atlantis IO FLO IO P-05 (XL).....23
35248	Atlantis IO FLO IO P-06 Profile 4,2.....55
35249	Atlantis IO FLO IO P-07 Profile 4,8.....55
36030	Atlantis ASA-Schraubendreher 18 mm.....42
36031	Atlantis ASA-Schraubendreher 24 mm.....42
36032	Atlantis ASA-Schraubendreher 32 mm.....42
68010001	Verschluss-Schraube EV (XS).....6, 16
68010002	Verschluss-Schraube EV (S).....8, 16
68010005	Verschluss-Schraube EV (M).....10, 16
68010006	Verschluss-Schraube EV (L).....12, 16
68010007	Verschluss-Schraube EV (XL).....14, 16
68010013	TempBase Cap (XS) (S) (M).....6, 8, 10, 20
68010014	TempBase Cap (L).....12, 20
68010015	TempBase Cap (XL).....14, 20
68012001	TiDesign EV (XS) Ø 4,0 1,5mm.....6, 25
68012002	TiDesign EV (XS) Ø 4,0 2,5 mm.....6, 25
68012003	TiDesign EV (XS) Ø 4,0 3,5 mm.....6, 25
68012004	TiDesign EV (XS) Ø 4,0 4,5 mm.....6, 25
68012005	TiDesign EV (XS) Ø 4,0 1,5 mm 15°.....6, 25
68012006	TiDesign EV (XS) Ø 4,0 2,5 mm 15°.....6, 25
68012007	TiDesign EV (XS) Ø 4,0 3,5 mm 15°.....6, 25
68012008	TiDesign EV (XS) Ø 4,0 4,5 mm 15°.....6, 25
68012009	TiDesign EV (S) Ø 4,5 1,5 mm.....8, 25
68012010	TiDesign EV (S) Ø 4,5 2,5 mm.....8, 25
68012011	TiDesign EV (S) Ø 4,5 3,5 mm.....8, 25
68012012	TiDesign EV (S) Ø 4,5 4,5 mm.....8, 25
68012017	TiDesign EV (S) Ø 4,5 1,5 mm 15°.....8, 25
68012018	TiDesign EV (S) Ø 4,5 2,5 mm 15°.....8, 25
68012019	TiDesign EV (S) Ø 4,5 3,5 mm 15°.....8, 25
68012020	TiDesign EV (S) Ø 4,5 4,5 mm 15°.....8, 25
68012025	TiDesign EV (S) Ø 5,5 1,5 mm triangulär.....8, 25
68012042	TiDesign EV (M) Ø 5,5 1,5 mm.....10, 26
68012043	TiDesign EV (M) Ø 5,5 2,5 mm.....10, 26
68012044	TiDesign EV (M) Ø 5,5 3,5 mm.....10, 26
68012045	TiDesign EV (M) Ø 5,5 4,5 mm.....10, 26
68012046	TiDesign EV (M) Ø 5,5 1,5 mm 15°.....10, 26
68012047	TiDesign EV (M) Ø 5,5 2,5 mm 15°.....10, 26

Art.-Nr.	Seite
68012048	TiDesign EV (M) Ø 5,5 3,5 mm 15° 10, 26
68012049	TiDesign EV (M) Ø 5,5 4,5 mm 15° 10, 26
68012050	TiDesign EV (M) Ø 5,5 1,5 mm triangulär 10, 26
68012051	TiDesign EV (M) Ø 7,0 1,5 mm triangulär 10, 26
68012052	TiDesign EV (L) Ø 7,0 1,5 mm 12, 26
68012053	TiDesign EV (L) Ø 7,0 2,5 mm 12, 26
68012054	TiDesign EV (L) Ø 7,0 3,5 mm 12, 26
68012055	TiDesign EV (L) Ø 7,0 4,5 mm 12, 26
68012056	TiDesign EV (L) Ø 5,5 1,5 mm 15° 12, 26
68012057	TiDesign EV (L) Ø 5,5 2,5 mm 15° 12, 26
68012058	TiDesign EV (L) Ø 5,5 3,5 mm 15° 12, 26
68012059	TiDesign EV (L) Ø 5,5 4,5 mm 15° 12, 26
68012060	TiDesign EV (L) Ø 5,5 1,5 mm triangulär 12, 26
68012061	TiDesign EV (L) Ø 7,0 1,5 mm triangulär 12, 26
68012062	TiDesign EV (XL) Ø 7,0 1,5 mm 14, 27
68012063	TiDesign EV (XL) Ø 7,0 2,5 mm 14, 27
68012064	TiDesign EV (XL) Ø 7,0 1,5 mm 15° 14, 27
68012065	TiDesign EV (XL) Ø 7,0 2,5 mm 15° 14, 27
68012077	CastDesign EV (S) 9, 27
68012078	CastDesign EV (M) 11, 27
68012079	CastDesign EV (L) 13, 27
68012080	CastDesign EV (XL) 15, 27
68012081	TitaniumBase EV (XS) 1 mm 7, 28
68012082	TitaniumBase EV (XS) 2 mm 7, 28
68012083	TitaniumBase EV (S) 1 mm 9, 28
68012084	TitaniumBase EV (S) 2 mm 9, 28
68012088	TitaniumBase EV (M) 1 mm 11, 28
68012089	TitaniumBase EV (M) 2 mm 11, 28
68012090	TitaniumBase EV (L) 1 mm 13, 28
68012091	TitaniumBase EV (L) 2 mm 13, 28
68012092	TitaniumBase EV (XL) 1 mm 15, 28
68012093	TitaniumBase EV (XL) 2 mm 15, 28
68012166	Abutmentschraube EV (XS) 20, 53
68012167	Abutmentschraube EV (S) 20, 53
68012168	Abutmentschraube EV (M) 20, 53
68012169	Abutmentschraube EV (L) 20, 53
68012170	Abutmentschraube EV (XL) 20, 53
68012171	MultiBase Abutment EV (XS) 1,5 mm NI 6, 29
68012172	MultiBase Abutment EV (XS) 2,5 mm NI 6, 29
68012173	MultiBase Abutment EV (XS) 3,5 mm NI 6, 29
68012174	MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm NI 8, 29
68012175	MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm NI 8, 29
68012176	MultiBase Abutment EV (S) 3,5 mm NI 8, 29
68012177	MultiBase Abutment EV (S) 4,5 mm NI 8, 29
68012178	MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm 17° 8, 29
68012179	MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm 17° 8, 29
68012180	MultiBase Abutment EV (S) 3,5 mm 17° 8, 29
68012181	MultiBase Abutment EV (S) 4,5 mm 17° 8, 29
68012182	MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm 17° NI 8, 29
68012183	MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm 17° NI 8, 29
68012184	MultiBase Abutment EV (S) 3,5 mm 17° NI 8, 29
68012185	MultiBase Abutment EV (S) 4,5 mm 17° NI 8, 29
68012186	MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm 30° 8, 29
68012187	MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm 30° 8, 29
68012190	MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm 30° NI 8, 29
68012191	MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm 30° NI 8, 29
68012194	MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm NI 10, 30, 48
68012195	MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm NI 10, 30, 48
68012196	MultiBase Abutment EV (M) 3,5 mm NI 10, 30, 48
68012197	MultiBase Abutment EV (M) 4,5 mm NI 10, 30, 48
68012198	MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm 17° 10, 30
68012199	MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm 17° 10, 30
68012200	MultiBase Abutment EV (M) 3,5 mm 17° 10, 30
68012201	MultiBase Abutment EV (M) 4,5 mm 17° 10, 30
68012202	MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm 17° NI 10, 30, 48
68012203	MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm 17° NI 10, 30, 48
68012204	MultiBase Abutment EV (M) 3,5 mm 17° NI 10, 30, 48

Art.-Nr.	Seite
68012205	MultiBase Abutment EV (M) 4,5 mm 17° NI 10, 30, 48
68012206	MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm 30° 10, 30
68012207	MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm 30° 10, 30
68012208	MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm 30° NI 10, 30, 48
68012209	MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm 30° NI 10, 30, 48
68012210	MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm NI 12, 31, 50
68012211	MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm NI 12, 31, 50
68012212	MultiBase Abutment EV (L) 3,5 mm NI 12, 31, 50
68012213	MultiBase Abutment EV (L) 4,5 mm NI 12, 31, 50
68012214	MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm 17° 12, 31
68012215	MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm 17° 12, 31
68012216	MultiBase Abutment EV (L) 3,5 mm 17° 12, 31
68012217	MultiBase Abutment EV (L) 4,5 mm 17° 12, 31
68012218	MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm 17° NI 12, 31, 50
68012219	MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm 17° NI 12, 31, 50
68012220	MultiBase Abutment EV (L) 3,5 mm 17° NI 12, 31, 50
68012221	MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm 30° 12, 31
68012222	MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm 30° 12, 31
68012223	MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm 30° NI 12, 31, 50
68012224	MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm 30° NI 12, 31, 50
68012225	MultiBase Abutment EV (XL) 1,5 mm NI 14, 31
68012226	MultiBase Abutment EV (XL) 2,5 mm NI 14, 31
68012227	MultiBase Abutment EV (XL) 3,5 mm NI 14, 31
68012228	MultiBase Abutment EV (XL) 4,5 mm NI 14, 31
68012229	MultiBase Abutmentkopf mit Halter 32
68012230	MultiBase Einheilkappe Ø 5,4 4 mm 6, 8, 10, 12, 14, 32, 48, 50
68012231	MultiBase Transfer 6, 8, 10, 12, 14, 32, 48, 50
68012232	MultiBase Abdruckpfosten 6, 8, 10, 12, 14, 32, 48, 50
68012233	MultiBase Brückenschraube 6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012234	MultiBase Labor-Abutment-Pin 14 mm 6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012235	MultiBase Labor-Abutment-Pin 18 mm 6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012236	MultiBase Labor-Abutment-Pin 22 mm 6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012237	MultiBase Labor-Brückenschraube 4 Stk. 6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012238	MultiBase Analog 6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012239	MultiBase Provisorischer Zylinder 6, 8, 10, 12, 14, 33, 48, 50
68012240	MultiBase Kunststoffzylinder 6, 8, 10, 12, 14, 33, 48, 50
68012241	Schutzmanschette 33
68012243	MultiBase Semi-Gold- Kunststoffzylinder 6, 8, 10, 12, 14, 33, 48, 50
68012244	MultiBase Schraubendreher 43
68012352	MultiBase Abutment EV (L) 4,5 mm 17° NI 12, 31, 50
68012414	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (S) 1 mm 8, 35
68012415	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (S) 2 mm 8, 35
68012416	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (S) 3 mm 8, 35
68012417	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (S) 4 mm 8, 35
68012418	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (S) 5 mm 8, 35
68012419	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (S) 6 mm 8, 35
68012420	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (M) 1 mm 10, 35, 48
68012421	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (M) 2 mm 10, 35, 48
68012422	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (M) 3 mm 10, 35, 48
68012423	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (M) 4 mm 10, 35, 48
68012424	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (M) 5 mm 10, 35, 48
68012425	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (M) 6 mm 10, 35, 48
68012426	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (L) 1 mm 12, 35, 50
68012427	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (L) 2 mm 12, 35, 50
68012428	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (L) 3 mm 12, 35, 50
68012429	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (L) 4 mm 12, 35, 50
68012430	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (L) 5 mm 12, 35, 50
68012431	LOCATOR R-Tx* Abutment EV (L) 6 mm 12, 35, 50
68012432	LOCATOR R-Tx* Retentionseinsatz null, grau, 4 Stk. 9, 11, 13, 36, 49, 51
68012433	LOCATOR R-Tx* Retentionseinsatz leicht, blau, 4 Stk. 9, 11, 13, 36, 49, 51

Art.-Nr.	Seite
68012434 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz mittel, rosa, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012435 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz stark, transparent, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012436 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz leicht, begrenzter Bereich, türkis, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012437 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz mittel, begrenzter Bereich, magenta, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012438 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz stark, begrenzter Bereich, goldfarben, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012439 LOCATOR R-Tx® Gemischtes Retentions- Prozesskomponenten-Set, begrenzter Bereich, 2 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012440 LOCATOR R-Tx® Prozesseinsatz 4 Stk.....	9, 11, 13, 37, 49, 51
68012441 LOCATOR R-Tx® Ausblockring 20 Stk.....	9, 11, 13, 37, 49, 51
68012442 LOCATOR R-Tx® Prothesenmatrize, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012443 LOCATOR R-Tx® Abutment Analog Ø 4, 4 Stk.....	8, 10, 12, 35, 48, 50
68012444 LOCATOR R-Tx® Abdruckpfosten, 4 Stk.....	8, 10, 12, 38, 48, 50
68012445 LOCATOR R-Tx® Distanzhülse, 4 Stk.....	9, 11, 13, 37, 49, 51
68012446 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz-Instrument	38
68013001 HealDesign EV (XS) Ø 3,5 2,5 mm.....	6, 16
68013002 HealDesign EV (XS) Ø 3,5 3,5 mm.....	6, 16
68013003 HealDesign EV (XS) Ø 3,5 4,5 mm.....	6, 16
68013004 HealDesign EV (XS) Ø 3,5 6,5 mm.....	6, 16
68013005 HealDesign EV (S) Ø 4,0 2,5 mm.....	8, 16
68013006 HealDesign EV (S) Ø 4,0 3,5 mm.....	8, 16
68013007 HealDesign EV (S) Ø 4,0 4,5 mm.....	8, 16
68013008 HealDesign EV (S) Ø 4,0 6,5 mm.....	8, 16
68013009 HealDesign EV (S) Ø 5,0 2,5 mm.....	8, 16
68013010 HealDesign EV (S) Ø 5,0 3,5 mm.....	8, 16
68013011 HealDesign EV (S) Ø 5,0 4,5 mm.....	8, 16
68013012 HealDesign EV (S) Ø 5,0 6,5 mm.....	8, 16
68013013 HealDesign EV (S) Ø 6,0 3,5 mm.....	8, 16
68013014 HealDesign EV (S) Ø 6,0 4,5 mm.....	8, 16
68013015 HealDesign EV (M) Ø 5,0 2,5 mm.....	10, 17, 48
68013016 HealDesign EV (M) Ø 5,0 3,5 mm.....	10, 17, 48
68013017 HealDesign EV (M) Ø 5,0 4,5 mm.....	10, 17, 48
68013018 HealDesign EV (M) Ø 5,0 6,5 mm.....	10, 17, 48
68013019 HealDesign EV (M) Ø 6,5 2,5 mm.....	10, 17, 48
68013020 HealDesign EV (M) Ø 6,5 3,5 mm.....	10, 17, 48
68013021 HealDesign EV (M) Ø 6,5 4,5 mm.....	10, 17, 48
68013022 HealDesign EV (M) Ø 6,5 6,5 mm.....	10, 17, 48
68013023 HealDesign EV (L) Ø 5,0 2,5 mm.....	12, 17, 50
68013024 HealDesign EV (L) Ø 5,0 3,5 mm.....	12, 17, 50
68013025 HealDesign EV (L) Ø 5,0 4,5 mm.....	12, 17, 50
68013026 HealDesign EV (L) Ø 5,0 6,5 mm.....	12, 17, 50
68013027 HealDesign EV (L) Ø 6,5 2,5 mm.....	12, 17, 50
68013028 HealDesign EV (L) Ø 6,5 3,5 mm.....	12, 17, 50
68013029 HealDesign EV (L) Ø 6,5 4,5 mm.....	12, 17, 50
68013030 HealDesign EV (L) Ø 6,5 6,5 mm.....	12, 17, 50
68013031 HealDesign EV (L) Ø 7,5 3,5 mm.....	12, 17, 50
68013032 HealDesign EV (L) Ø 7,5 4,5 mm.....	12, 17, 50
68013033 HealDesign EV (XL) Ø 6,5 2,5 mm.....	14, 17
68013034 HealDesign EV (XL) Ø 6,5 3,5 mm.....	14, 17
68013035 HealDesign EV (XL) Ø 6,5 4,5 mm.....	14, 17
68013036 HealDesign EV (XL) Ø 6,5 6,5 mm.....	14, 17
68013037 HealDesign EV (XL) Ø 7,5 3,5 mm.....	14, 17
68013038 HealDesign EV (XL) Ø 7,5 4,5 mm.....	14, 17
68013039 HealDesign EV (S) Ø 5,0 3,5 mm triangulär.....	8, 16
68013040 HealDesign EV (M) Ø 5,0 3,5 mm triangulär.....	10, 17
68013041 HealDesign EV (M) Ø 6,5 3,5 mm triangulär.....	10, 17
68013042 HealDesign EV (L) Ø 5,0 3,5 mm triangulär.....	12, 17
68013043 HealDesign EV (L) Ø 6,5 3,5 mm triangulär.....	12, 17

Art.-Nr.	Seite
68013044 Gingivaformer EV (XS) 2 mm.....	6, 18
68013045 Gingivaformer EV (XS) 3 mm.....	6, 18
68013046 Gingivaformer EV (XS) 4 mm.....	6, 18
68013047 Gingivaformer EV (XS) 6 mm.....	6, 18
68013048 Gingivaformer EV (S) 2 mm.....	8, 18
68013049 Gingivaformer EV (S) 3 mm.....	8, 18
68013050 Gingivaformer EV (S) 4 mm.....	8, 18
68013051 Gingivaformer EV (S) 6 mm.....	8, 18
68013052 Gingivaformer EV (M) 2 mm.....	10, 18, 48
68013053 Gingivaformer EV (M) 3 mm.....	10, 18, 48
68013054 Gingivaformer EV (M) 4 mm.....	10, 18, 48
68013055 Gingivaformer EV (M) 6 mm.....	10, 18, 48
68013056 Gingivaformer EV (L) 2 mm.....	12, 18, 50
68013057 Gingivaformer EV (L) 3 mm.....	12, 18, 50
68013058 Gingivaformer EV (L) 4 mm.....	12, 18, 50
68013059 Gingivaformer EV (L) 6 mm.....	12, 18, 50
68013060 Gingivaformer EV (XL) 2 mm.....	14, 18
68013061 Gingivaformer EV (XL) 3 mm.....	14, 18
68013062 Gingivaformer EV (XL) 4 mm.....	14, 18
68013063 Gingivaformer EV (XL) 6 mm.....	14, 18
68013064 Provisorisches Abutment EV (XS).....	19
68013066 Provisorisches Abutment EV (S).....	19
68013070 Provisorisches Abutment EV (M).....	19
68013072 Provisorisches Abutment EV (L).....	19
68013074 Provisorisches Abutment EV (XL).....	19
68014009 Implantat-Abdruckpfosten EV Design (S) kurz	9, 21
68014010 Implantat-Abdruckpfosten EV Design (M) kurz	11, 21
68014011 Implantat-Abdruckpfosten EV Design (L) kurz.....	13, 21
68014012 Implantat-Abdruckpfosten EV Design (XL) kurz.....	15, 21
68014013 Implantat-Abdruckpfosten EV Design (XS) lang.....	7, 21
68014014 Implantat-Abdruckpfosten EV Design (S) lang	9, 21
68014015 Implantat-Abdruckpfosten EV Design (M) lang	11, 21
68014016 Implantat-Abdruckpfosten EV Design (L) lang.....	13, 21
68014017 Implantat-Abdruckpfosten EV Design (XL) lang.....	15, 21
68014018 Implantat-Transfer EV (S) kurz.....	9, 22
68014019 Implantat-Transfer EV (M) kurz.....	11, 22
68014020 Implantat-Transfer EV (L) kurz.....	13, 22
68014021 Implantat-Transfer EV (XL) kurz.....	15, 22
68014022 Implantat-Transfer EV (XS) lang.....	7, 22
68014023 Implantat-Transfer EV (S) lang.....	9, 22
68014024 Implantat-Transfer EV (M) lang.....	11, 22
68014025 Implantat-Transfer EV (L) lang.....	13, 22
68014026 Implantat-Transfer EV (XL) lang.....	15, 22
68014029 Labor-Abutmentschraube EV (XS) 4 Stk.	7, 24, 56
68014030 Labor-Abutmentschraube EV (S) 4 Stk.	9, 24, 56
68014031 Labor-Abutmentschraube EV (M) 4 Stk.	11, 24, 49, 56
68014032 Labor-Abutmentschraube EV (L) 4 Stk.	13, 24, 51, 56
68014033 Labor-Abutmentschraube EV (XL) 4 Stk.	15, 24, 56
68014034 Laborimplantat EV (XS).....	7, 24
68014035 Laborimplantat EV (S).....	9, 24
68014036 Laborimplantat EV (M).....	11, 24
68014037 Laborimplantat EV (L).....	13, 24
68014038 Laborimplantat EV (XL).....	15, 24
68015205 Sechskant-Schraubendreher 24 mm.....	42
68015206 Sechskant-Schraubendreher 35 mm.....	42
68015207 Sechskant-Schraubendreher 20 mm.....	42
68015288 Prothetik-Tray	45
68020018 Atlantis IO FLO-S A04K (XS).....	23
68020019 Atlantis IO FLO-S A04L (S).....	23
68020020 Atlantis IO FLO-S A04M (M).....	23, 55
68020021 Atlantis IO FLO-S A04N (L).....	23, 55
68020022 Atlantis IO FLO-S A04O (XL)	23
68020034 Atlantis IO FLO-S A04S, MultiBase Abutment EV	23, 55

Index

Alphabetische Reihenfolge

Art.-Nr.	Seite
68012169	Abutmentschraube EV (L).....20, 53
68012168	Abutmentschraube EV (M).....20, 53
68012167	Abutmentschraube EV (S).....20, 53
68012170	Abutmentschraube EV (XL).....20, 53
68012166	Abutmentschraube EV (XS).....20, 53
36030	Atlantis ASA-Schraubendreher 18 mm.....42
36031	Atlantis ASA-Schraubendreher 24 mm.....42
36032	Atlantis ASA-Schraubendreher 32 mm.....42
34593	Atlantis FLO P-01 (XS).....23
34594	Atlantis FLO P-02 (S).....23
34595	Atlantis FLO P-03 (M).....23
34596	Atlantis FLO P-04 (L).....23
34597	Atlantis FLO P-05 (XL).....23
34598	Atlantis FLO P-06 Profile 4,255
34599	Atlantis FLO P-07 Profile 4,855
34601	Atlantis FLO-Schraubendreher45
35243	Atlantis IO FLO IO P-01 (XS).....23
35244	Atlantis IO FLO IO P-02 (S).....23
35245	Atlantis IO FLO IO P-03 (M).....23
35246	Atlantis IO FLO IO P-04 (L).....23
35247	Atlantis IO FLO IO P-05 (XL).....23
35248	Atlantis IO FLO IO P-06 Profile 4,255
35249	Atlantis IO FLO IO P-07 Profile 4,855
68020018	Atlantis IO FLO-S A04K (XS).....23
68020019	Atlantis IO FLO-S A04L (S).....23
68020020	Atlantis IO FLO-S A04M (M).....23, 55
68020021	Atlantis IO FLO-S A04N (L).....23, 55
68020022	Atlantis IO FLO-S A04O (XL).....23
68020034	Atlantis IO FLO-S A04S, MultiBase Abutment EV23, 55
68012079	CastDesign EV (L).....13, 27
68012078	CastDesign EV (M).....11, 27
68012077	CastDesign EV (S).....9, 27
68012080	CastDesign EV (XL).....15, 27
25774	Drehmomentratsche EV.....43
25775	Drehmomentratsche EV Ratscheneinsatz, chirurgisch.....43
25776	Drehmomentratsche EV Ratscheneinsatz, prothetisch.....43
25777	Drehmomentratsche EV Ratscheneinsatz, prothetisch, kurz.....43
31033636	Einbringinstrument für Konometrische provisorische Kappe Ø 3,3.....44
31033637	Einbringinstrument für Konometrische provisorische Kappe Ø 4,5.....44
68013056	Gingivaformer EV (L) 2 mm.....12, 18, 50
68013057	Gingivaformer EV (L) 3 mm.....12, 18, 50
68013058	Gingivaformer EV (L) 4 mm.....12, 18, 50
68013059	Gingivaformer EV (L) 6 mm.....12, 18, 50
68013052	Gingivaformer EV (M) 2 mm.....10, 18, 48
68013053	Gingivaformer EV (M) 3 mm.....10, 18, 48
68013054	Gingivaformer EV (M) 4 mm.....10, 18, 48
68013055	Gingivaformer EV (M) 6 mm.....10, 18, 48
68013048	Gingivaformer EV (S) 2 mm.....8, 18
68013049	Gingivaformer EV (S) 3 mm.....8, 18
68013050	Gingivaformer EV (S) 4 mm.....8, 18
68013051	Gingivaformer EV (S) 6 mm.....8, 18
68013060	Gingivaformer EV (XL) 2 mm.....14, 18
68013061	Gingivaformer EV (XL) 3 mm.....14, 18
68013062	Gingivaformer EV (XL) 4 mm.....14, 18
68013063	Gingivaformer EV (XL) 6 mm.....14, 18
68013044	Gingivaformer EV (XS) 2 mm.....6, 18
68013045	Gingivaformer EV (XS) 3 mm.....6, 18
68013046	Gingivaformer EV (XS) 4 mm.....6, 18
68013047	Gingivaformer EV (XS) 6 mm.....6, 18
68013023	HealDesign EV (L) Ø 5,0 2,5 mm.....12, 17, 50
68013024	HealDesign EV (L) Ø 5,0 3,5 mm.....12, 17, 50
68013042	HealDesign EV (L) Ø 5,0 3,5 mm triangulär.....12, 17
68013025	HealDesign EV (L) Ø 5,0 4,5 mm.....12, 17, 50
68013026	HealDesign EV (L) Ø 5,0 6,5 mm.....12, 17, 50

Art.-Nr.	Seite
68013043	HealDesign EV (L) Ø 6,5 3,5 mm triangulär.....12, 17
68013027	HealDesign EV (L) Ø 6,5 2,5 mm.....12, 17, 50
68013028	HealDesign EV (L) Ø 6,5 3,5 mm.....12, 17, 50
68013029	HealDesign EV (L) Ø 6,5 4,5 mm.....12, 17, 50
68013030	HealDesign EV (L) Ø 6,5 6,5 mm.....12, 17, 50
68013031	HealDesign EV (L) Ø 7,5 3,5 mm.....12, 17, 50
68013032	HealDesign EV (L) Ø 7,5 4,5 mm.....12, 17, 50
68013015	HealDesign EV (M) Ø 5,0 2,5 mm.....10, 17, 48
68013016	HealDesign EV (M) Ø 5,0 3,5 mm.....10, 17, 48
68013040	HealDesign EV (M) Ø 5,0 3,5 mm triangulär.....10, 17
68013017	HealDesign EV (M) Ø 5,0 4,5 mm.....10, 17, 48
68013018	HealDesign EV (M) Ø 5,0 6,5 mm.....10, 17, 48
68013041	HealDesign EV (M) Ø 6,5 3,5 mm triangulär.....10, 17
68013019	HealDesign EV (M) Ø 6,5 2,5 mm.....10, 17, 48
68013020	HealDesign EV (M) Ø 6,5 3,5 mm.....10, 17, 48
68013021	HealDesign EV (M) Ø 6,5 4,5 mm.....10, 17, 48
68013022	HealDesign EV (M) Ø 6,5 6,5 mm.....10, 17, 48
68013005	HealDesign EV (S) Ø 4,0 2,5 mm.....8, 16
68013006	HealDesign EV (S) Ø 4,0 3,5 mm.....8, 16
68013007	HealDesign EV (S) Ø 4,0 4,5 mm.....8, 16
68013008	HealDesign EV (S) Ø 4,0 6,5 mm.....8, 16
68013009	HealDesign EV (S) Ø 5,0 2,5 mm.....8, 16
68013010	HealDesign EV (S) Ø 5,0 3,5 mm.....8, 16
68013039	HealDesign EV (S) Ø 5,0 3,5 mm triangulär.....8, 16
68013011	HealDesign EV (S) Ø 5,0 4,5 mm.....8, 16
68013012	HealDesign EV (S) Ø 5,0 6,5 mm.....8, 16
68013013	HealDesign EV (S) Ø 6,0 3,5 mm.....8, 16
68013014	HealDesign EV (S) Ø 6,0 4,5 mm.....8, 16
68013033	HealDesign EV (XL) Ø 6,5 2,5 mm.....14, 17
68013034	HealDesign EV (XL) Ø 6,5 3,5 mm.....14, 17
68013036	HealDesign EV (XL) Ø 6,5 6,5 mm.....14, 17
68013037	HealDesign EV (XL) Ø 7,5 3,5 mm.....14, 17
68013038	HealDesign EV (XL) Ø 7,5 4,5 mm.....14, 17
68013035	HealDesign EV (XL) Ø 6,5 4,5 mm.....14, 17
68013001	HealDesign EV (XS) Ø 3,5 2,5 mm.....6, 16
68013002	HealDesign EV (XS) Ø 3,5 3,5 mm.....6, 16
68013003	HealDesign EV (XS) Ø 3,5 4,5 mm.....6, 16
68013004	HealDesign EV (XS) Ø 3,5 6,5 mm.....6, 16
25587	HealDesign Profile EV 4,2 Ø 5 4 mm.....48, 52
25585	HealDesign Profile EV 4,2 Ø 5 4,5 mm.....48, 52
25584	HealDesign Profile EV 4,2 Ø 5 5 mm.....48, 52
25586	HealDesign Profile EV 4,2 Ø 6,5 4 mm.....48, 52
25588	HealDesign Profile EV 4,8 Ø 5 4,5 mm.....50, 52
25591	HealDesign Profile EV 4,8 Ø 5 4,5 mm.....50, 52
25590	HealDesign Profile EV 4,8 Ø 6,5 4,5 mm.....50, 52
25589	HealDesign Profile EV 4,8 Ø 6,5 5,5 mm.....50, 52
26262	Implantat-Abdruckpfosten Design Profile EV 4,249, 54
26263	Implantat-Abdruckpfosten Design Profile EV 4,851, 54
68014011	Implantat-Abdruckpfosten EV Design (L) kurz.....21
68014016	Implantat-Abdruckpfosten EV Design (L) lang.....21
68014010	Implantat-Abdruckpfosten EV Design (M) kurz21
68014015	Implantat-Abdruckpfosten EV Design (M) lang21
68014009	Implantat-Abdruckpfosten EV Design (S) kurz9, 21
68014014	Implantat-Abdruckpfosten EV Design (S) lang9, 21
68014012	Implantat-Abdruckpfosten EV Design (XL) kurz.....21
68014017	Implantat-Abdruckpfosten EV Design (XL) lang.....21
68014013	Implantat-Abdruckpfosten EV Design (XS) lang.....21
26259	Implantat-Abdruckpfosten Profile EV 4,8 kurz51, 54
26258	Implantat-Abdruckpfosten Profile EV 4,2 kurz49, 54
25610	Implantat-Analog Profile EV 4,2.....49, 54
25611	Implantat-Analog Profile EV 4,8.....51, 54
68014020	Implantat-Transfer EV (L) kurz.....13, 22
68014025	Implantat-Transfer EV (L) lang.....13, 22
68014019	Implantat-Transfer EV (M) kurz.....11, 22
68014024	Implantat-Transfer EV (M) lang.....11, 22
68014018	Implantat-Transfer EV (S) kurz.....9, 22
68014023	Implantat-Transfer EV (S) lang.....9, 22

Art.-Nr.	Seite
68014021 Implantat-Transfer EV (XL) kurz.....	15, 22
68014026 Implantat-Transfer EV (XL) lang.....	15, 22
68014022 Implantat-Transfer EV (XS) lang.....	7, 22
25606 Implantat-Transfer Profile EV 4,2 kurz.....	49, 54
25607 Implantat-Transfer Profile EV 4,2 lang.....	49, 54
25608 Implantat-Transfer Profile EV 4,8 kurz.....	51, 54
25609 Implantat-Transfer Profile EV 4,8 lang.....	51, 54
31072001 Konometrische Abformkappe Ø 3,3/5,4.....	9, 11, 40
31072002 Konometrische Abformkappe Ø 4,5/5,4.....	9, 11, 40
31072101 Konometrische Einheilkappe Ø 3,3/4,8.....	9, 11, 40
31072102 Konometrische Einheilkappe Ø 3,3/6,0.....	9, 11, 40
31072103 Konometrische Einheilkappe Ø 4,5/6,0.....	9, 11, 40
31072301 Konometrische finale Kappe Ø 3.3.....	9, 11, 41
31072303 Konometrische finale Kappe Ø 4.5.....	9, 11, 41
31072121 Konometrische Laborkappe Ø 3,3/4,6.....	9, 11, 41
31072123 Konometrische Laborkappe Ø 4,5/5,8.....	9, 11, 41
31072112 Konometrische provisorische Kappe Ø 3,3/4,6.....	8, 10, 40
31072114 Konometrische provisorische Kappe Ø 4,5/5,8.....	8, 10, 40
26115 Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 3,3 1 mm NI.....	8, 39
26116 Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 3,3 2 mm NI.....	8, 39
26117 Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 3,3 3 mm NI.....	8, 39
26121 Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 4,5 1 mm.....	8, 39
26122 Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 4,5 2 mm.....	8, 39
26123 Konometrischer Aufbau EV 3,6 0° Ø 4,5 3 mm.....	8, 39
26127 Konometrischer Aufbau EV 3,6 15° Ø 4,5 1 mm.....	8, 39
26128 Konometrischer Aufbau EV 3,6 15° Ø 4,5 2 mm.....	8, 39
26129 Konometrischer Aufbau EV 3,6 15° Ø 4,5 3 mm.....	8, 39
26124 Konometrischer Aufbau EV 4,2 0° Ø 4,5 1 mm.....	10, 39
26125 Konometrischer Aufbau EV 4,2 0° Ø 4,5 2 mm.....	10, 39
26126 Konometrischer Aufbau EV 4,2 0° Ø 4,5 3 mm.....	10, 39
26130 Konometrischer Aufbau EV 4,2 15° Ø 4,5 1 mm.....	10, 39
26131 Konometrischer Aufbau EV 4,2 15° Ø 4,5 2 mm.....	10, 39
26132 Konometrischer Aufbau EV 4,2 15° Ø 4,5 3 mm.....	10, 39
31072910 Konometrischer Aufbauschlüssel Ø 3.3 20 mm.....	43
31072909 Konometrischer Aufbauschlüssel Ø 3.3 25 mm.....	43
31047210 Konometrisches Analog Ø 3.3.....	9, 11, 41
31072020 Konometrisches Analog Ø 4.5.....	9, 11, 41
31072911 Konometrisches Befestigungsinstrument.....	44
68014032 Labor-Abutmentschraube EV (L) 4 Stk.....	13, 24, 51, 56
68014031 Labor-Abutmentschraube EV (M) 4 Stk.....	11, 24, 49, 56
68014030 Labor-Abutmentschraube EV (S) 4 Stk.....	9, 24, 56
68014033 Labor-Abutmentschraube EV (XL) 4 Stk.....	15, 24, 56
68014029 Labor-Abutmentschraube EV (XS) 4 Stk.....	7, 24, 56
68014037 Laborimplantat EV (L).....	13, 24
68014036 Laborimplantat EV (M).....	11, 24
68014035 Laborimplantat EV (S).....	9, 24
68014038 Laborimplantat EV (XL).....	15, 24
68014034 Laborimplantat EV (XS).....	7, 24
68012444 LOCATOR R-Tx® Abdruckpfosten 4 Stk.....	8, 10, 12, 38, 48, 50
68012443 LOCATOR R-Tx® Abutment Analog Ø 4, 4 Stk.....	8, 10, 12, 35, 48, 50
68012426 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 1 mm.....	12, 35, 50
68012427 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 2 mm.....	12, 35, 50
68012428 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 3 mm.....	12, 35, 50
68012429 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 4 mm.....	12, 35, 50
68012430 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 5 mm.....	12, 35, 50
68012431 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (L) 6 mm.....	12, 35, 50
68012420 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 1 mm.....	10, 35, 48
68012421 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 2 mm.....	10, 35, 48
68012422 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 3 mm.....	10, 35, 48
68012423 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 4 mm.....	10, 35, 48
68012424 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 5 mm.....	10, 35, 48
68012425 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (M) 6 mm.....	10, 35, 48
68012414 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 1 mm.....	8, 35
68012415 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 2 mm.....	8, 35
68012416 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 3 mm.....	8, 35

Art.-Nr.	Seite
68012417 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 4 mm.....	8, 35
68012418 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 5 mm.....	8, 35
68012419 LOCATOR R-Tx® Abutment EV (S) 6 mm.....	8, 35
68012441 LOCATOR R-Tx® Ausblockring 20 Stk.....	9, 11, 13, 37, 49, 51
68012445 LOCATOR R-Tx® Distanzhülse 4 Stk.....	9, 11, 13, 37, 49, 51
68012439 LOCATOR R-Tx® Gemischtes Retentions- Prozesskomponenten-Set, begrenzter Bereich, 2 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012442 LOCATOR R-Tx® Prothesenmatrize, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012440 LOCATOR R-Tx® Prozesseinsatz 4 Stk.....	9, 11, 13, 37, 49, 51
68012432 LOCATOR R-Tx® Prozesseinsatz null, grau, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012436 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz leicht, begrenzter Bereich, türkis, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012433 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz leicht, blau, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012437 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz mittel, begrenzter Bereich, magenta, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012434 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz mittel, rosa, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012438 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz stark, begrenzter Bereich, goldfarben, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012435 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz stark, transparent, 4 Stk.....	9, 11, 13, 36, 49, 51
68012446 LOCATOR R-Tx® Retentionseinsatz-Instrument.....	38
68012232 MultiBase Abdruckpfosten.....	6, 8, 10, 12, 14, 32, 48, 50
68012214 MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm 17°.....	12, 31
68012221 MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm 30°.....	12, 31
68012218 MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm 17° NI.....	12, 31, 50
68012223 MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm 30° NI.....	12, 31, 50
68012210 MultiBase Abutment EV (L) 1,5 mm NI.....	12, 31, 50
68012215 MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm 17°.....	12, 31
68012222 MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm 30°.....	12, 31
68012219 MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm 17° NI.....	12, 31, 50
68012224 MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm 30° NI.....	12, 31, 50
68012211 MultiBase Abutment EV (L) 2,5 mm NI.....	12, 31, 50
68012216 MultiBase Abutment EV (L) 3,5 mm 17°.....	12, 31
68012220 MultiBase Abutment EV (L) 3,5 mm 17° NI.....	12, 31, 50
68012212 MultiBase Abutment EV (L) 3,5 mm NI.....	12, 31, 50
68012217 MultiBase Abutment EV (L) 4,5 mm 17°.....	12, 31
68012352 MultiBase Abutment EV (L) 4,5 mm 17° NI.....	12, 31, 50
68012213 MultiBase Abutment EV (L) 4,5 mm NI.....	12, 31, 50
68012198 MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm 17°.....	10, 30
68012206 MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm 30°.....	10, 30
68012202 MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm 17° NI.....	10, 30, 48
68012208 MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm 30° NI.....	10, 30, 48
68012194 MultiBase Abutment EV (M) 1,5 mm NI.....	10, 30, 48
68012199 MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm 17°.....	10, 30
68012207 MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm 30°.....	10, 30
68012203 MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm 17° NI.....	10, 30, 48
68012209 MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm 30° NI.....	10, 30, 48
68012195 MultiBase Abutment EV (M) 2,5 mm NI.....	10, 30, 48
68012200 MultiBase Abutment EV (M) 3,5 mm 17°.....	10, 30
68012204 MultiBase Abutment EV (M) 3,5 mm 17° NI.....	10, 30, 48
68012196 MultiBase Abutment EV (M) 3,5 mm NI.....	10, 30, 48
68012201 MultiBase Abutment EV (M) 4,5 mm 17°.....	10, 30
68012205 MultiBase Abutment EV (M) 4,5 mm 17° NI.....	10, 30, 48
68012197 MultiBase Abutment EV (M) 4,5 mm NI.....	10, 30, 48
68012178 MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm 17°.....	8, 29
68012182 MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm 17° NI.....	8, 29
68012186 MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm 30°.....	8, 29
68012190 MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm 30° NI.....	8, 29
68012174 MultiBase Abutment EV (S) 1,5 mm NI.....	8, 29
68012179 MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm 17°.....	8, 29
68012183 MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm 17° NI.....	8, 29
68012187 MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm 30°.....	8, 29
68012191 MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm 30° NI.....	8, 29

Art.-Nr.	Seite
68012175 MultiBase Abutment EV (S) 2,5 mm NI.....	8, 29
68012180 MultiBase Abutment EV (S) 3,5 mm 17°.....	8, 29
68012184 MultiBase Abutment EV (S) 3,5 mm 17° NI.....	8, 29
68012176 MultiBase Abutment EV (S) 3,5 mm NI.....	8, 29
68012181 MultiBase Abutment EV (S) 4,5 mm 17°.....	8, 29
68012185 MultiBase Abutment EV (S) 4,5 mm 17° NI.....	8, 29
68012177 MultiBase Abutment EV (S) 4,5 mm NI.....	8, 29
68012225 MultiBase Abutment EV (XL) 1,5 mm NI.....	14, 31
68012226 MultiBase Abutment EV (XL) 2,5 mm NI.....	14, 31
68012227 MultiBase Abutment EV (XL) 3,5 mm NI.....	14, 31
68012228 MultiBase Abutment EV (XL) 4,5 mm NI.....	14, 31
68012171 MultiBase Abutment EV (XS) 1,5 mm NI.....	6, 29
68012172 MultiBase Abutment EV (XS) 2,5 mm NI.....	6, 29
68012173 MultiBase Abutment EV (XS) 3,5 mm NI.....	6, 29
68012229 MultiBase Abutmentkopf mit Halter.....	32
68012238 MultiBase Analog.....	6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012233 MultiBase Brückenschraube.....	6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012230 MultiBase Einheilkappe Ø 5,4 4 mm.....	6, 8, 10, 12, 14, 32, 48, 50
68012240 MultiBase Kunststoffzylinder.....	6, 8, 10, 12, 14, 33, 48, 50
68012234 MultiBase Labor-Abutment-Pin	
14 mm.....	6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012235 MultiBase Labor-Abutment-Pin	
18 mm.....	6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012236 MultiBase Labor-Abutment-Pin	
22 mm.....	6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012237 MultiBase Labor-Brückenschraube	
4 Stk.....	6, 8, 10, 12, 14, 34, 48, 50
68012239 MultiBase Provisorischer Zylinder.....	6, 8, 10, 12, 14, 33, 48, 50
68012244 MultiBase Schraubendreher.....	42
68012243 MultiBase Semi-Gold-	
Kunststoffzylinder.....	6, 8, 10, 12, 14, 33, 48, 50
68012231 MultiBase Transfer.....	6, 8, 10, 12, 14, 32, 48, 50
68015288 Prothetik-Tray.....	45
25503 Provisorisches Abutment Design EV 3,0 Ø 6 5 mm.....	19
25504 Provisorisches Abutment Design EV 3,6 Ø 7 5 mm.....	19
25505 Provisorisches Abutment Design EV 4,2 Ø 9 5 mm.....	19
25506 Provisorisches Abutment Design EV 4,8 Ø 10 5 mm.....	19
25507 Provisorisches Abutment Design EV 5,4 Ø 10 5 mm.....	19
25756 Provisorisches Abutment Design Profile EV 4,2 Ø 7.....	48, 53
25757 Provisorisches Abutment Design Profile EV 4,8 Ø 8.....	50, 53
68013072 Provisorisches Abutment EV (L).....	19
68013070 Provisorisches Abutment EV (M).....	19
68013066 Provisorisches Abutment EV (S).....	19
68013074 Provisorisches Abutment EV (XL).....	19
68013064 Provisorisches Abutment EV (XS).....	19
26256 Provisorisches Abutment Profile EV 4,2 Ø 4,5.....	48, 53
26257 Provisorisches Abutment Profile EV 4,8 Ø 5,0.....	50, 53
68012241 Schutzmanschette.....	33
68015207 Sechskant-Schraubendreher 20 mm.....	42
25771 Sechskant-Schraubendreher 20 mm manuell.....	42
68015205 Sechskant-Schraubendreher 24 mm.....	42
25772 Sechskant-Schraubendreher 31 mm manuell.....	42
68015206 Sechskant-Schraubendreher 35 mm.....	42
31072908 Spitzen für Konometrisches Befestigungsinstrument,	
Spitze konkav (5 St.).....	44
31072906 Spitzen für Konometrisches Befestigungsinstrument,	
Spitze konvex (5 St.).....	44
31072907 Spitzen für Konometrisches Befestigungsinstrument,	
Spitze U-Form (5 St.).....	44
68010014 TempBase Cap (L).....	12, 20
68010015 TempBase Cap (XL).....	14, 20
68010013 TempBase Cap (XS) (S) (M).....	6, 8, 10, 20
68012056 TiDesign EV (L) Ø 5,5 1,5 mm 15°.....	12, 26
68012060 TiDesign EV (L) Ø 5,5 1,5 mm triangulär.....	12, 26

Art.-Nr.	Seite
68012057 TiDesign EV (L) Ø 5,5 2,5 mm 15°.....	12, 26
68012058 TiDesign EV (L) Ø 5,5 3,5 mm 15°.....	12, 26
68012059 TiDesign EV (L) Ø 5,5 4,5 mm 15°.....	12, 26
68012052 TiDesign EV (L) Ø 7,0 1,5 mm.....	12, 26
68012061 TiDesign EV (L) Ø 7,0 1,5 mm triangulär.....	12, 26
68012053 TiDesign EV (L) Ø 7,0 2,5 mm.....	12, 26
68012054 TiDesign EV (L) Ø 7,0 3,5 mm.....	12, 26
68012055 TiDesign EV (L) Ø 7,0 4,5 mm.....	12, 26
68012042 TiDesign EV (M) Ø 5,5 1,5 mm.....	10, 26
68012046 TiDesign EV (M) Ø 5,5 1,5 mm 15°.....	10, 26
68012050 TiDesign EV (M) Ø 5,5 1,5 mm triangulär.....	10, 26
68012043 TiDesign EV (M) Ø 5,5 2,5 mm.....	10, 26
68012047 TiDesign EV (M) Ø 5,5 2,5 mm 15°.....	10, 26
68012044 TiDesign EV (M) Ø 5,5 3,5 mm.....	10, 26
68012048 TiDesign EV (M) Ø 5,5 3,5 mm 15°.....	10, 26
68012045 TiDesign EV (M) Ø 5,5 4,5 mm.....	10, 26
68012049 TiDesign EV (M) Ø 5,5 4,5 mm 15°.....	10, 26
68012051 TiDesign EV (M) Ø 7,0 1,5 mm triangulär.....	10, 26
68012009 TiDesign EV (S) Ø 4,5 1,5 mm.....	8, 25
68012017 TiDesign EV (S) Ø 4,5 1,5 mm 15°.....	8, 25
68012010 TiDesign EV (S) Ø 4,5 2,5 mm.....	8, 25
68012018 TiDesign EV (S) Ø 4,5 2,5 mm 15°.....	8, 25
68012011 TiDesign EV (S) Ø 4,5 3,5 mm.....	8, 25
68012019 TiDesign EV (S) Ø 4,5 3,5 mm 15°.....	8, 25
68012012 TiDesign EV (S) Ø 4,5 4,5 mm.....	8, 25
68012020 TiDesign EV (S) Ø 4,5 4,5 mm 15°.....	8, 25
68012025 TiDesign EV (S) Ø 5,5 1,5 mm triangulär.....	8, 25
68012062 TiDesign EV (XL) Ø 7,0 1,5 mm.....	14, 27
68012064 TiDesign EV (XL) Ø 7,0 1,5 mm 15°.....	14, 27
68012063 TiDesign EV (XL) Ø 7,0 2,5 mm.....	14, 27
68012065 TiDesign EV (XL) Ø 7,0 2,5 mm 15°.....	14, 27
68012001 TiDesign EV (XS) Ø 4,0 1,5 mm.....	6, 25
68012005 TiDesign EV (XS) Ø 4,0 1,5 mm 15°.....	6, 25
68012002 TiDesign EV (XS) Ø 4,0 2,5 mm.....	6, 25
68012006 TiDesign EV (XS) Ø 4,0 2,5 mm 15°.....	6, 25
68012003 TiDesign EV (XS) Ø 4,0 3,5 mm.....	6, 25
68012007 TiDesign EV (XS) Ø 4,0 3,5 mm 15°.....	6, 25
68012004 TiDesign EV (XS) Ø 4,0 4,5 mm.....	6, 25
68012008 TiDesign EV (XS) Ø 4,0 4,5 mm 15°.....	6, 26
25592 TiDesign Profile EV 4,2 Ø 5,5 2 mm.....	48, 56
25594 TiDesign Profile EV 4,2 Ø 5,5 3 mm.....	48, 56
25595 TiDesign Profile EV 4,2 Ø 5,5 15° 2 mm.....	48, 56
25593 TiDesign Profile EV 4,2 Ø 7,0 2 mm.....	48, 56
25596 TiDesign Profile EV 4,8 Ø 5,5 2 mm.....	50, 56
25599 TiDesign Profile EV 4,8 Ø 5,5 15° 2 mm.....	50, 56
25597 TiDesign Profile EV 4,8 Ø 7,0 2 mm.....	50, 56
25598 TiDesign Profile EV 4,8 Ø 7,0,5 3 mm.....	50, 56
68012090 TitaniumBase EV (L) 1 mm.....	13, 28
68012091 TitaniumBase EV (L) 2 mm.....	13, 28
68012088 TitaniumBase EV (M) 1 mm.....	11, 28
68012089 TitaniumBase EV (M) 2 mm.....	11, 28
68012083 TitaniumBase EV (S) 1 mm.....	9, 28
68012084 TitaniumBase EV (S) 2 mm.....	9, 28
68012092 TitaniumBase EV (XL) 1 mm.....	15, 28
68012093 TitaniumBase EV (XL) 2 mm.....	15, 28
68012081 TitaniumBase EV (XS) 1 mm.....	7, 28
68012082 TitaniumBase EV (XS) 2 mm.....	7, 28
68010006 Verschluss-Schraube EV (L).....	12, 16
68010005 Verschluss-Schraube EV (M).....	10, 16
68010002 Verschluss-Schraube EV (S).....	8, 16
68010007 Verschluss-Schraube EV (XL).....	14, 16
68010001 Verschluss-Schraube EV (XS).....	6, 16
25582 Verschluss-Schraube Profile 4,2.....	48, 52
25583 Verschluss-Schraube Profile 4,8.....	50, 52

Dentsply Sirona

Deutschland

DENTSPLY IH GmbH
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim, Deutschland
implants@dentsplysirona.com

☎ DE: 06251 16-1610

Lieferadresse Pakete und Päckchen
Dentsply IH GmbH
c/o Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Fabrikstraße 39, 64625 Bensheim, Deutschland

Lieferadresse Briefe und Unterlagen
Dentsply IH GmbH
c/o Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland

Österreich

Dentsply Sirona Europe GmbH
Sirona Straße 1, 5071 Wals, Österreich

Lieferadresse
Dentsply Sirona Europe GmbH
c/o Dentsply Sirona Austria GmbH
Wienerbergstraße 11 / Turm A / 27. Stock, 1100 Wien, Österreich
bestellung.austria@dentsplysirona.com

☎ AT: 01 600 4930-301

Schweiz

Dentsply Sirona Europe GmbH
Sirona Straße 1, 5071 Wals, Österreich

Lieferadresse
Dentsply Sirona Europe GmbH
c/o Dentsply Sirona Schweiz AG
Täfernweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz
implants-ch-info@dentsplysirona.com

☎ CH: 0800 845-844

Besuchen Sie uns auf:  [dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com)  facebook.com/dentsplysirona  [dentsplysirona.de](https://www.instagram.com/dentsplysirona)

© Dentsply Sirona Inc 2022, Alle Rechte vorbehalten.