



## Purevac® HVE Spiegelsauger

Bessere Sicht. Hoher Komfort.  
Entspanntes Arbeiten.

Wir haben Spiegel und Sauger zu einem Werkzeug kombiniert. Mit brillanter Sicht durch den ständigen Luftstrom schafft der Purevac® HVE ideale Arbeitsbedingungen im Mund - bei allen zahnärztlichen Behandlungsfeldern. Der Purevac® HVE Rhodium eignet sich perfekt für das autonome Arbeiten in der Prophylaxe. Der etwas hellere Purevac® HVE Ultra FS eignet sich besonders für spezielle Fälle, wie zum Beispiel restaurative oder endodontische Behandlungen.

- ✓ mehr Zeit durch weniger Instrumentenwechsel
- ✓ ergonomisch – Körperhaltung muss nicht verändert werden
- ✓ reduziert Aerosole um 90% gegenüber herkömmlichen Speichelziehern<sup>1</sup>
- ✓ alle Flüssig- und Feststoffe
- ✓ große und kleine Partikel
- ✓ trocken und nass
- ✓ alle Behandlungsfelder
- ✓ geräuschoptimiert



**Rhodium** Für alle Fälle.



<sup>1</sup> Jacks MJ: A laboratory comparison of evacuation devices on aerosol reduction. J Dent Hig 2002, 76, 202-206.

## Purevac® HVE Spiegelsauger

Art.-Nr.	Inhalt
11010	● 3 x FS Rhodium
CD2006	● 6 x FS Rhodium
CD2012	● 12 x FS Rhodium

### Dentsply Sirona Deutschland GmbH

Fabrikstr. 31 · 64625 Bensheim · DEUTSCHLAND

dentsplysirona.com · service-konstanz@dentsplysirona.com

Service-Line für Deutschland: 08000-735000 (gebührenfrei)

Service-Line für Schweiz und Österreich: 00800-00735000 (gebührenfrei)

Besuchen Sie uns auf [f facebook.com/dentsplysirona](https://www.facebook.com/dentsplysirona)

K79101624-02

© Dentsply Sirona 05/2019