



# Umfassende Behandlungskonzepte für effiziente und zuverlässige klinische Ergebnisse

Dentsply Sirona ist der weltweit größte Hersteller von Zahnversorgungs-lösungen und Technologien für Zahnärzte und Zahntechniker mit mehr als einem Jahrhundert Unternehmensgeschichte. Dentsply Sirona entwickelt, produziert und vermarktet als „The Dental Solutions Company“ umfassende Lösungen, Produkte zur Zahn- und Mundgesundheit sowie medizinische Verbrauchsmaterialien, die Teil eines starken Markenportfolios sind. In Zusammenarbeit mit unabhängigen Wissenschaftlern renommierter Universitäten werden viele unserer Produkte bereits vor ihrer Vermarktung in kontrollierten klinischen Studien und umfassenden In-vitro-Tests auf Sicherheit und Leistungsfähigkeit geprüft. Klinische Effizienz und Effektivität werden anhand des Feedbacks ausgewählter Zahnarztpraxen, die unsere Produkte bei Routinebehandlungen anwenden, kritisch bewertet. Unsere Validations- und Verifikationsmethoden übertreffen mitunter die strengen behördlichen Anforderungen – damit Ihre Wünsche verlässlich erfüllt werden.

Direkte und indirekte Restaurationen verlangen dem Zahnarzt vielerlei unterschiedliche Fertigkeiten ab, je nach klinischer Indikation und Situation. Hierfür bieten wir Ihnen innovative Produkte häufig mit den neusten Technologien, die aufeinander abgestimmt sind und sich sehr gut ergänzen. Beispielhaft stehen hierfür die „Class II Solution“ für die direkte Füllungstherapie, die „Core&Post Solution“ für Stumpfaufbau und Stiftsetzung sowie die „Single Unit Crown Solution“ für indirekte Restaurationen. Mit aufeinander abgestimmten innovativen Produkten unterstützen unsere Behandlungskonzepte eine effiziente Füllungstherapie.

# Inhalt

## Direkte Restauration

Die „Class II Solution“ bietet aufeinander abgestimmte innovative Produkte mit sehr guter Adaptation zu jedem entscheidenden Schritt einer Klasse II Restauration – für eine hochwertige Randdichtigkeit auch am Kavitätenboden!



### Matrizentechnik

Teilmatrizensysteme .....	6
Vollmatrizensysteme .....	11



### Bonding

Universaladhäsive .....	16
Etch&Rinse Adhäsive .....	18
Self Cure Activator .....	20
Ätzmittel .....	21
Zubehör Adhäsivtechnik .....	22



### Lichthärtung

LED-Lampen .....	26
Lichthärtung Zubehör .....	30



### Komposite & Kompomere

Universal-Komposite .....	32
Fließfähige Komposite .....	50
Bulkfüll-Komposite .....	53
Kompomere .....	56



### Komposithybrid

Selbstadhäsives Komposithybrid .....	64
--------------------------------------	----



### Finieren & Polieren

Finieren .....	66
Polieren .....	68



### Sonstige Füllungsmaterialien und Zubehör

Glasionomere .....	72
Temporäres Füllungsmaterial .....	76
Zubehör .....	77

## Indirekte Restauration

Von der konventionellen Abformung über Materialien für CAD/CAM basierte Restaurationen bis zur definitiven Befestigung bietet unser breites Portfolio für nahezu jede klinische Situation für indirekte Restaurationen die passende Lösung – für effiziente und hochwertige klinische Resultate.



### Stumpfaufbau/Stiftsetzung

Stumpfaufbau Materialien .....	80
Core&Post Solution .....	80



### Abformung

A-Silikone .....	86
Mischgeräte .....	92
Alginate .....	93
Adhäsive für Abformlöffel .....	94
Bissregistrierung .....	95



### Provisorische Restauration

Temporäre Restauration .....	98
Temporäre Zemente .....	100



### CAD/CAM Materialien

CAD/CAM Materialien .....	104
---------------------------	-----



### Zementierung

Adhäsive Befestigungszemente .....	120
Kompositzemente .....	122
Pulver-Flüssigkeits-Zemente .....	125
Weichbleibende Unterfütterung.....	128

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.



# Matrizentechnik



# Palodent® V3

## Teilmatrixsystem



### Produktbeschreibung

Palodent V3 bietet eine große Indikationsbreite für Klasse II Füllungen und gewährleistet hochwertige, anatomisch korrekte Kontaktpunkte.

Das System umfasst Ringe in 2 Größen für Molaren und Prämolaren, Matrizen mit Ösen in 5 Größen, Keile und WedgeGuards in jeweils 3 Größen sowie eine speziell geformte Pinzette und Applikationszange. Alle Komponenten sind sehr gut aufeinander abgestimmt und tragen so zu einer einfachen Handhabung bei, enge Kontaktpunkte und eine hochwertige gingivale Versiegelung für sehr geringen Überschuss und minimales Finieren.

Palodent V3 EZ Coat Matrizen (EZ = „easy“) haben eine mikrodünne Antihaf-Beschichtung für einfaches Entfernen, eine Farbkodierung für sehr schnelle Größenauswahl und große Krümmung für eine qualitativ hochwertige anatomische Form.

### Indikationen

- Das Palodent V3 System ist indiziert für eine einfache Konturierung direkter Restaurationsmaterialien bei Klasse-II-Füllungen.
- Der Palodent V3 WedgeGuard ist indiziert als präoperativ anzubringende Schutzvorrichtung für benachbarte Zahnflächen bei Präparationen für Klasse-II- und Klasse-III-Füllungen, Veneers und Kronen.

### Eigenschaften

### Vorteile

2 NiTi Ringe mit anatomisch geformten Kunststoff-Füßen

Sehr hohe Federkraft mit Rückstelleffekt: Sehr gute Kontaktpunkte, wenig Überschuss, hohe Langlebigkeit. Stabiler Halt.

Schützende WedgeGuards

Schutz des Nachbarzahnes während der Präparation.

Anatomisch geformte Keile für eine sichere Versiegelung

Einfaches Einbringen und sehr guter Randabschluss unter Schonung der Papille.

Konturierte Matrizen mit Griffösen

Einfaches Platzieren und Entfernen. Schürze für gingivale Versiegelung. Vorgeformte Randleiste für die okklusale Kontur.



Palodent V3 NiTi Ringe, „Universal“ (für Molaren) und „klein“ (für Prämolaren).



Ringe fallen nicht in die Kavität, selbst bei fehlendem Höcker (Foto: Dr Dao, Frankreich).












Mit Palodent V3 erstellte Kompositrestauration mit engem Kontaktpunkt. (Foto: Dr. Reis, Brasilien).

Teilmatrizensystem












Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<p><b>Palodent V3 EZ Coat Komplettsystem</b></p> 	<p><b>659670V</b></p>	<p>100 x Palodent V3 EZ Coat Matrizen, (je 20 x 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm), 75 x Keile (je 25 x klein, mittel, groß), 30 x Wedge-Guards (je 10 x klein, mittel, groß), 1 x Universalring, 1 x kleiner Ring, 1 x Applikationszange, 1 x Spezialpinzette, 1 x Gebrauchsinformationen, 1 x Bildgebrauchsinformationen</p>
<p><b>Palodent V3 Komplettsystem</b></p> 	<p><b>659700V</b></p>	<p>100 x Palodent V3 Matrizen, (je 25 x 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm), 75 x Keile (je 25 x klein, mittel, groß), 30 x WedgeGuards (je 10 x klein, mittel, groß), 1 x Universalring, 1 x kleiner Ring, 1 x Applikationszange, 1 x Spezialpinzette, 1 x Gebrauchsinformationen, 1 x Bildgebrauchsinformationen</p>
<p><b>Palodent V3 Starterpackung</b></p> 	<p><b>62500005</b></p>	<p>20 x Palodent V3 Matrizen (5 x 4,5 mm, 15 x 5,5 mm), 15 x Keile (je 5 x klein, mittel, groß), 5 x WedgeGuards (mittel), 2 x Universalring, 1 x Applikationszange, 1 x Spezialpinzette, 1 x Gebrauchsinformationen, 1 x Bildgebrauchsinformationen</p>
<p><b>Palodent V3 WedgeGuard Nachfüllpackung Größe klein - Dunkelblau</b></p> 	<p><b>659830V</b></p>	<p>50 Stück</p>
<p><b>Palodent V3 WedgeGuard Nachfüllpackung Größe mittel - Mittelblau</b></p> 	<p><b>659840V</b></p>	<p>50 Stück</p>
<p><b>Palodent V3 WedgeGuard Nachfüllpackung Größe groß - Hellblau</b></p> 	<p><b>659850V</b></p>	<p>50 Stück</p>

## Teilmatrizensystem

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
Palodent V3 Keile Nachfüllpackung Größe klein - Dunkelblau		659780V	100 Stück
Palodent V3 Keile Nachfüllpackung Größe mittel - Mittelblau		659790V	100 Stück
Palodent V3 Keile Nachfüllpackung Größe groß - Hellblau		659800V	100 Stück
Palodent V3 Matrize Nachfüllpackung Größe 3,5 mm		659710V	50 Stück
Palodent V3 Matrize Nachfüllpackung Größe 4,5 mm		659720V	50 Stück
Palodent V3 Matrize Nachfüllpackung Größe 5,5 mm		659730V	50 Stück
Palodent V3 Matrize Nachfüllpackung Größe 5,5 mm		659740V	100 Stück
Palodent V3 Matrize Nachfüllpackung Größe 6,5 mm		659750V	50 Stück
Palodent V3 Matrize Nachfüllpackung Größe 7,5 mm		659860V	50 Stück



## Teilmatrixensystem

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
Palodent V3 Matrize EZ Coat Nachfüllpackung Größe 3,5 mm - Dunkelgrau		659610V	50 Stück
Palodent V3 Matrize EZ Coat Nachfüllpackung Größe 4,5 mm - Dunkelblau		659620V	50 Stück
Palodent V3 Matrize EZ Coat Nachfüllpackung Größe 5,5 mm - Mittelblau		659630V	50 Stück
Palodent V3 Matrize EZ Coat Nachfüllpackung Größe 5,5 mm - Mittelblau		659640V	90 Stück
Palodent V3 Matrize EZ Coat Nachfüllpackung Größe 6,5 mm - Hellblau		659650V	50 Stück
Palodent V3 Matrize EZ Coat Nachfüllpackung Größe 7,5 mm - Hellgrau		659660V	50 Stück
Palodent V3 Ring Nachfüllpackung 1 x Universalring - Mittelblau		659900V	1 Stück
Palodent V3 Ring Nachfüllpackung 2 x Universalringe - Mittelblau		659760V	2 Stück
Palodent V3 Ring Nachfüllpackung 2 x kleine Ringe - Dunkelblau		659770V	2 Stück
Palodent V3 Applikationszange Nachfüllpackung		659810V	1 Stück
Palodent V3 Spezialpinzette Nachfüllpackung		659820V	1 Stück





# Palodent®

## Teilmatrixensystem

### Produktbeschreibung

Das Palodent System wurde für Restaurationen im Seitenzahnbereich mit Hilfe eines BiTine-Rings aus Federstahl und Teilmatrizen entwickelt. Die Teilmatrizen sind in zwei Größen erhältlich und können mit allen Seitenzahn-Füllungsmaterialien verwendet werden. Die runden BiTine-Ringe können im Seitenzahnbereich einzeln oder kombiniert angebracht werden.

### Teilmatrixensystem

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
Palodent Matrize Nachfüllpackung Größe Mini		659020	50 Stück
Palodent Matrize Nachfüllpackung Größe Standard		659015	50 Stück
Palodent Matrize Nachfüllpackung Größe Standard		659010	100 Stück
BiTine Ringe Nachfüllpackung Rund		659040	4 Stück

# Palodent® 360

## Vollmatrizensystem



### Produktbeschreibung

Palodent 360 ist ein fortschrittliches neues Vollmatrizensystem. Das neue Design bedeutet, dass ein Fingerdreh genügt, um enge Kontakte mit anatomisch korrekten Konturen zu erreichen, ohne störenden Halter oder Applikator.

Der integrierte Spanner ermöglicht die Platzierung und Retention der Matrize ohne sperrige Halter oder zusätzliche Platzierungs- und Spanninstrumente, was die Effizienz, die einfache Platzierung, den besseren Zugang, die freie Sicht auf den Arbeitsbereich und einen hohen Patientenkomfort ermöglicht. Für bessere Restaurationen, schneller und einfacher als Sie es vermutlich für möglich gehalten haben. Rundum erfolgreich!

Die einmal verwendbaren Palodent 360 Matrizen ermöglichen die richtige subgingivale und proximale Kontaktadaptation und schützen gleichzeitig vor Kreuzkontaminationen.

Zusammen mit dem Palodent V3 Teilmatrizensystem bieten die Palodent-Matrizen eine Lösung für alle Klasse II-Fälle.

### Indikationen

Alle Klasse II Restaurationen, auch bei fehlendem Höcker, fehlendem Nachbarzahn sowie für den Stumpfaufbau.

### Eigenschaften

### Vorteile

Konturierte Matrizen

Enge Kontaktpunkte und anatomisch korrekte Konturen. Weniger Überschüsse und weniger Zeitaufwand zum Finieren.






Integriertes Daumenrad

Einfaches Platzieren ohne Spanner/Halter und damit besserer Zugang und bessere Sicht.

Kompatibel mit Palodent V3 Ringen und Keilen

Sichere gingivale Versiegelung.

## Vollmatrizensystem

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Palodent V3 &amp; 360 Komplettsystem</b> 	<b>659600V</b>	24 x Palodent 360 Matrizen 5,5 mm, 100 x Palodent V3 Matrizen in 4 Größen (je 25 x 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm), 75 x Palodent V3 Keile (je 25 x klein, mittel, groß), 30 x Palodent V3 WedgeGuards (je 10 x klein, mittel, groß), 1 x Palodent V3 Ring universal, 1 x Palodent V3 Ring klein, 1 x Palodent V3 Applikationszange, 1 x Palodent V3 Pin-Pinzette
<b>Palodent 360 Matrizen Nachfüllpackung 4,5 mm – Dunkelblau</b> 	<b>659601</b>	48 Stück
<b>Palodent 360 Matrizen Nachfüllpackung 5,5 mm – Mittelblau</b> 	<b>659602</b>	48 Stück
<b>Palodent 360 Matrizen Nachfüllpackung 6,5 mm – Hellblau</b> 	<b>659603</b>	48 Stück
<b>Palodent 360 Matrizen Sortimentspackung</b> 	<b>659607</b>	48 Stück 8 x 4,5 mm, 24 x 5,5 mm, 16 x 6,5 mm

# AutoMatrix®

## Halterloses Matrizensystem

### Produktbeschreibung

Das AutoMatrix System ermöglicht die einfache Platzierung und Befestigung von Matrizen ohne sperrige Haltevorrichtungen und trägt somit zu einem ungehinderten Zugang und guten Blick auf das Operationsfeld bei größerem Patientenkomfort bei.

Die für den Einmalgebrauch bestimmten AutoMatrix Matrizen erlauben eine gute subgingivale und proximale Anpassung.

AutoMatrix Matrizenbänder sind in vier verschiedenen Größen (Höhe/Breite) und in zwei Stärken erhältlich. Die verschiedenen AutoMatrix Matrizen passen für alle Zahngrößen.

Dünne Matrizen durch Kerbe hier gekennzeichnet




Auto-Lock-Klemmöse

Loch zur Entfernung der Matrice



Spule







### Halterloses Matrizensystem

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>AutoMatrix</b> <b>Einführungspackung</b> 	62422501	1 x Spannvorrichtung, 1 x AutoMate III Matrizenspanner, 1 x Sicherheitskneifzange, 24 x Bänder mittel/dünn, 24 x Bänder schmal/normal, 24 x Bänder mittel/normal, 24 x Bänder breit/normal
<b>AutoMatrix Matrice</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>MT: mittel/dünn</b> 	62422510	72 Stück
<b>AutoMatrix Matrice</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>NR: schmal/normal</b> 	62422511	72 Stück

Halterloses Matrizensystem

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>AutoMatrix Matrize</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>MR: mittel/normal</b> 	62422512	72 Stück
<b>AutoMatrix Matrize</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>WR: breit/normal</b> 	62422513	72 Stück

Zubehör

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>AutoMatrix Sicherheitszange</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	62422601	1 Stück
<b>AutoMatrix Auffangkörbchen</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	62422605	10 Stück
<b>AutoMate III Matrizenspanner</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	62422602	1 Stück
<b>Spitze für Matrizenspanner</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	62422603	1 Stück



Bonding



# Prime&Bond active®

## Universaladhäsiv



### Produktbeschreibung

Dank seiner Balance von hydrophoben und hydrophilen Eigenschaften ermöglicht dieses Adhäsiv eine vollständige Durchdringung und Bedeckung der Zahnhartsubstanzen auch bei unterschiedlichen Feuchtigkeitsgraden. Selbst auf zu feuchtem oder zu trockenem Dentin entsteht ein sehr guter Verbund, der aktiven Schutz vor den Hauptursachen von Adhäsionsversagen bietet.

### Das Wichtigste im Überblick:

- Vielseitige Verwendbarkeit bei allen Ätztechniken und allen Indikationen
- Hohe Leistung selbst auf zu feuchtem oder zu trockenem Dentin
- Nahezu keine postoperative Überempfindlichkeiten
- Geringe Filmdicke, daher vermindertes Risiko von Pooling und Passungenauigkeiten der indirekten Restauration
- Entspanntes Arbeiten: Bis zu 30 Minuten verwendbar im geschlossenen CliXdish
- Hohe initiale Verbundfestigkeit mit Calibra Ceram Kompositzement bei indirekten Restaurationen
- Patentierte Formulierung ohne HEMA, TEGDMA und Bisphenol

### Indikationen

- Direkte, lichthärtende Komposit- und Kompomer-Restaurationen.
- Mit lichthärtendem Kompositzement eingesetzte Veneers.
- Komposit-, Keramik- und Amalgamreparaturen.
- Kavitätenlack bei neuen Amalgamfüllungen.
- Desensibilisierung von freiliegendem Dentin.
- Indirekte, mit Calibra® Ceram befestigte Restaurationen und postendodontische Stifte.
- Oberflächenbehandlung von Zirkoniumdioxid, Metall und Kompositen.

### In Kombination mit Dentsply Sirona Self Cure Activator:

- Direkte dual-/selbsthärtende Kompositrestaurationen und Stumpfaufbauten.
- Zementierung von indirekten Restaurationen und postendodontischen Stiften bei Verwendung von dual- und selbsthärtenden Kompositzementen.

### Eigenschaften

Aktive Feuchtigkeitskontrolle

Aktive Ausbreitung in der Kavität

Aktive Selbstnivellierung

Geringe Filmdicke

### Vorteile

Selbst auf zu feuchtem oder zu trockenem Dentin entsteht ein sehr guter Verbund – für nahezu keine postoperativen Überempfindlichkeiten.

Prime&Bond active unterstützt aktiv dabei, eine homogene Adhäsivschicht in der Kavität zu erlangen.

Das Adhäsiv bildet eine dünne und gleichmäßige Adhäsivschicht – für eine vollständige Benetzung der Kavität.

Adhäsive mit hoher Viskosität können auch die Geometrie von Kronenpräparationen verändern und so die Passgenauigkeit von indirekten Restaurationen beeinträchtigen.



Mit einer Hand zu öffnender Klappdeckel









Für alle Ätztechniken geeignet: Etch&Rinse, Self-Etch, Selektive Schmelzätzung



Prime&Bond active ist bis zu 30 Minuten verwendbar im geschlossenen CliXdish.



## Universaladhäsiv

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Prime&amp;Bond active Flasche Einführungspackung</b> 	60667347	1 x 4 ml Prime&Bond active, 1 x CliXdish, 1 x 50 Applikatortips, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>Prime&amp;Bond active Flasche Mini Nachfüllpackung</b> 	60667340	1 x 2,5 ml Prime&Bond active, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>Prime&amp;Bond active Flasche Nachfüllpackung</b> 	60667341	1 x 4 ml Prime&Bond active, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>Prime&amp;Bond active Flasche Eco Nachfüllpackung</b> 	60667342	3 x 4 ml Prime&Bond active, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>Prime&amp;Bond active Unit Dose Nachfüllpackung</b> 	60667343	80 x 0,075 ml Prime&Bond active Unit Dose, 1 x 50 Applikatortips, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>Prime&amp;Bond active Unit Dose Eco Nachfüllpackung</b> 	60667345	240 x 0,075 ml Prime&Bond active Unit Dose, 2 x 50 Applikatortips, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung

# Prime&Bond® XP

## Etch&Rinse Adhäsiv



### Produktbeschreibung

Prime&Bond XP ist ein Etch&Rinse Einflaschen Adhäsiv, welches für die Adhäsion von Kompositmaterialien an Schmelz und Dentin, sowie an Metall und Keramik entwickelt wurde.

Prime&Bond XP steht für „eXtra Performance“ und zeichnet sich durch hohe Haftfestigkeit an Schmelz und Dentin, einfache und bequeme Applikation sowie ein hohes Maß an Anwendungssicherheit aus.

Prime&Bond XP, wenn singular angewendet, ist für die Verwendung in Kombination mit lichthärtenden Komposit-Füllungsmaterialien und Kompositzementen entwickelt worden. Prime&Bond XP ist in Kombination mit dem Self Cure Activator (SCA) für die Verwendung mit dual- und selbsthärtenden Kompositmaterialien gedacht.

### Etch&Rinse Adhäsive

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Prime&amp;Bond XP Flasche Nachfüllpackung</b> 	60667281	1 x 5 ml Prime&Bond XP, 1 x 50 Applikatortips, 1 x CliXdish, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>Prime&amp;Bond XP Flasche Eco Nachfüllpackung</b> 	60667401	3 x 5 ml Prime&Bond XP, 2 x 50 Applikatortips, 2 x CliXdish, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>Prime&amp;Bond XP Unit Dose Nachfüllpackung</b> 	693002	100 x 0,125 ml Prime&Bond XP Unit Dose, 2 x 50 Applikatortips, 3 x Unit Dose Halter, 1 x Gebrauchsanweisung

# Prime&Bond® NT

## Nano-Technologie Haftvermittler





### Produktbeschreibung

Prime&Bond NT ist ein universeller, selbstprimender Haftvermittler und wurde für die adhäsive Verbindung von Kompositen und Dyract Kompomermaterialien mit Schmelz und Dentin einerseits und mit Metallen und Keramik andererseits entwickelt.

Prime&Bond NT verbindet Haftvermittlung (Priming) und Adhäsiv (Bonding) in einer Flasche. Die Anwendung wird durch die Reduzierung von Komponenten und Behandlungsschritten deutlich vereinfacht. Prime&Bond NT zeichnet sich gleichzeitig durch herausragende Retentionseigenschaften und einen langanhaltenden Schutz vor Mikrospaltbildung aus. Durch Mischen von Prime&Bond NT mit Self Cure Activator (SCA) erhält man ein universelles, dualhärtendes, selbstprimendes Adhäsivsystem.

Dieses System wurde entwickelt, um dual- oder selbsthärtende Komposite an Schmelz, Dentin und restaurativen Materialien zu binden, selbst in Regionen, wo kein Licht hingelangt.

### Nano-Technologie Haftvermittler

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Prime&amp;Bond NT Flasche</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>60667240</b>	2 x 4,5 ml Prime&Bond NT, 1 x Gebrauchsanweisung
<b>Prime&amp;Bond NT Unit Dose</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>634356</b>	80 x 0,125 ml Prime&Bond NT Unit Dose, 2 x Unit Dose Halter, 1 x 100 Applikatortips, 1 x Gebrauchsanweisung

# Self Cure Activator




Zur Anwendung in Verbindung mit Prime&Bond active, Prime&Bond XP oder Prime&Bond NT

## Produktbeschreibung

Der Self Cure Activator (SCA) ist für die Anwendung mit Prime&Bond active, Prime&Bond XP oder Prime&Bond NT in Verbindung mit einem dualhärtenden oder selbsthärtenden Komposit-Befestigungszement, wie dem ästhetischen Kompositzement Calibra Ceram oder core-X flow bestimmt, um alle indirekten Restaurationen, wie Metall-, Keramik- und Kompositkronen, Inlays, Onlays, Veneers, Brückenanker und Wurzelstifte zu befestigen.

## Self Cure Activator

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>SCA Flasche</b> <b>Nachfüllpackung</b>	 <b>634354K</b>	1 x 4,5 ml Self Cure Activator, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung


# DeTrey® Conditioner 36

Phosphorsäure-Gel zum Anätzen von Zahnschmelz und zur Dentin-Konditionierung

## Produktbeschreibung

DeTrey Conditioner 36 ist ein blau-gefärbtes Gel mit 36% Phosphorsäure. Es dient dem Ätzen von Zahnschmelz und der Dentinkonditionierung vor dem Bonding.

## DeTrey Conditioner 36

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>DeTrey Conditioner 36</b> <b>Spritze</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>60615208</b>	2 x 3 ml, 25 x Applikatornadeln
<b>DeTrey Conditioner 36</b> <b>Spritze</b> <b>Eco Nachfüllpackung</b> 	<b>60615209</b>	10 x 3 ml, 50 x Applikatornadeln
<b>DeTrey Conditioner 36</b> <b>Applikatornadel</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>60615204</b>	25 x Applikatornadeln


# Applikatortips

## Zur Applikation von Adhäsiven

### Produktbeschreibung

Beflockte Applikatortips zur Applikation von Adhäsiven.

### Applikatortips

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Applikatortips</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>658012</b>	50 Stück
<b>Applikatortips</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>60667198</b>	100 Stück
<b>Wurzelkanal-Applikatortips</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>60667197</b>	50 Stück

# CliXdish™

## Anmischbehälter



### Produktbeschreibung

Der CliXdish Anmischbehälter ist wieder verwendbar und besitzt einen hochwertigen, vor Umgebungslicht schützenden Deckel. Er schützt Adhäsive und andere Flüssigkeiten vor Umgebungslicht und reduziert die Verdunstung von Lösungsmitteln.

Der geschlossene Deckel dient ebenfalls als Ablage für einen Applikator Tip oder Ähnliches während der Behandlung.

### Anmischbehälter


Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>CliXdish</b> <b>Nachfüllpackung</b>	<b>60667346</b>	3 Stück







Lichthärtung



# SmartLite® Pro



## Modulare LED-Polymerisationslampe

### Produktbeschreibung

Die SmartLite Pro ist ein kabelloses LED-Lichtpolymerisations- und Beleuchtungsgerät im „Pen-Style“ zur Anwendung durch Dentalfachkräfte in Zahnarztpraxen oder Dentallaboren.

Die SmartLite Pro Polymerisationslampe zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:

- Klein und ergonomisch bei geringem Gewicht.
- Kompaktes kabelloses Design, einfache Handhabung und austauschbarer Akku.
- Individuell einstellbare LED-Aufsätze, um 360° drehbar.
- Hervorragender intraoraler Zugang aufgrund des Designs des LED-Aufsatzes.
- Polymerisationsfläche (optisch effektive Querschnittsfläche) mit 10 mm Durchmesser.
- Bis zu 10-sekündige Aushärtungszeit pro Aktivierung mit einem akustischen Signal am Beginn und Ende des Zyklus.
- Fortschrittliches Wärmemanagementsystem, das die Temperatur des LED-Aufsatzes begrenzt.
- Austauschbare Aufsätze für:
  - die Polymerisation von Materialien mit Campherchinon-Photoinitiator
  - die Polymerisation von Materialien mit Photoinitiatoren, die im violetten Spektrum absorbieren
  - die intraorale Beleuchtung und Durchleuchtung von Zähnen

### Indikationen

- Für die lichtaktivierte Polymerisation von Dentalmaterialien wie Kompositen, Befestigungszementen und Versiegelungsmaterialien mit sichtbarem Licht.
- Für die intraorale Beleuchtung bei der Erstuntersuchung des zahnärztlichen Patienten und die Durchleuchtung von Zähnen zur Lokalisation von Kronenfrakturen, Karies im Front- und Seitenzahnbereich, endodontischen Zugängen und Wurzelkanalöffnungen.

### Eigenschaften

Einfach - nur eine Taste

Metallgehäuse

Vielseitigkeit

Modernste Optik


### Vorteile

Intuitive Ein-Knopf-Bedienung mit akustischen und Vibrations-Signalen ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.


Edelstahl und eloxiertes Aluminium in medizinischer Qualität sorgen für Robustheit und Langlebigkeit, Jahr für Jahr.

Die SmartLite Pro verfügt über ein modulares Design mit austauschbaren Aufsätzen für eine Vielzahl von klinischen Indikationen.

Das optimierte Design mit 4 LEDs sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung über den gesamten aktiven Bereich.  
Lichtleistung: ~1.250 mW/cm<sup>2</sup>



SmartLite Pro



Wettbewerber











Multifunktionale Ladestation


Sehr gute Resultate: Das große aktive Lichtaustrittsfenster mit 10 mm Durchmesser deckt auch größere Füllungen ab, und der exzellent gebündelte Lichtstrahl sorgt für verlässliche Polymerisation selbst über größere Abstände.

Zur SmartLite Pro gehört eine Ladestation in modernem Design mit eingebautem Radiometer und Platz für zusätzliche Aufsätze.

Modulare LED-Polymerisationslampe

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<p><b>SmartLite Pro Einführungspackung</b></p> 	<p>644400</p>	<p>1 x SmartLite Pro Handstück, 1 x SmartLite Pro Cure Tip, 1 x SmartLite Pro Transillumination Tip, 2 x SmartLite Pro Akkus, 1 x SmartLite Pro Ladestation, Zubehör</p>
<p><b>SmartLite Pro Basispackung</b></p> 	<p>644409</p>	<p>1 x SmartLite Pro Handstück, 1 x SmartLite Pro Cure Tip, 2 x SmartLite Pro Akkus, 1 x SmartLite Pro Ladestation, Zubehör</p>
<p><b>SmartLite Pro Nachfüllpackung Akku</b></p> 	<p>644401</p>	<p>1 Stück</p>
<p><b>SmartLite Pro Nachfüllpackung Schutzhüllen</b></p> 	<p>644402</p>	<p>100 Stück</p>
<p><b>SmartLite Pro Nachfüllpackung Augenschutzsilde</b></p> 	<p>644403</p>	<p>5 Stück</p>
<p><b>SmartLite Nachfüllpackung Netzteil mit USB-Ladekabel</b></p> 	<p>644404</p>	<p>1 Stück</p>
<p><b>SmartLite Pro Transillumination Tip Nachfüllpackung</b></p> 	<p>644405</p>	<p>1 Stück</p>
<p><b>SmartLite Pro PolyCure Tip Nachfüllpackung</b></p> 	<p>644406</p>	<p>1 Stück</p>

## Modulare LED-Polymerisationslampe

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>SmartLite Pro Cure Tip</b> Nachfüllpackung 	644407	1 Stück
<b>SmartLite Pro O-Ringe</b> Nachfüllpackung	644408	3 Stück

# SmartLite® Focus®

## Kompakte LED-Polymerisationslampe im „Pen-Style“




### Produktbeschreibung

Die SmartLite Focus Polymerisationslampe ist ein kabelloses LED-Lichtpolymerisationsgerät im „Pen-Style“ zur Anwendung durch entsprechend geschultes zahnmedizinisches Fachpersonal in Zahnarztpraxen oder Dentallaboren. Die SmartLite Focus Polymerisationslampe zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:

- Klein und ergonomisch bei geringem Gewicht
- Kompaktes kabelloses Design, einfache Handhabung und austauschbarer Akku
- Intelligenter Akkulademechanismus sorgt für nahezu permanente Betriebsverfügbarkeit




### LED-Polymerisationslampe

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>SmartLite Focus</b> <b>Einführungspackung</b> 	64450020	1 x SmartLite Focus, 1 x Ladestation, 1 x Akku, 2 x Augenschutzfilter, 50 x Schutzhüllen, 1 x Netzgerät-Stecker, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Aushärtungsübersicht

### Zubehör

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>SmartLite Focus</b> <b>Ladestation</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	64450070	1 Stück
<b>SmartLite Focus</b> <b>Akku</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	64450021	1 Stück

## Zubehör

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>SmartLite Schutzhüllen Nachfüllpackung</b> 	64450030	300 Stück
<b>SmartLite Focus Augenschutzfilter Nachfüllpackung</b> 	64450040	5 Stück
<b>SmartLite Focus Netzgerät-Stecker Nachfüllpackung</b> 	64450050	1 Stück

# Komposite & Kompomere



# Ceram.x Spectra™ ST

## Universelles Komposit-Füllungsmaterial



### Produktbeschreibung

Ceram.x Spectra ST ist ein nanokeramisches, lichthärtendes, röntgenopakes, universelles Komposit mit neuartiger SphereTEC® Füllertechnologie, das sowohl für direkte als auch indirekte Restaurationen geeignet ist. Die SphereTEC-Füllertechnologie verwendet kugelförmige granulierten Füller in Kombination mit einer optimierten Harzmatrix, um die Leistung in den Bereichen zu erhöhen, die für Zahnärzte am wichtigsten sind: Handhabung, Ästhetik und Langlebigkeit.

- Bevorzugte Handhabung: Erhältlich in 2 Handhabungsoptionen – LV (niedrigviskos) oder HV (hochviskos), jeweils nicht klebrig mit ausgezeichneter Adaptation, Modellierbarkeit und Standfestigkeit.
- Vereinfachtes Farbsystem: 5 universelle CLOUD-Farben decken die gesamte VITA®<sup>1</sup>-Skala ab
- Hohe Ästhetik: Schnelles und einfaches Polieren mit exzellenter Verfärbungsbeständigkeit und bewährter Langlebigkeit.

<sup>1</sup> Keine eingetragene Marke von Dentsply Sirona

### Indikationen

- Direkte Restaurationen bei allen Kavitätenklassen im Front- und Seitenzahnbereich.
- Indirekte Fertigung von Inlays, Onlays und Veneers.

### Eigenschaften

SphereTEC-Füllertechnologie

### Vorteile

Hoher Handhabungskomfort!

- Einfache Adaptation an Kavitätenwände, Ränder und Oberflächen
- kein Kleben am Handinstrument
- präzise zu modellieren
- standfest
- leicht auszubringen

Extrem einfaches CLOUD-Farbkonzept

Begeisternde klinische Ergebnisse leicht gemacht!

Schnelles und einfaches Polieren

Extra glänzend!

Großartige mechanische Eigenschaften!

Hervorragende Wahl für langlebige Restaurationen!



Optimierte Handhabung – für einfache Platzierung und Formgebung.












Hervorragender Chamäleoneffekt – für vereinfachte Farbauswahl und -passung.








Bewährte Haltbarkeit – mit hoher Polier- und Verfärbungsbeständigkeit für dauerhafte Ästhetik.





Universelles Komposit-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<p><b>Ceram.x Spectra ST HV Compules Einführungspackung</b></p> 	<p><b>60701570N</b></p>	<p>24 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST HV Compules                      (je 4 x A1, A2, A3,5, A4; 8 x A3)                      1 x Applikatorpistole,                      1 x i-Shadow Aufkleber,                      1 x Illustrierte Gebrauchsanleitung,                      1 x Gebrauchsanleitung</p>
<p><b>Ceram.x Spectra ST HV Compules Nachfüllpackung Farbe A1</b></p> 	<p><b>60701571N</b></p>	<p>16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST HV Compules</p>
<p><b>Ceram.x Spectra ST HV Compules Nachfüllpackung Farbe A2</b></p> 	<p><b>60701572N</b></p>	<p>16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST HV Compules</p>
<p><b>Ceram.x Spectra ST HV Compules Nachfüllpackung Farbe A3</b></p> 	<p><b>60701573N</b></p>	<p>16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST HV Compules</p>
<p><b>Ceram.x Spectra ST HV Compules Nachfüllpackung Farbe A3,5</b></p> 	<p><b>60701575N</b></p>	<p>16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST HV Compules</p>
<p><b>Ceram.x Spectra ST HV Compules Nachfüllpackung Farbe A4</b></p> 	<p><b>60701574N</b></p>	<p>16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST HV Compules</p>
<p><b>Ceram.x Spectra ST HV Compules Nachfüllpackung Farbe BW (Bleach White)</b></p> 	<p><b>60701576N</b></p>	<p>16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST HV Compules</p>
<p><b>Ceram.x Spectra ST HV Compules Eco Nachfüllpackung Farbe A2</b></p> 	<p><b>60701582N</b></p>	<p>52 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST HV Compules</p>
<p><b>Ceram.x Spectra ST HV Compules Eco Nachfüllpackung Farbe A3</b></p> 	<p><b>60701583N</b></p>	<p>52 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST HV Compules</p>





## Universelles Komposit-Füllungsmaterial


Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Ceram.x Spectra ST HV Spritzen Einführungspackung</b> 	<b>60701550N</b>	5 x 3 g Ceram.x Spectra ST HV Spritzen (Farben A1, A2, A3, A3,5, A4), 1 x i.shade Aufkleber, 1 x 2.5 ml Prime&Bond active, 1 x CliXdish, 50 x Applikatortips, 1 x Illustrierte Gebrauchsanleitung, 1 x Gebrauchsanleitung
<b>Ceram.x Spectra ST HV Spritzen Nachfüllpackung Farbe A1</b> 	<b>60701551N</b>	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST HV Spritze
<b>Ceram.x Spectra ST HV Spritzen Nachfüllpackung Farbe A2</b> 	<b>60701552N</b>	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST HV Spritze
<b>Ceram.x Spectra ST HV Spritzen Nachfüllpackung Farbe A3</b> 	<b>60701553N</b>	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST HV Spritze
<b>Ceram.x Spectra ST HV Spritzen Nachfüllpackung Farbe A3,5</b> 	<b>60701555N</b>	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST HV Spritze
<b>Ceram.x Spectra ST HV Spritzen Nachfüllpackung Farbe A4</b> 	<b>60701554N</b>	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST HV Spritze
<b>Ceram.x Spectra ST LV Compules Einführungspackung</b> 	<b>60701690</b>	24 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST LV Compules (je 4 x A1, A2, A3,5, A4; 8 x A3), 1 x Applikatorpistole, 1 x i-shade Aufkleber, 1 x Illustrierte Gebrauchsanleitung, 1 x Gebrauchsanleitung
<b>Ceram.x Spectra ST LV Compules Nachfüllpackung Farbe A1</b> 	<b>60701691</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST LV Compules
<b>Ceram.x Spectra ST LV Compules Nachfüllpackung Farbe A2</b> 	<b>60701692</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST LV Compules

## Universelles Komposit-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Ceram.x Spectra ST LV Compules</b> Nachfüllpackung Farbe A3	<b>60701693</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST LV Compules
		
<b>Ceram.x Spectra ST LV Compules</b> Nachfüllpackung Farbe A3,5	<b>60701695</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST LV Compules
		
<b>Ceram.x Spectra ST LV Compules</b> Nachfüllpackung Farbe A4	<b>60701694</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST LV Compules
		
<b>Ceram.x Spectra ST LV Compules</b> Nachfüllpackung Farbe BW (Bleach White)	<b>60701696</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST LV Compules
		
<b>Ceram.x Spectra ST LV Compules</b> Eco Nachfüllpackung Farbe A2	<b>60701672</b>	52 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST LV Compules
		
<b>Ceram.x Spectra ST LV Compules</b> Eco Nachfüllpackung Farbe A3	<b>60701673</b>	52 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST LV Compules
		
<b>Ceram.x Spectra ST LV Spritzen</b> Einführungspackung	<b>60701680</b>	5 x 3 g Ceram.x Spectra ST LV Spritzen (Farben A1, A2, A3, A3,5, A4), 1 x i-shade Aufkleber, 1 x 2.5 ml Prime&Bond active, 1 x CliXdish, 50 x Applikatortips, 1 x Illustrierte Gebrauchsanleitung, 1 x Gebrauchsanleitung
		
<b>Ceram.x Spectra ST LV Spritzen</b> Nachfüllpackung Farbe A1	<b>60701681</b>	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST LV Spritze
		
<b>Ceram.x Spectra ST LV Spritzen</b> Nachfüllpackung Farbe A2	<b>60701682</b>	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST LV Spritze
		

Universelles Komposit-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Ceram.x Spectra ST LV Spritzen</b> Nachfüllpackung Farbe A3 	60701683	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST LV Spritze
<b>Ceram.x Spectra ST LV Spritzen</b> Nachfüllpackung Farbe A3,5 	60701685	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST LV Spritze
<b>Ceram.x Spectra ST LV Spritzen</b> Nachfüllpackung Farbe A4 	60701684	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST LV Spritze
<b>Ceram.x Spectra ST Farbschlüssel</b> 	60701561N	1 x Ceram.x Spectra ST Farbschlüssel mit 9 Farbfingern (Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, BW, D1, D3, E1)



# Ceram.x Spectra™ ST Effects

## Universelles Komposit-Füllungsmaterial




### Produktbeschreibung



Bei ästhetisch anspruchsvollen Frontzahnfällen ermöglichen 3 zusätzliche Effektfarben in Kombination mit den Ceram.x Spectra ST Universalfarben ein vereinfachtes Schichtsystem.

- Zwei opake Ceram.x Spectra ST Effects Dentinfarben werden mit einer Ceram.x Spectra ST CLOUD Universalfarbe kombiniert, falls ein Fall zusätzliche Opazität erfordert.
- Eine transluzente Ceram.x Spectra ST Effects Schmelzfarbe erzeugt bei Bedarf eine hochtransluzente Inkisalkante.
- Für ein vereinfachtes Schichtkonzept – möglich dank der SphereTEC Füllertechnologie.

### Universelles Komposit-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Ceram.x Spectra ST Effects Compules Einführungspackung</b> 	60701710	24 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST Effects Compules (12 x D1, 8 x D3, 4 x E1), 1 x i-shade Aufkleber, 1 x Illustrierte Gebrauchsanleitung, 1 x Gebrauchsanleitung
<b>Ceram.x Spectra ST Effects Compules Nachfüllpackung Farbe D1 (Opakes Dentin)</b> 	60701718	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST Effects Compules
<b>Ceram.x Spectra ST Effects Compules Nachfüllpackung Farbe D3 (Opakes Dentin)</b> 	60701719	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST Effects Compules
<b>Ceram.x Spectra ST Effects Compules Nachfüllpackung Farbe E1 (Transluzenter Schmelz)</b> 	60701717	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST Effects Compules
<b>Ceram.x Spectra ST Effects Spritzen Nachfüllpackung Farbe D1 (Opakes Dentin)</b> 	60701708	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST Effects Spritze

## Universelles Komposit-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Ceram.x Spectra ST Effects – Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe D3 (Opakes Dentin)</b> 	60701709	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST Effects Spritze
<b>Ceram.x Spectra ST Effects – Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe E1 (Transluzenter Schmelz)</b> 	60701707	1 x 3 g Ceram.x Spectra ST Effects Spritze

# ceram.x<sup>®</sup> duo

## Universelles Nanokeramisches Füllungsmaterial



### Produktbeschreibung

ceram.x duo ist ein nanokeramisches, lichthärtendes, röntgen-opakes, auf der SphereTEC Füllertechnologie basierendes und für direkte wie auch indirekte Restaurationen indiziertes Universalkomposit.




Die SphereTEC Technologie mit kugelförmigen, granulierten Füllern sorgt für einen Kugellagereffekt, der die Verarbeitungseigenschaften von ceram.x duo auf ein neues Niveau hebt:

- ceram.x duo adaptiert sich gut an die Kavitätenflächen, ohne an den Handinstrumenten zu kleben.
- ceram.x duo ist einfach und präzise modellierbar und äußerst standfest.
- ceram.x duo hat eine feste Konsistenz und lässt sich dennoch leicht aus den Compules ausbringen.











ceram.x duo, das System mit zwei Transluzenzen, umfasst vier Dentinfarben mit der niedrigen Transluzenz von natürlichem Dentin und drei Schmelzfarben mit der hohen Transluzenz von natürlichem Schmelz. Dieses Konzept wurde für ästhetisch anspruchsvolle Füllungen mit einem Minimum an Farben optimiert. Zusätzlich bietet ceram.x duo eine Bleach-Dentinfarbe für die Restauration gebleichter Zähne. Das ceram.x duo i-shade-Label erleichtert die Farbauswahl; dabei deckt das ceram.x duo Farbsystem die gesamte VITA<sup>®</sup> Classical Farbskala ab.

Dank der kugelförmigen, granulierten Füller aus primären Submikron-Glaspartikeln ist das Material schnell und einfach auf Hochglanz polierbar.

## Universelles Nanokeramisches Füllungsmaterial






Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>ceram.x duo Compules Einführungspackung</b> 	60701316A	42 x 0,25 g ceram.x duo Compules (je 9 x D2, D3, E2, 6 x E3, je 3 x D1, D4, E1), 1 x Applikatorpistole, 50 x Applikatortips, 1 x CliXdish, 1 x i-shade Aufkleber, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>ceram.x duo Compules Nachfüllpackung Farbe D1 (A1/B1)</b> 	60701301A	16 x 0,25 g ceram.x duo Compules
<b>ceram.x duo Compules Nachfüllpackung Farbe D2 (A2/B2/C1/D2)</b> 	60701302A	16 x 0,25 g ceram.x duo Compules

## Universelles Nanokeramisches Füllungsmaterial


Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
ceram.x duo Compules Nachfüllpackung Farbe D3 (A3/A3,5/B3-4/ C2-3/D3-4)		60701303A	16 x 0,25 g ceram.x duo Compules
ceram.x duo Compules Nachfüllpackung Farbe D4 (A4/C4)		60701304A	16 x 0,25 g ceram.x duo Compules
ceram.x duo Compules Nachfüllpackung Farbe DB Bleach		60701305A	16 x 0,25 g ceram.x duo Compules
ceram.x duo Compules Nachfüllpackung Farbe E1 (B1-2/C2/D4)		60701307A	16 x 0,25 g ceram.x duo Compules
ceram.x duo Compules Nachfüllpackung Farbe E2 (A1/A2/A3/ C1/C3-4/D2-3)		60701308A	16 x 0,25 g ceram.x duo Compules
ceram.x duo Compules Nachfüllpackung Farbe E3 (A3,5/A4/B3-4)		60701309A	16 x 0,25 g ceram.x duo Compules
ceram.x duo Spritzen Einführungspackung		60701350A	7 x 3 g ceram.x duo Spritzen (je D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3), 1 x CliXdish, 50 x Applikatortips, 1 x i-shade Aufkleber, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
ceram.x duo Spritzen Nachfüllpackung Farbe D1 (A1/B1)		60701351A	1 x 3 g ceram.x duo Spritze
ceram.x duo Spritzen Nachfüllpackung Farbe D2 (A2/B2/C1/D2)		60701352A	1 x 3 g ceram.x duo Spritze
ceram.x duo Spritzen Nachfüllpackung Farbe D3 (A3, A3,5/B3-4/ C2-3/D3-4)		60701353A	1 x 3 g ceram.x duo Spritze



Universelles Nanokeramisches Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>ceram.x duo Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe D4 (A4/C4)</b>	 60701354A	1 x 3 g ceram.x duo Spritze
<b>ceram.x duo Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe DB Bleach</b>	 60701355A	1 x 3 g ceram.x duo Spritze
<b>ceram.x duo Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe E1 (B1-2/C2/D4)</b>	 60701357A	1 x 3 g ceram.x duo Spritze
<b>ceram.x duo Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe E2 (A1/A2/A3/C1/ C3-4/D2-3)</b>	 60701358A	1 x 3 g ceram.x duo Spritze
<b>ceram.x duo Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe E3 (A3,5/A4/B3-4)</b>	 60701359A	1 x 3 g ceram.x duo Spritze

Zubehör

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>ceram.x duo Farbschlüssel</b> <b>Nachfüllpackung</b>	 60701565	1 x Stück

# Spectrum® TPH®3

## Feinstpartikel-Hybridkomposit



### Produktbeschreibung

Spectrum TPH3 ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Feinstpartikel-Hybridkomposit für alle Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich. Das Komposit ist sowohl in Compules als auch in Spritzen verfügbar. Spectrum TPH3 ist in einer Auswahl präzise getroffener VITA® Farben verfügbar und zeichnet sich durch eine gute Polierbarkeit und besonderen Oberflächenglanz aus.





### Feinstpartikel-Hybridkomposit

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 20 Farbe A1	60605201	20 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 20 Farbe A2	60605202	20 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 20 Farbe A3	60605203	20 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 20 Farbe A3,5	60605204	20 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 20 Farbe B1	60605206	20 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 20 Farbe B2	60605207	20 x 0,25 g Spectrum TPH3

## Feinstpartikel-Hybridkomposit

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 20 Farbe B3	60605208	20 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 20 Farbe C2	60605211	20 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 20 Farbe C3	60605212	20 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 10 Farbe A4	60605205	10 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 10 Farbe O-A2	60605220	20 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Compules Nachfüllpackung à 10 Farbe O-A3,5	60605221	10 x 0,25 g Spectrum TPH3
Spectrum TPH3 Spritzen Nachfüllpackung Farbe A1	60605301	1 x 4,5 g Spectrum TPH3 Spritze
Spectrum TPH3 Spritzen Nachfüllpackung Farbe A2	60605302	1 x 4,5 g Spectrum TPH3 Spritze
Spectrum TPH3 Spritzen Nachfüllpackung Farbe A3	60605303	1 x 4,5 g Spectrum TPH3 Spritze

## Feinstpartikel-Hybridkomposit

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Spectrum TPH3 Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A3,5</b> 	60605304	1 x 4,5 g Spectrum TPH3 Spritze
<b>Spectrum TPH3 Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe B1</b> 	60605306	1 x 4,5 g Spectrum TPH3 Spritze
<b>Spectrum TPH3 Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe B2</b> 	60605307	1 x 4,5 g Spectrum TPH3 Spritze
<b>Spectrum TPH3 Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe O-A2</b> 	60605323	1 x 4,5 g Spectrum TPH3 Spritze
<b>Spectrum TPH3 Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe O-A3,5</b> 	60605321	1 x 4,5 g Spectrum TPH3 Spritze

# Esthet·X<sup>®</sup> HD





## Produktbeschreibung

Esthet·X HD High Definition Mikro Matrix Füllungsmaterial ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Komposit-Füllungsmaterial mit einer herausragenden Kombination aus Stärke und Ästhetik für Front- und Seitenzahnrestaurationen.








Mit einer angepassten Füllstoff-Verteilung bietet Esthet·X HD:

- Schnellere, brillante und langanhaltende Politur
- Herausragende physikalische Eigenschaften
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Umfassende Auswahl an Farben und Opazitäten








## Definition Mikro Matrix Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Esthet·X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A1</b> 	630617	20 x 0,25 g Esthet·X HD
<b>Esthet·X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A2</b> 	630618	20 x 0,25 g Esthet·X HD
<b>Esthet·X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A3</b> 	630619	20 x 0,25 g Esthet·X HD
<b>Esthet·X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A3,5</b> 	630620	20 x 0,25 g Esthet·X HD








## Definition Mikro Matrix Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe B1</b> 	<b>630622</b>	20 x 0,25 g Esthet-X HD
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe B2</b> 	<b>630623</b>	20 x 0,25 g Esthet-X HD
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe C2</b> 	<b>630627</b>	20 x 0,25 g Esthet-X HD
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe universal</b> 	<b>630633</b>	20 x 0,25 g Esthet-X HD
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe weiß</b> 	<b>630615</b>	20 x 0,25 g Esthet-X HD
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A4</b> 	<b>630621</b>	10 x 0,25 g Esthet-X HD
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe B3</b> 	<b>630624</b>	10 x 0,25 g Esthet-X HD

Definition Mikro Matrix Füllungsmaterial





Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<p><b>Esthet-X HD Compules Nachfüllpackung Farbe C1</b></p> 	<p><b>630626</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>
<p><b>Esthet-X HD Compules Nachfüllpackung Farbe C3</b></p> 	<p><b>630628</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>
<p><b>Esthet-X HD Compules Nachfüllpackung Farbe C4</b></p> 	<p><b>630629</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>
<p><b>Esthet-X HD Compules Nachfüllpackung Farbe D2</b></p> 	<p><b>630631</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>
<p><b>Esthet-X HD Compules Nachfüllpackung Farbe D3</b></p> 	<p><b>630632</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>
<p><b>Esthet-X HD Compules Nachfüllpackung Farbe XL extrahell</b></p> 	<p><b>630616</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>
<p><b>Esthet-X HD Compules Nachfüllpackung Farbe C-E transparenter Schmelz</b></p> 	<p><b>630610</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>

## Definition Mikro Matrix Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe W-E</b> <b>weißer Schmelz</b>	630611	10 x 0,25 g Esthet-X HD
		
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A-E</b> <b>rötlicher Schmelz</b>	630613	10 x 0,25 g Esthet-X HD
		
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe Y-E</b> <b>gelblicher Schmelz</b>	630612	10 x 0,25 g Esthet-X HD
		
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe G-E</b> <b>grünlischer Schmelz</b>	630614	10 x 0,25 g Esthet-X HD
		
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe W-O</b>	630634	10 x 0,25 g Esthet-X HD
		
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A2-O</b>	630635	10 x 0,25 g Esthet-X HD
		
<b>Esthet-X HD Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A4-O</b>	630636	10 x 0,25 g Esthet-X HD
		



Definition Mikro Matrix Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<p><b>Esthet-X HD Compules</b>  <b>Nachfüllpackung</b>  <b>Farbe B2-O</b></p> 	<p><b>630637</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>
<p><b>Esthet-X HD Compules</b>  <b>Nachfüllpackung</b>  <b>Farbe C1-O</b></p> 	<p><b>630638</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>
<p><b>Esthet-X HD Compules</b>  <b>Nachfüllpackung</b>  <b>Farbe D3-O</b></p> 	<p><b>630640</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>
<p><b>Esthet-X HD Compules</b>  <b>Nachfüllpackung</b>  <b>Farbe C4-O</b></p> 	<p><b>630639</b></p>	<p>10 x 0,25 g Esthet-X HD</p>

# Ceram.x Spectra™ ST flow

## Fließfähiges Komposit-Füllungsmaterial



### Produktbeschreibung





Das fließfähige Komposit-Füllungsmaterial Ceram.x Spectra ST flow mit der SphereTEC Füllertechnologie bietet eine hohe Einfachheit und Vielseitigkeit für traditionelle Flowable-Indikationen.

- Der ausgeprägte Chamäleon-Effekt ermöglicht es, mit nur 5 Farben die gesamte VITA®<sup>1</sup>-Skala abzudecken.
- Die Flow-on-Demand-Handhabung bietet hohe Vielseitigkeit.
- Bewährte Festigkeit, einfache Hochglanzpolitur und exzellente Farbbeständigkeit für langlebige ästhetische Ergebnisse.










Teil der Ceram.x Spectra ST-Komposit-Familie mit SphereTEC-Technologie.

<sup>1</sup> Keine eingetragene Marke von Dentsply Sirona.

## Fließfähiges Komposit-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Einführungspackung</b> 	60701800	24 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula (je 4 x A1, A2, A3,5, A4; je 8 x A3), 1 x Applikatorpistole, 1 x i-shade Aufkleber, 1 x Illustrierte Gebrauchsanleitung, 1 x Gebrauchsanleitung
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Nachfüllpackung Farbe A1</b> 	60701801	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Nachfüllpackung Farbe A2</b> 	60701802	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Nachfüllpackung Farbe A3</b> 	60701803	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula

## Fließfähiges Komposit-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Nachfüllpackung Farbe A3,5</b>	<b>60701805</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula 
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Nachfüllpackung Farbe A4</b>	<b>60701804</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula 
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Nachfüllpackung Farbe BW (Bleach White)</b>	<b>60701806</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula 
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Nachfüllpackung Farbe D1 (Opakes Dentin)</b>	<b>60701807</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula 
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Nachfüllpackung Farbe D3 (Opakes Dentin)</b>	<b>60701808</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula 
<b>Ceram.x Spectra ST flow Compula Nachfüllpackung Farbe E1 (Transluzenter Schmelz)</b>	<b>60701809</b>	16 x 0,25 g Ceram.x Spectra ST flow Compula 
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen Einführungspackung</b>	<b>60701820</b>	5 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen (je 1 x A1, A2, A3, A3,5, A4), 50 x Applikationskanülen, 1 x i-shade Aufkleber, 1 x Illustrierte Gebrauchsanleitung, 1 x Gebrauchsanleitung 
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen Nachfüllpackung Farbe A1</b>	<b>60701821</b>	2 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen, 25 x Applikationskanülen 
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen Nachfüllpackung Farbe A2</b>	<b>60701822</b>	2 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen, 25 x Applikationskanülen 

## Fließfähiges Komposit-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A3</b> 	60701823	2 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen, 25 x Applikationskanülen
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A3,5</b> 	60701825	2 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen, 25 x Applikationskanülen
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A4</b> 	60701824	2 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen, 25 x Applikationskanülen
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe BW (Bleach White)</b> 	60701826	2 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen, 25 x Applikationskanülen
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe D1 (Opakes Dentin)</b> 	60701827	2 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen, 25 x Applikationskanülen
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe D3 (Opakes Dentin)</b> 	60701828	2 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen, 25 x Applikationskanülen
<b>Ceram.x Spectra ST flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe E1</b> <b>(Transluzenter Schmelz)</b> 	60701829	2 x 1,8 g Ceram.x Spectra ST flow Spritzen, 25 x Applikationskanülen
<b>Ceram.x Spectra ST flow</b> <b>Applikationskanülen</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	60701819	50 x Ceram.x Spectra ST flow Applikationskanülen

# SDR® flow+

## Fließfähiges Komposit für die Bulk-Fülltechnik



### Produktbeschreibung

SDR flow+ ist die neue, weiterentwickelte Generation des erfolgreichen fließfähigen Bulkfüll-Komposits SDR. Die stressarme SDR-Technologie ermöglicht die Bulkfüll-Technik in 4 mm Inkrementen mit einem fließfähigen Material für sehr gute Adaptation und Selbstnivellierung und ist in seiner Kategorie nach wie vor ganz weit vorne dabei. Mit über 62 Millionen Anwendungen weltweit und erfolgreichen klinischen Studienresultaten nach 6 Jahren bewährt sich SDR stets aufs Neue als ein sehr guter Weg zu hochwertigen Klasse-I- und Klasse-II-Füllungen. Darüber hinaus eignet es sich dank seiner guten Handhabungseigenschaften ideal für viele andere Indikationen wie die Behandlung von Milchzähnen, zur Fissurenversiegelung, für postendodontische Restaurationen und sogar zum Stumpfaufbau.

Die verbesserte Formulierung von SDR flow+ bietet noch mehr Vielseitigkeit. Durch eine erhöhte Abrasionsfestigkeit und drei zusätzliche Farben (A1, A2, A3) erweitert SDR flow+ sein Indikationsspektrum um Füllungen der Klassen III und V sowie um weitere ästhetische Möglichkeiten für Klasse II- und Milchzahnfüllungen.

### Indikationen



SDR flow+ zur direkten Restauration:

- Unterfüllung bei der direkten Füllungstherapie von Klasse-I- und -II-Kavitäten
- Liner unter direkten Restaurationsmaterialien – Liner für Kästen der Klasse II
- Fissurenversiegler
- Kleine Klasse-I-Restaurationen
- Stumpfaufbau
- Klasse-III- und -V-Restaurationen

### Eigenschaften

### Vorteile

SDR Füllungs-technik	Bulkfülltechnik bis zu 4 mm Einfache & effiziente Applikation Nahezu keine Lernkurve
Selbst-nivellierend	Exzellente Kavitäten-adaptation Ersetzt Liner-Komposit
4 Farben	Vielseitigkeit
Zusätzliche Indikationen Klasse III und V	
Praktische Compula	Präzise Applikation von SDR



Das originale und hochwertige fließfähige Bulkfüll-Komposit wurde noch besser und vielseitiger!

## Fließfähiges Komposit für die Bulk-Fülltechnik

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>SDR flow+ Compula Einführungspackung</b>	<b>60603032</b>	45 x 0,25 g SDR flow+ Compula, Universalfarbe, 1 x 2,5 ml Prime&Bond active 1 x CliXdish, 1 x Illustrierte Gebrauchsanleitung, 1 x Applikatorpistole, 1 x Aufbewahrungsbox
<b>SDR flow+ Compula Nachfüllpackung Universalfarbe</b>	<b>60603040</b>	15 x 0,25 g SDR flow+ Compula
<b>SDR flow+ Compula Nachfüllpackung Farbe A1</b>	<b>60603041</b>	15 x 0,25 g SDR flow+ Compula
<b>SDR flow+ Compula Nachfüllpackung Farbe A2</b>	<b>60603042</b>	15 x 0,25 g SDR flow+ Compula
<b>SDR flow+ Compula Nachfüllpackung Farbe A3</b>	<b>60603043</b>	15 x 0,25 g SDR flow+ Compula
<b>SDR flow+ Compula Eco Nachfüllpackung Universalfarbe</b>	<b>60603033</b>	50 x 0,25 g SDR flow+ Compula
<b>SDR flow+ Spritzen Nachfüllpackung Universalfarbe</b>	<b>61C130G</b>	2 x 1 g SDR flow+ Spritze, Universalfarbe, 20 x SDR flow+ Applikationskanüle
<b>SDR flow+ Spritzen Eco Nachfüllpackung Universalfarbe</b>	<b>60603050</b>	10 x 1 g SDR flow+ Spritze, Universalfarbe, 60 x SDR flow+ Applikationskanüle
<b>SDR flow+ Spritzen Nachfüllpackung</b>	<b>61C111G</b>	60 x SDR flow+ Applikationskanüle

# QuiXfil®

## Füllungsmaterial für den Seitenzahnbereich



### Produktbeschreibung

QuiXfil ist ein speziell für die Anwendung im Seitenzahnbereich entwickeltes Bulkfüll-Komposit. QuiXfil ermöglicht eine einfache und schnelle Seitenzahnfüllung ohne Kompromisse bei Sicherheit und Effektivität.

QuiXfil bedient sich einer neuen Füllstofftechnologie mit dem Ergebnis einer geringen Schrumpfung von ca. 1,7% und schneller Lichthärtung – ca. 10 Sek. für 4 mm. QuiXfil zeichnet sich aus durch eine hohe Abrasionsfestigkeit und ist auch für kaukrafttragende Füllungen bestens geeignet.

QuiXfil ist in einer Universalfarbe als Compules erhältlich.

### Füllungsmaterial für den Seitenzahnbereich

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>QuiXfil Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Universalfarbe</b>	<b>60605606</b>	20 x 0,28 g QuiXfil Compules
<b>QuiXfil Compules</b> <b>Eco Nachfüllpackung</b> <b>Universalfarbe</b>	<b>60605670</b>	100 x 0,28 g QuiXfil Compules

# Dyract® eXtra

## Das kariespräventive Füllungsmaterial







### Produktbeschreibung

Dyract eXtra ist ein lichthärtendes Füllungsmaterial für alle Kavitätenklassen im Front- und Seitenzahnbereich. Dyract eXtra vereint die Fluoridfreisetzung von Glasionomeren mit der Belastbarkeit und Ästhetik von lichthärtenden Kompositen.

Dyract eXtra Füllungen setzen kontinuierlich Fluoridionen frei, wirken an der Grenzfläche zur Zahnschubstanz als Säurepuffer und tragen effektiv zur Prävention von Approximalkaries bei. Dyract eXtra eignet sich daher insbesondere für Patienten mit erhöhtem Kariesrisiko, bei denen zusätzlicher Schutz vor einem erneuten Auftreten von Karies wünschenswert ist.







Mehr als zwanzig Jahre Erfahrung und klinischer Erfolg sind in klinischen Studien und zahlreichen Veröffentlichungen dokumentiert.

### Das kariespräventive Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A2</b> 	60604901	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A3</b> 	60604902	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A3,5</b> 	60604903	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A4</b> 	60604904	20 x 0,25 g Compules



## Das kariespräventive Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe B1</b> 	60604905	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe B3</b> 	60604906	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe C2</b> 	60604907	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe C3</b> 	60604908	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe O-A2</b> 	60604909	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract eXtra Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe O-B3</b> 	60604910	20 x 0,25 g Compules

# Dyract® Posterior+

## Das kariespräventive Füllungsmaterial für den Seitenzahn



### Produktbeschreibung

Dyract Posterior+ ist ein weiß-opakes, lichthärtendes Füllungsmaterial, das speziell für den Gebrauch im Seitenzahnbereich entwickelt wurde.

Dyract Posterior+ zeichnet sich durch besonders für kaukrafttragende Füllungen bedeutende physikalische Eigenschaften aus, wie z. B. hohe Verschleißbeständigkeit. Dank der weiß-opaken Farbe kann es leicht von der Zahnschubstanz unterschieden werden.

Dyract Posterior+ Füllungsmaterial vereint die wesentlichen Eigenschaften der Fluoridfreisetzung von Glasionomer-Materialien mit der Langlebigkeit von lichthärtenden Kompositen. Das „+“ im Namen steht für die eine Formulierung mit nachgewiesenem kariespräventivem Effekt.

### Das kariespräventive Füllungsmaterial für den Seitenzahn

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Dyract Posterior+ Compules</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe weiß opak</b> 	<b>60604631</b>	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract Posterior+ Compules</b> <b>Eco Nachfüllpackung</b> <b>Farbe weiß opak</b> 	<b>60604632</b>	5 x 20 x 0,25 g Compules Farbe weiß opak







# Dyract®

## Die klinisch bewährte Grundversorgung

### Produktbeschreibung

Dyract ist ein lichthärtendes Füllungsmaterial für alle Kavitätenklassen im Front- und Seitenzahnbereich. Dyract vereint die Vorteile von Glasionomer-Materialien, wie z. B. die Fluoridfreisetzung mit den Vorteilen eines lichthärtenden Komposit-Materials, wie Belastbarkeit und Ästhetik.

### Die klinisch bewährte Grundversorgung

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Dyract Compules Nachfüllpackung Farbe A2</b> 	60604202	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract Compules Nachfüllpackung Farbe A3</b> 	60604203	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract Compules Nachfüllpackung Farbe A3,5</b> 	60604204	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract Compules Nachfüllpackung Farbe A4</b> 	60604205	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract Compules Nachfüllpackung Farbe B1</b> 	60604206	20 x 0,25 g Compules
<b>Dyract Compules Nachfüllpackung Farbe B3</b> 	60604208	20 x 0,25 g Compules

# Dyract® flow





## Fließfähiges Kompomer-Füllungsmaterial





### Produktbeschreibung

Dyract flow ist ein vielfach einsetzbares fließfähiges Kompomer-Füllungsmaterial, das auch ohne Handinstrumente gut an die Kavitätenwände anfließt. Dyract flow gibt es in handlichen Spritzen für die direkte intraorale Applikation. Es ist sehr gut geeignet für kleine Kavitäten im Front- und Seitenzahnbereich.

### Fließfähiges Kompomer-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Dyract flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A2</b> 	60604402	2 x 1,8 g Spritzen, 25 x Applikatornadeln
<b>Dyract flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A3</b> 	60604403	2 x 1,8 g Spritzen, 25 x Applikatornadeln
<b>Dyract flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A4</b> 	60604404	2 x 1,8 g Spritzen, 25 x Applikatornadeln
<b>Dyract flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe B1</b> 	60604405	2 x 1,8 g Spritzen, 25 x Applikatornadeln

## Fließfähiges Kompomer-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Dyract flow Spritzen</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe O-A3</b>	60604414	2 x 1,8 g Spritzen, 25 x Applikatornadeln
		
<b>Dyract flow Applikatornadeln</b> <b>Nachfüllpackung</b>	60604490	25 x Applikatornadeln
		



Komposit-  
hybrid



# Surefil one™

## Selbstadhäsives Komposithybrid














### Produktbeschreibung

#### Surefil one™ bietet folgende Eigenschaften:

- Selbstadhäsiv an Schmelz und Dentin
- Fluoridfreisetzend
- Zum Füllen ohne Schichten geeignet (bulk fill) und dualhärtend – entspricht der Biegefestigkeit von Komposit-Restaurationen

Damit ist kein Anätzen oder Bonden notwendig, die Behandlung ist schneller als mit Komposit und dennoch langlebig und das Material sehr gut geeignet für schwierige Situationen.

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Surefil one™ Einführungspaket</b> 	<b>60300200</b>	20 x A2, 20 x A3, 5 x A1, 5 x Bleach White, 1 x Kapselapplikator
<b>Surefil one™ Komplettpaket</b> 	<b>60300310</b>	1 x Eco Nachfüllpackung A2, 1 x Eco Nachfüllpackung A3, 1 x Einführungspaket, 1 x Promix one
<b>Surefil one™ Eco Nachfüllpackung A2</b> 	<b>60300302</b>	50 Kapseln
<b>Surefil one™ Eco Nachfüllpackung A3</b> 	<b>60300303</b>	50 Kapseln
<b>Surefil one™ Nachfüllpackung A1</b> 	<b>60300211</b>	16 Kapseln
<b>Surefil one™ Nachfüllpackung A2</b> 	<b>60300212</b>	16 Kapseln
<b>Surefil one™ Nachfüllpackung A3</b> 	<b>60300213</b>	16 Kapseln
<b>Surefil one™ Nachfüllpackung A3.5</b> 	<b>60300215</b>	16 Kapseln
<b>Surefil one™ Nachfüllpackung Bleach White</b> 	<b>60300216</b>	16 Kapseln
<b>Surefil one™ Kapselapplikator</b> 	<b>60606596</b>	1x Kapselapplikator 2
<b>Surefil one™ Kapselmischer</b> 	<b>2770000000</b>	1x Promix one



# Finieren & Polieren



# Enhance<sup>®</sup>/Enhance<sup>®</sup> mini

## Finiersysteme







### Produktbeschreibung

Die Enhance & Enhance mini Finierer sind vormontierte, Aluminiumoxid-imprägnierte, gehärtete Urethan-Dimethacrylatharz-Finierer zum Einmalgebrauch für die Präparation von Kompositoberflächen zur finalen Politur. Bei der Verwendung mit einem konventionellen (niedrige Drehzahl) Winkelstück mit Riegel wird mit dem Enhance & Enhance mini Finierer eine glatte, konturierte Oberfläche mit Vorpuliturglanz auf Kompositen und Kompomeren erreicht. Enhance ist ein Ein-Schritt- bzw. Ein-Komponenten-System, d. h. mit nur einem Instrument lässt sich einfach durch Variation des Anpressdrucks das gesamte mittlere bis feine Finieren durchführen. Enhance mini ergänzt das Enhance Finiersystem durch kleinere Formen für besseren Zugang und höhere Vielseitigkeit. Für eine optimale Oberflächenpolitur verwenden Sie nach den Enhance & Enhance mini Finierern die Enhance PoGo Polierer oder die Prisma Gloss Komposit-Polierpasten.

## Finiersysteme

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Enhance Finieraufsätze Einführungspackung</b>	<b>624075</b>	20 x Enhance Finierscheiben, 10 x Enhance Finierkelche, 10 x Enhance Finierspitzen, 25 x Prisma Gloss Polierkelche, 1 x Metall-Mandrell für Polierkelche, 1 x 4 g Prisma Gloss Polierpaste, 1 x 4 g Prisma Gloss Polierpaste extrafein
<b>Enhance Finieraufsätze Scheiben Nachfüllpackung</b>	<b>624045</b>	40 x Stück
<b>Enhance Finieraufsätze Kelche Nachfüllpackung</b>	<b>624055</b>	40 x Stück
<b>Enhance Finieraufsätze Spitzen Nachfüllpackung</b>	<b>624065</b>	40 x Stück

Finiersysteme

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<p><b>Enhance mini</b> <b>Einführungspackung</b></p>		624385	<p>20xEnhance mini Finierscheiben, 20xEnhance mini Finierkelche, 20xEnhance mini Finierspitzen, 1 x Enhance PoGo Muster (3 x Scheiben, Kelche, Spitzen)</p>
<p><b>Enhance mini</b> <b>Finieraufsätze</b> <b>Scheiben</b> <b>Nachfüllpackung</b></p>		624345	40 x Stück
<p><b>Enhance mini</b> <b>Finieraufsätze</b> <b>Kelche</b> <b>Nachfüllpackung</b></p>		624355	40 x Stück
<p><b>Enhance mini</b> <b>Finieraufsätze</b> <b>Spitzen</b> <b>Nachfüllpackung</b></p>		624365	40 x Stück

# Enhance<sup>®</sup> PoGo<sup>®</sup>





## Poliersystem



### Produktbeschreibung

Die Enhance PoGo Polierer bestehen aus vormontierten, einmalig verwendbaren, mit Diamantstaub imprägnierten und mit Urethan-Dimethacrylat behandelten Polieraufsätzen zum Feinpolieren aller zugänglichen Komposit- und Kompomerrestaurationen. Für eine sehr gute Oberflächenpolitur verwenden Sie nach den Enhance & Enhance mini Finierern die Enhance PoGo Polierer.

### Poliersystem

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Enhance + Enhance PoGo Komplettpackung</b> 	<b>662020</b>	30 x Enhance Finieraufsätze, (10 x Kelche, 10 x Spitzen, 10 x Scheiben), 30 x Enhance PoGo Polieraufsätze (10 x Kelche, 10 x Spitzen, 10 x Scheiben)
<b>Enhance PoGo Polieraufsätze Scheiben Nachfüllpackung</b> 	<b>662010</b>	40 x Stück
<b>Enhance PoGo Polieraufsätze Kelche Nachfüllpackung</b> 	<b>662023</b>	40 x Stück
<b>Enhance PoGo Polieraufsätze Spitzen Nachfüllpackung</b> 	<b>662022</b>	40 x Stück

# Prisma® Gloss™





## Polierpasten für Kompositmaterialien



### Produktbeschreibung

Prisma Gloss Kompositpolierpasten sind wasserlösliche Aluminiumoxidpasten zur Feinpolitur von Kompositrestaurationen im Front- und Seitenzahnbereich, Diastema-Korrekturen, Frontzahnverlängerungen oder Veneers. Bei der Anwendung von Prisma Gloss mit Enhance Polierkelchen wird bei mikrogefüllten Kompositen Hochglanz erzielt; Hybrid- und Mikrohybridkomposite werden auf diese Weise vorpoliert. Für die Hochglanzpolitur von Hybrid- und Mikrohybridkompositen kommt nachfolgend Prisma Gloss Extrafein zur Anwendung.

### Polierpasten für Kompositmaterialien

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Prisma Gloss Polierpaste fein</b> Nachfüllpackung 	631400	1 x 4 g Spritze Prisma Gloss
<b>Prisma Gloss Polierpaste extrafein</b> Nachfüllpackung 	631450	1 x 4 g Spritze Prisma Gloss
<b>Prisma Gloss Polierkelche</b> Nachfüllpackung 	624020	100 x Prisma Gloss Polierkelche, 1 x Mandrell
<b>Metall-Mandrell für Prisma Gloss Polierkelche</b> Nachfüllpackung 	624025	3 Stück



Sonstige  
Füllungs-  
materialien  
und Zubehör



# ChemFil® Rock

## Hochleistungs-Glasionomer Füllungsmaterial



### Produktbeschreibung

ChemFil Rock ist ein hochfestes, zinkverstärktes Glasionomer Füllungsmaterial, welches die folgenden Eigenschaften bietet:

- Widerstandsfähig gegenüber Fraktur und Abrasion
- Randdichtigkeit in Schmelz und Dentin vergleichbar mit der von Kompositen
- Selbstadhäsiv an Schmelz und Dentin
- Fluoridfreisetzend
- Konsistenz: Stopffähig, nicht klebend und modellierbar
- Einbringfähig in größeren Mengen (Bulk) und selbsthärtend
- Deutlicher Kontrast zur Zahnschmelz dank hoher Opazität
- Effektive Kapsel-Darreichungsform mit ergonomischem Applikator.

Für die Extrusion der ChemFil Rock-Kapseln und die direkte Applikation des Inhalts ist ein ergonomischer Kapselapplikator aus Edelstahl verfügbar.

### Hochleistungs-Glasionomer Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>ChemFil Rock Kapsel Einführungspackung</b> 	<b>60606590</b>	40 x ChemFil Rock (je 10 x A1, A2, A3, Kontrastweiß), 1 x Kapselapplikator 2, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>ChemFil Rock Kapsel Nachfüllpackung Farbe A1</b> 	<b>60606591</b>	50 x ChemFil Rock, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung, 1 x Gebrauchsanweisung
<b>ChemFil Rock Kapsel Nachfüllpackung Farbe A2</b> 	<b>60606592</b>	50 x ChemFil Rock, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung, 1 x Gebrauchsanweisung
<b>ChemFil Rock Kapsel Nachfüllpackung Farbe A3</b> 	<b>60606593</b>	50 x ChemFil Rock, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung, 1 x Gebrauchsanweisung



## Hochleistungs-Glasionomer Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>ChemFil Rock Kapsel</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe A4-O</b>	60606594	50 x ChemFil Rock, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung, 1 x Gebrauchsanweisung
<b>ChemFil Rock Kapsel</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Farbe Kontrastweiß</b>	60606595	50 x ChemFil Rock, 1 x Illustrierte Gebrauchsanweisung, 1 x Gebrauchsanweisung
<b>ChemFil Rock Kapselapplikator</b> <b>Nachfüllpackung</b>	60606596	1 Stück

# ChemFil® Superior

## Schnellabbindendes Glasionomer-Füllungsmaterial


### Produktbeschreibung

ChemFil Superior ist ein schnellabbindendes Glasionomer-Füllungsmaterial, das aus einer Mischung aus Aluminiumsilikatglas und Polyacrylsäure besteht. Das Pulver wird mit destilliertem Wasser zu einem Füllungsmaterial angemischt, das an Dentin und Schmelz haftet und randdichte, langlebige sowie ästhetische Restaurationen erzielen lässt.

### Schnellabbindendes Glasionomer-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>ChemFil Superior Gläschen Einführungspackung</b> 	60606515	7 x 10 g Superior Pulver (Pulver mit Wasser anmischen) Farben: L, LYG, LY, DY, DG, LG, GB, 1 x 12,5 ml ChemVarnish, 1 x 6 ml ChemFlex Mischflüssigkeit, 1 x Farbring, 1 x Wasserdosierflasche, Zubehör
<b>ChemFil Superior Gläschen Nachfüllpackung Farbe L = hell</b> 	60606520	1 x 10 g ChemFil Superior Pulver (Pulver nur mit Wasser anmischen), inkl. Meßlöffel mit Wasserdosierflasche
<b>ChemFil Superior Gläschen Nachfüllpackung Farbe LYG = hellgelbgrau</b> 	60606530	1 x 10 g ChemFil Superior Pulver (Pulver nur mit Wasser anmischen), inkl. Meßlöffel mit Wasserdosierflasche
<b>ChemFil Superior Gläschen Nachfüllpackung Farbe LY = hellgelb</b> 	60606540	1 x 10 g ChemFil Superior Pulver (Pulver nur mit Wasser anmischen), inkl. Meßlöffel mit Wasserdosierflasche

## Schnellabbindendes Glasionomer-Füllungsmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>ChemFil Superior Gläschen Nachfüllpackung Farbe DY = dunkelgelb</b> 	<b>60606550</b>	1 x 10 g ChemFil Superior Pulver (Pulver nur mit Wasser anmischen), inkl. Meßlöffel mit Wasserdosierflasche
<b>ChemFil Superior Gläschen Nachfüllpackung Farbe DG = dunkelgrau</b> 	<b>60606560</b>	1 x 10 g ChemFil Superior Pulver (Pulver nur mit Wasser anmischen), inkl. Meßlöffel mit Wasserdosierflasche
<b>ChemFil Superior Gläschen Nachfüllpackung Farbe GB = hellgrau</b> 	<b>60606570</b>	1 x 10 g ChemFil Superior Pulver (Pulver nur mit Wasser anmischen), inkl. Meßlöffel mit Wasserdosierflasche
<b>ChemFil Superior Gläschen Nachfüllpackung Farbe GB = graubraun</b> 	<b>60606580</b>	1 x 10 g ChemFil Superior Pulver (Pulver nur mit Wasser anmischen), inkl. Meßlöffel mit Wasserdosierflasche
<b>ChemVarnish Nachfüllpackung</b> 	<b>60607050</b>	1 x 12,5 ml ChemVarnish Schutzlack für Glasionomerzement-Füllungen

# IRM®

## Temporäres Füllungsmaterial



### Produktbeschreibung

IRM Temporäres Füllungsmaterial ist ein mit Polymeren verstärkter Zinkoxid-Eugenol-Zement für die vorübergehende, d. h. nicht länger als ein Jahr dauernde Versorgung von Kavitäten.

IRM kann ebenfalls als Unterfüllungsmaterial unter Füllungsmaterialien ohne Kunststoffbestandteile verwendet werden.

IRM ist erhältlich als:

- Pulver/Flüssigkeits-Version für manuelles Anmischen
- In Kapseln für maschinelles Anmischen

### Temporäres Füllungsmaterial


Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>IRM Gläschen Standardpackung</b> 	<b>60661500</b>	1 x 40 g Pulver, 1 x 15 ml Flüssigkeit
<b>IRM Gläschen Nachfüllpackung</b> 	<b>60661520</b>	1 x 40 g Pulver
<b>IRM Gläschen Nachfüllpackung</b> 	<b>60661510</b>	1 x 15 ml Flüssigkeit
<b>IRM Kapsel Standardpackung</b> 	<b>610200</b>	50 x 0,352 g Kapsel

## Zubehör für die direkte Füllungstherapie

### Compules® Tips Gun Applikatorpistole

#### Produktbeschreibung

Applikatorpistole für alle Dentsply Sirona-Füllungsmaterialien in Compules

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Applikatorpistole für Compules Nachfüllpackung</b> 	60665900	1 Stück

### ProMix™ 2 Hochfrequenz-Kapselmischgerät

#### Produktbeschreibung

Universal-Kapselmischgerät für zahlreiche zahnärztlichen Füllungsmaterialien in Kapseln mit einer Mischfrequenz von 4.600 Schwingungen pro Minute. Der hochpräzise mikroprozessorgesteuerte Timer (0 - 16 Sekunden) sorgt für eine einheitliche und korrekte Mischung und trägt damit zu einer sehr guten Verarbeitung und klinischen Leistung bei den gemischten Materialien bei.


Maße: L 21,7 x B 17,3 x H 18,0 cm. Gewicht: 2,765 kg.

- Einfache Bedienung
- Konsistentes und präzises Mischergebnis
- Robust und zuverlässig: 5 Jahre Garantie

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>ProMix 2 Hochfrequenz-Kapselmischgerät</b> 	60606662	1 x ProMix 2 Hochfrequenz-Kapselmischgerät, 1 x Kapselmischgerät EU Version, 1 x Netzkabel, 1 x Innensechskantschlüssel (3 mm) zur Entfernung der Transportschraube



# Stumpfaufbau/ Stiftsetzung



# Core&Post Solution

## Adhäsives Stumpfaufbau-System

### Produktbeschreibung

Die Core&Post Solution bietet ein komplettes zahnärztliches Behandlungssystem für den Stumpfaufbau und das Setzen von Wurzelstiften. Das Organizer-Tray wurde eigens von Zahnärzten für Zahnärzte entwickelt, um die Behandlungsschritte in einem vereinfachten, geführten Behandlungsablauf aufeinander abzustimmen.

Alle Systemkomponenten zeichnen sich durch hervorragende Leistung und Kompatibilität aus und tragen zu einem schnellen und einfachen Ablauf in 5 oder weniger Schritten bei.

1. Entfernen der Guttapercha
2. Präparation des Wurzelkanals für die Stiftsetzung
3. Konditionieren des Wurzelkanals (optional)
4. Bonding von Stift und Wurzelkanal
5. Stiftzementierung & Stumpfaufbau

### Indikationen

Adhäsive Zementierung von Glasfaserstiften und Stumpfaufbau

### Eigenschaften

Vollständiges Behandlungssystem

Stumpfaufbau und Stiftzementierung mit einem Produkt

Klinisch bewährte Einzelprodukte

Praktisches Organisations-system

### Vorteile

Alle für die Behandlung notwendigen Produkte in einem übersichtlichen Organisations-system


Schnell und kostengünstig

Klinische Langzeitdaten aller Einzelprodukte liegen vor

Anordnung der Produkte entsprechend klinischer Behandlungs-Sequenz

Hochwertige Verpackung

Passend für die Schublade



X-Post Endodontischer Glasfaserstift




Prime&Bond active



core-X flow, die effektive Lösung für Stumpfaufbau und Stiftzementierung



Adhäsives Stumpfaufbau-System

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<p><b>Core&amp;Post Solution</b></p> 	60667501	<p>2 x Largo Peeso Vorbohrer (je 1 x Gr. 1 + 2),                      4 x Präzisionsbohrer (je 1 x Gr. 1-4),                      15 x X-Post (je 5 x Gr. 1 + 2, 3 x Gr. 3, 2 x Gr. 4),                      30 x Papierspitzen,                      1 x Prime&amp;Bond active (4 ml),                      1 x Self-Cure Activator (4,5 ml),                      1 x CliXdish,                      50 x Wurzelkanalapplikator-Tips,                      2 x core-X flow (à 4,75 g),                      10 x Mischkanülen mit Intraoral-Tips,                      1 x Anmischblock</p>



**1**  
Largo® Peeso Reamer  
Präzisionsbohrer

**Entfernung der Guttapercha**

- Passende Größe für jeden X-Post®
- Farbkodierung für einfache Auswahl

**2**  
X-Post®

**Glasfaserstift**

- Mikrostrukturierte Oberfläche
- Keine Vorbehandlung nötig
- Dentinähnliche Elastizität

**3**  
Prime&Bond active®  
Self Cure Activator

**Bonding des Wurzelkanals**

- Keine separate Lichthärtung der Adhäsivschicht
- Aktive Feuchtigkeitskontrolle
- Geringe Filmdicke

**4**  
core-X® flow

**Stiftzementierung & Stumpfaufbau**

- 2 Indikationen in einem Produkt
- Ideale Konsistenz
- Lässt sich wie Dentin präparieren

# core-X<sup>®</sup> flow



## Dualhärtendes Material für Stumpfaufbau und Wurzelstiftzementierung

### Produktbeschreibung

core-X flow besteht aus zwei Komponenten, Basispaste und Katalysatorpaste. Gemischt ergeben sie ein dualhärtendes, hoch gefülltes Kompositmaterial, das sowohl für die Anfertigung von Stumpfaufbauten als auch für die Wurzelstiftzementierung geeignet ist.

core-X flow verwendet ein biokompatibles Urethan-Harz und ist zahnfarben. Dadurch ist es sehr gut auch für solche Situationen geeignet, bei denen es besonders auf Ästhetik und Lichtdurchlässigkeit des Stumpfaufbaus ankommt.

### Dualhärtendes Material für Stumpfaufbau und Wurzelstiftzementierung

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>core-X flow Automix-Spritze</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>60667330</b>	4 x 4,75 g core-X flow Automix-Spritze, 20 x Mischkanülen/Intraoral-Tips
<b>Mischkanülen/Intraoral-Tip</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>60620116</b>	40 x Mischkanülen/Intraoral-Tips für core-X flow, AH Plus Jet

# X-Post®





## Endodontischer Glasfaserstift


### Produktbeschreibung

X-Post ist ein endodontischer Glasfaserstift für den direkten adhäsiven Stift-Stumpf-Aufbau zur Verankerung der koronalen Restauration im Falle, dass nur sehr wenig Zahnhartsubstanz vorhanden ist.

### Endodontischer Glasfaserstift


Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
X-Post Endodontischer Glasfaserstift Nachfüllpackung Größe 1 (gelb)	60667332	5 Stück
X-Post Endodontischer Glasfaserstift Nachfüllpackung Größe 2 (rot)	60667333	5 Stück
X-Post Endodontischer Glasfaserstift Nachfüllpackung Größe 3 (blau)	60667334	5 Stück
X-Post Endodontischer Glasfaserstift Nachfüllpackung Größe 4 (grün)	60667335	5 Stück

Nº 1		0,8	1,35	20,0	6,00	13,77
Nº 2		0,8	1,46	20,0	7,25	12,52
Nº 3		1,0	1,67	20,0	7,20	12,51
Nº 4		1,0	1,83	20,0	9,00	10,71





Abformung



# Aquasil® Ultra+

## Smart Wetting® Abformmaterial



### Produktbeschreibung

Aquasil Ultra+ Smart Wetting Abformmaterial ist ein A-Silikon, das für zahlreiche Abformtechniken geeignet ist. Mit seiner hohen intraoralen Hydrophilie und Reißfestigkeit ist Aquasil Ultra+ so optimiert, dass es genau dann funktioniert, wenn der Behandler es am dringendsten benötigt - intraoral. Aquasil Ultra+ ist in verschiedenen Viskositäten, Verarbeitungszeiten und Applikationsformen erhältlich. Aquasil Ultra+ bietet dem Behandler eine breite Palette für eine Vielzahl von Abformsituationen.

### Indikationen

Das Abformmaterial Aquasil Ultra+ ist für zahlreiche dentalen Abformtechniken geeignet.

### Eigenschaften

Sehr hohe Reißfestigkeit intraorale und nach 24h

Hohe Hydrophilie intraoral und nach 24h

### Vorteile

Höhere Detailgenauigkeit dank intakter Ränder.

Mehrfaches Ausgießen möglich.

Präzise Abformung auch in feuchtem Milieu

Genauigkeit des Modells/Paßgenauigkeit der Ränder auch bei Laborfertigung

## Aquasil® Ultra+ Portfolio

	Korrekturmaterien			Löffelmaterien			
Monophasentechnik				Aquasil® Ultra+ Medium**			
Doppelmischtechnik	Aquasil® Ultra+ XLV	Aquasil® Ultra+ LV			Aquasil® Ultra+ Heavy	Aquasil® Ultra+ Soft Putty	
Korrekturtechnik							Aquasil® Ultra+ Putty
<b>Darreichung</b>							
DECA™ Kartuschen (380 ml)	–	–	✓	✓	✓ (nur RS)	–	–
50 ml Kartuschen	✓	✓	✓	✓	–	–	–
digit Power® Kartuschen	✓	✓	–	–	–	–	–
Handmischung	–	–	–	–	–	✓ (nur FS)	✓

## Smart Wetting® Abformmaterial







Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> <b>DECA Kartuschen</b> <b>Fast Set - Medium (lila)</b> 	678697	2 x 380 ml, 20 x Mischkanülen, 1 x Verriegelungsring
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> <b>DECA Kartuschen</b> <b>Fast Set - Heavy (grün)</b> 	678684	2 x 380 ml, 20 x Mischkanülen, 1 x Verriegelungsring
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> <b>DECA Kartuschen</b> <b>Regular Set - Medium (lila)</b> 	678682	2 x 380 ml, 20 x Mischkanülen, 1 x Verriegelungsring
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> <b>DECA Kartuschen</b> <b>Regular Set - Heavy (grün)</b> 	678686	2 x 380 ml, 20 x Mischkanülen, 1 x Verriegelungsring
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> <b>DECA Kartuschen</b> <b>Extended Set - Heavy (grün)</b> 	678704	2 x 380 ml, 20 x Mischkanülen, 1 x Verriegelungsring
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> <b>DECA Kartuschen</b> <b>Regular Set - Soft Putty (hellblau)</b> 	678622	2 x 380 ml, 10 x Mischkanülen, 1 x Verriegelungsring
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> <b>50 ml Kartuschen</b> <b>Fast Set - Medium (lila)</b> 	678674	4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen

## Smart Wetting® Abformmaterial










Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> 50 ml Kartuschen Fast Set - Heavy (grün) 	678676	4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> 50 ml Kartuschen Regular Set - Medium (lila) 	678673	4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> 50 ml Kartuschen Regular Set - Heavy (grün) 	678675	4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> 50 ml Kartuschen Extended Set - Heavy (grün) 	678703	4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> Handmischung Fast Set - Soft Putty (hellblau) 	678620	1 x 450 ml Katalysator, 1 x 450 ml Base, 2 x Messlöffel
<b>Aquasil Ultra+ Löffelmaterialien</b> Handmischung Regular Set - Hard Putty (grün) 	678621	1 x 450 ml Katalysator, 1 x 450 ml Base, 2 x Messlöffel
<b>Aquasil Ultra+ Korrekturmaterialien</b> 50 ml Kartuschen Fast Set - XLV (orange) 	678670	4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen, 12 x Intraoral-Tips



Smart Wetting® Abformmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<p><b>Aquasil Ultra+ Korrekturmaterien</b>                      50 ml Kartuschen                      Fast Set -                      LV (blaugrün)</p> 	<p><b>678672</b></p>	<p>4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen,                      12 x Intraoral-Tips</p>
<p><b>Aquasil Ultra+ Korrekturmaterien</b>                      50 ml Kartuschen                      Regular Set -                      XLV (orange)</p> 	<p><b>678668</b></p>	<p>4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen,                      12 x Intraoral-Tips</p>
<p><b>Aquasil Ultra+ Korrekturmaterien</b>                      50 ml Kartuschen                      Regular Set -                      LV (blaugrün)</p> 	<p><b>678671</b></p>	<p>4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen,                      12 x Intraoral-Tips</p>
<p><b>Aquasil Ultra+ Korrekturmaterien</b>                      50 ml Kartuschen                      Extended Set -                      XLV (orange)</p> 	<p><b>678701</b></p>	<p>4 x 50 ml, 12 x Mischkanülen,                      12 x Intraoral-Tips</p>
<p><b>Aquasil Ultra+ Korrekturmaterien</b>                      Kartuschen für                      digit Power Dispenser                      Regular Set -                      LV (blaugrün)</p> 	<p><b>678696</b></p>	<p>50 x Kartuschen,                      50 x Mischkanülen,                      50 x Applikationsspitzen</p>
<p><b>Aquasil Ultra+ Korrekturmaterien</b>                      Kartuschen für                      digit Power Dispenser                      Extended Set -                      XLV (orange)</p> 	<p><b>678702</b></p>	<p>50 x Kartuschen,                      50 x Mischkanülen,                      50 x Applikationsspitzen</p>

## Zubehör

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>DECA Verriegelungsring für DECA (blau)</b> 	60578401	2 Stück
<b>DECA Verriegelungsring für Putty DECA (gelb)</b> 	60578342	2 Stück
<b>Mischkanülen und Verriegelungsring für DECA-Kartuschen</b> 	60578400	40 x Mischkanülen für DECA (blau), 1 x Verriegelungsring
<b>Mischkanülen und Verriegelungsring für DECA-Kartuschen</b> 	60578340	40 x Mischkanülen für Putty DECA (gelb), 1 x Verriegelungsring
<b>Automix Mischpistole für 50 ml Kartuschen Nachfüllpackung</b> 	60578399	1 Stück
<b>Mischkanülen</b> 	678212	48 x Mischkanülen für 50 ml Kartuschen
<b>Intraoral-Tips</b> 	626382	100 x Intraoralspitzen für 50 ml Kartuschen
<b>digit Power Kartuschen Mischkanülen Nachfüllpackung</b> 	678007	25 Stück
<b>digit Power Kartuschen Mischkanülen fein Nachfüllpackung</b> 	678008	25 Stück

# Aquasil®





## Putty

### Produktbeschreibung

**Aquasil Soft Putty** ist ein normal abbindendes, sehr hoch viskoses Abformmaterial mit hoher Elastizität für eine einfache Entnahme bei untersichgehenden Stellen und ist besonders geeignet als Löffelmaterial für die Doppelmischtechnik. Es kann ebenso für die Vorabformung in der Korrekturtechnik verwendet werden.

**Aquasil Hard Putty** ist ein schnell abbindendes, sehr hochviskoses Abformmaterial mit sehr guten mechanischen Eigenschaften als Löffelmaterial für die Korrekturtechnik. Es kann ebenso als Löffelmaterial für die Doppelmischtechnik bei Quadrantenabformungen verwendet werden.

### Putty

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Aquasil Soft Putty Standardpackung</b> 	<b>60578320</b>	1 x 450 ml Katalysator, 1 x 450 ml Base, 2 x Messlöffel, 1 x Gebrauchsanweisung, Soft Putty, Regular Set
<b>Aquasil Soft Putty Eco Nachfüllpackung</b> 	<b>60578321</b>	4 x 450 ml Katalysator, 4 x 450 ml Base, 2 x Messlöffel, 1 x Gebrauchsanweisung, Soft Putty, Regular Set
<b>Aquasil Hard Putty Standardpackung</b> 	<b>60578332</b>	1 x 450 ml Katalysator, 1 x 450 ml Base, 2 x Messlöffel, 1 x Gebrauchsanweisung, Hard Putty, Fast Set
<b>Aquasil Hard Putty Eco Nachfüllpackung</b> 	<b>60578333</b>	4 x 450 ml Katalysator, 4 x 450 ml Base, 2 x Messlöffel, 1 x Gebrauchsanweisung, Hard Putty, Fast Set

# duomix II

## Mischgerät




### Produktbeschreibung

duomix II wurde in Zusammenarbeit mit der Renfert GmbH entwickelt – für komfortables Auspressen und Mischen von Aquasil Ultra+ DECA Hartkuschen.

- „Turbo-Knopf“ für doppelte Ausbringgeschwindigkeit für Aquasil Ultra+ Heavy und Aquasil Ultra+ Medium
- Kompatibel mit 5:1 Kartuschen oder Schlauchbeutel in Stützkartuschen anderer Hersteller

### Mischgerät

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>duomix II Mischgerät</b> 230 V EU-Version 	2761000000	1 Stück

### Zubehör

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Wandhalterung für duomix II</b>	2760000100	1 Stück

# Blueprint® Xcreme




## Staubfreies Alginat zur Abformung

### Produktbeschreibung

Blueprint Xcreme ist sehr gut abgestimmt auf die Bedürfnisse des modernen Zahnarztes.

- Sehr gute Lagerfähigkeit: Bis zu fünf Tage dimensionsstabil. Dabei beträgt der Wasserverlust des Materials bei normalen Lagerbedingungen lediglich ca. 0,5%. Dadurch wird eine effiziente und qualitativ hochwertige Weiterverarbeitung durch den Zahntechniker unterstützt.
- Einfaches Handling: Blueprint Xcreme lässt sich schnell und einfach zu einer homogenen, arbeitsfähigen Masse anmischen und liefert zuverlässige und sichere Abformergebnisse.

### Staubfreies Alginat zur Abformung

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Blueprint Xcreme Beutel Nachfüllpackung</b> 	60501100	2 x 500 g Blueprint Xcreme Beutel, 1 x Aufbewahrungsbehälter, 1 x Messbesteck für Pulver/Wasser
<b>Blueprint Xcreme Beutel Eco Nachfüllpackung</b> 	60501108	12 x 500 g Blueprint Xcreme Beutel, 1 x Messbesteck für Pulver/Wasser, 1 x Aufbewahrungsbehälter
<b>Meßbesteck für Pulver/Wasser Nachfüllpackung</b> 	60501998	1 Stück

# Fix Haftlack

## Löffeladhäsiv für Alginat-Abformmaterialien

### Produktbeschreibung

Seit über drei Jahrzehnten haben sich die Fix-Produkte bei Abformungen mit Alginat-Materialien als äußerst nützliche Hilfsmittel bewährt. Fix Adhesive Liquid und Fix Adhesive Spray sind Adhäsive auf Lösungsmittelbasis, die die Haftung zwischen Alginat-Abformmaterialien und der Oberfläche des Abformlöffels verbessern.

### Löffeladhäsiv für Alginat-Abformmaterialien

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Fix Haftlack Spray</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>61601001</b>	1 x 200 g Fix Haftlack Spraydose
<b>Fix Haftlack Flasche</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>61601004</b>	1 x 30 ml Fix Haftlack


# Fix Lösungsmittel

## Reiniger zur Entfernung von Fix-Adhäsiven

### Produktbeschreibung

Fix Solvent ist ein Spray zur Entfernung von Adhäsivresten vom Abformlöffel nach dem Abformen und Ausgießen

### Reiniger zur Entfernung von Fix-Adhäsiven

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Fix Haftlack Spray</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>61601101</b>	1 x 200 g Fix Lösungsmittel Spray

# Aquasil® Bite




## Polyvinylsiloxan Material zur Bissregistrierung

### Produktbeschreibung

Aquasil Bite wurde zur exakten Kieferrelationsbestimmung und Bissregistrierung entwickelt. Während der Verarbeitungszeit von 30 Sekunden bietet es der Mundschließbewegung ein Minimum an Widerstand. Dadurch werden Abweichungen des Unterkiefers minimiert und reproduzierbare, genaue Registrierungen der Kieferrelation ermöglicht.

Aquasil Bite gibt die Zahnform detailgetreu wieder. Die exakte Detailwiedergabe, der minimale Verzug und das schnelle Abbinden erlauben es, Aquasil Bite auch zur Herstellung einer Formhilfe (Versorgungsabformung vor der Präparation) für die direkte intraorale Anfertigung von Provisorien zu verwenden.

### Polyvinylsiloxan Material zur Bissregistrierung

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Aquasil Bite Kartusche</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>60578334</b>	2 x 50 ml Aquasil Bite Kartusche, 12 x Mischkanüle, 1 x Gebrauchsanweisung
<b>Aquasil Bite Konturierungsdüse</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>60578335</b>	48 Stück
<b>Aquasil Bite Mischkanüle</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>678212</b>	48 x Mischkanülen für 50 ml Kartuschen

# Regisil® PB™


## Vinylpolysiloxan-Abformmaterial (Patronenmethode)

### Produktbeschreibung

Das Regisil PB Abformmaterial ist zur akkuraten, interokklusalen Erstellung von Abformungen konzipiert. Regisil PB bietet minimalen Widerstand, wenn der Patient den Kiefer schließt. Das minimiert eine Abweichung des Unterkiefers und hilft dabei, beständig akkurate zentrische Relationen zu erfassen. Dieses Abformmaterial erfasst alle okklusalen Details und ermöglicht es Zahnarzt und Zahntechniker, Modelle mit geringer Elastizität zu fertigen. Durch minimierte Beeinträchtigungen konvexer Zahnoberflächen hilft es außerdem, Modellagen und Schnitte akkurat zu setzen.

- Thixotrop, fließt nicht von okklusalen Flächen ab
- bietet keinen Widerstand bei Schließbewegung
- leichte visuelle Kontrolle durch die rosa Farbe

### Vinylpolysiloxan-Abformmaterial (Patronenmethode)

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Regisil PB Kartusche</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>619510</b>	4 x 50 ml Kartusche für 50 ml Mischpistole, 12 x Mischkanülen



# Provisorische Restauration



# Integrity®






## Temporäres Kronen- und Brückenmaterial

### Produktbeschreibung

Das temporäre Kronen- und Brückenmaterial Integrity ist ein selbstmischendes Zweikomponentenmaterial auf der Basis multifunktionaler Methacrylatester, das als kurz und langfristiges temporäres Kronen- und Brückenmaterial dient.

Integrity ist kompatibel mit lichthärtenden Kompositen (siehe Gebrauchsanleitung des verwendeten Komposit-Materials) für die marginale Ausbesserung und ästhetische Konturierung temporärer Kronen. Zur einfacheren Anwendung und Minimierung von Materialverlust wird Integrity in Kartuschen oder Minispritzen angeboten.

### Temporäres Kronen- und Brückenmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Integrity Kartusche Nachfüllpackung Farbe A1</b> 	<b>60578345</b>	1 x 76 g Kartusche, 16 x Mischkanülen, 1 x Gebrauchsanweisung
<b>Integrity Kartusche Nachfüllpackung Farbe A2</b> 	<b>60578346</b>	1 x 76 g Kartusche, 16 x Mischkanülen, 1 x Gebrauchsanweisung
<b>Integrity Kartusche Nachfüllpackung Farbe A3,5</b> 	<b>60578347</b>	1 x 76 g Kartusche, 16 x Mischkanülen, 1 x Gebrauchsanweisung
<b>Integrity Kartusche Mischkanüle Nachfüllpackung</b> 	<b>60578349</b>	50 x Mischkanülen für Integrity Kartuschen
<b>Integrity Kartusche Dispenser</b> 	<b>666260</b>	1 x Integrity Kartusche Dispenser mit 10:1 Ratio Slide

# Integrity® Multi•Cure

## Temporäres Kronen- und Brückenmaterial









### Produktbeschreibung

Integrity Multi•Cure provisorisches Kronen- und Brückenmaterial ist ein automatisch gemischter Zweikomponentenwerkstoff auf der Grundlage multifunktionaler Methacrylsäureester und für die Verwendung als kurz- und langfristiges provisorisches Kronen- und Brückenmaterial indiziert.

Integrity Multi•Cure provisorisches Kronen- und Brückenmaterial enthält Initiatoren für selbstständiges Aushärten und Photoinitiatoren für effizientes Aushärten des Materials. Außerdem hat der Nutzer die Möglichkeit, eine Polymerisationslampe zu verwenden, um die Aushärtung abzuschließen und die Behandlungszeit zu verkürzen.

### Temporäres Kronen- und Brückenmaterial

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Integrity Multi•Cure Kartusche Nachfüllpackung Farbe A1</b> 	666600	1 x 76 g Integrity Multi•Cure Kartusche, 15 x Mischkanülen (blau)
<b>Integrity Multi•Cure Kartusche Nachfüllpackung Farbe A2</b> 	666610	1 x 76 g Integrity Multi•Cure Kartusche, 15 x Mischkanülen (blau)
<b>Integrity Multi•Cure Kartusche Nachfüllpackung Farbe A3</b> 	666670	1 x 76 g Integrity Multi•Cure Kartusche, 15 x Mischkanülen (blau)
<b>Integrity Multi•Cure Kartusche Nachfüllpackung Farbe A3,5</b> 	666620	1 x 76 g Integrity Multi•Cure Kartusche, 15 x Mischkanülen (blau)
<b>Integrity Multi•Cure Mischkanüle Nachfüllpackung</b> 	60578349	50x Mischkanülen (blau) für Integrity Multi•Cure Kartuschen
<b>Integrity Kartusche Dispenser</b> 	666260	1 x Integrity Multi•Cure Kartusche Dispenser mit 10:1 Ratio Slide

# Integrity® TempGrip®



## Temporärer Kronen- und Brückenzement



### Produktbeschreibung

CEREC® Zirconia ist ein voreingefärbtes transluzentes Zirkondioxid welches vergrößert geätzt und anschließend im CEREC® SpeedFire auf seine endgültige Größe dichtgesintert wird. Das führt zu präzisen Rändern und einer detaillierten Okklusion. Ein anschließender Glasurbrand bringt die Restauration auf Hochglanz. CEREC® Zirconia steht für hohe Festigkeit und lässt sich in dünnen Wandstärken verarbeiten. Chipping ist ausgeschlossen und selbstverständlich sind auch Brücken möglich.

### Temporärer Kronen- und Brückenzement

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Integrity TempGrip Kartusche</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	666450	2 x 9 g Automix-Spritzen, 20 x Mischkanülen, 1 x Gebrauchsanweisung, 1 x illustrierte Gebrauchsanweisung
<b>Integrity TempGrip Mischkanülen</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	666460	50 Stück

# Kalsogen® Plus

## Zinkoxid-Eugenol-Zement

### Produktbeschreibung

Dieser schnellhärtende Zinkoxid-Eugenol-Zement wird für provisorische Füllungen und als Unterfüllmaterial für nicht adhäsiv verarbeitete Füllmaterialien verwendet.


Kalsogen Plus ist mechanisch verstärkt durch die Zugabe von Polystyrol. Der Farbton ist Dentin-ähnlich, hellgelb und opak.

### Zinkoxid-Eugenol-Zement

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Kalsogen Plus Flüssigkeit</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	61115201	1 x 15 ml Flüssigkeit
<b>Kalsogen Plus Pulver</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	61115200	1 x 30 g Pulver



# CAD/CAM Materialien



# CEREC Tessera™

## Advanced Lithium Disilicate



### Produktbeschreibung







CEREC Tessera™ Blöcke verdanken ihre außerordentliche Leistungsfähigkeit einer einzigartigen Materialkomposition, die zwei sich ergänzende Kristallstrukturen – nämlich Lithium Disilikat und Virgilit – in einer zirkonoxidverstärkten Glasmatrix vereint. Das Zusammenspiel dieser beiden Kristalle in der Glasmatrix ermöglicht nicht nur eine beispiellose Kombination von Ästhetik und Festigkeit sondern auch einen schnellen Verarbeitungsprozess.

### Die Vorteile von CEREC Tessera sind:

- Ästhetik auf höchstem Niveau
- Festigkeit für langfristigen Erfolg
- Schnelligkeit im digitalen Workflow

### Weiterentwickeltes Lithiumdisilikat

NEU 2021

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>CEREC Tessera™ Starter Kit</b> 	<b>5365430113</b>	12 x CEREC Tessera CAD/CAM Blöcke (je 2x A1 MT, A2 MT, A2 HT, A3 MT, A3 HT, A3.5 MT) 1x Glasur, 1x Pinsel, 1x Wabenträger, 3x Brennvlies, Formbares Silikon, Brennstifte, Pinzette
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 HT A2</b> 	<b>5365431215</b>	4 Stück
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 HT A3</b> 	<b>5365431225</b>	4 Stück
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 MT A1</b> 	<b>5365431505</b>	4 Stück
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 MT A2</b> 	<b>5365431515</b>	4 Stück
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 MT A3</b> 	<b>5365431525</b>	4 Stück



## Weiterentwickeltes Lithiumdisilikat

NEU 2021

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 MT A3.5</b>		5365431535	4 Stück
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 MT B1</b>		5365431555	4 Stück
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 MT C1</b>		5365431595	4 Stück
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 MT D2</b>		5365431635	4 Stück
<b>CEREC Tessera™ Blöcke C14 MT/LT BL2</b>		5365431675	4 Stück

# CEREC® Essentials

Die Chairside Lösung für  
Ergebnisse auf hohem Niveau



## Produktbeschreibung

Die sehr gut aufeinander abgestimmten innovativen Produkte Prime&Bond active und Calibra Ceram bieten, zusammen mit den CAD/CAM Blöcken Ihrer Wahl – CEREC Tessera oder Celtra Duo (ZLS) – eine Komplettlösung für den CEREC Workflow.

### CEREC Tessera oder Celtra Duo

- Langlebige Restaurationen dank hoher Haftfestigkeit bei der Befestigung mit dem Universaladhäsiv Prime&Bond active und dem adhäsiven Kompositzement Calibra Ceram.

### Prime&Bond active – Universaladhäsiv

- Wenn Prime&Bond active in Verbindung mit Calibra Ceram verwendet wird, ist kein Self-Cure-Aktivator notwendig.
- Durch die geringe Filmdicke wird die Geometrie der Präparation nicht verändert.

### Calibra Ceram – adhäsiver Kompositzement

- Eine gründliche und effektive Entfernung der Zementreste ist dank des Anhärtens von bis zu 10 Sekunden und einer verlängerten Gelphase von ca. 45 Sekunden möglich.
- Langlebige Ästhetik durch die Shade-Stable-Technologie.

# Celtra<sup>®</sup> Duo






## CAD/CAM-Block für CEREC und inLab




### Produktbeschreibung

Die Eigenschaften des Werkstoffes Zirkonoxid verstärktes Lithium-Silikat (ZLS) resultieren aus seiner Mikrostruktur. Der 10% Anteil von Zirkonoxid liegt in atomar gelöster Form in der Glasphase vor und sorgt für die hohe Festigkeit und damit für sichere und langlebige Restaurationen. Der Zirkonoxidanteil ist auch wesentlich für die Keimbildung in der Kristallphase verantwortlich. Ergebnis sind sehr viele und besonders kleine Lithium-Kristallite, die dem Werkstoff durch den hohen Glasanteil exzellente lichteoptische und mechanische Eigenschaften verleihen. Transluzenz, Opaleszenz, Fluoreszenz und Chamaleoneffekt profitieren davon – die hohe Kantenstabilität und hervorragende Polierbarkeit runden den Nutzen ab. Mit dieser feinen Mikrostruktur lässt sich Celtra Duo im kristallisierten Zustand und in seiner entsprechenden Zahnfarbe schnell und effizient in der Zahnarztpraxis verarbeiten.

### CAD/CAM-Block für CEREC und inLab

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Celtra Duo Starter Kit</b> 	<b>5365490113</b>	19 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke (2 x LT A1; 3 x LT A2; 3 x LT A3; 2 x LT A3,5; 1 x LT B2; 2 x HT A1; 3 x HT A2, 3 x HT A3), 1 x 5 g Glasur, 1 x Pinsel, 3 x Brennvlies, 5 x Brennstifte
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT A1</b> 	<b>5365411005</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT A2</b> 	<b>5365411015</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT A3</b> 	<b>5365411025</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT A3,5</b> 	<b>5365411035</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14

## CAD/CAM-Block für CEREC und inLab

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT B1</b>		<b>5365411055</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT B2</b>		<b>5365411065</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT BL2</b>		<b>5365411175</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT BL3</b>		<b>5365411185</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT C1</b>		<b>5365411095</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT C2</b>		<b>5365411105</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT D2</b>		<b>5365411135</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung LT D3</b>		<b>5365411145</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung HT A1</b>		<b>5365411205</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14

## CAD/CAM-Block für CEREC und inLab

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung HT A2</b>		<b>5365411215</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung HT A3</b>		<b>5365411225</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung HT B1</b>		<b>5365411255</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung HT C1</b>		<b>5365411295</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung HT C2</b>		<b>5365411305</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung HT D2</b>		<b>5365411335</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14
<b>Celtra Duo Nachfüllpackung HT D3</b>		<b>5365411345</b>	4 x Celtra Duo CAD/CAM Blöcke, Größe C14

## Zubehör für Glaskeramik

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
Ätzelgel & Neutralisator	D430491	100 ml
Einbettmasse-Pin Nachfüllpackung	5365490111	4x groß, 2x klein
Brennvlies klein	5365901212	3 Stück
Brennvlies groß	5365901205	3 Stück
CEREC SpeedFire Wabenträger Nachfüllpackung	5365490110	2 Stück
Celtra Korrektur	D601229	1 x 15 g
Universal Modellierflüssigkeit U (für Celtra Korrektur)	D601126	1 x 15 ml

# CEREC® Zirconia+

## Voreingefärbtes transluzentes Zirkonoxid



### Produktbeschreibung

CEREC Zirconia+ sind teilgesinterte Blöcke aus Zirkonoxidkeramik. Sie werden teilgesintert hergestellt, anschließend mit dem CAD/CAM System CEREC vergrößert zu Einzelanfertigungen verarbeitet und dann dichtgesintert. Die ästhetischen Eigenschaften von CEREC Zirconia+ ermöglichen die Anwendung als vollanatomische Kronen und Brücken.

### Die Vorteile von CEREC Zirconia+ sind:




- Hohe Festigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Gute biologische Verträglichkeit
- Optimierte Ästhetik durch verbesserte Transluzenz

### Voreingefärbtes transluzentes Zirkonoxid

**NEU 2021**

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>CEREC Zirconia+ mono A1</b>	5365440001	3 Stück
<b>CEREC Zirconia+ mono A2</b>	5365440002	3 Stück
<b>CEREC Zirconia+ mono A3</b>	5365440003	3 Stück
<b>CEREC Zirconia+ mono A3,5</b>	5365440004	3 Stück
<b>CEREC Zirconia+ mono A4</b>	5365440005	3 Stück
<b>CEREC Zirconia+ mono B2</b>	5365440007	3 Stück
<b>CEREC Zirconia+ mono B3</b>	5365440008	3 Stück
<b>CEREC Zirconia+ mono C2</b>	5365440011	3 Stück

## Voreingefärbtes transluzentes Zirkonoxid

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
CEREC Zirconia+ mono C3		5365440012	3 Stück
CEREC Zirconia+ mono D3		5365440015	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi A1		5365440021	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi A2		5365440022	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi A3		5365440023	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi A3,5		5365440024	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi A4		5365440025	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi B2		5365440027	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi B3		5365440028	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi C2		5365440031	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi C3		5365440032	3 Stück
CEREC Zirconia+ medi D3		5365440035	3 Stück



# CEREC® Zirconia meso

## Voreingefärbtes transluzentes Zirkonoxid



### Produktbeschreibung

CEREC Zirconia meso-Blöcke sind zur Herstellung von individuell gestalteten, direktverschraubten und teil-reduzierten direktverschraubten Kronen bestimmt, die nach dem Schleifen/Fräsen und Sintern mit einer dazu passenden Titanbasis verklebt werden.


### Die Vorteile von CEREC Zirconia meso sind:

- Voreingefärbtes transluzentes Zirkonoxid
- 4 klassische Farben (A1, A2, A3, A3.5)
- Passt auf alle Dentsply Sirona TiBase




### Voreingefärbtes transluzentes Zirkonoxid

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
CEREC Zirconia meso S A1	6623016	3 Stück
CEREC Zirconia meso S A2	6582428	3 Stück
CEREC Zirconia meso S A3	6582436	3 Stück
CEREC Zirconia meso S A3,5	6582444	3 Stück
CEREC Zirconia meso L A1	6623024	3 Stück
CEREC Zirconia meso L A2	6582451	3 Stück
CEREC Zirconia meso L A3	6582469	3 Stück
CEREC Zirconia meso L A3.5	6582477	3 Stück

## Zubehör für Zirkonoxid









Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>CEREC SpeedPaste</b> 	<b>6580067</b>	1 Stück
<b>Glasur Support Single Unit</b>	<b>6611870</b>	1 Stück
<b>Glasur Support Multi Unit</b>	<b>6583889</b>	1 Stück

## Zubehör für alle CAD/CAM Materialien










Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
Dentsply Sirona Universal Glasurspray mit Fluoreszenz		5368273100	1 Stück
Dentsply Sirona Universal Glasurspray		5368273101	1 Stück
Formbares Silikon Nachfüllpackung		5365490112	2er-Pack
DS Universal Glasur		D605540	5 g
DS Universal Glasur - hohe Fluoreszenz		D605542	5 g
Pinzette		6500826	1 Stück

## Zubehör für alle CAD/CAM Materialien










## DS LAB Artikel

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Dentsply Sirona</b> <b>Universal Malfarben &amp; Glasur Kit</b> 	D600700	1 x je 5 g: Body-Malfarbe S0, S1, S2, S3, S4 Incisal-Malfarbe i2, i2 Malfarbe: White, Creme, Sunset, Copper, Khaki, Olive, Mahogany, Violet, Purple, Raspberry, Grey, Chestnut, Blue, Pink. 1 x 15 ml Malfarbenflüssigkeit 1 x 5 g Dentsply Sirona Universal Glasur, 1 x 5 g Dentsply Sirona Universal Glasur - High Flu, Farbindikator Malfarben
<b>Dentsply Sirona Universal Glasur</b> 	D605540	1 x 5 g
<b>Dentsply Sirona Universal Glasur</b> <b>hohe Fluoreszenz</b> 	D605542	1 x 5 g
<b>Dentsply Sirona Universal</b> <b>Body-Malfarbe S0</b> 	D605520	1 x 5 g
<b>Dentsply Sirona Universal</b> <b>Body-Malfarbe S1</b> 	D605521	1 x 5 g
<b>Dentsply Sirona Universal</b> <b>Body-Malfarbe S2</b> 	D605522	1 x 5 g
<b>Dentsply Sirona Universal</b> <b>Body-Malfarbe S3</b> 	D605523	1 x 5 g
<b>Dentsply Sirona Universal</b> <b>Body-Malfarbe S4</b> 	D605524	1 x 5 g

## Zubehör für alle CAD/CAM Materialien

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
Dentsply Sirona Universal Incisal Malfarbe i1		D605531	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Incisal Malfarbe i2		D605532	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Weiß		D605500	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Creme		D605501	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Sunset		D605502	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Copper		D605503	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Khaki		D605504	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Olive		D605505	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Mahogany		D605506	1 x 5 g

## Zubehör für alle CAD/CAM Materialien

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Violet		D605507	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Purple		D605509	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Raspberry		D605508	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Grey		D605510	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Chestnut		D605511	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Blue		D605512	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarbe Pink		D605513	1 x 5 g
Dentsply Sirona Universal Malfarben- und Glasurflüssigkeit		D601315	1 x 15 ml
Dentsply Sirona Universal Malfarben- und Glasurflüssigkeit		D601350	1 x 50 ml

Zementierung



# Calibra® Ceram








## Adhäsiver Kompositzement



### Produktbeschreibung

Calibra Ceram ist ein mit sichtbarem Licht härtender, dualhärtender oder selbsthärtender hochfester Kompositzement mit Fluorid. Der Calibra Ceram Kompositzement ist für die Verwendung nach dem Auftragen eines kompatiblen Dentin-/Schmelzadhäsivs konzipiert. Auch wenn er mit zahlreichen indirekten restaurativen Materialien kompatibel ist, gibt es besondere Anweisungen für die Verwendung mit lichtdurchlässigen Restaurationen.

### Adhäsiver Kompositzement

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Calibra Ceram Automix-Spritze Kombipackung</b> 	<b>60667380</b>	1 x 4,5 g Calibra Ceram Automix Spritze (transluzent), 1 x 2,5 ml Prime&Bond active, 1 x CliXdish, 50 x Applikatortips, 10 x Mischkanülen
<b>Calibra Ceram Automix-Spritze Nachfüllpackung Hell</b> 	<b>607191K</b>	1 x 4,5 g Calibra Ceram Automix-Spritze, 10 x Mischkanülen
<b>Calibra Ceram Automix-Spritze Nachfüllpackung Mittel</b> 	<b>607192K</b>	1 x 4,5 g Calibra Ceram Automix-Spritze, 10 x Mischkanülen
<b>Calibra Ceram Automix-Spritze Nachfüllpackung Transluzent</b> 	<b>607194K</b>	1 x 4,5 g Calibra Ceram Automix-Spritze, 10 x Mischkanülen
<b>Calibra Ceram Automix-Spritze Nachfüllpackung Opak</b> 	<b>607195K</b>	1 x 4,5 g Calibra Ceram Automix-Spritze, 10 x Mischkanülen
<b>Calibra Ceram Automix-Spritze Nachfüllpackung Bleach</b> 	<b>607196K</b>	1 x 4,5 g Calibra Ceram Automix-Spritze, 10 x Mischkanülen
<b>Calibra Automix Mischkanülen Nachfüllpackung</b> 	<b>607086</b>	50 Stück



# Calibra® Universal








## Selbstbefestigungszement



### Produktbeschreibung

Calibra Universal Selbstbefestigungszement ist ein aus zwei Komponenten bestehender, dualhärtender, hochfester selbstadhäsiver Zement, der Fluorid enthält. Calibra Universal Kompositzement kombiniert eine ästhetische Farbgestaltung mit einem selbststützenden Adhäsiv, sodass er für die langlebige Befestigung von Metall-, Metallkeramikrestaurationen, Komposit-, Keramikinlays, Onlays, Kronen, Brücken sowie Wurzelstiften ohne die separate Anwendung eines Schmelz- und Dentin-Adhäsivsystems geeignet ist. Ausgehärteter Calibra Universal Kompositzement ist im Wesentlichen hydrophob, was eine Wasseraufnahme nach dem Aushärten, Löslichkeit und das Auftreten einer hygroskopischen Expansion minimiert.

### Selbstbefestigungszement

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Calibra Universal Automix-Spritze</b> <b>Einführungspackung</b> 	<b>607400</b>	1 x 4,5 g Hell, 1 x 4,5 g Mittel, 1 x 4,5 g Transluzent, 1 x 4,5 g Opak, 1 x 4,5 g Bleach, 10 x Mischkanülen
<b>Calibra Universal Automix-Spritze</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Hell</b> 	<b>607402</b>	2 x 4,5 g Automix-Spritzen, 20 x Mischkanülen
<b>Calibra Universal Automix-Spritze</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Mittel</b> 	<b>607403</b>	2 x 4,5 g Automix-Spritzen, 20 x Mischkanülen
<b>Calibra Universal Automix-Spritze</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Transluzent</b> 	<b>607405</b>	2 x 4,5 g Automix-Spritzen, 20 x Mischkanülen
<b>Calibra Universal Automix-Spritze</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Opak</b> 	<b>607406</b>	2 x 4,5 g Automix-Spritzen, 20 x Mischkanülen
<b>Calibra Universal Automix-Spritze</b> <b>Nachfüllpackung</b> <b>Bleach</b> 	<b>607407</b>	2 x 4,5 g Automix-Spritzen, 20 x Mischkanülen
<b>Calibra Automix Mischkanülen</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	<b>607086</b>	50 Stück

# Calibra® Veneer








## Ästhetischer Kompositzement







### Produktbeschreibung

Calibra Veneer ist ein ästhetischer Kompositzement, der nach Lichthärtung eine hohe Festigkeit aufweist und mit zahlreichen Schmelz/Dentin-Haftvermittlungssystemen kompatibel ist. Er wird nach Anwendung eines geeigneten Schmelz/Dentin-Haftvermittlers dazu verwendet, indirekte Restaurationen adhäsiv an der Zahnhartsubstanz zu befestigen.

### Ästhetischer Kompositzement

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Calibra Veneer Kit</b> 	607500	5 x 2g Calibra Veneer (Farben: hell mittel, transluzent, opak, bleach), 5 x 1,8g Calibra Veneer Try-In Pasten (Farben: hell mittel, transluzent, opak, bleach), 1 x 2,5ml Prime&Bond XP Flasche, 1 x 3 ml Silan Spritze, 1 x 3 ml Ätzelgel (34% Phosphorsäure), 1 x Anmischschale, 50 x Applikatortips, 25x Applikatornadeln
<b>Calibra Veneer Spritze Hell</b> 	607201	1 x 2 g Calibra Veneer Spritze
<b>Calibra Veneer Spritze Mittel</b> 	607202	1 x 2 g Calibra Veneer Spritze
<b>Calibra Veneer Spritze Transluzent</b> 	607204	1 x 2 g Calibra Veneer Spritze
<b>Calibra Veneer Spritze Opak</b> 	607205	1 x 2 g Calibra Veneer Spritze
<b>Calibra Veneer Spritze Bleach</b> 	607206	1 x 2 g Calibra Veneer Spritze

## Ästhetischer Kompositzement

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Calibra Veneer Try-In Paste Systempackung</b> 	607300	5 x 1,8 g Calibra Veneer Try-In Paste (Farben: hell, mittel, transluzent, opak, bleach)
<b>Calibra Veneer Try-In Paste Nachfüllpackung Hell</b> 	607301	2 x 1,8 g Calibra Veneer Try-In Paste
<b>Calibra Veneer Try-In Paste Nachfüllpackung Mittel</b> 	607302	2 x 1,8 g Calibra Veneer Try-In Paste
<b>Calibra Veneer Try-In Paste Nachfüllpackung Transluzent</b> 	607304	2 x 1,8 g Calibra Veneer Try-In Paste
<b>Calibra Veneer Try-In Paste Nachfüllpackung Opak</b> 	607305	2 x 1,8 g Calibra Veneer Try-In Paste
<b>Calibra Veneer Try-In Paste Nachfüllpackung Bleach</b> 	607306	2 x 1,8 g Calibra Veneer Try-In Paste

# Calibra®









## Ästhetischer Kompositzement

### Produktbeschreibung

Calibra ist ein ästhetischer Kompositzement der nach Licht-, Dual- oder Selbsthärtung eine hohe Festigkeit aufweist und mit zahlreichen Schmelz/Dentin-Haftvermittlungssystemen kompatibel ist. Er wird nach Anwendung eines geeigneten Schmelz/Dentin-Haftvermittlers dazu verwendet, indirekte Restaurationen adhäsiv am Zahn zu befestigen.

Calibra ist als Handmisch-Version in kleinen Spritzen in fünf langzeitstabilen Farben für eine optimale Ästhetik erhältlich.

### Ästhetischer Kompositzement

Produktname		Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Calibra Spritze</b> Base: hell		607061	1 x 2 g Calibra Spritze
<b>Calibra Spritze</b> Base: mittel		607062	1 x 2 g Calibra Spritze
<b>Calibra Spritze</b> Base: dunkel		607063	1 x 2 g Calibra Spritze
<b>Calibra Spritze</b> Base: transluzent		607064	1 x 2 g Calibra Spritze
<b>Calibra Spritze</b> Base: opak		607065	1 x 2 g Calibra Spritze
<b>Calibra Spritze</b> Katalysator: normalviskos		607068	1 x 2 g Calibra Spritze
<b>Calibra Spritze</b> Katalysator: hochviskos		607069	1 x 2 g Calibra Spritze
<b>Calibra Spritze Silan</b> Nachfüllpackung		607080	1 x 3 ml Calibra Spritze Silan, 25 x Applikatornadeln







# SmartCem<sup>®</sup> 2

## Selbstadhäsiver Zement

### Produktbeschreibung

Der selbstadhäsive Zement SmartCem 2 ist ein aus zwei Komponenten bestehender, dualhärtender, hochfester selbstadhäsiver Zement, der Fluorid enthält. SmartCem 2 kombiniert eine ästhetische Farbgestaltung mit einem selbstätzenden Adhäsiv, so dass er für die permanente Befestigung von Metall-, Metallkeramikrestaurationen, Komposit-, Keramikinlays, Onlays, Kronen, Brücken sowie Wurzelstiften ohne die separate Anwendung eines Schmelz- und Dentin-Adhäsivsystems geeignet ist.

### Selbstadhäsive Zement

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>SmartCem2</b> <b>Einführungspackung</b> 	669001	5 Spritzen à 5g, 50 Mischkanülen
<b>SmartCem2</b> <b>Nachfüllpackung hell</b> 	669012	2 Spritzen à 5g, 20 Mischkanülen
<b>SmartCem2</b> <b>Nachfüllpackung medium</b> 	669013	2 Spritzen à 5g, 20 Mischkanülen
<b>SmartCem2</b> <b>Nachfüllpackung dunkel</b> 	669014	2 Spritzen à 5g, 20 Mischkanülen
<b>SmartCem2</b> <b>Nachfüllpackung transluzent</b> 	669015	2 Spritzen à 5g, 20 Mischkanülen
<b>SmartCem2</b> <b>Nachfüllpackung opak</b> 	669016	2 Spritzen à 5g, 20 Mischkanülen
<b>SmartCem2</b> <b>Mischkanülen Nachfüllpackung</b>	669005	50 Stück

# AquaCem®

## Glasionomer Befestigungszement

### Produktbeschreibung

AquaCem ist ein hellgelber, transluzenter Glasionomerzement, der aus einer Mischung eines Aluminiumsilikatglases und Polyacrylsäure besteht. Das Pulver wird mit destilliertem Wasser zu einem Befestigungszement angemischt, der an Dentin und Schmelz haftet und für dicht versiegelte Zementierungen sorgt.

### Glasionomer Befestigungszement

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>AquaCem Gläschen Standardpackung</b> 	<b>61119000</b>	1 x 30 g AquaCem Pulver, 1 x Messlöffel, 1 x Wasserdosierflasche, 1 x Mischblock, 90 x 70 mm, PE-Beschichtung
<b>AquaCem Glasionomer Mischblock</b> 	<b>60606989</b>	1 x Glasionomer Mischblock

# DeTrey<sup>®</sup> Zinc

## Zinkphosphatzement

### Produktbeschreibung

DeTrey Zinc ist ein feinkörniger Zinkphosphatzement. Das Produkt ist ein Pulver-Flüssigkeits-System zum manuellen Anrühren.

### Zinkphosphatzement

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>DeTrey Zinc, Pulver</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	61113206	1 x 90 g Pulver
<b>DeTrey Zinc, Flüssigkeit</b> <b>Nachfüllpackung</b> 	61113003	1 x 39 ml Flüssigkeit


# Visco-gel

## Temporäres weich bleibendes Unterfütterungsmaterial für Prothesen

### Produktbeschreibung

Visco-gel temporäres weich bleibendes Unterfütterungsmaterial für Prothesen ist ein selbsthärtendes, elastisches Methacrylat-Material für die temporäre weich bleibende Unterfütterung von partiellen und totalen Prothesen.

### Temporäres weich bleibendes Unterfütterungsmaterial für Prothesen

Produktname	Art.-Nr.	Beschreibung und Inhalt
<b>Visco-gel Flasche Standardpackung</b>  The image shows the standard packaging for Visco-gel, which includes a white box, a large white bottle, a smaller white bottle, and several small clear plastic containers.	<b>61605002</b>	1 x 120 g Pulver, 1 x 90 ml Flüssigkeit, 1 x 15 ml Isolierung, 1 x Mischgefäß, Flüssigkeits-/ Pulvermaß



# Inhaltsverzeichnis

## Warnhinweise

## Inhaltsverzeichnis von A-Z

### A

Applikatortips	22
AquaCem®	126
Aquasil®	91
Aquasil® Bite	95
Aquasil® Ultra+	86
AutoMatrix®	12

### B

Blueprint® Xcreme	93
-------------------	----

### C

Calibra®	124
Calibra® Ceram	120
Calibra® Universal	121
Calibra® Veneer	122
Celtra® Duo	107
ceram.x® duo	39
Ceram.x Spectra™ ST	32
Ceram.x Spectra™ ST Effects	37
Ceram.x Spectra™ ST flow	50
CEREC® Essentials	106
CEREC Tessera™	104
CEREC® Zirconia+	111
CEREC® Zirconia meso	113
ChemFil® Rock	72
ChemFil® Superior	74
CliXdish™	23
Core&Post Solution	80
core-X® flow	82

### D

DeTrey® Conditioner 36	21
DeTrey® Zinc	127
duomix II	92
Dyract®	59
Dyract® eXtra	56
Dyract® flow	60
Dyract® Posterior+	58

### E

Enhance®/Enhance® mini	66
Enhance® PoGo®	68
Esthet:X® HD	45

### F

Fix Haftlack	94
Fix Lösungsmittel	94

### I

Integrity®	98
Integrity® Multi•Cure	99
Integrity® TempGrip®	100
IRM®	76

### K

Kalsogen® Plus	101
----------------	-----

### Q

QuiXfil®	55
----------	----

## Warnhinweise

Die technischen Spezifikationen unserer Produkte entsprechen der zum Zeitpunkt der Drucklegung unseres Katalogs gültigen Angaben. Weitere Änderungen unserer Produkte sind vorbehalten.

Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder unser Service Center für weitere Informationen.

**P**

Palodent® 360	11
Palodent®	10
Palodent® V3	6
Prime&Bond active®	16
Prime&Bond® NT	19
Prime&Bond® XP	18
Prisma® Gloss™	69

**R**

Regisil® PB™	96
--------------	----

**S**

SDR® flow+	53
Self Cure Activator	20
SmartCem 2	125
SmartLite® Focus®	29
SmartLite® Pro	26
Spectrum® TPH®3	42
Surefil one™	64

**V**

Visco-gel	128
-----------	-----

**X**

X-Post®	83
---------	----

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

<b>0-9</b>		624385	67	644406	27	678670	88
607061	124	626382	90	644407	28	678671	89
607062	124	630610	47	644408	28	678672	89
607063	124	630611	48	644409	27	678673	88
607064	124	630612	48	658012	22	678674	87
607065	124	630613	48	659010	10	678675	88
607068	124	630614	48	659015	10	678676	88
607069	124	630615	46	659020	10	678682	87
607080	124	630616	47	659040	10	678684	87
607086	120	630617	45	659601	11	678686	87
607086	121	630618	45	659602	11	678696	89
607201	122	630619	45	659603	11	678697	87
607202	122	630620	45	659607	11	678701	89
607204	122	630621	46	662010	68	678702	89
607205	122	630622	46	662020	68	678703	88
607206	122	630623	46	662022	68	678704	87
607300	123	630624	46	662023	68	693002	18
607301	123	630626	47	666260	98	6500826	115
607302	123	630627	46	666260	99	6580067	114
607304	123	630628	47	666450	100	6582428	113
607305	123	630629	47	666460	100	6582436	113
607306	123	630631	47	666600	99	6582444	113
607400	121	630632	47	666610	99	6582451	113
607402	121	630633	46	666620	99	6582469	113
607403	121	630634	48	666670	99	6582477	113
607405	121	630635	48	669001	125	6583889	114
607406	121	630636	48	669005	125	6611870	114
607407	121	630637	49	669012	125	6623016	113
607500	122	630638	49	669013	125	6623024	113
610200	76	630639	49	669014	125	60300200	64
619510	96	630640	49	669015	125	60300211	64
624020	69	631400	69	669016	125	60300212	64
624025	69	631450	69	678007	90	60300213	64
624045	66	634356	19	678008	90	60300215	64
624055	66	644400	27	678212	90	60300216	64
624065	66	644401	27	678212	95	60300302	64
624075	66	644402	27	678620	88	60300303	64
624345	67	644403	27	678621	88	60300310	64
624355	67	644404	27	678622	87	60501100	93
624365	67	644405	27	678668	89	60501108	93

## Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

<u>60501998</u>	<u>93</u>	<u>60604903</u>	<u>56</u>	<u>60606592</u>	<u>72</u>	<u>60701681</u>	<u>35</u>
<u>60578320</u>	<u>91</u>	<u>60604904</u>	<u>56</u>	<u>60606593</u>	<u>72</u>	<u>60701682</u>	<u>35</u>
<u>60578321</u>	<u>91</u>	<u>60604905</u>	<u>57</u>	<u>60606594</u>	<u>73</u>	<u>60701683</u>	<u>36</u>
<u>60578332</u>	<u>91</u>	<u>60604906</u>	<u>57</u>	<u>60606595</u>	<u>73</u>	<u>60701684</u>	<u>36</u>
<u>60578333</u>	<u>91</u>	<u>60604907</u>	<u>57</u>	<u>60606596</u>	<u>64</u>	<u>60701685</u>	<u>36</u>
<u>60578334</u>	<u>95</u>	<u>60604908</u>	<u>57</u>	<u>60606596</u>	<u>73</u>	<u>60701690</u>	<u>34</u>
<u>60578335</u>	<u>95</u>	<u>60604909</u>	<u>57</u>	<u>60606662</u>	<u>77</u>	<u>60701691</u>	<u>34</u>
<u>60578340</u>	<u>90</u>	<u>60604910</u>	<u>57</u>	<u>60606989</u>	<u>126</u>	<u>60701692</u>	<u>34</u>
<u>60578342</u>	<u>90</u>	<u>60605201</u>	<u>42</u>	<u>60607050</u>	<u>75</u>	<u>60701693</u>	<u>35</u>
<u>60578345</u>	<u>98</u>	<u>60605202</u>	<u>42</u>	<u>60615204</u>	<u>21</u>	<u>60701694</u>	<u>35</u>
<u>60578346</u>	<u>98</u>	<u>60605203</u>	<u>42</u>	<u>60615208</u>	<u>21</u>	<u>60701695</u>	<u>35</u>
<u>60578347</u>	<u>98</u>	<u>60605204</u>	<u>42</u>	<u>60615209</u>	<u>21</u>	<u>60701696</u>	<u>35</u>
<u>60578349</u>	<u>98</u>	<u>60605205</u>	<u>43</u>	<u>60620116</u>	<u>82</u>	<u>60701707</u>	<u>38</u>
<u>60578349</u>	<u>99</u>	<u>60605206</u>	<u>42</u>	<u>60661500</u>	<u>76</u>	<u>60701708</u>	<u>37</u>
<u>60578399</u>	<u>90</u>	<u>60605207</u>	<u>42</u>	<u>60661510</u>	<u>76</u>	<u>60701709</u>	<u>38</u>
<u>60578400</u>	<u>90</u>	<u>60605208</u>	<u>43</u>	<u>60661520</u>	<u>76</u>	<u>60701710</u>	<u>37</u>
<u>60578401</u>	<u>90</u>	<u>60605211</u>	<u>43</u>	<u>60665900</u>	<u>77</u>	<u>60701717</u>	<u>37</u>
<u>60603032</u>	<u>54</u>	<u>60605212</u>	<u>43</u>	<u>60667197</u>	<u>22</u>	<u>60701718</u>	<u>37</u>
<u>60603033</u>	<u>54</u>	<u>60605220</u>	<u>43</u>	<u>60667198</u>	<u>22</u>	<u>60701719</u>	<u>37</u>
<u>60603040</u>	<u>54</u>	<u>60605221</u>	<u>43</u>	<u>60667240</u>	<u>19</u>	<u>60701800</u>	<u>50</u>
<u>60603041</u>	<u>54</u>	<u>60605301</u>	<u>43</u>	<u>60667281</u>	<u>18</u>	<u>60701801</u>	<u>50</u>
<u>60603042</u>	<u>54</u>	<u>60605302</u>	<u>43</u>	<u>60667330</u>	<u>82</u>	<u>60701802</u>	<u>50</u>
<u>60603043</u>	<u>54</u>	<u>60605303</u>	<u>43</u>	<u>60667332</u>	<u>83</u>	<u>60701803</u>	<u>50</u>
<u>60603050</u>	<u>54</u>	<u>60605304</u>	<u>44</u>	<u>60667333</u>	<u>83</u>	<u>60701804</u>	<u>51</u>
<u>60604202</u>	<u>59</u>	<u>60605306</u>	<u>44</u>	<u>60667334</u>	<u>83</u>	<u>60701805</u>	<u>51</u>
<u>60604203</u>	<u>59</u>	<u>60605307</u>	<u>44</u>	<u>60667335</u>	<u>83</u>	<u>60701806</u>	<u>51</u>
<u>60604204</u>	<u>59</u>	<u>60605321</u>	<u>44</u>	<u>60667340</u>	<u>17</u>	<u>60701807</u>	<u>51</u>
<u>60604205</u>	<u>59</u>	<u>60605323</u>	<u>44</u>	<u>60667341</u>	<u>17</u>	<u>60701808</u>	<u>51</u>
<u>60604206</u>	<u>59</u>	<u>60605606</u>	<u>55</u>	<u>60667342</u>	<u>17</u>	<u>60701809</u>	<u>51</u>
<u>60604208</u>	<u>59</u>	<u>60605670</u>	<u>55</u>	<u>60667343</u>	<u>17</u>	<u>60701819</u>	<u>52</u>
<u>60604402</u>	<u>60</u>	<u>60606515</u>	<u>74</u>	<u>60667345</u>	<u>17</u>	<u>60701820</u>	<u>51</u>
<u>60604403</u>	<u>60</u>	<u>60606520</u>	<u>74</u>	<u>60667346</u>	<u>23</u>	<u>60701821</u>	<u>51</u>
<u>60604404</u>	<u>60</u>	<u>60606530</u>	<u>74</u>	<u>60667347</u>	<u>17</u>	<u>60701822</u>	<u>51</u>
<u>60604405</u>	<u>60</u>	<u>60606540</u>	<u>74</u>	<u>60667380</u>	<u>120</u>	<u>60701823</u>	<u>52</u>
<u>60604414</u>	<u>61</u>	<u>60606550</u>	<u>75</u>	<u>60667401</u>	<u>18</u>	<u>60701824</u>	<u>52</u>
<u>60604490</u>	<u>61</u>	<u>60606560</u>	<u>75</u>	<u>60667501</u>	<u>81</u>	<u>60701825</u>	<u>52</u>
<u>60604631</u>	<u>58</u>	<u>60606570</u>	<u>75</u>	<u>60701565</u>	<u>41</u>	<u>60701826</u>	<u>52</u>
<u>60604632</u>	<u>58</u>	<u>60606580</u>	<u>75</u>	<u>60701672</u>	<u>35</u>	<u>60701827</u>	<u>52</u>
<u>60604901</u>	<u>56</u>	<u>60606590</u>	<u>72</u>	<u>60701673</u>	<u>35</u>	<u>60701828</u>	<u>52</u>
<u>60604902</u>	<u>56</u>	<u>60606591</u>	<u>72</u>	<u>60701680</u>	<u>35</u>	<u>60701829</u>	<u>52</u>

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

<u>61113003</u>	<u>127</u>	<u>5365411185</u>	<u>108</u>	<u>5365440035</u>	<u>112</u>	<u>60701575N</u>	<u>33</u>
<u>61113206</u>	<u>127</u>	<u>5365411205</u>	<u>108</u>	<u>5365490111</u>	<u>110</u>	<u>60701576N</u>	<u>33</u>
<u>61115200</u>	<u>101</u>	<u>5365411215</u>	<u>109</u>	<u>5365490112</u>	<u>115</u>	<u>60701582N</u>	<u>33</u>
<u>61115201</u>	<u>101</u>	<u>5365411225</u>	<u>109</u>	<u>5365490113</u>	<u>107</u>	<u>60701583N</u>	<u>33</u>
<u>61119000</u>	<u>126</u>	<u>5365411255</u>	<u>109</u>	<u>5365901205</u>	<u>110</u>	<u>607191K</u>	<u>120</u>
<u>61601001</u>	<u>94</u>	<u>5365411295</u>	<u>109</u>	<u>5368273100</u>	<u>115</u>	<u>607192K</u>	<u>120</u>
<u>61601004</u>	<u>94</u>	<u>5365411305</u>	<u>109</u>	<u>5368273101</u>	<u>115</u>	<u>607194K</u>	<u>120</u>
<u>61601101</u>	<u>94</u>	<u>5365411335</u>	<u>109</u>	<u>5365490110</u>	<u>110</u>	<u>607195K</u>	<u>120</u>
<u>61605002</u>	<u>128</u>	<u>5365411345</u>	<u>109</u>	<u>5365901212</u>	<u>110</u>	<u>607196K</u>	<u>120</u>
<u>62422501</u>	<u>12</u>	<u>5365430113</u>	<u>104</u>	<u>60701301A</u>	<u>39</u>	<u>61C111G</u>	<u>54</u>
<u>62422510</u>	<u>12</u>	<u>5365431215</u>	<u>104</u>	<u>60701302A</u>	<u>39</u>	<u>61C130G</u>	<u>54</u>
<u>62422511</u>	<u>12</u>	<u>5365431225</u>	<u>104</u>	<u>60701303A</u>	<u>40</u>	<u>634354K</u>	<u>20</u>
<u>62422512</u>	<u>13</u>	<u>5365431505</u>	<u>104</u>	<u>60701304A</u>	<u>40</u>	<u>659600V</u>	<u>11</u>
<u>62422513</u>	<u>13</u>	<u>5365431515</u>	<u>104</u>	<u>60701305A</u>	<u>40</u>	<u>659610V</u>	<u>9</u>
<u>62422601</u>	<u>13</u>	<u>5365431525</u>	<u>104</u>	<u>60701307A</u>	<u>40</u>	<u>659620V</u>	<u>9</u>
<u>62422602</u>	<u>13</u>	<u>5365431535</u>	<u>105</u>	<u>60701308A</u>	<u>40</u>	<u>659630V</u>	<u>9</u>
<u>62422603</u>	<u>13</u>	<u>5365431555</u>	<u>105</u>	<u>60701309A</u>	<u>40</u>	<u>659640V</u>	<u>9</u>
<u>62422605</u>	<u>13</u>	<u>5365431595</u>	<u>105</u>	<u>60701316A</u>	<u>39</u>	<u>659650V</u>	<u>9</u>
<u>62500005</u>	<u>7</u>	<u>5365431635</u>	<u>105</u>	<u>60701350A</u>	<u>40</u>	<u>659660V</u>	<u>9</u>
<u>64450020</u>	<u>29</u>	<u>5365431675</u>	<u>105</u>	<u>60701351A</u>	<u>40</u>	<u>659670V</u>	<u>7</u>
<u>64450021</u>	<u>29</u>	<u>5365440001</u>	<u>111</u>	<u>60701352A</u>	<u>40</u>	<u>659700V</u>	<u>7</u>
<u>64450030</u>	<u>30</u>	<u>5365440002</u>	<u>111</u>	<u>60701353A</u>	<u>40</u>	<u>659710V</u>	<u>8</u>
<u>64450040</u>	<u>30</u>	<u>5365440003</u>	<u>111</u>	<u>60701354A</u>	<u>41</u>	<u>659720V</u>	<u>8</u>
<u>64450050</u>	<u>30</u>	<u>5365440004</u>	<u>111</u>	<u>60701355A</u>	<u>41</u>	<u>659730V</u>	<u>8</u>
<u>64450070</u>	<u>29</u>	<u>5365440005</u>	<u>111</u>	<u>60701357A</u>	<u>41</u>	<u>659740V</u>	<u>8</u>
<u>2760000100</u>	<u>92</u>	<u>5365440007</u>	<u>111</u>	<u>60701358A</u>	<u>41</u>	<u>659750V</u>	<u>8</u>
<u>2761000000</u>	<u>92</u>	<u>5365440008</u>	<u>111</u>	<u>60701359A</u>	<u>41</u>	<u>659760V</u>	<u>9</u>
<u>2770000000</u>	<u>64</u>	<u>5365440011</u>	<u>111</u>	<u>60701550N</u>	<u>34</u>	<u>659770V</u>	<u>9</u>
<u>5365411005</u>	<u>107</u>	<u>5365440012</u>	<u>112</u>	<u>60701551N</u>	<u>34</u>	<u>659780V</u>	<u>8</u>
<u>5365411015</u>	<u>107</u>	<u>5365440015</u>	<u>112</u>	<u>60701552N</u>	<u>34</u>	<u>659790V</u>	<u>8</u>
<u>5365411025</u>	<u>107</u>	<u>5365440021</u>	<u>112</u>	<u>60701553N</u>	<u>34</u>	<u>659800V</u>	<u>8</u>
<u>5365411035</u>	<u>107</u>	<u>5365440022</u>	<u>112</u>	<u>60701554N</u>	<u>34</u>	<u>659810V</u>	<u>9</u>
<u>5365411055</u>	<u>108</u>	<u>5365440023</u>	<u>112</u>	<u>60701555N</u>	<u>34</u>	<u>659820V</u>	<u>9</u>
<u>5365411065</u>	<u>108</u>	<u>5365440024</u>	<u>112</u>	<u>60701561N</u>	<u>36</u>	<u>659830V</u>	<u>7</u>
<u>5365411095</u>	<u>108</u>	<u>5365440025</u>	<u>112</u>	<u>60701570N</u>	<u>33</u>	<u>659840V</u>	<u>7</u>
<u>5365411105</u>	<u>108</u>	<u>5365440027</u>	<u>112</u>	<u>60701571N</u>	<u>33</u>	<u>659850V</u>	<u>7</u>
<u>5365411135</u>	<u>108</u>	<u>5365440028</u>	<u>112</u>	<u>60701572N</u>	<u>33</u>	<u>659860V</u>	<u>8</u>
<u>5365411145</u>	<u>108</u>	<u>5365440031</u>	<u>112</u>	<u>60701573N</u>	<u>33</u>	<u>659900V</u>	<u>9</u>
<u>5365411175</u>	<u>108</u>	<u>5365440032</u>	<u>112</u>	<u>60701574N</u>	<u>33</u>		

## Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

<b>D</b>		D605501	117	D605509	118	D605523	116
D430491	110	D605502	117	D605510	118	D605524	116
D600700	116	D605503	117	D605511	118	D605531	117
D601126	110	D605504	117	D605512	118	D605532	117
D601229	110	D605505	117	D605513	118	D605540	115
D601315	118	D605506	117	D605520	116	D605540	116
D601350	118	D605507	118	D605521	116	D605542	115
D605500	117	D605508	118	D605522	116	D605542	116

## Dentsply Sirona

### Deutschland / Österreich

Dentsply Sirona Europe GmbH  
Sirona Straße 1, 5071 Wals bei Salzburg, Österreich  
pre@dentsplysirona.com

DEU: 0800-735000 (gebührenfrei)  
AUT: 00800-00735000 (gebührenfrei)

### Schweiz

Dentsply Sirona (Schweiz) AG  
Täferweg 1, 5405 Baden-Dättwil, Schweiz  
pre@dentsplysirona.com

CHE: 00800-00735000 (gebührenfrei)

Besuchen Sie uns auf:  [dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com),  [facebook.com/dentsplysirona](https://facebook.com/dentsplysirona),  [dentsplysirona.de](https://www.instagram.com/dentsplysirona)

© Dentsply Sirona Inc 2021, All Rights Reserved