

CEREC SW 5.0.1: CEREC MC

| Motoren Set | Links | Rechts | Kombination |
|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| Set1 | Step Bur 12S | Cylinder Pointed Bur 12S | 1 |
| Set1 | Step Bur 12 | Cylinder Pointed Bur 12S | 2 |
| Set1 | Step Bur 20 | Cylinder Pointed Bur 20 | 3 |
| Set1 | Shaper 25 RZ | Finisher 10 | 4 ⁽¹⁾ Nassfräsen |
| Set1 | Shaper 25 | Finisher 10 | 5 ⁽²⁾ Trockenfräsen |

⁽¹⁾ Nur mit Schleif-/ Fräseinheiten ab der folgenden Seriennummer: CEREC MC 202001





⁽²⁾ Setzt Schleif-/ Fräseinheit mit Trockenfräskonfiguration und CEREC Absaugung voraus.


⁽³⁾ USA/Japan

⁽⁴⁾ Weltweit außer Japan

⁽⁵⁾ Japan

⁽⁶⁾ Weltweit außer USA

| Bezeichnung | Abbildung | REF. |
|--------------------------|---|-----------|
| Step Bur 12S |  | 62 40 167 |
| Step Bur 12 |  | 62 60 025 |
| Cylinder Pointed Bur 12S |  | 62 40 159 |
| Step Bur 20 |  | 62 59 597 |
| Cylinder Pointed Bur 20 |  | 62 59 589 |
| Shaper 25 RZ |  | 64 33 440 |
| Finisher 10 |  | 62 99 387 |
| Shaper 25 |  | 62 99 395 |



| Hersteller | Material | Kombination |
|------------------|------------------------------------|-------------|
| Dentsply Sirona | CELTRA® Duo | 1 2 |
| | CEREC Blocs C / CEREC Blocs | 1 2 |
| | CEREC Blocs C PC / CEREC Blocs PC | 1 2 |
| | CEREC Blocs C In | 1 2 |
| | CEREC Zirconia | 3 4 5 |
| | inCoris TZI C | 3 4 5 |
| | inCoris TZI | 3 4 5 |
| 3M | Lava™ Ultimate | 1 2 |
| | Paradigm™ MZ 100 ⁽³⁾ | 1 2 |
| | Chairside Zirconia | 4 5 |
| COLTENE | BRILLIANT Crios | 1 2 |
| GC | CERASMART™ ⁽⁴⁾ | 1 2 |
| | CERASMART™ 270 ⁽⁵⁾ | 1 2 |
| | CERASMART™ 300 ⁽⁵⁾ | 1 2 |
| | Initial™ LRF | 1 |
| | Initial™ LiSi Block ⁽⁶⁾ | 1 2 |
| KURARAY NORITAKE | KATANA™ Zirconia Block (ST & STML) | 3 4 5 |
| | KATANA™ Avencia Block | 1 2 |

| Hersteller | Material | Kombination |
|------------------|------------------------------|-------------|
| SHOFU | BLOCK HC | 1 2 |
| | BLOCK HC (2L) | 1 2 |
| | BLOCK HC HARD ⁽⁵⁾ | 1 2 |
| VITA | VITABLOCS® MarkII | 1 2 |
| | VITABLOCS® TriLuxe | 1 2 |
| | VITABLOCS® TriLuxe forte | 1 2 |
| | VITABLOCS RealLife® | 1 2 |
| | VITA ENAMIC® | 1 2 |
| | VITA ENAMIC® multiColor | 1 2 |
| | VITA SUPRINITY® PC | 1 2 |
| | VITA SUPRINITY® FC | 1 2 |
| | VITA YZ HT | 3 4 5 |
| IVOCLAR VIVADENT | IPS Empress® CAD | 1 2 |
| | IPS Empress® CAD Multi | 1 2 |
| | IPS e.max® CAD | 1 2 |
| | IPS e.max® ZirCAD LT | 3 4 5 |
| | IPS e.max® ZirCAD MT Multi | 3 4 5 |
| | Tetric® CAD | 1 2 |