

1 リンクにアクセスします。

DS Core ▶ <https://r5.dscore.com/#/home>

2 DS Coreアカウントを作成します。

DS CORE

ログイン

Eメールアドレス*

パスワード*

ログイン

[パスワードをお忘れですか?](#)

DS Core アカウントの作成

[米国内ですか?](#)

[ヨーロッパ内ですか?](#)

[オーストラリアまたはニュージーランドですか?](#)

DS CORE

DS Coreにサインアップ

国の選択

Eメールアドレス*

パスワード*

パスワードの確認*

パスワードの強度

承諾 エンドユーザー使用許諾契約

サインアップ

[すでにアカウントをお持ちですか?](#)

国の選択:

日本を選択

Eメールアドレス:

今後DS Coreで使用するメールアドレスを入力ください。

パスワード:

英字の大文字小文字+数字または記号の組み合わせで8文字以上

【使用可能記号】

!@#\$%^&*()_-'";:<>.,?|[]¥

エンドユーザー使用許諾契約:内容を確認し をクリックして承諾**サインアップ:**

すべて入力されたことを確認しサインアップをクリック

3 DS Coreサインアップに登録いただいたメールアドレスに届く招待メールを開き青色のリンクをクリック。

Verify your email address with DS Core

DS Core <info@dscore.com>
宛先
アイテム保持ポリシー DentsplySirona Standard Retention (1年間)

Hi

In order to activate your new DS Core account, press the button.

[Click here to activate your account](#)

When done, click on continue on that page in order to go to where you can login with your new e-mail and password.

Connect with us

— Your DS Core Team

4

設定したメールアドレスおよびパスワードを再度入力し、ログインします。

DS CORE

ログイン

Eメールアドレス*

パスワード*

ログイン

[パスワードをお忘れですか?](#)

[DS Core アカウントの作成](#)

5

アカウント作成にあたり、歯科医院またはラボを選択します。

DS Coreへようこそ!
アカウントのタイプを選択してください
ビジネス分野を選び、アカウント作成を開始

歯科医院
私は歯科医院におよび診療室に歯科サービスを提供しています

ラボ
私は歯科医院の一部で研究室に研究サービスを提供しています

1 アカウントの作成

*の記載がある必須項目を入力します。

歯科医院の名称および住所は、省略せずに入力ください。

必須項目入力後、利用規約(必須)・所有者確認(必須)・お知らせの受け取りの同意(オプション)を確認し をクリックして同意します。

すべて入力が完了したら“次へ”をクリックします。

歯科医院アカウントを作成

資格	タイトル
所有者および臨床医	<input type="text"/>
名*	姓*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
歯科医院情報	
歯科医院の名称*	
<input type="text"/>	
歯科ID ○ ○	
<input type="text"/>	
国名*	
日本	
歯科医院の住所*	
<input type="text"/>	
郵便番号*	市区町村*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 歯科医院アカウントに同意します 利用規約* <input type="checkbox"/> 私は、私が歯科医院の所有者であるか、署名権限を持っていることを承認します* <input type="checkbox"/> 私は、Dentsply Sironaグループから、電子メール、電話およびファックスで、グループの製品およびサービスに関し、アンケート調査を含む、自分個人向けに最適化されたお知らせを受信することに同意します。この同意はいつでも取り消せます。	
<input type="button" value="次へ"/>	

2 プランの選択

有料プラン DS Core ライト・DS Coreスタンダード・DS Coreアドバンストの選択または、“今はスキップ”を選択して無料プランのAccess+に加入します。

有料プラン DS Core ライト・DS Coreスタンダード・DS Coreアドバンストの場合選択後“構成を確認”をクリックしてクレジットカード情報を登録します。

サービスを構成する

DS CoreプランまたはDS CoreとDS Core Coreで構成されるバンドルプランのいずれかを選択してください。

DS Coreを選択する

有効なご利用期間は、どのDS Coreサブスクリプションプランも、以下の構成を確認をクリックした時点から12か月間になります。

<p>DS Core™ ライト¹</p> <p>1台のIOスキャナまたは2D X線装置を適度に使用している歯科医院に適します</p> <p style="text-align: center;">¥2,599.00 /月</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 安全な共有 <input checked="" type="checkbox"/> DICOM、DI、PDF、写真などのビューア <p style="text-align: center;">1TB クラウドストレージ</p> <p style="text-align: center; background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;">プランを選択する</p> <p style="font-size: small;">¥7,797.00の割引 最初の3か月の請求で相殺 その後は月次請求</p>	<p>DS Core™ スタンダード</p> <p>複数台のIOスキャナと1台の3D X線装置を適度に使用している歯科医院に適します</p> <p style="text-align: center;">¥12,999.00 /月</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 安全な共有 <input checked="" type="checkbox"/> DICOM、DI、PDF、写真などのビューア <p style="text-align: center;">6TB クラウドストレージ</p> <p style="text-align: center; background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;">プランを選択する</p> <p style="font-size: small;">¥38,997.00の割引 最初の3か月の請求で相殺 その後は月次請求</p>	<p>DS Core™ アドバンスト</p> <p>IOスキャナと3D X線装置を頻繁に使用している歯科医院に適します</p> <p style="text-align: center;">¥29,999.00 /月</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 安全な共有 <input checked="" type="checkbox"/> DICOM、DI、PDF、写真などのビューア <p style="text-align: center;">15TB クラウドストレージ</p> <p style="text-align: center; background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;">プランを選択する</p> <p style="font-size: small;">¥89,997.00の割引 最初の3か月の請求で相殺 その後は月次請求</p>
--	---	---

プランを選択してください

¹DS Core ライトを試用して、最初の支払いが行われる前の最初の3か月間はいつでもサブスクリプションを終了できます。サブスクリプションをキャンセルした理由について、重要なフィードバックを提供するよう求められます。詳細については、「[DS Core追加条項](#)」を参照してください。

3 クレジットカード情報の入力

有効なクレジットカードを使用しクレジットカード情報を入力し“続行”をクリックします。

サービスを構成する
支払いと住所の設定で構成を確定し、入力を確認します。

支払いの詳細

支払いタイプ*
クレジットカード

Card Number*
00000 00000 00000

Expiration Date* / CVV*
03 / 2023 / 000

Cardholder Name*
シロナ 太郎

Country*
Japan

請求書住所
 歯科医院住所と同じ住所

購入者住所
 歯科医院住所と同じ住所

使用できるカード:

- ・アメリカン・エクスプレス
- ・ディスカバー
- ・ダイナース
- ・JCB
- ・Mastercard
- ・Visa

4 チームの追加

チームを追加

メールアドレス	職務
palal24789@lieboe.com	アシスタント

チームメンバーのメールアドレスを入力し、職務を選択します

メールアドレス*
palal24789@lieboe.com
有効なメールアドレスを入力します

チームメンバーの職務を選択します*

臨床医
DS Coreの可能性を最大限活用します。すべての機能、治療にアクセスし、コントロールできます。

アシスタント
チームとして密に連携する。スキャンやX線の準備、作成をアシストし、DSコアより適切なサポートを受けることができます。


医院内にてDS Coreを使用するメンバーの歯科医またはアシスタントを追加します。

必要情報:


各自のメールアドレスが必要です。

不要な場合は“スキップ”にて完了します。


1 ホーム画面の左上にある三本バーよりクリックし“Equipment”を選択します。




2 デバイスとメディアソースの画面にある“新規”をクリックします。




3 接続する機器のタイプ（この場合IOスキャナとミルの接続）の列より“ガイドを表示する”をクリックします。




4 “DI&CAD/CAM Connector”をクリックします。



5 コネクタのダウンロードが開始されます。




6 デスクトップに“DS Monitor. Servise1.5”のアイコンを置き、ダブルクリックしてインストールします。




- 1 デスクトップ下より隠れているインジケータを表示させ(①をクリック)しシステムモニタのアイコンをクリックします(②アイコン)。



- 2 システムモニタの画面が表示されたらログインをクリックします。



- 3 領域を“JP”で選択し、DS Coreのアカウント登録したユーザー名およびパスワードを入力しログインをクリックします。



- 4 マーク部分に✓が入っていることを確認します。

