



Simplant®

Product Catalog 2023

プロダクトカタログ





シムプラント

— インプラント術前シミュレーション —

CT 撮影データを再構成した 3D 画像により、多角的な測定や患者の解剖学的情報を考慮した正確なインプラント埋入計画ができます。

各国で多くの歯科医師にご使用いただいているソフトウェアで各社のインプラントシステムに対応しています。

シムプラント ガイド

— サージカルテンプレート —

シムプラントの治療計画をもとに、手術時に使用するサージカルステントを光造形にて作製・提供いたします。

緻密なインプラント埋入計画を、確実に手術に反映させることが可能です。


® および™の記載のない場合でもデンツプライシロナが自社の商標権を放棄することは一切ありません。製品の画像は原寸大ではありません。無断複写・転載を禁じます。すべての商標、会社名、およびインプラント デザインは、それぞれ各社の所有物です。本カタログ・マニュアル中に記載されている® および™ は、米国連邦商標法に基づき記載されたもので、日本における登録商標を意味するものではありません。

■ シムプラントの特徴

見やすさ


クリアな画像

各 CT メーカーとのコラボレーションでクリアな画像を表現




インプラント埋入

100社 10,000種類以上のインプラント、アバットメントをリアル表示




多彩な 3D 表示

- ① バーチャルティースで補綴イメージ（補綴の形状や位置・角度を自由自在に設計）
- ② CT データと石膏模型のマッチング（粘膜イメージ）
- ③ ステントのマッチング（ダブルスキャン）




豊富なアウトプット

治療計画レポート（患者説明・手術支援）
画像の作成（プレゼン利用）



3D 確認


埋入位置を 3D で最終確認




正確性

画像診断・計測


距離、角度、骨質、神経描画



3D 画像を表示し、下顎管の位置を確認しながらマーキング




距離計測
※メモ機能を利用してコメント表示




Mish による骨密度の分類で皮質骨の厚み、全体の骨質を把握することができます。
※医用 CT データに対応

埋入位置確認

インプラント周辺の骨状態・干渉チェック




インプラント周辺の骨質をグラフで確認



インプラント軸断面で


埋入位置確認



3D 画像でもインプラント軸断面表示が可能


サービス

石膏模型マッチング



ワックスアップあり

診断用ステント無しで撮影しても補綴を考慮した設計が可能



ワックスアップなし


粘膜形態を考慮した設計が可能

※無歯顎や残存歯が少ない場合にはマッチングが行えないことがあります。

20年の経験と実績

安心カスタマーサポート

- ・ CT 撮影から治療計画方法・ガイド利用方法まで丁寧にサポート
- ・ パソコンによるリモートサポート



※平日 9:00 ~ 17:00

■ 準備について

シムプラントは必ず CT 撮影していただく必要があります。

CT 撮影



シムプラントはデンツプライシロナの純正 CT である アクセオス・オーソフォスを始め、各種医用 CT、歯科用 CT に対応しています。また、全国約 800 を超える施設で撮影協力をいただいております、最寄の施設のご紹介をいたします。

口腔内データマッチング



シムプラントはデンツプライシロナの純正スキャナーであるプライムスキャン、inEos X5 を始め、各種模型スキャナーおよび口腔内スキャナーに対応しています。

必要機器構成

推 奨		推 奨	
CPU	Intel Core i5 以上	グラフィック	AMD または NVIDIA の 専用グラフィックカード、DirectX 10.1 の完全準拠、1 GB のビデオメモリ
メモリ	4 GB 以上の RAM	スクリーン解像度	1440x900 以上の解像度
ハードディスク	20 GB 以上のハードディスク空き領域	ブラウザ	以下のいずれかのブラウザ Internet Explorer 11 Firefox 50 以降 Chrome 55 以降 Edge on Windows 10
OS	Microsoft Windows 7 SP1/10 64 ビット版	その他必要事項	インターネット接続 スクロール ボタン付きマウスおよびキーボード

シムプラント Pro

DICOM データ (CT 撮影データ) を直接取り込みが可能です。CT 撮影後すぐに解析可能、ランニングコスト不要です。

3D 骨造成対応
ビューワー閲覧用出力対応
模型スキャナー、口腔内スキャナー対応



アドバンス機能フル搭載のプレミアムタイプ
ライセンス登録費 1 台目 ¥350,000 (税別)
ライセンス更新費 1 台目 (初年度無料) ¥40,000 (税別)

■ シムプラント ガイド

シムプラントで立案された治療計画通りに、オペを実現させるためのオペ用サージカルステントです。



<症例に合わせてフラップにもフラップレスにも対応可能>

骨支持 ガイド



- ◎ フラップを開けて直接顎骨に乗せるタイプ
- ◎ 試適用骨モデル付

歯牙支持 ガイド



- ◎ フラップレスで歯牙の上に乗せるタイプ
- ◎ 少数歯欠損向け
- ◎ ご注文時石膏模型、もしくは口腔内スキャンデータが必須

歯牙骨支持 ガイド



- ◎ フラップを開けて歯牙の上に乗せるタイプ
- ◎ 開口量が少ない症例に
- ◎ ご注文時石膏模型、もしくは口腔内スキャンデータが必須
- ◎ 試適用骨モデル付き

粘膜支持 ガイド



- ◎ フラップレスで粘膜の上に乗せるタイプ
- ◎ 撮影時に造影剤入りステントの CT 撮影、または、ダブルスキャン (ステント装着とステントのみの両方の撮影) が必須

<ニーズ・コストに合わせてフレキシブルにタイプを選択>

Pilot

ファーストドリル用の
ガイドドサージェリーに対応
¥31,500 (税別) ~

- ・ファーストドリリングの精度向上
- ・ロングストップドリルを使用して深度コントロール可能

Universal

ファーストドリル~
最終形成までの
ガイドドサージェリーに対応
¥41,500 (税別) ~

- ・正確なドリリングステップ
- ・すべてのインプラントシステムのドリルセットに対応しているシムプラント ドリルキーの使用により径を調整
- ・ロングストップドリルを使用して深度コントロール可能
- ・ラテラルアクセス対応 (大白歯部 [6, 7] のみ)

SAFE

ファーストドリル~
インプラント埋入までの
ガイドドサージェリーに対応
¥44,500 (税別) ~

- ・正確なドリリングステップ
- ・インプラントメーカーガイド専用システム使用
アンキロス、アストラテックインプラント EV、ザイブ、3i、CAMLOG、京セラ、Straumann、Nobel Biocare、KENTEC、Bicon、BioHorizons (2023年7月時点)
- ・スリープオンドリルシステム及びラテラルアクセス (大白歯部 [6, 7]) は以下システムに対応
 - アストラテックインプラント EV
 - アンキロスC/X
 - ザイブ

シムプラント ソフトウェア



Simplant Pro

製品名	製品番号	価格(税別)
ライセンス登録費1台目		
	54500277P18-10	350,000
ライセンス追加登録費2台目以降		
	54500277P18-20	25,000
ライセンス更新費1台目		
	54500277P18-11	40,000
ライセンス更新費2台目以降		
	54500277P18-21	10,000
アップグレード1台目		
	54500277P18-12	90,000
アップグレード2台目以降		
	54500277P18-22	25,000

ライセンスおよび保守契約の詳細情報については、
デンツプライシロナにお問い合わせください。

データ作成費用

製品名	製品番号	価格(税別)
シムプラント プランニング サービス 1	37601	20,000
シムプラント プランニング サービス 2	37602	20,000
シムプラント プランニング サービス 3	37603	20,000
シムプラント プランニング サービス 4	37604	20,000
シムプラント プランニング サービス 5	37605	20,000
シムプラント プランニング サービス 6	37606	20,000
シムプラント プランニング サービス 7	37607	20,000
シムプラント プランニング サービス 8	37608	20,000
シムプラント プランニング サービス 9	37609	20,000
シムプラント プランニング サービス 10	37610	20,000
シムプラント プランニング サービス 11	37611	20,000
シムプラント プランニング サービス 12	37612	20,000
シムプラント プランニング サービス 13	37613	20,000
シムプラント プランニング サービス 14	37614	20,000
シムプラント プランニング サービス 15	37615	20,000
シムプラント プランニング サービス 16	37616	20,000
石膏模型マッピング / ダブルスキャンマッピング	54500232	1,100 (片顎)

シムプラント プランニング サービス作業料
JPSPS1000 2,100
(※ DVD や USB メモリ等メディアでデータを送った場合
の処理費用)

シムプラント パイロットガイド



製品名	価格(税別)
パイロットガイド - 1H	31,500
パイロットガイド - 2H	36,500
パイロットガイド - 3H	41,500
パイロットガイド - 4H	46,500
パイロットガイド - 5H	51,500
パイロットガイド - 6H	56,500
パイロットガイド - 7H以上	61,500

Simplant パイロットガイド

対応可能なガイドチューブ径：

1.3、1.5、1.7、2.0、2.1、2.2、2.4、2.5mm

Simplant パイロットガイドクーポン

パイロットガイドクーポンをオンラインショップ
でご利用する場合は、事前購入をする必要があります。
(有効期限：1年)

片顎 5 症例分	PILOT03V	198,500
片顎 11 症例分	PILOT04V	402,500

シムプラント ユニバーサルガイド



製品名	価格(税別)
ユニバーサルガイド - 1H	41,500
ユニバーサルガイド - 2H	46,500
ユニバーサルガイド - 3H	51,500
ユニバーサルガイド - 4H	56,500
ユニバーサルガイド - 5H	61,500
ユニバーサルガイド - 6H	66,500
ユニバーサルガイド - 7H以上	71,500

Simplant ユニバーサルガイドクーポン

ユニバーサルガイドクーポンをオンラインショップで
ご利用する場合は、事前購入を必要があります。(有
効期限：1年)

片顎 5 症例分	UNIV03V	258,000
片顎 11 症例分	UNIV04V	526,000

シムプラント セーフガイド



製品名	価格(税別)
セーフガイド - 1H	44,500
セーフガイド - 2H	50,500
セーフガイド - 3H	56,500
セーフガイド - 4H	62,500
セーフガイド - 5H	68,500
セーフガイド - 6H以上	74,500

Simplant セーフガイドクーポン

セーフガイドクーポンをオンラインショップでご利用する
場合は、事前購入をする必要があります。(有効期限：
1年)


製品名	製品番号	価格(税別)
片顎 5 症例分	SAFE03V	280,000
片顎 11 症例分	SAFE04V	580,000

オプション

製品名	製品番号	価格(税別)
歯牙骨支持ガイド	54500226	2,200

骨モデル

製品名	製品番号	価格(税別)
骨モデル	54500221	38,700



ロングストップドリルシステム



製品名	製品番号	価格(税別)
パイロットガイドロングストップドリルセット ・D1.95 mm各種ドリル 6 本 ・ロングストップドリルボックス	54500111	60,030
ロングストップドリル セット ・ロングストップドリル 18 本 ・トレフィンドリル ・ロングストップドリルボックス	54500107	141,660
ロングストップドリル フルセット ・ロングストップドリル セット ・ユニバーサルガイドキット (for ロングストップドリル)	54500109	232,330
ロングストップドリル ボックス	54500105	31,900
トレフィンドリル	54500104	21,100

D1.95mm ロングストップドリル

注意：新規購入時は6本セットのみの販売となります。



製品名	製品番号	価格(税別)
● D1.95/15mm	54500113	5,800
○ D1.95/18mm	54500116	5,800
● D1.95/20mm	54500119	5,800
● D1.95/23mm	54500123	5,800
● D1.95/25mm	54500126	5,800
● D1.95/28mm	54500128	5,800

D2.75mm ロングストップドリル

注意：新規購入時は6本セットのみの販売となります。



製品名	製品番号	価格(税別)
● D2.75/15mm	54500114	5,800
○ D2.75/18mm	54500117	5,800
● D2.75/20mm	54500120	5,800
● D2.75/23mm	54500124	5,800
● D2.75/25mm	54500125	5,800
● D2.75/28mm	54500129	5,800

D3.15mm ロングストップドリル

注意：新規購入時は6本セットのみの販売となります。



製品名	製品番号	価格(税別)
● D3.15/15mm	54500115	5,800
○ D3.15/18mm	54500118	5,800
● D3.15/20mm	54500121	5,800
● D3.15/23mm	54500122	5,800
● D3.15/25mm	54500127	5,800
● D3.15/28mm	54500130	5,800

ガイドキットシステム (ユニバーサルガイド用)



Simplant

製品名	製品番号	価格(税別)
ユニバーサルガイド キット (for ロングストップドリル) ・ドリルキー 7 本 ・ドリルキーハンドル ・ドリルキーボックス ・ドリルキー - レギュラー / ワイド D2.0 mm、D2.8 mm、D3.2 mm 各 1 本 - ワイド D4.2 mm 1 本	54500106	116,250



ドリルキー レギュラー

製品名	製品番号	価格(税別)
D2.0 mm	54500187	16,500
D2.1 mm	54500198	16,500
D2.2 mm	54500182	16,500
D2.3 mm	54500183	16,500
D2.4 mm	54500199	16,500
D2.5 mm	54500170	16,500
D2.6 mm	54500178	16,500
D2.7 mm	54500200	16,500
D2.8 mm	54500185	16,500
D2.9 mm	54500201	16,500
D3.0 mm	54500184	16,500
D3.1 mm	54500202	16,500
D3.2 mm	54500173	16,500
D3.3 mm	54500181	16,500
D3.4 mm	54500203	16,500
D3.5 mm	54500168	16,500



ドリルキー ワイド

製品名	製品番号	価格(税別)
D2.0 mm	54500179	16,500
D2.1 mm	54500204	16,500
D2.2 mm	54500169	16,500
D2.3 mm	54500186	16,500
D2.4 mm	54500205	16,500
D2.5 mm	54500171	16,500
D2.6 mm	54500167	16,500
D2.7 mm	54500206	16,500
D2.8 mm	54500175	16,500
D2.9 mm	54500191	16,500
D3.0 mm	54500188	16,500
D3.1 mm	54500207	16,500
D3.2 mm	54500180	16,500
D3.3 mm	54500174	16,500
D3.4 mm	54500208	16,500
D3.5 mm	54500172	16,500
D3.6 mm	54500209	16,500
D3.7 mm	54500176	16,500
D3.8 mm	54500189	16,500

製品名	製品番号	価格(税別)
D3.9 mm	54500210	16,500
D4.0 mm	54500177	16,500
D4.1 mm	54500192	16,500
D4.2 mm	54500194	16,500
D4.3 mm	54500193	16,500
D4.4 mm	54500211	16,500
D4.5 mm	54500195	16,500
D4.6 mm	54500212	16,500



製品名	製品番号	価格(税別)
ドリルキー ハンドル	54500197	20,500
ドリルキー ボックス	54500214	38,500
追加ドリルキー 3P	54500166	44,550

MDJ ドリル、MDJ スクリュー



製品名	製品番号	価格(税別)
MDJ ドリル D1.65mm	54500356	13,300
MDJ スクリュー D1.65mm	54500351	9,600
MDJ スクリュー D1.95mm	54500352	9,600
MDJ スクリュー D2.75mm	54500353	9,600
MDJ スクリュー D3.15mm	54500354	9,600

デンタルマーカー



製品名	製品番号	価格(税別)
デンタルマーカー (48 個入り)	54500102	6,700

**アンキロス ガイデッドサージェリー用
インスツルメント**

サージカルキット GS



製品名	製品番号	価格(税別)
A+B / モーター	3103 6530	455,000

製品名	製品番号	価格(税別)
ドリルモジュール	3103 6584	14,000
GS / A		

製品名	製品番号	価格(税別)
ツールモジュール GS	3103 6582	12,000

製品名	製品番号	価格(税別)
サージカルキットトレー GS	3103 6531	34,000
A+B / モーター		

製品名	製品番号	価格(税別)
GS イニシャルドリル		
A	3103 7602	14,700
B	3103 7604	14,700

製品名	製品番号	価格(税別)
GS ティッシュパンチ		
A	3103 7610	13,500
B	3103 7612	13,500

製品名	製品番号	価格(税別)
GS ツイストドリル		
∅2mm 8 mm	3103 7621	12,400
∅2mm 9.5 mm	3103 7622	12,400
∅2mm 11 mm	103 7623	12,400
∅2mm 14 mm	103 7624	12,400

製品名	製品番号	価格(税別)
GS トリスペードドリル		
A8	3103 7631	12,400
A9.5	3103 7632	12,400
A11	3103 7633	12,400
A14	3103 7634	12,400
B8	3103 7641	12,400
B9.5	3103 7642	12,400
B11	3103 7643	12,400
B14	3103 7644	12,400

製品名	製品番号	価格(税別)
GS スリーブ (単回使用)		
A ナローセット (内容物: 1個ずつ)		
ツイストドリル用 (A / ナロー)		
トリスペード用 (A / ナロー)	3103 7727	6,500

製品名	製品番号	価格(税別)
B ワイドセット (内容物: 1個ずつ)		
ツイストドリル用 (B / ワイド)		
トリスペード用 (A / ワイド)		
トリスペード用 (B / ワイド)	3103 7728	9,500

製品名	製品番号	価格(税別)
GS スリーブ ツイストドリル用 (単回使用)		
ツイストドリル用 A / ナロー / 10 入り	3103 7701	32,000
ツイストドリル用 B / ワイド / 10 入り	3103 7725	32,000

製品名	製品番号	価格(税別)
GS スリーブ トリスペード用 (単回使用)		
トリスペード用 A / ナロー / 10 入り	3103 7702	32,000
トリスペード用 A / ワイド / 10 入り	3103 7723	32,000
トリスペード用 B / ワイド / 10 入り	3103 7703	32,000

製品名	製品番号	価格(税別)
GS コニカルリーマー		
A8 / A9.5	3103 7651	19,000
A11 / A14	3103 7653	19,000
B8 / B9.5	3103 7661	19,000
B11 / B14	3103 7663	19,000

製品名	製品番号	価格(税別)
GS タップ		
A8	3103 7671	14,700
A9.5	3103 7672	14,700
A11	3103 7673	14,700
A14	3103 7674	14,700
B8	3103 7681	14,700
B9.5	3103 7682	14,700
B11	3103 7683	14,700
B14	3103 7684	14,700

製品名	製品番号	価格(税別)
GS インプラントドライバー		
A ショート	3103 7690	13,600
A ロング	3103 7692	13,600
B ショート	3103 7691	13,600
B ロング	3103 7693	13,600

製品名	製品番号	価格(税別)
GS スリーブ インプラントドライバー用		
A	3103 7706	3,400
B	3103 7726	3,400

製品名	製品番号	価格(税別)
GS ガイド固定用キャップ		
A	3103 7721	5,700
B	3103 7722	5,700

製品名	製品番号	価格(税別)
GS ポジショニングガイド (3 入り)		
A	3104 5801	14,500
B	3104 5802	14,500

**サイズ ガイデッドサージェリー用
インスツルメント**



製品名	製品番号	価格(税別)
GS サージカルキット	3226 5000	455,000

製品名	製品番号	価格(税別)
GS サージカルキットトレー	3226 5010	34,000

製品名	製品番号	価格(税別)
GS ティッシュパンチ		
D3.0	3226 5201	13,000
D3.4	3226 5301	13,000
D3.8	3226 5401	13,000
D4.5	3226 5501	13,000

製品名	製品番号	価格(税別)
GS イニシャルドリル		
D3.0	3226 5202	14,700
D3.4	3226 5302	14,700
D3.8	3226 5402	14,700
D4.5	3226 5502	14,700

製品名	製品番号	価格(税別)
GS ツイストドリル		
長さ 8mm		
D2.0	3226 5108	12,400
D3.0	3226 5208	12,400
D3.4	3226 5308	12,400
D3.8	3226 5408	12,400
D4.5	3226 5508	12,400
長さ 9.5mm		
D2.0	3226 5195	12,400
D3.0	3226 5295	12,400
D3.4	3226 5395	12,400
D3.8	3226 5495	12,400
D4.5	3226 5595	12,400

製品名	製品番号	価格(税別)
長さ 11mm		
D2.0	3226 5111	12,400
D3.0	3226 5211	12,400
D3.4	3226 5311	12,400
D3.8	3226 5411	12,400
D4.5	3226 5511	12,400

製品名	製品番号	価格(税別)
長さ 13mm		
D2.0	3226 5113	12,400
D3.0	3226 5213	12,400
D3.4	3226 5313	12,400
D3.8	3226 5413	12,400
D4.5	3226 5513	12,400

製品名	製品番号	価格(税別)
長さ 15mm		
D2.0	3226 5115	12,400
D3.0	3226 5215	12,400
D3.4	3226 5315	12,400
D3.8	3226 5415	12,400
D4.5	3226 5515	12,400

製品名	製品番号	価格(税別)
GS クレスタルドリル		
D3.0	3226 5020	19,000
D3.4	3226 5030	19,000
D3.8	3226 5040	19,000
D4.5	3226 5050	19,000

製品名	製品番号	価格(税別)
GS タップ		
D3.0	3226 5022	14,700
D3.4	3226 5032	14,700
D3.8	3226 5042	14,700
D4.5	3226 5052	14,700

製品名	製品番号	価格(税別)
GS スリーブセット ナロー (単回使用)		
D2.0 / ナロー		
D3.0 / ナロー		
D3.4 / ナロー		
D3.8 / ナロー		
(内容物: 1個ずつ)		
D2.0 / ナロー		
D3.0 / ナロー		
D3.4 / ナロー		
D3.8 / ナロー		
	3226 5605	12,600

製品名	製品番号	価格(税別)
GS スリーブナロー (10 入り / 単回使用)		
D2.0	3226 5105	32,000
D3.0	3226 5205	32,000
D3.4	3226 5305	32,000
D3.8	3226 5405	32,000

製品名	製品番号	価格(税別)
GS スリーブセット ワイド (単回使用)		
(内容物: 1個ずつ)		
D2.0 / ワイド		
D3.0 / ワイド		
D3.4 / ワイド		
D3.8 / ワイド		
D4.5 / ワイド		
	3226 5603	15,800

製品名	製品番号	価格(税別)
GS スリーブ ワイド (10 入り / 単回使用)		
D2.0	3226 5103	32,000
D3.0	3226 5203	32,000
D3.4	3226 5303	32,000
D3.8	3226 5403	32,000
D4.5	3226 5503	32,000

製品名	製品番号	価格(税別)
GS インプラントドライバー		
ショート / ナロー	3226 5700	13,600
ショート / ワイド	3226 5701	13,600
ロング / ナロー	3226 5702	13,600
ロング / ワイド	3226 5703	13,600

製品名	製品番号	価格(税別)
Xi GS インプラントドライバー カバー		
ナロー	3226 5705	3,400
ワイド	3226 5704	3,400

製品名	製品番号	価格(税別)
GS ガイド固定キャップ		
ナロー	3226 5850	5,700
ワイド	3226 5852	5,700

アストラテックインプラント EV ガイドドサージェリー用インスツルメント

EV-GS サージカルトレー



製品名	製品番号	価格(税別)
ラージトレー EV (オーバーレイなし)	25769	111,000
EV-GS ラージトレー EV ストリームライン	26099	14,700
EV-GS ラージトレー EV プロライン	26098	14,700

EV-GS 粘膜炎パンチ (単回使用)



製品名	製品番号	価格(税別)
● 3.6	26010	6,800
● 4.2	26011	6,800
● 4.8	26012	6,800

EV-GS イニシャルドリル



製品名	製品番号	価格(税別)
● 3.6	26013	6,800
● 4.2	26014	6,800
● 4.8	26015	6,800

EV-GS ドリル (ND)



製品名	製品番号	価格(税別)
● ●		
1-ドリル, Ø1.9, 6-8mm ND	26051	11,700
1-ドリル, Ø1.9, 9-11mm ND	26052	11,700
1-ドリル, Ø1.9, 13-15mm ND	26053	11,700
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 6-8mm ND	26054	11,700
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 9-11mm ND	26055	11,700
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 13-15mm ND	26056	11,700
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 6-8mm ND	26057	11,700
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 9-11mm ND	26058	11,700
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 13-15mm ND	26059	11,700

EV-GS ドリル (WD)



製品名	製品番号	価格(税別)
●		
1-ドリル, Ø1.9, 6-8mm WD	26060	11,700
1-ドリル, Ø1.9, 9-11mm WD	26061	11,700
1-ドリル, Ø1.9, 13-15mm WD	26062	11,700
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 6-8mm WD	26063	11,700
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 9-11mm WD	26064	11,700
3-ドリル, Ø2.5/3.1, 13-15mm WD	26065	11,700
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 6-8mm WD	26066	11,700
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 9-11mm WD	26067	11,700
4-ドリル, Ø3.1/3.7, 13-15mm WD	26068	11,700

5-ドリル, Ø3.7/4.3, 6-8mm WD	26069	11,700
5-ドリル, Ø3.7/4.3, 9-11mm WD	26070	11,700
5-ドリル, Ø3.7/4.3, 13-15mm WD	26071	11,700

EV-GS コーティカルドリル



製品名	製品番号	価格(税別)
●		
A-ドリル 3.6, Ø3.1/3.3	26004	11,700
B-ドリル 3.6, Ø3.1/3.6	26005	11,700
●		
A-ドリル 4.2, Ø3.7/3.9	26006	11,700
B-ドリル 4.2, Ø3.7/4.2	26007	11,700
●		
A-ドリル 4.8, Ø4.3/4.5	26008	11,700
B-ドリル 4.8, Ø4.3/4.8	26009	11,700

EV-GS コニカルドリル



製品名	製品番号	価格(税別)
● A/B-ドリル 4.2C		
Ø3.1/4.2, 9-13mm	26000	11,700
Ø3.1/4.2, 8-11-15mm	26001	11,700
● A/B-ドリル 4.8C		
Ø3.7/4.8, 9-13mm	26002	11,700
Ø3.7/4.8, 8-11-15mm	26003	11,700

EV-GS オプションドリル

EV-GS V-ドリル



製品名	製品番号	価格(税別)
● ● V-ドリル 3.6/4.2C		
Ø3.1, 6-8mm ND	26084	11,700
Ø3.1, 9-11mm ND	26085	11,700
Ø3.1, 13-15mm ND	26086	11,700
● V-ドリル 4.2		
Ø3.7, 6-8mm ND	26087	11,700
Ø3.7, 9-11mm ND	26088	11,700
Ø3.7, 13-15mm ND	26089	11,700
● ● V-ドリル 4.8C		
Ø3.7, 6-8mm WD	26090	11,700
Ø3.7, 9-11mm WD	26091	11,700
Ø3.7, 13-15mm WD	26092	11,700
● V-ドリル 4.8		
Ø4.3, 6-8mm WD	26093	11,700
Ø4.3, 9-11mm WD	26094	11,700
Ø4.3, 13-15mm WD	26095	11,700

EV-GS X-ドリル



製品名	製品番号	価格(税別)
● ● X-ドリル 3.6/4.2C		
Ø3.1/3.45, 6-8mm ND	26072	11,700
Ø3.1/3.45, 9-11mm ND	26073	11,700
Ø3.1/3.45, 13-15mm ND	26074	11,700
● X-ドリル 4.2		
Ø3.7/4.05, 6-8mm ND	26075	11,700
Ø3.7/4.05, 9-11mm ND	26076	11,700
Ø3.7/4.05, 13-15mm ND	26077	11,700
● ● X-ドリル 4.8C		
Ø3.7/4.05, 6-8mm WD	26078	11,700
Ø3.7/4.05, 9-11mm WD	26079	11,700
Ø3.7/4.05, 13-15mm WD	26080	11,700
● X-ドリル 4.8		
Ø4.3/4.65, 6-8mm WD	26081	11,700
Ø4.3/4.65, 9-11mm WD	26082	11,700
Ø4.3/4.65, 13-15mm WD	26083	11,700

EV-GS スリーブ (ND/ 単回使用)



製品名	製品番号	価格(税別)
EV-GS 1-スリーブ Ø1.9 ND	26022	3,200
EV-GS 3/V-スリーブ Ø3.1 ND	26023	3,200
EV-GS 4/V-スリーブ Ø3.7 ND	26024	3,200
EV-GS X-スリーブ Ø3.45 ND	26025	3,200
EV-GS X-スリーブ Ø4.05 ND	26026	3,200

EV-GS スリーブ (WD/ 単回使用)



製品名	製品番号	価格(税別)
EV-GS 1-スリーブ Ø1.9 WD	26027	3,200
EV-GS 3-スリーブ Ø3.1 WD	26028	3,200
EV-GS 4/V-スリーブ Ø3.7 WD	26029	3,200
EV-GS 5/V-スリーブ Ø4.3 WD	26030	3,200
EV-GS X-スリーブ Ø4.05 WD	26031	3,200
EV-GS X-スリーブ Ø4.65 WD	26032	3,200

EV-GS インプラントドライバー



製品名	製品番号	価格(税別)
● 3.6	26016	11,700
● 4.2	26017	11,700
● 4.8	26018	11,700



EV-GS インプラントドライバーエクステンダー	26021	6,300
--------------------------	-------	-------

EV-GS ポジショニングエイド



製品名	製品番号	価格(税別)
● 3.6		
8-11-15mm	26039	7,400
6-9-13mm	26040	7,400
● 4.2		
8-11-15mm	26041	7,400
6-9-13mm	26042	7,400
● 4.8		
8-11-15mm	26043	7,400
6-9-13mm	26044	7,400

EV-GS スタビライゼーション アバットメント



製品名	製品番号	価格(税別)
● 3.6		
8-11-15mm	26033	3,400
6-9-13mm	26034	3,400
● 4.2		
8-11-15mm	26035	3,400
6-9-13mm	26036	3,400
● 4.8		
8-11-15mm	26037	3,400
6-9-13mm	26038	3,400

EV-GS 固定用スクリュー



製品名	製品番号	価格(税別)
EV-GS 固定用スクリュー ドリル Ø1.7 14mm	26050	11,700



EV-GS 固定用スクリュー Ø2.0 14mm	26049	11,700
--------------------------	-------	--------

デンツプライシロナ インプラントについて

デンツプライシロナ インプラントは、アンキロス、アストラテックインプラントシステム、およびザイブのインプラント等のラインアップ、患者固有の CAD/CAM ソリューションやシムプラントガイドドサージェリーなどのデジタル技術、インプラント治療のすべてのフェーズに対応した包括的なソリューションを提供しています。デンツプライシロナ インプラントは、歯科医療従事者のために必要な価値を創出し、予知性が高く長期に安定したインプラント治療を実現し患者の QOL の向上を目指しています。

デンツプライシロナについて

デンツプライシロナは、世界最大級の歯科向け製品およびテクノロジーのメーカーで、世界の歯科業界と患者に向け、革新的なサービスを 130 年にわたり提供しています。デンツプライシロナは、世界的ブランドの強力なポートフォリオの下、歯科製品および口腔衛生製品を含む包括的なソリューション、並びにその他の医療用消費器材を開発、製造、および販売しています。

デンタルソリューションカンパニーとしてのデンツプライシロナの製品は、革新的で高品質かつ効果的なソリューションを提供することにより、患者のケアを向上させ、より優れた安全かつスピーディーな歯科治療を実現します。デンツプライシロナはノースカロライナ州シャーロットに本社を構え、オーストリアのザルツブルグに海外事業本部を構えています。同社の株式は、XRAY 銘柄で米国 NASDAQ に上場しています。

デンツプライシロナおよび同社製品の詳細については、www.dentsplysirona.com を参照してください。

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY

