


Simplant®

プロダクトカタログ



シムプラント

ー インプラント術前シミュレーション ー

CT撮影データを再構成した3D画像により、多角的な測定や患者の解剖学的情報を考慮した正確なインプラント埋入計画ができます。

各国で多くの歯科医師にご使用いただいているソフトウェアで各社のインプラントシステムに対応しています。

シムプラント ガイド

ー サージカルテンプレート ー

シムプラントの治療計画をもとに、手術時に使用するサージカルステントを光造形にて作製・提供いたします。

緻密なインプラント埋入計画を、確実に手術に反映させることが可能です。


®および™の記載のない場合でもデンツブライシロナが自社の商標権を放棄することは一切ありません。製品の画像は原寸大ではありません。無断複写・転載を禁じます。すべての商標、会社名、およびインプラント デザインは、それぞれ各社の所有物です。本カタログ・マニュアル中に記載されている®および™ は、米国連邦商標法に基づき記載されたもので、日本における登録商標を意味するものではありません。

■ シムプラントの特徴

見やすさ

クリアな画像

各 CT メーカーとのコラボレーションでクリアな画像を表現



弊社従来製品




インプラント埋入

100 社 10,000 種類以上のインプラント、アバットメントをリアル表示




多彩な3D表示


- ① バーチャルティースで補綴イメージ（補綴の形状や位置・角度を自由自在に設計）
- ② CT データと石膏模型のマッチング（粘膜イメージ）
- ③ ステントのマッチング（ダブルスキャン）




①



②




②



③



豊富なアウトプット

治療計画レポート（患者説明・手術支援）
画像の作成（プレゼン利用）



3D確認


埋入位置を 3D で最終確認




正確性

画像診断・計測


距離、角度、骨質、神経描画



3D 画像を表示し、下顎管の位置を確認しながらマーキング




距離計測
※メモ機能を利用してコメント表示



Mish による骨密度の分類で皮質骨の厚み、全体の骨質を把握することができます。
※医用 CT データに対応

埋入位置確認


インプラント周辺の骨状態・干渉チェック



インプラント周辺の骨質をグラフで確認




インプラント軸断面で埋入位置確認



3D 画像でもインプラント軸断面表示が可能


サービス

石膏模型マッチング



ワックスアップあり

診断用ステント無しで撮影しても補綴を考慮した設計が可能




ワックスアップなし

粘膜形態を考慮した設計が可能

※無歯顎や残存歯が少ない場合にはマッチングが行えないことがあります。

20年の経験と実績 安心カスタマーサポート

- ・ CT 撮影から治療計画方法・ガイド利用方法まで丁寧にサポート
- ・ パソコンによるリモートサポート




※平日 9:00 ~ 17:00 / 夜間サポート(要予約) 17:00 ~ 21:00

■ 準備について


シムプラントは必ず CT 撮影していただく必要があります。

外部委託(医科用CT)



全国約 800 を超える施設で撮影協力をいただいております。最寄の施設をご紹介します。撮影方法・品質など安心して委託いただけます。あるいは、指定施設で撮影を行いたい場合は、弊社で撮影交渉の代行を行います。

歯科用CT(コーンビームCT)



国内で発売されている歯科用(コーンビーム)CT に対応可能です。
※ DICOM データの外部メディア(CD-R・USB メモリ等)出力が必要です。
※ DICOM データ出力はオプションの場合があります。

口腔内データマッチング



シムプラントはデンツプライシロナの純性スキャナーであるセレック AC オムニカム、inEos X5 を始め、各種模型スキャナー、および口腔内スキャナーに対応しています。石膏模型のかわりに口腔内スキャンデータを使用することで、より正確なガイドを作製することが可能です。

必要機器構成

推 奨			
CPU	Intel Core i5 以上	グラフィック	AMD または NVIDIA の 専用グラフィックカード、DirectX 10.1 の完全準拠、1 GB のビデオメモリ
メモリ	4 GB 以上の RAM	スクリーン解像度	1440x900 以上の解像度
ハードディスク	20 GB 以上のハードディスク空き領域	ブラウザ	以下のいずれかのブラウザ Internet Explorer 11 Firefox 50 以降 Chrome 55 以降 Edge on Windows 10
OS	Microsoft Windows 7 SP1/10 64 ビット版	その他必要事項	インターネット接続 スクロール ボタン付きマウスおよびキーボード

※ビデオメモリがメインメモリと兼用のタイプでは 3D の描画レスポンスが非常に低下しますので、必ず専用のグラフィックボード搭載モデルをご使用下さい。

シムプラントOneShot for Life

簡単手間いらず、治療計画に専念

初期導入費がリーズナブル、簡単なパソコン操作でシミュレーションシムプラントデータへの変換をデンツプライシロナに委託。

※インターネットを使用して最短 24 時間でデータ配信されます。



初期導入費 160,000 円 (税別)

年間ライセンス料 1 年 (初年度無料) 20,000 円 (税別)

※別途データ作成費用がかかります

	処理部位	標準 (CD-R)	DentalPlanit利用 (インターネット上でデータをアップロード)
シムプラントデータ作成費用 ※3D作成、アーティファクトの除去、顎骨と診断用ステントの分離、歯牙抽出に対応	片顎	20,000円(税別)	18,000円(税別)
	両顎	30,000円(税別)	27,000円(税別)

※オプション：ダブルスキャンマッチング (片顎) 5,000 円 (税別)

※お客様によるデータのご提供方法：標準 (CD-R)、DentalPlanit 利用 (インターネット上でのデータのアップロード)

シムプラントPro

DICOM データ (CT 撮影データ) を直接取り込みが可能です。

CT 撮影後すぐに解析可能、ランニングコスト不要です。

3D 骨造成対応

ビューワー閲覧用出力対応

模型スキャナー、イントラ

オーラルスキャナー対応 (STL)



アドバンス機能フル搭載のプレミアムタイプ

初期導入費 516,000 円 (税別)

年間ライセンス料 1 年 (初年度無料) 80,000 円 (税別)

■ シムプラント ガイド

シムプラントで立案された治療計画通りに、
オペを実現させるためのオペ用サージカルステントです。



＜症例に合わせてフラップにもフラップレスにも対応可能＞

骨支持 ガイド



- ◎ フラップを開けて直接顎骨に乗せるタイプ
- ◎ 試適用骨モデル付

歯牙支持 ガイド



- ◎ フラップレスで歯牙の上に乗せるタイプ
- ◎ 少数歯欠損向け
- ◎ ご注文時石膏模型、もしくは
口腔内スキャンデータが必須

歯牙骨支持 ガイド



- ◎ フラップを開けて歯牙の上に乗せるタイプ
- ◎ 開口量が少ない症例に
- ◎ ご注文時石膏模型、もしくは
口腔内スキャンデータが必須
- ◎ 試適用骨モデル付き

粘膜支持 ガイド



- ◎ フラップレスで粘膜の上に乗せるタイプ
- ◎ 撮影時に造影剤入りステントの CT 撮影、
または、ダブルスキャン（ステント装着と
ステントのみの両方の撮影）が必須

＜ニーズ・コストに合わせてフレキシブルにタイプを選択＞

Pilot

ファーストドリル用の
ガイドドサージェリーに対応
¥ 29,000 (税別)～



Universal

ファーストドリル～
最終形成までの
ガイドドサージェリーに対応
・すべてのインプラントシステムの
ドリルセットに対応しているシム
プラント ドリルキーの使用により
径を調整
¥ 39,000 (税別)～



SAFE

ファーストドリル～
インプラント埋入までの
ガイドドサージェリーに対応
・インプラントメーカーガイド専用システム使用
BIOMET3i, CAMLOG, Dentsply Sirona Implants,
京セラメディカル, Straumann, Nobel Biocare,
KENTEC, Bicon
¥ 42,000 (税別)～



製品名	製品番号	価格	製品名	製品番号	価格	製品名	製品番号	価格	製品名	製品番号	価格
-----	------	----	-----	------	----	-----	------	----	-----	------	----

シムプラント ソフトウェア



SIMPLANT OneShot for Life

初期導入費 54500277O18 ¥160,000
年間ライセンス料1年(初年度無料)
54500277P18-11 ¥20,000

SIMPLANT Pro

初期導入費 54500277P18-10 ¥516,000
追加ライセンス 54500277P18-20 ¥129,000
年間ライセンス料1年(初年度無料)
54500277P18-11 ¥80,000
年間ライセンス料1年
追加ライセンス 54500277P18-21 ¥25,000
アップグレード ->Pro18
54500277P18-12 ¥258,000
アップグレード ->Pro18 追加ライセンス
54500277P18-22 ¥64,500

ライセンスおよび保守契約の詳細情報については、デンツプライシロナにお問い合わせください。

データ作成費用

DentalPlanit利用

下顎(歯牙抽出、顔貌作成を含む)
54500235 ¥18,000
上顎(歯牙抽出、顔貌作成を含む)
54500236 ¥18,000
両顎(歯牙抽出、顔貌作成を含む)
54500237 ¥27,000
歯牙抽出のみ 54500360 ¥18,000
顔貌作成のみ 54500361 ¥18,000
石膏模型マッピング/ダブルスキャンマッピング
54500232 ¥5,000
(片顎)

標準(DentalPlanitを利用しない場合)

下顎(歯牙抽出、顔貌作成を含む)
54500235 ¥20,000
上顎(歯牙抽出、顔貌作成を含む)
54500236 ¥20,000
両顎(歯牙抽出、顔貌作成を含む)
54500237 ¥30,000
歯牙抽出のみ 54500360 ¥20,000
顔貌作成のみ 54500361 ¥20,000
石膏模型マッピング/ダブルスキャンマッピング
54500232 ¥5,000
(片顎)

シムプラント パイロットガイド

- ・歯牙、骨および粘膜支持タイプに対応しています。
- ・オンラインショップで購入ができます。

- ・ファーストドリリングの精度向上
- ・埋入予定部位へのファーストドリリングをサポート
- ・ロングストップドリルを使用して深度コントロール可能



パイロット ガイド - 1H	¥29,000
パイロット ガイド - 2H	¥34,000
パイロット ガイド - 3H	¥39,000
パイロット ガイド - 4H	¥44,000
パイロット ガイド - 5H	¥49,000
パイロット ガイド - 6H	¥54,000
パイロット ガイド - 7H以上	¥59,000

SIMPLANT パイロットガイド

対応可能なガイドチューブ径:
1.3、1.5、1.7、2.0、2.1、2.2、2.4、2.5mm

SIMPLANT パイロットガイドクーポン

パイロットガイドクーポンをオンラインショップでご利用する場合は、事前購入をする必要があります。(有効期限:1年)

片顎5症例分	54500310	¥185,000
片顎11症例分	54500311	¥375,000

シムプラント ユニバーサルガイド

- ・歯牙、骨および粘膜支持タイプに対応しています。
- ・オンラインショップで購入ができます。

- ・正確なドリリングステップ
- ・ファーストドリルから埋入窩形成までをサポート
- ・各種ドリル直径用ドリルキーを使用
- ・ロングストップドリルを使用して深度コントロール可能
- ・ラテラルアクセス対応(大臼歯部(6、7)のみ)



ユニバーサル ガイド - 1H	¥39,000
ユニバーサル ガイド - 2H	¥44,000
ユニバーサル ガイド - 3H	¥49,000
ユニバーサル ガイド - 4H	¥54,000
ユニバーサル ガイド - 5H	¥59,000
ユニバーサル ガイド - 6H	¥64,000
ユニバーサル ガイド - 7H以上	¥69,000

SIMPLANT ユニバーサルガイドクーポン

ユニバーサルガイドクーポンをオンラインショップでご利用する場合は、事前購入をする必要があります。(有効期限:1年)

片顎5症例分	54500327	¥240,000
片顎11症例分	54500328	¥490,000

シムプラント セーフガイド

- ・歯牙、骨および粘膜支持タイプに対応しています。
- ・オンラインショップで購入ができます。

- ・ファーストドリルからインプラント埋入までをサポート
- ・各社のインプラントシステム用の専用ガイドキットシステムを使用



セーフ ガイド - 1H	¥42,000
セーフ ガイド - 2H	¥48,000
セーフ ガイド - 3H	¥54,000
セーフ ガイド - 4H	¥60,000
セーフ ガイド - 5H	¥66,000
セーフ ガイド - 6H以上	¥72,000

SIMPLANT セーフガイドクーポン

セーフガイドクーポンをオンラインショップでご利用する場合は、事前購入をする必要があります。(有効期限:1年)













片顎5症例分	54500321	¥260,000
片顎11症例分	54500322	¥540,000

SIMPLANT セーフガイド アンキロス、アストラテックイン プラントシステム、ザイブ



スリーブオンドリルシステム及びラテラルアクセス(大臼歯部(6、7))は以下システムに対応しております

- ・アストラテックインプラントシステムEV
- ・アンキロスC/X
- ・ザイブ

製品名	製品番号	価格	製品名	製品番号	価格	製品名	製品番号	価格	製品名	製品番号	価格
SIMPLANT セーフガイド 対応インプラントシステム			ロングストップドリルシステム			ガイドキットシステム (ユニバーサルガイド用)					
<ul style="list-style-type: none"> ・ デンツプライシロナ ・ CAMLOG ・ 3i ・ 京セラメディカル ・ Straumann ・ Nobel Biocare ・ KENTEC ・ Bicon 			 <p>パイロットガイドロングストップドリルセット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ D1.95mm各種ドリル6本 ・ ロングストップドリルボックス <p>¥48,000</p> <p>ロングストップドリル セット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ロングストップドリル18本 ・ トレフィンドリル ・ ロングストップドリルボックス <p>¥110,000</p> <p>ロングストップドリル フルセット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ロングストップドリル セット ・ ユニバーサル ガイド キット (for ロングストップドリル) <p>¥175,000</p> <p>ロングストップドリル ボックス</p> <p>54500105 ¥25,000</p> <p>トレフィンドリル</p> <p>54500104 ¥16,500</p>			 <p>SIMPLANT</p> <p>ユニバーサルガイド スターターキット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ドリルキー3本 ・ ハンドル ・ ドリルキーボックス <p>¥80,000</p> <p>ユニバーサルガイド キット (for ロングストップドリル)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ドリルキー7本 ・ ドリルキーハンドル ・ ドリルキーボックス ・ ドリルキー - レギュラー/ワイド D2.0mm、D2.8mm、D3.2mm 各1本 - ワイド D4.2mm 1本 <p>¥88,000</p>			<p>D3.9mm 54500210 ¥13,000</p> <p>D4.0mm 54500177 ¥13,000</p> <p>D4.1mm 54500192 ¥13,000</p> <p>D4.2mm 54500194 ¥13,000</p> <p>D4.3mm 54500193 ¥13,000</p> <p>D4.4mm 54500211 ¥13,000</p> <p>D4.5mm 54500195 ¥13,000</p> <p>D4.6mm 54500212 ¥13,000</p> <p>ユニバーサルガイド 追加ドリルキー 3P ¥36,000</p> <p>ユニバーサルガイド 追加ドリルキー 5P ¥60,000</p> <p>ドリルキー オリング 5P 54500213 ¥2,400</p>		
									 <p>ドリルキー ハンドル 54500197 ¥16,000</p> <p>ドリルキー ボックス 54500214 ¥30,000</p>		
オプション			D1.95mmロングストップドリル <p>注意：新規購入時は6本セットのみの販売となります。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● D1.95/15mm 54500113 ¥4,500 ○ D1.95/18mm 54500116 ¥4,500 ● D1.95/20mm 54500119 ¥4,500 ● D1.95/23mm 54500123 ¥4,500 ● D1.95/25mm 54500126 ¥4,500 ● D1.95/28mm 54500128 ¥4,500 			 <p>ドリルキー レギュラー</p> <ul style="list-style-type: none"> D2.0mm 54500187 ¥13,000 D2.1mm 54500198 ¥13,000 D2.2mm 54500182 ¥13,000 D2.3mm 54500183 ¥13,000 D2.4mm 54500199 ¥13,000 D2.5mm 54500170 ¥13,000 D2.6mm 54500178 ¥13,000 D2.7mm 54500200 ¥13,000 D2.8mm 54500185 ¥13,000 D2.9mm 54500201 ¥13,000 D3.0mm 54500184 ¥13,000 D3.1mm 54500202 ¥13,000 D3.2mm 54500173 ¥13,000 D3.3mm 54500181 ¥13,000 D3.4mm 54500203 ¥13,000 D3.5mm 54500168 ¥13,000 			MDJドリル、MDJスクリュー		
<p>歯牙骨支持ガイド ¥2,000</p>			D2.75mmロングストップドリル <p>注意：新規購入時は6本セットのみの販売となります。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● D2.75/15mm 54500114 ¥4,500 ○ D2.75/18mm 54500117 ¥4,500 ● D2.75/20mm 54500120 ¥4,500 ● D2.75/23mm 54500124 ¥4,500 ● D2.75/25mm 54500125 ¥4,500 ● D2.75/28mm 54500129 ¥4,500 			 <p>ドリルキー ワイド</p> <ul style="list-style-type: none"> D2.0mm 54500179 ¥13,000 D2.1mm 54500204 ¥13,000 D2.2mm 54500169 ¥13,000 D2.3mm 54500186 ¥13,000 D2.4mm 54500205 ¥13,000 D2.5mm 54500171 ¥13,000 D2.6mm 54500167 ¥13,000 D2.7mm 54500206 ¥13,000 D2.8mm 54500175 ¥13,000 D2.9mm 54500191 ¥13,000 D3.0mm 54500188 ¥13,000 D3.1mm 54500207 ¥13,000 D3.2mm 54500180 ¥13,000 D3.3mm 54500174 ¥13,000 D3.4mm 54500208 ¥13,000 D3.5mm 54500172 ¥13,000 D3.6mm 54500209 ¥13,000 D3.7mm 54500176 ¥13,000 D3.8mm 54500189 ¥13,000 			 <p>MDJドリル D1.65mm 54500356 ¥12,500</p> <p>MDJスクリュー D1.65mm 54500351 ¥9,000</p> <p>MDJスクリュー D1.95mm 54500352 ¥9,000</p> <p>MDJスクリュー D2.75mm 54500353 ¥9,000</p> <p>MDJスクリュー D3.15mm 54500354 ¥9,000</p>		
骨モデル			D3.15mmロングストップドリル <p>注意：新規購入時は6本セットのみの販売となります。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● D3.15/15mm 54500115 ¥4,500 ○ D3.15/18mm 54500118 ¥4,500 ● D3.15/20mm 54500121 ¥4,500 ● D3.15/23mm 54500122 ¥4,500 ● D3.15/25mm 54500127 ¥4,500 ● D3.15/28mm 54500130 ¥4,500 			 <p>デンタルマーカー 54500102 ¥5,900 (48個入り)</p>			デンタルマーカー		
<p>骨モデル 54500221 ¥35,000</p> 											

製品名	製品番号	価格	製品名	製品番号	価格	製品名	製品番号	価格
アンキロス ガイデッドサージェリー用 インスツルメント			GSスリーブ (単回使用)			GSタップ		
サージカルキットGS			● A ナローセット (内容物: 1個ずつ)					
			 ツイストドリル用 (A/ナロー)			● A8 3103 7671 ¥13,000		
● ● A+B/モーター 3103 6530 ¥400,000			 トリスペード用 (A/ナロー) 3103 7727 ¥5,600			● A9.5 3103 7672 ¥13,000		
ドリルモジュール (受)			● B ワイドセット (内容物: 1個ずつ)			● A11 3103 7673 ¥13,000		
GS/φ2.0mm 3103 6583 ¥12,000			 ツイストドリル用 (B/ワイド)			● A14 3103 7674 ¥13,000		
● GS/A 3103 6584 ¥12,000			 トリスペード用 (A/ワイド)					
● GS/B 3103 6585 ¥12,000			 トリスペード用 (B/ワイド) 3103 7728 ¥8,400			● B8 3103 7681 ¥13,000		
ツールモジュールGS (受)			GSスリーブ ツイストドリル用 (単回使用)			● B9.5 3103 7682 ¥13,000		
3103 6582 ¥10,000			 ツイストドリル用 A/ナロー/10入り 3103 7701 ¥28,000			● B11 3103 7683 ¥13,000		
サージカルキットトレーGS (受)			 ツイストドリル用 B/ワイド/10入り 3103 7725 ¥28,000			● B14 3103 7684 ¥13,000		
● ● A+B/モーター 3103 6531 ¥30,000			GSスリーブ トリスペード用 (単回使用)			GSインプラントドライバー		
GSイニシャルドリル			 トリスペード用 A/ナロー/10入り 3103 7702 ¥28,000					
			 トリスペード用 A/ワイド/10入り 3103 7723 ¥28,000			● A ショート 3103 7690 ¥12,000 ロング 3103 7692 ¥12,000		
● A 3103 7602 ¥13,000			 トリスペード用 B/ワイド/10入り 3103 7703 ¥28,000					
● B 3103 7604 ¥13,000			GSスリーブ インプラントドライバー用 (受)			● B ショート 3103 7691 ¥12,000 ロング 3103 7693 ¥12,000		
GSティッシュパンチ			GSコニカルリーマー					
						● A 3103 7706 ¥3,000		
● A 3103 7610 ¥11,600			● A8/A9.5 3103 7651 ¥17,000			● B 3103 7726 ¥3,000		
			● A11/A14 3103 7653 ¥17,000			GSガイド固定用キャップ		
● B 3103 7612 ¥11,600								
GSツイストドリル			● B8/B9.5 3103 7661 ¥17,000			● A 3103 7721 ¥5,000		
			● B11/B14 3103 7663 ¥17,000			● B 3103 7722 ¥5,000		
φ2mm 8mm 3103 7621 ¥11,000			GSポジショニングエイド (3入り)					
φ2mm 9.5mm 3103 7622 ¥11,000			● A 3104 5801 ¥12,800			● B 104 5802 ¥12,800		
φ2mm 11mm 103 7623 ¥11,000			GSトリスペードドリル					
φ2mm 14mm 103 7624 ¥11,000								
● A8 3103 7631 ¥11,000			● A8 3103 7631 ¥11,000					
● A9.5 3103 7632 ¥11,000			● A9.5 3103 7632 ¥11,000					
● A11 3103 7633 ¥11,000			● A11 3103 7633 ¥11,000					
● A14 103 7634 ¥11,000			● A14 103 7634 ¥11,000					
			● B8 3103 7641 ¥11,000					
● B8 3103 7641 ¥11,000			● B9.5 3103 7642 ¥11,000					
● B9.5 3103 7642 ¥11,000			● B11 3103 7643 ¥11,000					
● B11 3103 7643 ¥11,000			● B14 3103 7644 ¥11,000					
● B14 3103 7644 ¥11,000								

サイズガイドサージェリー用 インスツルメント



● ● ● ● GS サージカルキット
3226 5000 ￥400,000

GS サージカルキットトレー (受)
3226 5010 ￥30,000

GS ティッシュパンチ



● D3.0 3226 5201 ￥11,600
● D3.4 3226 5301 ￥11,600
● D3.8 3226 5401 ￥11,600
● D4.5 3226 5501 ￥11,600

GS イニシャルドリル



● D3.0 3226 5202 ￥13,000
● D3.4 3226 5302 ￥13,000
● D3.8 3226 5402 ￥13,000
● D4.5 3226 5502 ￥13,000

GS ツイストドリル

長さ8mm



□ D2.0 3226 5108 ￥11,000
● D3.0 3226 5208 ￥11,000
● D3.4 3226 5308 ￥11,000
● D3.8 3226 5408 ￥11,000
● D4.5 3226 5508 ￥11,000

長さ9.5mm



□ D2.0 3226 5195 ￥11,000
● D3.0 3226 5295 ￥11,000
● D3.4 3226 5395 ￥11,000
● D3.8 3226 5495 ￥11,000
● D4.5 3226 5595 ￥11,000

長さ11mm



□ D2.0 3226 5111 ￥11,000
● D3.0 3226 5211 ￥11,000
● D3.4 3226 5311 ￥11,000
● D3.8 3226 5411 ￥11,000
● D4.5 3226 5511 ￥11,000

長さ13mm



□ D2.0 3226 5113 ￥11,000
● D3.0 3226 5213 ￥11,000
● D3.4 3226 5313 ￥11,000
● D3.8 3226 5413 ￥11,000
● D4.5 3226 5513 ￥11,000

長さ15mm



□ D2.0 3226 5115 ￥11,000
● D3.0 3226 5215 ￥11,000
● D3.4 3226 5315 ￥11,000
● D3.8 3226 5415 ￥11,000
● D4.5 3226 5515 ￥11,000

GS クレスタルドリル



● D3.0 3226 5020 ￥17,000
● D3.4 3226 5030 ￥17,000
● D3.8 3226 5040 ￥17,000
● D4.5 3226 5050 ￥17,000

GS タップ



● D3.0 3226 5022 ￥13,000
● D3.4 3226 5032 ￥13,000
● D3.8 3226 5042 ￥13,000
● D4.5 3226 5052 ￥13,000

GS スリーブセット ナロー (単回使用)

□ ● ● ● (内容物: 1個ずつ)



D2.0/ナロー
D3.0/ナロー
D3.4/ナロー
D3.8/ナロー

3226 5605 ￥11,200

GS スリーブナロー (10入り/単回使用)

□ D2.0 3226 5105 ￥28,000
● D3.0 3226 5205 ￥28,000
● D3.4 3226 5305 ￥28,000
● D3.8 3226 5405 ￥28,000

GS スリーブセット ワイド (単回使用)

□ ● ● ● (内容物: 1個ずつ)



D2.0/ワイド
D3.0/ワイド
D3.4/ワイド
D3.8/ワイド
D4.5/ワイド
3226 5603 ￥14,000

GS スリーブ ワイド (10入り/単回使用)

□ D2.0 3226 5103 ￥28,000
● D3.0 3226 5203 ￥28,000
● D3.4 3226 5303 ￥28,000
● D3.8 3226 5403 ￥28,000
● D4.5 3226 5503 ￥28,000

GS インプラントドライバー



ショート/ナロー 3226 5700 ￥12,000



ショート/ワイド 3226 5701 ￥12,000



ロング/ナロー 3226 5702 ￥12,000



ロング/ワイド 3226 5703 ￥12,000

Xi GS インプラントドライバー カバー (受)

○ ナロー 3226 5705 ￥3,000



○ ワイド 3226 5704 ￥3,000



GS ガイド固定キャップ



ナロー 3226 5850 ￥5,000



ワイド 3226 5852 ￥5,000

[illegible]

製 品 名	製品番号	価 格
-------	------	-----

EV-GS スタビライゼーション アバットメント



■ 3.6		
8-11-15mm	26033	¥3,000
6-9-13mm	26034	¥3,000
■ 4.2		
8-11-15mm	26035	¥3,000
6-9-13mm	26036	¥3,000
■ 4.8		
8-11-15mm	26037	¥3,000
6-9-13mm	26038	¥3,000

EV-GS 固定用スクリュー



EV-GS 固定用スクリュー ドリル Ø1.7 14mm		
	26050	¥9,800



EV-GS 固定用スクリュー Ø2.0 14mm	26049	¥9,800
--------------------------	-------	--------

Notes

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.

Notes

[illegible]

クラス分類	販 売 名	一般的名称コード	一般的名称	承認・認証・届出番号
Ⅱ	アストラテック インプラント 単回使用ドリル	36249002	単回使用整形外科用バー	223AMBZI00002000
Ⅱ	セレック AC オムニカム*	38597000	チェアサイド型歯科用コンピュータ 支援設計・製造ユニット	22500BZI00005000
Ⅱ	シムプラント	71043002	歯科インプラント用治療計画支援プログラム	23100BZX00032000
Ⅰ	FA インストルメント	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05030
Ⅰ	FA固定用スクリューセット	35095000	手術用ドリルビットガイド	13B1X10236Y05050
Ⅰ	ザイブ インプラント 補綴用器具	70722000	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05110
Ⅰ	ザイブ 手術用ドリルアタッチメント	37870001	手術用ドリルアタッチメント	13B1X10236Y05130
Ⅰ	ザイブ ツイストドリルG S用スリーブ	37150000	ガイド	13B1X10236Y05270
Ⅰ	シムプラント ガイド 手術用器具	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05310
Ⅰ	ユニバーサルシステム	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05330
Ⅰ	MDJシステム	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05340
Ⅰ	ロングストップドリル	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05350
Ⅰ	シムプラント ガイド	35095000	手術用ドリルビットガイド	13B1X10236Y05360

*管理医療機器 特定保守管理医療機器

製造販売者 **デンツプライシロナ株式会社**
〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

お問い合わせ先: **デンツプライシロナ株式会社** デジタル デンタル ソリューション センター 東京
〒140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F
☎ 0120-016-152 FAX: 0120-280-630

デンツプライシロナ インプラントについて

デンツプライシロナ インプラントは、アンキロス、アストラテックインプラントシステム、およびザイブのインプラント等のラインアップ、患者固有の CAD/CAM ソリューションやシムプラントガイドドサージェリーなどのデジタル技術、インプラント治療のすべてのフェーズに対応した包括的なソリューションを提供しています。デンツプライシロナ インプラントは、歯科医療従事者のために必要な価値を創出し、予知性が高く長期に安定したインプラント治療を実現し患者の QOL の向上を目指しています。

デンツプライシロナについて

デンツプライシロナは、世界最大級の歯科向け製品およびテクノロジーのメーカーで、世界の歯科業界と患者に向け、革新的なサービスを 130 年にわたり提供しています。デンツプライシロナは、世界的ブランドの強力なポートフォリオの下、歯科製品および口腔衛生製品を含む包括的なソリューション、並びにその他の医療用消費器材を開発、製造、および販売しています。

デンタルソリューションカンパニーとしてのデンツプライシロナの製品は、革新的で高品質かつ効果的なソリューションを提供することにより、患者のケアを向上させ、より優れた安全かつスピーディーな歯科治療を実現します。デンツプライシロナはペンシルベニア州ヨークに本社を構え、オーストリアのザルツブルグに海外事業本部を構えています。同社の株式は、XRAY 銘柄で米国 NASDAQ に上場しています。

デンツプライシロナおよび同社製品の詳細については、www.dentsplysirona.com を参照してください。

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY

