

품목허가번호	수허 13-1762 호
품목명	교정용브라켓
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K. (일본)
사용목적	치아의 교정을 위하여 치아에 부착하는 재료
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
<b>사용방법</b> 치아 위치에 알맞은 제품을 선택한다.	
<b>사용 시 주의사항</b> 적용 시 치아 표면의 습기 및 이물질을 제거할 것. 에칭 에이전트 사용 시 에칭 에이전트의 사용방법에 따라 에칭할 것.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온보관
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
<b>본 제품은 의료기기임</b>	