

|  |  |
|--|--|
| 품목허가번호   | 수허 13-1767 호   |
| 품목명  | 치과교정용선재  |
| 모델명  | 제조사표시사항참조  |
| 수입업자   | 덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)           |
| 제조원(제조국)   | Dentsply Sirona K.K.(일본)                             |
| 사용목적   | 치과교정치료시 치열교정, 치아고정에 사용하고, 저작기능, 발육장애, 심미감의 회복에 이용한다. |
| 중량 또는 포장단위   | Package  |
| <p><b>사용방법:</b> 사전에 브라켓의 슬롯(Slot)을 치면에 장착한다. 브라켓의 슬롯에 본 제품을 적절히 굴곡시킨다. 결찰선 등으로 결찰 고정시킨 후 치열교정을 행한다.</p>                                  |  |
| <p><b>사용 시 주의사항:</b> 전문의료인에 의해 사용되어야 한다. 사용목적 이외의 사용을 금한다. 구강 내에서 본 제품을 연소시키지 않는다. 본 제품의 연마 시 국소흡진장치, 방진마스크 등을 사용하여 분진을 흡입하지 않도록 한다.</p> |  |
| 첨부분서의 작성 및 개정연월  | 2021.05  |
| 보관 또는 저장방법   | 실온의 습기가 적은 곳에서 보관한다.                                 |
| 유효기간   | 10 년   |
| 제조번호   | LOT 번호 참조  |
| 제조연월   | 제조사 표시사항 참조  |
| <b>본 제품은 의료기기임</b>   |  |