	EC REP	CE
Pilniki	Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger 3, CH-1338 Ballaigues	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	2797
Ćwieki gutaperkowe & Sączki papierowe	Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	2797
Igła do irygacji	Produits Dentaires SA Rue des Bosquets 18, CH-1800 Vevey		1639
SmartLite® Pro EndoActivator	Tianjin Golden Vendor Technology Company LTD, Xijiangjing, Zhongbeizhen, CN-300112 Xiqing District, Tianjin	Emergo Europe Prinsessegracht 20, NL-2514 AP, The Hague	0197
Uszczelniaacz bioceramiczny	Maruchi 2-208, Medical Industry Complex Blidg., 42-10, Taejanggongdangil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311	Biogeri AAM Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg	0197

INL/B EN PTNO TIP 000 / 00/2017 - created 05/2021

Deep
Shape
by 

Kształtowanie

Oczyszczanie

Obturacja





MAILLEFER
ProTaper Ultimate™
Nieograniczone możliwości

 Dentsply
Sirona

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™

KSZTAŁTOWANIE



Ustawienia mikrosilnika:
400 rpm / 4-5.2 Ncm

Sekwencja do większych
i prostszych kanałów




OCZYSZCZANIE

Po usunięciu każdego
pilnika dokładnie oczyść
i zdezynfekuj kanał



OBTURACJA



AKCESORIA

