



Neo Spectra™ ST Effects


Cazuri complexe de anteriori, simplificate.



Neo Spectra™ ST

Acoperă cele mai uzuale cazuri.

Estetică eficientă cu Neo Spectra™ ST.



Neo Spectra™ ST flow

Estetică eficientă și fluiditate versatila

Decenii de inovație în materiale compozite ne-au învățat ce anume contează cel mai mult pentru dentiști.



Manipulare



Estetică



Longevitate


SphereTEC®

Tehnologie de umplere

Compozitele Neo Spectra™ ST excelează acolo unde contează, grație tehnologiei de umplere SphereTEC®.

Principalele avantaje de performanță ale compozitelor Neo Spectra™ ST sunt datorate tehnologiei de umplere SphereTEC®. Morfologia particulelor SphereTEC®, distribuția mărimii particulelor și microstructura de suprafață sunt avantaje care contează cel mai mult pentru dentiști.


Mărire imagine cu microscopul a unei particule de umplură SphereTEC® de 15 microni diametru



Manipulare optimizată

Manipularea ușoară este esențială pentru eficiența manevrării compozitului. Forma și distribuția mărimii particulelor SphereTEC® crează un efect de rulment cu bile care permite o excelentă adaptare și sculptabilitate. Aceste structuri fixează mai multă rășină liberă comparativ cu particulele de umplură obișnuite, pentru a nu se lipi de instrumentele de mână.


SFERIC



Estetică simplificată

Estetica naturală ar trebui să fie ușor de realizat. Particulele de umplură SphereTEC® sunt construite într-un mod unic să echilibreze opacitatea, translučența, absorbția și dispersia luminii pentru un excelent efect cameleon. Microstructura particulelor permite un polish rapid pentru un luciu remarcabil.

ESTETICĂ SIMPLIFICATĂ



Longevitate de încredere

Rezultate durabile promovează profitabilitatea și reputația. Densitatea mare a umplurii de particule împreună cu fixarea micro-mecanică a rășinii și a particulelor noastre furnizează rezistență materialului și durabilitate. Designul particulelor cu rășină prepolimerizată permite o rezistență crescută a culorii.

SUPERSTRUCTURI

Simplificați-vă fiecare restaurare folosind Neo

Cazurile obișnuite, rezolvate.



Neo Spectra™ ST Compozit Universal

Experimentați manevrarea optimizată cu vâscozitate ideală cu 5 nuanțe universale CLOUD ce acoperă întreaga cheie de culori VITA®1.



Cazuri complexe de



Neo Spectra™ Compozit Universal

Conține două opacități împreună, într-un sistem CLOUD din Neo Spectra™



Spectra™ ST cu tehnologia SphereTEC®

...e anteriori, simplificate.



Spectra™ ST Effects

...ți adiționale ce funcționează
...e, simplificat cu cele 5 nuanțe
...ra™ ST Universal.



Estetică eficientă și fluiditate versatilă.



Neo Spectra™ ST flow

Compozit fluid

Manevrabilitatea versatilă cu fluiditate la nevoie
cu nuanțe adaptate perfect la potofoliul nostru
de compozite universale



Manevrabilitatea dumneavoastră preferată

Două opțiuni de lucrabilitate a compozitului


Grație tehnologiei de umplere SphereTEC®, compozitul Neo Spectra™ ST oferă manevrabilitate optimizată într-o vâscozitate scăzută, cremoasă și ușor de întins sau o vâscozitate ridicată, fermă și compactă pentru a se plia pe tehnica și pe preferința dumneavoastră pentru o modelare eficientă.

- Nu se lipește de instrumentele de mână
- Se adaptează ușor pe suprafața cavitații
- Ușor de sculptat și modelat
- Rezistență excelentă la curgere



74%

din dentiști se plâng de proprietățile de manevrabilitate ale compozitelor cum ar fi adaptabilitatea și lipirea de instrumentele de mână.²



Manevrabilitate versatilă a compozitului fluid

Pentru indicațiile tradiționale ale compozitelor Flowable în zona surâsului, Neo Spectra™ ST flow permite obținerea esteticii performante și durabile la care v-ați aștepta de la un compozit bazat pe tehnologia SphereTEC®.

- Manevrabilitate: curge doar la nevoie
- Adaptare excelentă în cavitate
- Stă unde este plasat până instrumentarea inițiază curgerea



66%

din dentiști folosesc compozite tradiționale fluide pentru cazuri de Clasa V în medie, 1/4 din restaurațiile de Clasa V sunt pe anteriori

Estetica simplificată


Nuanțe Universale CLOUD pentru cazuri comune

Particulele de umplură SphereTEC® împreună cu rășina permit obținerea unui efect cameleon excelent pentru o potrivire a nuanțelor simplificată. O singură nuanță universală CLOUD este tot ce aveți nevoie în majoritatea cazurilor.

88%

din dentiști au pe stoc mai mult de 5 nuanțe VITA^{1,4}

- 5 nuanțe universale CLOUD acoperă întreaga cheie VITA¹
- Potrivire precisă și de încredere a nuanțelor cu structura dinților din vecinătate
- Economisiți bani și spațiu reducând inventarul
- Nuanța BW disponibilă pentru restaurări bleach white (alb strălucitor intens)




Mai multe nuanțe de dentină și smalț pentru cazuri complexe de dinți anteriori

Pentru dinții anteriori care necesită o estetică superioară, nuanțele CLOUD Neo Spectra™ ST Effects and Neo Spectra™ ST Universal lucrează împreună într-o tehnică de stratificare simplificată.

Peste **1/3**

din dentiști consideră potrivirea culorilor a fi cel mai provocator aspect al restaurațiilor de Clasa IV.⁵

- Selectați una din cele două nuanțe cu efect dentină pentru a adăuga opacitate
- O nuanță efect smalț pentru translucență mărită în cazul marginii incizale
- Rețete și tehnici simple pentru rezultate estetice avansate



4. Aegis communications 2016 direct restorative survey (n=107).
5. 2018 The Key Group, Inc.

Informații pentru comenzi

Neo Spectra™ ST Compozit Universal

VÂSCOZITATE MARE

Trusă introductivă de compule* (HV) 607.01.970

24 Compule HV* Rezerve (Gri) Asortate - 0.25 g
(4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)
1 Pistol aplicator de compule*
Etichetă i-shade
1 Flacon Prime&Bond Adeziv Universal™ (2.5 mL)
Accesorii

Trusă introductivă de seringi (HV) 607.01.980

5 Seringi HV (Gri) Asortate - (3 g fiecare)
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
Etichetă i-shade
1 Flacon Prime&Bond adeziv Universal™ (2.5 mL)
Accesorii

Trusă eco seringi (HV) 607.01.990

6 HV Seringi (Gri) Asortate - (3 g fiecare)
(3 x A2; 3 x A3)
Etichetă i-shade
1 Flacon Prime&Bond adeziv Universal™ (2.5 mL)
Accesorii

Rezerve (HV)	Compule*	Seringi
Nunațe	(16 x 0.25 g)	(1 x 3 g)
A1 (= VITA® nunațe A1; B1; C1)	607.01.971	607.01.981
A2 (= VITA® nunațe A2; B2; D2)	607.01.972	607.01.982
A3 (= VITA® nunațe A3; C2; D3; D4)	607.01.973	607.01.983
A3.5 (= VITA® nunațe A3.5; B3; B4; C3)	607.01.975	607.01.985
A4 (= VITA® nunațe A4; C4)	607.01.974	607.01.984
BW (Alb Strălucitor)	607.01.976	

VÂSCOZITATE SCĂZUTĂ

Trusă introductivă de compule* (LV) 607.01.870

24 Compule* LV Rezerve (Albastru) Asortate - (0.25 g fiecare) (4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)
1 Pistol aplicator de Compule*
Etichetă i-shade
1 Flacon Prime&Bond Adeziv Universal™ (2.5 mL)
Accesorii

Trusă introductivă de seringi (LV) 607.01.880

5 Seringi LV (Albastre) Asortate - (3 g fiecare)
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
Etichetă i-shade
1 Flacon Prime&Bond adeziv Universal™ (2.5 mL)
Accesorii

Trusă eco seringi (LV) 607.01.890

6 Seringi LV (Gri) Asortate - (3 g fiecare)
(3 x A2; 3 x A3)
Etichete i-shade
1 Flacon Prime&Bond adeziv Universal™ (2.5 mL)
Accesorii

Rezerve (LV)	Compule*	Seringi
Nunațe	(16 x 0.25 g)	(1 x 3 g)
A1 (= VITA® nunațe A1; B1; C1)	607.01.871	607.01.881
A2 (= VITA® nunațe A2; B2; D2)	607.01.872	607.01.882
A3 (= VITA® nunațe A3; C2; D3; D4)	607.01.873	607.01.883
A3.5 (= VITA® nunațe A3.5; B3; B4; C3)	607.01.875	607.01.885
A4 (= VITA® nunațe A4; C4)	607.01.874	607.01.884
BW (Alb Strălucitor)	607.01.876	

Neo Spectra™ ST Effects Compozit Universal

Trusă introductivă de compule* 607.01.940

24 Compule* HV Rezerve (Gri) Asortate - (0.25g fiecare) (12 x D1; 8 x D3; 4 x E1)
Ghid tehnic ilustrat
Etichetă i-shade

Trusă introductivă de seringi (HV) 607.01.950

3 Seringi HV (Gri) Asortate - (3 g fiecare)
(1 x D1; 1 x D3; 1 x E1)
Ghid tehnic ilustrat
Etichetă i-shade

Rezerve (HV)	Compule*	Seringi
Nunațe	(16 x 0.25 g)	(1 x 3 g)
D1 (folosit cu A1; A2)	607.01.942	607.01.952
D3 (folosit cu A3; A3.5; A4)	607.01.943	607.01.953
E1 (folosit cu A1; A2; A3; A3.5; A4)	607.01.941	607.01.951

Neo Spectra™ ST flow Compozit Fluid Restaurativ

Trusă* Introductivă de compule 607.01.910

24 Compule* Rezerve (0.25 g fiecare)
(4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)
1 Flacon Prime&Bond adeziv Universal™ (2.5 mL)
Accesorii
1 Pistol Aplicator de Compule
Etichetă i-shade

Trusă Introductivă de Seringi 607.01.920

5 Seringi (1.8 g fiecare)
(A1; A2; A3; A3.5; A4)
1 Flacon Prime&Bond adeziv Universal™ (2.5 mL)
Etichetă i-shade
50 Capete aplicatoare de Seringă
Accessories

Rezerve	Compule*	Seringi
Nunațe	(16 x 0.25 g)	(2 x 1.8 g + 25 capete aplicatoare)
A1 (= VITA® nuanțe A1; B1; C1)	607.01.911	607.01.921
A2 (= VITA® nuanțe A2; B2; D2)	607.01.912	607.01.922
A3 (= VITA® nuanțe A3; C2; D3; D4)	607.01.913	607.01.923
A3.5 (= VITA® nuanțe A3.5; B3; B4; C3)	607.01.915	607.01.925
A4 (= VITA® nuanțe A4; C4)	607.01.914	607.01.924
BW (Alb Strălucitor)	607.01.916	607.01.926
D1 (Dentină Opacă)	607.01.918	607.01.928
D3 (Dentină Opacă)	607.01.919	607.01.929
E1 (Smaț Translucent)	607.01.917	607.01.927

Rezerve capete aplicatoare de seringă 607.01.932

50 capete aplicatoare de seringă

Pistol aplicator compule* 606.65.900

1 Pistol Aplicator Compule*

Ghid de nuanțe Neo Spectra™ ST 607.01.869

1 suport ghid nuanțe
Ghid de 9 nuanțe (A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, D1, D3, E1)

Pentru a afla mai multe despre portofoliul Neo Spectra™ ST, accesați www.dentsplysirona.com/NeoSpectraST-composites