

Puncte de contact precise și contururi cu maximă ușurință



Palodent® V3
Sistem de matrici
secționale create de
Triodont®

Palodent® 360
Sistem circumferențial de
matrici

Sigilare perfectă. Contacte predictibile. Cele mai bune contururi pentru succesul clinic.



din dentiști afirmă că obținerea **izolării complete** a unei cavități de Clasa II este dificilă în cel puțin 1 din 10 cazuri.¹




din dentiști consideră **crearea punctului de contact** cea mai mare provocare în restaurarea de Clasa II.²

Sistemul de matrici Palodent® vă ajută să obțineți o izolare de încredere cu închidere gingivală perfectă. Datorită designului avansat Dentsply Sirona obținerea punctelor de contact interproximale precise nu a fost niciodată mai ușoară și mai predictibilă. Matricile de formă anatomică urmează conturul natural pentru rezultate clinice mai bune - fără echipament voluminos, obstrucționare a spațiului de lucru sau fără nevoia de finisare interproximală intensă.

Uitați de sistemul Tofflemire.

Sistemul Tofflemire a fost introdus în anul 1946 cu scopul de a ajuta la plasarea amalgamului dentar. Astăzi, această tehnică învechită poate duce la eșecul clinic, atunci când e utilizat la compozitele moderne pe bază de rășină.³ Dentsply Sirona a îmbunătățit continuu tehnologia matricilor pentru a furniza cel mai avansat sistem secționat și circumferențial de până acum: Sistemul de matrici Palodent® pentru restaurări mai simple și mai precise.



Tofflemire - banda circumferențială de restaurare

- ✗ Sistem voluminos și incomod
- ✗ Eșec în a restaura anatomia proximală, risc crescut de fracturare, recurența cariilor și afecțiuni parodontală
- ✗ Punct de contact slab sau deschis la creasta marginală cu posibilitatea pătrunderii alimentelor
- ✗ Necesită multă finisare

Palodent® sistem de matrici de restaurare

- ✓ Ușor de folosit
- ✓ Contur natural
- ✓ Puncte de contact strânse și corecte anatomic
- ✓ Finisare interproximală minimală

1. Dental Learning Systems, Direct Restoratives Survey, May 2016. N=143

2. DentalTown (2012). Restorative Dentistry. Monthly Poll: What is the most challenging part of Class II Restoration?

3. Owens BM, Phebus JG. An evidence-based review of dental matrix systems. "General Dentistry," September/October 2016

Palodent® V3


Sistem de matrici secționale
Designed by Triodont®

FOR USE WITH




CLASS II TOTAL
PRACTICE SOLUTION

Obțineți ușor contururi naturale și puncte de contact pentru rezultate îmbunătățite. Sistemul Palodent® V3 este ideal pentru restaurările cu material compozit de Clasa II.




Folosiți sistemul Palodent® V3 pentru:


Mezio-ocluzal



Distal-ocluzal



Mezio-ocluzo-distal



Palodent® 360

Sistem de Matrici Circumferențial

FOR USE WITH



CLASS II TOTAL
PRACTICE SOLUTION



SINGLE-UNIT CROWN
WORKFLOW SOLUTIONS™


Asigură contururi naturale și puncte de contact optime doar cu o simplă răsucire a degetelor - fără opritoare incomode sau aplicatoare.

Alegeți sistemul Palodent® 360 pentru cazuri de Clasa II unde o matrice secționară nu poate fi folosită și pentru proceduri de reconstrucție de coroană.



Folosiți sistemul Palodent® 360 pentru:


Cuspid lipsă




Dinte adiacent lipsă



Nealinierie a dintelui



Izolare dentară pentru reconstrucție



SFAT

Pentru a pregăti spațiul interproximal fixați folosind inelul Palodent® V3 sau o pană de lemn, pentru a crea temporar spațiul necesar.

Informații pentru comenzi

Palodent® Sistem de matrici

659600v Sistem Complet

100 Matrici Palodent® V3 – 25 din fiecare mărime: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm
75 Pene Palodent® V3 – 25 din fiecare mărime: Mici, Medii, Mari
30 Protecții inteligente Palodent® V3 care protejează dinții adiacenți – 10 din fiecare mărime: Mici, Medii, Mari
1 Inel Universal Palodent® V3 Universal Ring
1 Inel îngust Palodent® V3
1 Clește Palodent® V3 pentru aplicarea inelului
1 Clește cu pinten Palodent® V3
24 Matrici Palodent® 360 – 5.5mm

Palodent® V3

Sistem Secțional de Matrici.
Designed by Triodent®



625.00.005 Kit demo

20 Matrici – mărime 5.5mm
15 Pene Medii
5 Protecții Inteligente pentru dinții adiacenți
2 Inele Universale
1 Clește pentru aplicarea inelului
1 Pensă cu pinten

659670v Kit Introductiv cu strat EZ

100 Matrici – 20 din fiecare mărime: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm
75 Pene – 25 din fiecare mărime: Mici, Medii, Mari
30 Protecții inteligente pentru dinții adiacenți – 10 din fiecare mărime: Mici, Medii, Mari
1 Inel Universal; 1 Inel Îngust
1 Clește pentru aplicare inel; 1 Pensa cu pinten

Rezerve inel

659900v Universal (1)
659760v Universal (2)
659770v Îngust (2)

Rezerve matrici

659710v 3.5mm (50)
659720v 4.5mm (50)
659730v 5.5mm (50)
659740v 5.5mm (100)
659750v 6.5mm (50)
659860v 7.5mm (50)

Rezerve Matrici cu strat EZ

659610v 3.5mm (50)
659620v 4.5mm (50)
659630v 5.5mm (50)
659640v 5.5mm (90)
659650v 6.5mm (50)
659660v 7.5mm (50)

Rezerve Pene (100)

659780v Mici – Albastru închis
659790v Mediu – Albastru mediu
659800v Mare – Albastru deschis

Rezerve protecții inteligente (50)

659830v Mici – Albastru închis
659840v Mediu – Albastru mediu
659850v Mare – Albastru deschis

659810v Rezerve clește (1 set)
659820v Rezerve pensă cu pinten (1 set)

Palodent® 360

Sistem de matrici circumferențial

Rezerve Banda matricială

659601 4.5mm (48)
659602 5.5mm (48)
659603 6.5mm (48)



www.dentsplysirona.com

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați reprezentantul local Dentsply Sirona.

Competitor brands are not registered trademarks of Dentsply Sirona. ©2019 Dentsply Sirona Inc. All rights reserved ML590026B (R 11-15-19)