

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Scaune de lucru medic

Cel mai important
este echilibrul

dentsplysirona.com



Hugo – expertul în ergonomie

Scaunul Hugo reprezintă un element cheie al programului de ergonomie al Dentsply Sirona și combină tehnologii unice. Acesta permite o poziție ergonomică și intuitivă de șezut pentru ca dumneavoastră să mențineți o postură sănătoasă pe durata tratamentului. Dinamic, confortabil, igienic și versatil – completarea perfectă a centrului dumneavoastră de tratament.



Spătarul – pentru sprijin mai dinamic

Spătarul Hugo dinamic vă oferă mai multă flexibilitate pe durata tratamentelor. Spătarul vă urmează mișcările și vă oferă suport - în timp ce lucrați și când vă relaxați. Coloana vertebrală este îndreptată automat, prevenind eficient încordarea mușchilor.



Șezutul – pentru mai mult confort

Mecanismul inovativ OptiMotion înclină flexibil partea din față a jumătății stângi sau drepte a scaunului pentru mai multă libertate de mișcare și acces optim la pacient, în același timp reducând considerabil punctele de presiune asupra coapselor. Tapițeria termică conferă confort sporit pe parcursul tratamentelor îndelungate.



Baza scaunului – pentru mai multă flexibilitate

Scaunul Hugo poate fi reglat în mod flexibil pentru a se potrivi cu înălțimea fiecărui membru al echipei din cabinetul dumneavoastră. Înălțimea scaunului poate fi reglată ușor și igienic prin intermediul unei pedale, instalate la cerere.



Hugo Manual

Reglarea manuală a înălțimii



Hugo Manual Plus

Reglarea manuală a înălțimii, cu inel de picior



Hugo Freehand

Reglarea înălțimii prin apăsarea piciorului



1 Utilizarea noilor tehnologii este facilitată de maneta de operare. Scaunul Hugo se adaptează automat la fiecare poziție de șezut, prevenind astfel posturile greșite și riscurile asupra sănătății. Funcțiile și designul facilitează igiena.

2 Fără costuri suplimentare, puteți opta pentru unul dintre cele două arcuri pneumatice diferite. Astfel, puteți selecta înălțimea corectă din punct de vedere ergonomic a scaunului pentru înălțimea dumneavoastră.

3 Elementul înlocuibil de sprijinire a piciorului de pe pedală sporește durata de utilizare, chiar și în cazul utilizării frecvente.

4 Inelul de picior opțional permite o interacțiune simplă, chiar și atunci când medicul și asistenta au înălțimi diferite. Ambii lucrează fără stres într-o poziție corectă din punct de vedere ergonomic.

5 Noul mecanism de acționare cu pedală permite o reglare fără mâini și igienică a înălțimii scaunului.

Înălțimea utilizatorului* (cm)	Înălțimea șezutului
aprox. 150 – 180	Arc pneumatic scurt 405 – 540 mm
aprox. 170 – 205	Arc pneumatic lung 505 – 645 mm

* Aceste cifre diferă de la un utilizator la altul.



Theo – scaunul flexibil

NOU: Scaunul Theo completează portofoliul de scaune de lucru ergonomice pentru centrele de tratament de la Dentsply Sirona. Scaunul șa combină poziția „stând” corectă a corpului cu avantajele poziției stabile și confortabile „așezat”. Poziția înaltă de șezut permite acces optim la pacient. În combinație cu o capitonare deosebit de confortabilă, beneficiați de cel mai ergonomic suport posibil, chiar și în zilele lungi de muncă.

- Formă sofisticată a șezutului, care vă urmează mișcările
- Element înlocuibil de sprijinire a piciorului la baza scaunului pentru poziție confortabilă a picioarelor
- Disponibil cu tapițeria termică Premium și tapițeria confortabilă Lounge
- Arcurile pneumatice sunt disponibile în două variante de lungime, pentru diferite înălțimi



Tapițeria termică

Tapițeria termică conferă un efect plăcut în zona șezutului:
Stratul suplimentar de capitonaj reduce căldura acumulată în scaun, asigurând o poziție confortabilă chiar și pe durata tratamentelor lungi.



Tapițeria Lounge

Pentru acel plus de confort, scaunul Theo este disponibil și cu materialul Lounge moale - confortabil și estetic în același timp.



Mecanism unic de echilibrare

Prin intermediul reglajelor dinamice ale șezutului, scaunul Theo vă oferă o flexibilitate maximă a mișcărilor.
Intervalul de mișcare a mecanismului de echilibrare poate fi reglat individual – printr-o simplă rotire a inelului. În consecință, presiunea asupra grupelor de mușchi și a discurilor intervertebrale este semnificativ redusă; poziția de lucru poate fi menținută o perioadă lungă, prevenind durerile.



Bază a scaunului confortabilă

Elementul de așezare a piciorului de la baza scaunului permite o poziție confortabilă a picioarelor. În plus, elementele de sprijinire a picioarelor pot fi înlocuite, ceea ce sporește durata de utilizare, chiar și în cazul utilizării frecvente.

Carl – scaunul universal

Scaunul rotund Carl asigură libertatea maximă de mișcare și răspunde celor mai ridicate cerințe de confort și calitate. Șezutul rotund include o tapițerie confortabilă și este perfect igienic.

- Șezut rotund cu tapițerie confortabilă
- Înălțimea poate fi reglată din orice poziție de șezut
- Spătarul poate fi rotit la 360°
- Arcurile pneumatice sunt disponibile în două variante de lungime



Carl Manual

Reglare manuală a înălțimii



Carl Manual Plus

Reglarea manuală a înălțimii, cu inel de picior

Schemele de culori

Atmosfera elegantă

Culori elegante ale tapițeriei pentru un aspect clasic, atemporal.



Atmosfera naturală

Nuanțe delicate și calde pentru o atmosferă liniștitoare de tratament.



Atmosfera vitală

Culori vii și tonuri luminoase pentru o atmosferă modernă, plină de viață.



* Pentru Theo: Culorile tapițeriei sunt disponibile și în varianta Lounge.

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim,
Germania dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Soluții de tratamente

Preventive
Restaurative
Ortodonție
Endodonție
Implanturi
Protetică

Tehnologii generice

CAD/CAM
Imagistică
Centre de tratament
Instrumente

