Prime&Bond universal™ Universal Adhesive

Ключевые преимущества продукта

1. Активный контроль влаги

Доступные на рынке адгезивы не распределяются равномерно в полости, потому что не смешиваются с водой. Prime&Bond universal™ смешивается. В основе Prime&Bond universal™ запатентованная технология Active-Guard™. Эта технология — огромный шаг в развитии химии адгезивов. Active-Guard™ обеспечивает активный контроль влаги, поэтому Prime&Bond universal™ равномерно распределяется в полости и сохраняет свои свойства даже на пересушенном или переувлажненном дентине. Результат: надежная адгезия и отсутствие после операционной чувствительности.

Одна полость - три различных уровня увлажнённости?







Одна и та же полость, показанная с трёх разных углов обзора


2. Активное распределение в полости



У Prime&Bond universal™ низкое поверхностное натяжение, поэтому он равномерно распределяется по полости, предотвращая послеоперационную чувствительность и микроподтекания.


3. Малая толщина пленки

Благодаря свойству самовыравнивания распределяется тонким и равномерным слоем



Кариес или толстый слой адгезива?

В отличие от большинства адгезивов Prime&Bond Universal распределяется по поверхности равномерным тонким слоем



4. Удобство применения

- Верхняя крышка флакона открывается одной рукой
- Точная дозировка для экономичного использования
- Низкая вязкость адгезива удобное внесение в полость.
- Рабочее время 30 минут в закрытом CliXdish

