

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Инфекционный контроль и профилактика в стоматологическом кабинете



Защитите своих пациентов и персонал клиники

В сложившихся условиях крайне важен комплексный подход для защиты и безопасности пациентов и персонала клиники

Это достигается несколькими путями: тщательной и эффективной очисткой и дезинфекцией поверхностей, очисткой воды, гигиеной рук, использованием средств индивидуальной защиты и обработкой инструментов

Но даже соблюдение всех мер профилактики: очистки, дезинфекции и стерилизации не исключает риск контаминации через стоматологический инструментарий или материалы, которые использовались для нескольких пациентов

В Dentsply Sirona мы знаем, что будут ждать от вас ваши пациенты, и готовы предложить вам решения, которые помогут минимизировать риски и обеспечить предотвращение перекрёстного заражения

Используйте эти рекомендации, чтобы обеспечить безопасность пациентов, сократить время приёма и увеличить экономическую составляющую клиники с помощью решений Dentsply Sirona

1 Используйте предварительно стерилизованные инструменты


Просто для вас, безопасно для пациентов

READY•STEEL®



Стерильные ручные инструменты из стали. Широкая линейка типов и размеров под любой клинический случай. Есть специальная серия Senseus с толстыми силиконовыми ручками. Сделаны в Швейцарии

ProGlider™



Стерильный NiTi инструмент для создания «ковровой дорожки» одним файлом. Изготовлен из термически обработанного NiTi по технологии M-WIRE™. Такой инструмент на 60% устойчивей к циклической усталости, чем обычный NiTi

WaveOne® Gold



Новое поколение стерильных реципрокных файлов. Препарируют корневой канал одним инструментом. Минимальное время работы и безопасность процедуры. Изготовлен из термически обработанного NiTi по технологии Gold-Wire

ProTaper NEXT™



Стерильные инструменты прямоугольного сечения со смещённым центром вращения. Препарируют аналогичное пространство, где раньше использовали инструменты большего размера и жёсткости. Изготовлены из NiTi по технологии M-WIRE™.

M-WIRE® — сложный технологический процесс термической обработки никель-титана, созданный Dentsply Sirona.

Технология увеличивает гибкость инструментов, но сохраняет их режущую эффективность. После такой обработки инструмент на 60% устойчивей к циклической усталости.

ProTaper Gold®

Новая эндодонтическая система ProTaper Gold®

Привычная техника обработки корневого канала и преимущества ProTaper® Universal, выведенные на новый уровень

ProTaper Gold® стерильный с завода и сразу готов к безопасному клиническому использованию

ProTaper® UNIVERSAL




ProTaper Gold®



ProTaper Gold® на 24% более гибкие по сравнению с ProTaper® Universal благодаря запатентованному технологическому процессу термической обработки никель-титанового сплава «GOLD-WIRE»

В 2,5 раза устойчивей к циклической усталости, чем ProTaper Universal®. Циклическая усталость — основная причина поломки файлов



Хвостовик ProTaper Gold® 11 мм. Это на 2 мм короче, чем ProTaper® Universal

Короткий хвостовик облегчает доступ к обработке корневых каналов жевательных зубов




2 Используйте одноразовые расходные материалы для EndoActivator®

ЗАЩИТНЫЙ ОДНО-РАЗОВЫЙ РУКАВ
покрывает корпус и накопичник Endoactivator'a. Защищает от загрязнений и снижает риск передачи инфекций через поверхности прибора



НАСАДКИ
25 гибких одноразовых насадок из медицинского полимера
—Small - #15/.026
—Medium - #25/.04
—Large - #35/.04



3 Используйте материалы с одноразовыми канюлями

AH Temp™



Временный пломбировочный материал на основе гидроксида кальция

Рентгеноконтрастность 2,9 мм/мм Al

Длинная тонкая канюля: наружный диаметр канюли 0,41 мм (26G), внутренний диаметр 0,31 мм (29G)

Не сохнет 3 месяца после вскрытия

AH Plus® Jet™



Силер для корневых каналов на основе эпоксидной смолы

Клинически доказан один из самых высоких уровней рентгеноконтрастности, биосовместимости, адгезии к дентину


Идеальное соотношение при смешивании. Экономичен за счёт одноразовых смесительных насадок

5 Используйте КОМПОЗИТНЫЕ материалы в компьютерных

SDR®



ceram.x®
SphereTEC™ one



ЕДИНСТВЕННЫЙ*
текущий bulk-fill в форме компьютерной

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
нанокерамический реставрационный материал

ПРОСТО РАБОТАТЬ
объёмное внесение до 4-х мм одной порцией, самоадаптация, самовыравнивание

ПРОСТО ПРИМЕНЯТЬ
эффект «хамелеона», средняя опакость и точное попадание в цвет

ЭКОНОМИЧНЫЙ
одной компьютерной хватает на полость по I и II классу

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ПРИЁМА
меньше времени на моделировку и полировку, меньше стресса при работе — лучший результат

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ ПРИЁМА
до 40% экономии при пломбировании техникой bulk-fill

НАДЁЖНОСТЬ
прочная и устойчивая к трещинам и сколам реставрация

УДОБНО ВНОСИТЬ
аппликатор не загораживает обзор

Четыре преимущества компьютерной перед шприцем

Снижает риск перекрёстного заражения

По сравнению со шприцами порция композита из компьютерной вносится сразу в полость, а не из общего объёма.

Экономит время и композит

Пистолет для компьютерной быстро и точно дозирует нужное количество вносимого материала.

Сохраняет свойства композита и минимизирует погрешности в использовании

В компьютерной расходуется быстрее, чем в шприце, поэтому меньше контактирует со светом и не успевает портиться, а значит лучше сохраняет свои свойства.

Подчёркивает персональное отношение к пациенту

Безопасная фасовка и необычный способ внесения композита положительно влияет на впечатление от приёма и сервиса клиники.



*Единственный доступный к покупке в России bulk-fill в компьютерных согласно исследованию Dentsply Sirona ассортимента ведущих дилерских компаний от июня 2020



Spectrum® TPH®3



МИКРОГИБРИДНЫЙ
КОМПОЗИТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОСТЕЙ
I-V ПОЛОСТЕЙ ПО БЛЭКУ

ПРОСТО ПРИМЕНЯТЬ
ХОРОШО МОДЕЛИРУЕТСЯ
ЗА СЧЁТ КРЕМООБРАЗНОЙ
КОНСИСТЕНЦИИ. НЕ ПРИЛИПАЕТ
К ИНСТРУМЕНТУ

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ

ХОРОШО ПОЛИРУЕТСЯ

ИЗНОСОСТОЙКИЙ И ДОЛГО-
ВЕЧНЫЙ

Esthet-X® HD



МИКРОМАТРИЧНЫЙ
КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ
РЕСТАВРАЦИЙ
ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ

ПРОСТО ПРИМЕНЯТЬ
ХОРОШО МОДЕЛИРУЕТСЯ И
ОТЛИЧНО ПОЛИРУЕТСЯ

УСТОЙЧИВ К СКОЛАМ И ТРЕ-
ЩИНАМ

Завоевать дове-
рие пациентов,
обеспечить
надёжную защиту
и эффективное
лечение —
с продуктами
Dentsply Sirona
это просто

Применяйте кон-
цепцию одноразо-
вого использова-
ния.

Ваши пациенты
обязательно оце-
нят, что вы делае-
те все возможное,
чтобы минимизи-
ровать риски
перекрестного за-
ражения и предо-
ставляете без-
опасный сервис.

Dyract® XP




Кариес профилактический реставрационный материал для особых случаев:

- детская стоматология
- гериатрическая стоматология
- для пациентов с высокой частотой распространения кариеса
- при некариозных поражениях

Преимущества использования:

- Ионы фтора выделяются не менее 300 дней
- Высокая адгезия к тканям зуба и хорошая биосовместимость
- Не требует тотального травления — совместим с самопротравливающими адгезивными системами
- Компенсирует до 3% полимеризационной усадки
- Высокая наполненность
- Длительное рабочее время
- Компомер эстетичнее и прочнее, чем СИЦ



6 Не используйте повторно средства, которые предназначены для одноразового применения

Enhance®
Enhance® PoGo®



Одноразовое использование повышает безопасность процедуры

При повторном использовании инструмент стирается, а качество финирирования поверхности реставрации падает

Одношаговая система Enhance® ускоряет контурную и финишную обработку только если для каждого пациента используется новый нестертый инструмент

Palodent® V3



Матрицы, клинья и защитные барьеры WedgeGuard строго одноразовые.

После применения они утилизируются в соответствии с действующими местными правилами и нормами

Одноразовое использование гарантирует безопасность процедуры, исключая риск перекрёстного заражения через одноразовые компоненты системы

7 Используйте материал в унидозах

IRM®



Цинкоксидаэвгенольный цемент повышенной прочности

Замешивается за 10 секунд в амальгаматоре на 4200 об/мин

Капсульная форма – без перерас-

хода материала
Идеально для безопасного одноразового применения

Подходит для детского приёма

Сохраняет герметизм до 1 года.

Nupro®



Профилактическая профессиональная паста в унидозах

Гигиеничное хранение и использование снижает риск контаминации общего содержимого и снижает риск перекрёстного заражения

Широкий ассортимент вкусов на выбор пациентов – индивидуальный подход и особый сервис

Уникальный состав и разные абразивности для любых клинических ситуаций

8 Используйте эффективные средства для дезинфекции без альдегидов и фенолов

Zhermack производит средства для очистки и дезинфекции на собственном заводе в Италии. В заводских испытательных лабораториях химики тщательно контролируют качество входящего сырья и выпускаемой продукции, поэтому дезинфектанты соответствуют всем современным европейским и российским нормам. У контролирующих органов не будет вопросов, если они придут с проверкой

Продукция Zhermack обладает доказанным широким спектром действия: вирулицидным, бактерицидным, туберкулоцидным (кроме Zeta 3 Foam) и фунгицидным

Zhermack
Dental



Используйте для дезинфекции высокого уровня и очистки хирургических и

вращающихся инструментов, поверхностей и аспирационных систем.

Дезинфектанты безопасны для человека и обрабатываемых поверхностей.

Чем опасны альдегиды и фенолы

Во время дезинфекции поверхностей альдегиды и фенолы могут попасть на слизистые и в дыхательные пути

Альдегиды раздражают глаза, горло и нос, влияют на лёгочную систему, могут привести к развитию астмы

Фенолы вызывают раздражение кожи и центральной нервной системы

Когда заказываете дезинфектант, проверяйте, чтобы этих компонентов не было в составе

Zeta 1 Ultra



Дезинфектант высокого уровня и чистящее средство для обработки хирургических и вращающихся инструментов

Флакон со встроенным мерником, чтобы удобно дозировать средство

Концентрированное жидкое средство. Из одного литра концентрата при двухпроцентном разведении получится 50 литров готового к применению раствора

Дезинфекция и предстерилизационная очистка в один этап

Содержит антикоррозионные компоненты для деликатной обработки инструментов. Можно обрабатывать инструменты в обычной ванночке или в ультразвуковой ванне

Zeta 3 Foam



Дезинфектант высокого уровня даже для деликатных поверхностей

Наносится на поверхности в форме компактной пены: сразу видно, где нанесена пена и какой именно участок дезинфицируется

Высокая очищающая способность благодаря механическому воздействию пены

Не формируется аэрозоль, а значит нет вдыхания компонентов средства. Это безопасно

Дезинфектант поставляется в двух формах: в удобных диспенсерах и трехлитровых канистрах. Средство в диспенсере отлично подойдет для быстрой обработки между приёмами. Средство в канистрах экономичней — стоимость литра в два раза меньше, но пользоваться диспенсером удобней. Переливайте средство из канистры в диспенсер

Zeta 5 Power Act



Дезинфектант высокого уровня для обработки аспирационных систем и плевательниц

Во флакон встроен мерник, поэтому средство удобно дозировать

Концентрированное жидкое средство. Из одного литра концентрата получится 100 литров готового к применению раствора

При использовании не образуется пена. Вам не нужно покупать пеногаситель

Очистка, дезинфекция и дезодорирование за одно применение

Исследования Zhermack подтвердили высокую совместимость с поверхностями аспирационной системы


Два варианта дезинфекции: полная и быстрая. Полная дезинфекция означает вирулицидное, бактерицидное (включая туберкулоцидное) и фунгицидное действие. Быстрая дезинфекция без туберкулоцидного действия проводится за 15 минут

9 Используйте наконечники с защитой от всасывания частиц и жидкостей

В турбинных наконечниках Dentsply Sirona серий T1, T2, T3, T4 используется система PHS, которая защищает головку наконечника от всасывания загрязнённых жидкостей. Например, при раскрытии полости зуба для эндо лечения, образуется мелкодисперсное облако из крови, слюны, твёрдых тканей зуба и пульпы. Система PHS защищает головку от обратного всасывания этих частиц, сводя к минимуму риск загрязнения наконечника. Это повышает его надёжность и безопасность пациентов от перекрёстного заражения



Что такое эффект обратного всасывания?



После остановки турбины, ротор продолжает вращаться. Но под давлением стремится восстановить баланс и начинает вращение назад. Таким образом возникает обратное всасывание

Наконечники Dentsply Sirona с электроприводом

В угловых наконечниках T1, T2, T3 используется анти-втягивающий клапан ARV. Клапан установлен в основании наконечника. Он защищает от обратного всасывания загрязненных жидкостей в муфту, шланг или блок обработки наконечников



Что будет, если использовать инструменты без PHS и ARV?

Аэрозольное облако из крови, слюны, твердых тканей зуба попадет в зазор между валом ротора и отверстием корпуса, или может всасываться через сопла водяных и воздушных каналов

Так микроорганизмы проникают внутрь стоматологического блока. В результате, когда вы подсоединяете стерильный наконечник он инфицируется жидкостью из системы



10 Дезинфицируйте и промывайте все узлы наконечников после каждого пациента

После приёма пациента медсестра чистит наконечник: промывает проточной водой, помещает в аппарат для чистки и смазки, а потом помещает в автоклав. Это долго. В отдельных случаях остаются следы загрязнения.

DAC Universal делает то же самое: прочистит, смазывает, дезинфицирует и стерилизует наконечники. Но теперь для этого нужен только один аппарат

Можно вести приём одним набором наконечников, а обслуживать их между приёмами. В DAC Universal помещается 6 наконечников. Полный цикл за 18 минут

Ваша стоматология не будет простаивать пока наконечники в ремонте. DAC продлевает срок службы, потому что полностью соблюдает процедуру очистки и смазки. Без человеческого фактора



Как проходит полностью автоматизированная обработка



Внутренние каналы промываются водой и продуваются воздухом. В результате из каналов удаляются все загрязнения и отложения

Автоматическая смазка передаточных механизмов и подшипников

Внешняя очистка холодной водой. Внешняя очистка горячей водой под высоким давлением. Нагрев до 134°C

Насыщенный водяной пар выводится через инструменты. Так достигается внутренняя стерильность полостей и каналов.



10 Заинтересуйте пациентов

Результаты опроса 35 тыс. клиентов в России:

80% клиентов хотят знать, как компании защищают персонал

45% клиентов хотят знать, как компании готовы защитить клиентов

40% клиентов хотят знать, как компании помогают справиться с вирусом: выпускают или продают маски, антисептики и перчатки, помогают волонтерам и т.д.

38% клиентов хотят знать мнение и положение сотрудников, которые работают с покупателями


31% клиентов хотят знать мнение генерального директора или владельца компании

11 Повысьте лояльность пациентов. Привлекайте новых

Расскажите пациентам на сайте клиники, в социальных сетях или в e-mail рассылке о новых мерах, принятых в вашей клинике для защиты пациентов и сотрудников

12 Повысьте качество продвижения услуг клиники

Продвигая услугу, старайтесь создать ценности и общие точки, по которым соприкоснётесь с потребностями клиентов. При этом важно сегментировать базы клиентов и систематизировать контент сайта



13 Увеличьте средний чек

Предложите пациентам одноразовый комплект инструментов как отдельную опцию.

Помогите пациентам разобраться с особенностями предстоящей процедуры.

Объясните, почему одноразовый инструмент безопасней не только в условиях рас-

пространения вирусных инфекционных заболеваний, но и предотвращает перекрестное инфицирование, риск поломки многократно использованных эндо файлов и т.д.

Предложите пациентам задать вопросы, которые их беспокоят. Это поможет принять правильное решение и выбрать оптимальный подход к предстоящей процедуре.

Возможность выбрать одноразовый комплект инструментов и материалов поможет увеличить средний чек и повысить лояльность к клинике.

Dentsply Sirona
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности
и торговли», офис 9-01
Телефон +7 495) 725-10-87
Факс +7 495) 725-10-86
www.dentsplysirona.com/ru-ru



dentsplysirona.com/ru-ru/covid19-announcement.html



[instagram.com/dentsplysirona.cis](https://www.instagram.com/dentsplysirona.cis)



[facebook.com/dentsply.sirona.cis](https://www.facebook.com/dentsply.sirona.cis)



[Dentsply Sirona CIS](https://www.youtube.com/DentsplySironaCIS)

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona