

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Arbeitsstühle

Schön, wenn Sie einer
so sitzen lässt

dentsplysirona.com



Hugo – der Ergonomie-Profi

Hugo ist ein wichtiger Baustein im Dentsply Sirona-Ergonomie-Programm und vereint einzigartige Technologien. Er fördert intuitives ergonomisches Sitzen und unterstützt Sie dabei, während der Behandlung immer wieder die richtige Körperhaltung einzunehmen. Dynamisch, komfortabel, hygienisch und flexibel – die perfekte Ergänzung zu Ihrer Behandlungseinheit.



Die Rückenlehne – für mehr Dynamik

Der dynamische Rücken von Hugo erlaubt Ihnen mehr Flexibilität beim Behandeln. Die Rückenlehne folgt der Bewegung und unterstützt in der jeweiligen Arbeits- und Entspannungs-Position. Die Wirbelsäule wird automatisch aufgerichtet und Muskelverspannungen werden wirkungsvoll vorgebeugt.



Die Sitzfläche – für mehr Komfort

Die innovative Mechanik OptiMotion mit flexibler Neigung der vorderen linken oder rechten Sitzflächenhälfte garantiert mehr Bewegungsfreiheit und somit bestmögliche Patientenzugänglichkeit. Gleichzeitig werden Druckstellen an den Oberschenkeln deutlich reduziert. Das neue Klimapolster sorgt auch bei langem Sitzen für einen angenehmen Wohlfühleffekt.



Die Stuhlbasis – für mehr Flexibilität

Hugo können Sie flexibel und individuell an die unterschiedlichen Körpergrößen innerhalb Ihres Praxisteam anpassen. Die Sitzhöhen-einstellung erfolgt auf Wunsch einfach und hygienisch über die Fußauslösetaste.



Hugo Manual

Sitzhöhenverstellung per Hand



Hugo Manual Plus

Sitzhöhenverstellung per Hand, mit Fußring



Hugo Freehand

Sitzhöhenverstellung per Fußdruck



- 1** Durch den Einsatz neuer Technologien wird auf Bedienhebel verzichtet. Hugo stellt sich automatisch auf die jeweilige Sitzposition ein. Das hilft, Fehleinstellungen und gesundheitliche Belastungen zu vermeiden. Die Funktionsweise und die Gestaltung unterstützen darüber hinaus das hygienische Arbeiten.
- 2** Sie können ohne Aufpreis zwischen zwei Gasfeder-Längen wählen. So erreichen Sie je nach Körpergröße immer die ergonomisch korrekte Sitzhöhe.

- 3** Der austauschbare Tritteinsatz des Fußkreuzes erhöht die Langlebigkeit auch bei starker Beanspruchung.
- 4** Der optionale Fußring ermöglicht die problemlose Zusammenarbeit auch bei unterschiedlichen Körpergrößen von Zahnarzt und Assistenz. Beide arbeiten belastungsarm in einer ergonomisch korrekten Position.
- 5** Die neue Fußauslösung ermöglicht eine handfreie und deshalb hygienische Einstellung der Sitzhöhe.

Körpergröße* in cm	Sitzhöhe
ca. 150–180	Kurze Gasfeder 405–540 mm
ca. 170–205	Lange Gasfeder 505–645 mm

* Angaben können je nach Benutzer abweichen.



Theo – der Flexible

NEU: Theo komplettiert das ergonomische Arbeitsstuhl-Portfolio für Behandlungseinheiten von Dentsply Sirona. Der Sattelstuhl vereint die gesunde Körperhaltung des Stehens mit den Vorteilen eines stabilen und komfortablen Sitzens. Die hohe Sitzposition erlaubt einen optimalen Zugang zum Patienten. Kombiniert mit besonders komfortablen Polstern wird so eine bestmögliche ergonomische Unterstützung auch während langen Arbeitstagen erzielt.

- Ausgeklügelte Sitzflächenform, die Ihren Bewegungen folgt
- Austauschbarer Tritteinsatz im Fußkreuz für angenehme Beinposition
- Erhältlich mit bewährtem Premium-Klimapolster, sowie dem komfortablen Loungepolster
- Wahlmöglichkeit zwischen zwei Gasfeder-Längen für unterschiedliche Körpergrößen



Klima Premium Polster

Das bewährte Klimapolster sorgt für einen besonderen Wohlfühleffekt im Sitzbereich: Die Stauwärme wird durch einen extra Polstereinsatz reduziert, was komfortables Sitzen bei Langzeitbehandlungen erst möglich macht.



Lounge Polster

Für das gewisse Extra an Komfort ist Theo auch mit dem besonders weichen Lounge-Material erhältlich – ein bequemes und optisches Highlight zugleich.



Einzigartiger Balance-Mechanismus

Durch dynamisches Anpassen der Sitzfläche lässt Theo Ihnen größtmögliche Flexibilität in Ihren Bewegungsabläufen. Der Bewegungsbereich des Balance Mechanismus kann individuell eingestellt werden – dafür ist nur ein Drehen des Rings notwendig. Folglich wird die Belastung auf Muskelgruppen und Bandscheiben spürbar reduziert, die Arbeitsposition kann lange aufrechterhalten und Schmerz vorgebeugt werden.



Entlastendes Fußkreuz

Der Tritteinsatz auf dem Fußkreuz ermöglicht eine entlastende Beinposition. Zudem sind die Einsätze austauschbar, was die Langlebigkeit auch bei starker Beanspruchung erhöht.

Carl – der Allrounder

Der Rundsitz Carl sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und genügt den höchsten Ansprüchen an Komfort und Qualität. Die runde Sitzfläche hat eine bequeme Polsterung und ist „nahtlos“ hygienisch.

- Runde Sitzfläche mit komfortabler Polsterung
- Sitzflächenverstellung aus jeder Sitzposition
- Rückenlehne um 360° schwenkbar
- Wahlmöglichkeit zwischen zwei Gasfeder-Längen



Carl Manual
Sitzhöhenverstellung per Hand



Carl Manual Plus
Sitzhöhenverstellung per Hand, mit Fußring

Die Farbwelten

Die elegante Welt

Klassische, zeitlose Kombinationen für einen edlen Look.



Die natürliche Welt

Sanfte, warme Farbtöne für ein beruhigendes Behandlungsklima.



Die vitale Welt

Farbenfrohe, frische Töne für eine moderne, lebendige Atmosphäre.



* Für Theo: Polsterfarben auch als Lounge Polster erhältlich.

Dentsply Sirona (Schweiz) AG
Täferweg 1
5405 Baden-Dättwil
info.ch@dentsplysirona.com
056 483 30 40

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments