

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Teneo

L'innovation en toute harmonie

dentsplysirona.com





L'innovation en toute harmonie

Teneo, une approche sans compromis. Vous pouvez obtenir un flux de travail harmonieux si vous et votre poste de traitement interagissez de façon optimale. Ainsi, Teneo répond automatiquement et individuellement à toutes les exigences. Des fonctions sélectionnées avec le plus grand soin vous aident au cours de chaque traitement, jusque dans les moindres détails. Des fonctions confortables s'assurent que vos patients se sentent détendus tout au long du traitement. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre travail. Pourquoi se contenter de peu ?



Une vision innovante du traitement

Les efforts consentis quotidiennement pour les traitements sont la clé du succès de votre cabinet. Teneo a été développé pour être toujours en phase avec le flux de travail dentaire. Vos patients ne peuvent profiter pleinement de l'ensemble de vos compétences professionnelles que si vous pouvez travailler efficacement et de façon ergonomique.

Teneo dispose des options automatiques et motorisées afin de s'adapter quotidiennement à vos besoins.

Le poste de traitement interagit directement avec vous et vos patients, de sorte que l'étape de traitement suivante n'exige que peu d'efforts.

Pourquoi se contenter de peu ?

Les fonctions motorisées, comme la voie de coulissement ergonomique, l'appuie-tête et le crachoir permettent à Teneo de s'adapter de façon harmonieuse à votre flux de travail.

Vous connaissez chaque mouvement – Teneo aussi

Pour que vous puissiez accorder à vos patients toute l'attention qu'ils requièrent, Teneo et sa voie de coulissement motorisée vous permet d'avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, sans les mains et sans efforts. Vous et votre assistante pouvez adopter une position de travail ergonomique en permanence.



Concept séparé pour une manipulation plus aisée



Les éléments praticien et assistante, ainsi que le plateau, peuvent être positionnés indépendamment pour vous laisser commuter facilement entre les modes de traitement en équipe ou solo.

Commande mains libres



La pédale sans fil est l'élément de commande multifonctions qui vous permet d'utiliser toutes les fonctions du fauteuil, dont l'écran EasyTouch et la voie de coulissement motorisée en mains libres.

Vous souhaitez effectuer un traitement de façon ergonomique – Teneo s'adapte

Une posture saine pendant un traitement nécessite que le patient soit correctement positionné et qu'un accès maximal soit disponible. Teneo offre, aux dentistes comme aux patients, un confort optimal pendant le traitement grâce à son appui-tête, son crachoir et sa voie de coulissement motorisé.



Positionnement vertical



Teneo connaît votre posture de travail idéale. Pour que vous puissiez toujours travailler dans une position optimale, le point de bouche vertical est toujours positionné à la même hauteur de travail, même pour des patients avec des statures différentes (voir illustrations).

Appui-tête motorisé



Pour un accès optimal, l'extension et l'inclinaison de l'appui-tête motorisé peuvent être modifiées à l'aide de la pédale, de l'interface utilisateur ou même manuellement.

Crachoir motorisé



Le crachoir est motorisé et pivote vers l'intérieur et l'extérieur. Sa position peut être programmée, ce qui contribue à proposer des procédures rapides et sûres.

Les détails qui font la différence

La majorité des traitements consiste à conserver un flux intact. Pour cela, vous avez besoin d'un poste de travail dont les fonctions sont adaptées à votre flux de travail, et non l'inverse. Ainsi, Teneo se fait une place dans votre salle de traitement avec sa large gamme de fonctions préalablement intégrées. L'interface utilisateur peut être entièrement personnalisée pour vous permettre d'utiliser toute la gamme possible.

Pourquoi se contenter de peu ?

Teneo est préconfiguré de façon optimale avec une grande interface utilisateur, 6+1 positions d'instruments personnalisables et de nombreuses aides pour la communication avec le patient. Une simple pression sur un bouton et il est adapté pour des procédures endodontiques ou implantaire.



Vous souhaitez une liberté totale – Teneo est flexible


Des fonctions de traitement intégrées pour l'implantologie et l'endodontie minimisent les temps de réglage, car des équipements de table supplémentaires ne sont plus nécessaires. Toutes les fonctions peuvent être contrôlées à l'aide de la pédale. La transition entre les phases d'examen, d'information et de traitement du patient se fait ainsi facilement. De nombreuses fonctions supplémentaires, comme l'ApexLocator ou Implant dans Sidexis 4, font de Teneo une solution experte pour toutes les situations de traitement.

Teneo est compatible avec tous les instruments de Réciprocité® Dentsply Sirona et VDW, comme Wave One Gold®, Reciproc® et Reciproc® blue.

WaveOne® WaveOne® Gold Limes à mouvement réciproque Reciproc® Endo à une lime Endo à une lime




Endodontie



ApexLocator*

Un contrôle précis du couple, l'ApexLocator et la librairie de limes unique simplifient votre flux de travail tout en offrant un niveau supérieur de sécurité clinique. La seule commande dont vous avez besoin est la pédale de Teneo.

Implantologie



Terminal Implant*

Réglez manuellement Teneo à vos besoins spécifiques ou sélectionnez un système d'implant dans la librairie intégrée. Les principaux paramètres, comme la vitesse, le couple et la quantité de liquide de refroidissement stérile sont toujours sous contrôle de façon efficace et en vous laissant les mains libres.

* Les terminaux ApexLocator et Implant sont représentés sur le moniteur Sivation.

Vous souhaitez vous améliorer dans les moindres détails – Teneo vous offre plus

Grâce à ses détails réfléchis, Teneo possède tout ce dont vous avez besoin pour travailler de façon optimale dans chaque situation. De l'interface utilisateur de grande taille à la configuration flexible des positions des instruments, Teneo fait la différence.



Écran 7" EasyTouch



Le grand écran tactile garantit une utilisation intuitive et évidente. Il peut être personnalisé et mis à niveau. Dans l'Easymode, il affiche toutes les fonctions sélectionnées en un coup d'oeil. La navigation se fait de façon facile et harmonieuse tout au long du traitement.

Positions d'instruments 6+1



Principaux outils et commandes parfaitement agencés et organisés : 6 positions d'instruments vous permettent de configurer le poste de traitement afin de l'adapter à vos exigences. La caméra peut, en option, être placée sur une position de stockage auxiliaire du plateau.

Éclairage LEDview Plus



L'éclairage LEDview Plus fournit un mélange idéal d'intensité lumineuse, de couleur de la lumière et de taille du champ lumineux. Le mode Composite intégré permet de traiter les matériaux d'obturation photopolymérisables à votre propre vitesse sans durcissement préalable. L'éclairage peut être positionné et contrôlé sans les mains de façon optimale via un capteur. Également disponible en tant que modèle plafonnier ou en combinaison avec le modèle plafonnier LEDview Plus/Heliodont Plus.

Caméra SiroCam AF+



Optimise la visualisation et la documentation de vos traitements : la caméra SiroCam AF+ allie la qualité d'image à la simplicité de fonctionnement. L'image est affichée sur l'écran 22" en haute définition.



Instaurez un climat de confiance – Teneo vous aide

Une communication étroite avec le patient est essentielle pour obtenir des résultats de grande qualité. Un processus de traitement transparent contribue grandement à rassurer le patient. Teneo permet des consultations clairement visualisées sur site, mémorise les positions individuelles des patients et aide ainsi à instaurer la confiance dans votre travail.

Des conseils avisés de Teneo

- Utilisez le moniteur intégré pour afficher des images intra-orales, des radiographies 3D ou des présentations à l'aide du menu de communication patient.
- Créez une relation de confiance en expliquant le processus de traitement pour que le patient comprenne la procédure et soit moins stressé.
- Expliquez et documentez le résultat du traitement avec la caméra intra-orale SiroCam AF+ – naturellement avec des images de haute qualité.



Un confort remarquable

De nombreux patients considèrent qu'il est particulièrement important de se sentir apprécié et que leurs besoins individuels soient pris en compte quand il s'agit de traitements dentaires et de l'atmosphère dans laquelle ils sont réalisés. La technologie de confort de Teneo vous aide à y parvenir discrètement. Les patients qui se sentent entre de bonnes mains auront confiance en votre travail.

Pourquoi se contenter de peu ?

Grand ou petit, jeune ou vieux - grâce à son positionnement du patient en fonction des besoins, à des positions d'assise qui peuvent être enregistrées individuellement, à une fonction de massage, à un support lombaire, à un déplacement lent et à la sellerie Thermo ou Lounge, Teneo s'adapte aux besoins de vos patients.



Vous connaissez vos patients – Teneo aussi

Le traitement est plus harmonieux et le résultat obtenu est de meilleure qualité lorsque le patient est détendu. Que vous ayez besoin d'une aide pour faciliter le positionnement des patients âgés ou que vous souhaitiez calmer les craintes vis-à-vis du traitement dentaire de votre patient – Teneo dépasse les attentes de l'ensemble de vos patients. Ses fonctions de massage et de support lombaire aident vos patients à se détendre.

Une posture adaptée aux besoins

Le positionnement à l'aide de la fonction OrthoMotion est particulièrement adapté pour le traitement des patients âgés ou en situation de handicap : le dossier et l'assise conservent le même angle, ce qui contribue à protéger les vertèbres lombaires.




Positionnement ergonomique du patient

La fonction ErgoMotion permet un déplacement harmonieux du dossier et de l'assise pour une extension ergonomique de la colonne vertébrale. Le patient est déplacé confortablement dans la position de traitement.



Le monde de l'élégance

Couleurs de sellerie nobles pour un effet classique intemporel.



Le monde du naturel

Des couleurs chaudes, douces et reposantes.



Le monde de la vitalité

Des couleurs vives et lumineuses pour une atmosphère moderne et vivante.



* Couleurs disponibles pour la sellerie Lounge.

Forme et teinte

Pour conférer à votre cabinet une atmosphère unique, Teneo fournit la combinaison idéale de forme et de teinte, ce qui en fait un véritable plaisir pour les yeux. Que vous préférerez un style classique ou moderne, Teneo s'intégrera toujours avec élégance dans l'environnement de votre cabinet. Les nombreuses récompenses qu'il a reçues, comme l'iF Design Gold Award ou la nomination au German Design Award, en attestent.



Une qualité sans compromis



Sellerie Premium Thermo

Réduit la chaleur accumulée dans le siège et le dossier et offre une meilleure relaxation du patient grâce à son effet climatisant.



Sellerie Lounge

Son matériau innovant confère à cette sellerie une douceur supplémentaire en option, pour ce petit plus de confort.



Magnifique et fonctionnel

Donnez à votre cabinet un sentiment d'unicité. La sellerie Lounge est une synthèse réussie de confort et de design. Le matériau doux est agréable en plus d'être facile à nettoyer et à désinfecter. Des coutures contrastées accentuées et le repose-pieds continu sont synonymes de qualité jusque dans les moindres détails.

Teneo - la sécurité en toute simplicité

Le poste de traitement Teneo est conforme aux normes de prévention des infections les plus élevées - avec ses surfaces lisses et faciles à nettoyer, les composants fonctionnels faciles à démonter et les adaptateurs d'assainissement intégrés. Tout est conçu pour un contrôle maximal des infections en peu de temps et avec peu d'efforts pour soulager votre équipe des tâches superflues et satisfaire aux normes d'hygiène les plus strictes.



Adaptateur d'assainissement intégré : tous les manches d'instrument peuvent être connectés à l'adaptateur d'assainissement intégré pour un nettoyage régulier des voies d'eau. Les programmes Purge automatique (rinçage quotidien) et Purge (rinçage après chaque traitement) inondent automatiquement les voies d'eau ou les désinfectent au cours des cycles d'assainissement mensuels avec le désinfectant pour l'eau Dentosept. Ces processus sécurisés vous permettent de gagner du temps.



Des surfaces faciles à nettoyer : Teneo est entièrement conçu pour une gestion efficace du contrôle des infections. Toutes les surfaces sont lisses et sont faciles à nettoyer et à désinfecter.



Parties thermodésinfectables : toutes les parties critiques en matière de contrôle des infections peuvent être démontées et désinfectées thermiquement, ce qui améliore la protection contre les contaminations croisées.



Crachoir : dans le cadre d'un contrôle idéal des infections dans le cabinet, le crachoir motorisé et ses commandes en mains libres se détache facilement pour être nettoyé.



Adaptateurs d'assainissement pour le nettoyage des tuyaux d'aspiration : les tuyaux d'aspiration peuvent être rincés automatiquement sur simple pression d'un bouton entre les traitements ou pendant les procédures longues. Pour un contrôle maximal des infections, des détergents disponibles en option et agréés par Dentsply Sirona peuvent être ajoutés automatiquement.

Pas un Teneo – votre Teneo

Teneo est bien plus qu'un simple poste de traitement dentaire. Il est également l'expression de votre unicité. Quelle que soit votre configuration favorite, Teneo vous garantira toujours une chose : une interopérabilité en toute harmonie. Laissez-vous inspirer !

Teneo définit des normes

L'ergonomie et les fonctionnalités sophistiquées combinées avec des matériaux de grande qualité vous aident à personnaliser activement votre flux de travail idéal.



Fauteuil



Élément praticien



Élément assistant



Groupe d'eau



Sivision



Tabourets

Vos différentes options

Voici une liste complète des équipements standards pour le poste de base et toutes les options disponibles séparément.

Fauteuil		Groupe d'eau	
Positions du fauteuil personnalisées pour chaque patient*	■	Dispositif de désinfection avec fonctions de désinfection et d'assainissement permanentes	■
Appuie-tête motorisé avec réglage automatique spécifique au patient*	■	Nettoyage du tuyau d'aspiration avec des produits chimiques	■
Sellerie Premium Thermo	■	Port hydrocolloïde	□
Sellerie Lounge	□	Vanne de crachoir pour aspiration humide	■
Fonction de soutien lombaire/massage	■	Centrifugeuse automatique	□
Accoudoir amovible, l'accoudoir droit peut être pivoté sur le côté	□	Centrifugeuse d'amalgame	□
Accoudoir gauche amovible	□	Crachoir en verre, fonction pivotante motorisée amovible	■
Pédale à 4 voies	■	Fonction de purge incl. purge automatique	■
Pédale sans fil	■	Fonction Aqua	■
Raccordement d'appareils tiers	□		
Coussin réhausseur pour patients de petite taille	□		
Plaque d'adaptation	□		
OrthoMotion	■		
ErgoMotion	■		
Déplacement SlowMotion	■		

Élément praticien (avec EasyTouch, 6 positions de pièces à main, poignées et porte-instrument amovibles)		Sivision	
Sprayvit M avec lumière	□	SiroCam AF+	□
1 ^{er} entraînement (pour moteur ou turbine)	■	Écran 22" sur le plateau (plateau inclus)	□
2 ^e entraînement (pour moteur ou turbine)	■	Écran 22" sur la colonne du scalytique	□
3 ^e entraînement (pour moteur ou turbine)	■	Caméra montée dans l'élément praticien	□
4 ^e entraînement (pour moteur ou turbine)	□	Jeu de câbles pour connexion PC	□
Moteur électrique BL	□		
Moteur électrique BL ISO C	□		
Moteur électrique BL Implant	□		
Cordon pour turbine	■		
Pièce à main à ultrasons SiroSonic TL	□		
Kit électrochirurgical Sirotom	□		
Fonction d'implantologie	□		
Fonction de traitement endodontique	□		
Fonction d'instruments de Réciprocité*	□		
ApexLocator avec affichage sur l'écran Sivision	□		
Pompe de solution saline intégrée	□		
Port USB	■		
Commande mains libres avec contrôle du curseur	■		
Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière	□		
Contre-angle Implant 20:1	□		

Tabourets (ressort à gaz court ou long)		Options supplémentaires	
Hugo mains libres (avec pédale)	□	Plateau Sirona	□
Hugo Manuel (avec levier manuel)	□	Interface PC (Ethernet)	■
Hugo Manuel Plus (avec levier manuel et pédale)	□	Commande PC avec EasyTouch	■
Carl Manual (avec levier manuel)	□	Diagnostic à distance	■
Carl Manual Plus (avec levier manuel et pédale)	□	Éclairage LEDview Plus	□
		Éclairage plafonnier LEDview Plus	□
		Adaptation pour combinaison plafonnier Heliodent Plus	□
		Adaptation pour le modèle sur unit Heliodent Plus	□

Élément assistant (avec 4 positions de pièces à main, porte-instruments amovible)	
Lampe de polymérisation Satelec Mini L.E.D.	□
Dispositif d'aspiration chirurgicale	□
Sprayvit M avec lumière	□
Dispositif d'aspiration	■
Pompe à salive	■
Tuyaux d'aspiration désinfectables thermiquement	□

* Disponible avec Sidexis 4.

■ Dans appareil de base ou en tant que pack
□ En option.

Options d'équipement

Vos packs avantages



Innovation

- Sprayvit M pour les éléments praticien et assistante
- 2 moteurs électriques BL (BL ISO C – coût supplémentaire)
- Pièce à main à ultrasons SiroSonic TL
- Éclairage LEDview Plus
- Jusqu'à deux tabourets : Hugo ou Carl à un prix avantageux



Endo

- Fonction de traitement endodontique
- ApexLocator
- Contre-angle T1 Line Endo 6 L
- Pièce à main avec éclairage
- Adaptateur Apex Basic (option)
- Support pour ApexLocator
- Option supplémentaire : Fonction d'instruments de Réciprocité*



Implant

- Fonction d'implantologie étendue
- Pompe de solution saline intégrée
- Moteur électrique BL Implant
- Contre-angle Implant (20:1)



Sivision

- Écran 22" AC
- SiroCam AF+
- Positionnement de l'écran sur le plateau ou la colonne du scalytique
- Connectivité de la caméra sur l'élément praticien



Cousin réhausseur pour patients de petite taille



Apex Locator



CEREC AI



Raccordement d'appareils tiers



Pompe de solution saline intégrée



Adaptateur Implant



Modèle Heliodent Plus



Écran 22" sur le plateau



Écran 22" sur la colonne du scalytique

Dentsply Sirona & vous

Nous accompagnons les dentistes dans leur quête de traitements dentaires de meilleure qualité, plus sûrs et plus rapides. Si vous donnez quotidiennement le meilleur de vous-même, vous n'en attendrez pas moins de votre équipement. C'est pourquoi nous fournissons des solutions innovantes qui contribuent à améliorer la santé dentaire. Cela signifie qu'avec Dentsply Sirona, vous travaillerez toujours avec les normes d'excellence les plus élevées. Vous pouvez en être sûr, aujourd'hui et à l'avenir.

L'innovation pratique



En tant qu'entreprise expert dans le secteur des équipements dentaires, nous investissons en permanence dans la recherche et donc dans l'avenir de la dentisterie moderne. En regroupant les technologies numériques avec des solutions intégrées et en optimisant le flux de travail, nous pouvons obtenir des résultats de traitement améliorés, plus de confort et de sécurité pour le patient ainsi que des économies de temps pour le cabinet dentaire.

Qu'est-ce que cela signifie pour Teneo ?

Qualité « Made in Germany »

Le poste de traitement est entièrement développé, fabriqué et testé dans l'usine Dentsply Sirona à Bensheim, Allemagne. Le montage minutieux dans les locaux justifie les attentes les plus élevées, garantissant ainsi le meilleur en matière de qualité et de fiabilité du produit sur le long terme.

Pionnier et innovant

Teneo évolue en permanence : le poste de traitement peut être mis à niveau et dispose d'une interface USB pour l'intégration de nouvelles fonctions et d'une interface Ethernet pour un dépannage facile.

Qualité haut de gamme

Seuls matériaux de haute gamme sont utilisés pour le Teneo. La structure, le fauteuil et le support du dossier sont fabriqués à partir d'une combinaison adaptée d'acier et d'aluminium. Résultat : Teneo est léger tout en étant extrêmement solide.

Mentions Légales

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. **Teneo**. Indications : Poste de traitement pour cabinet dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **LEDview Plus**. Indications : Eclairage opératoire pour poste de traitement dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **SiroCam F/AF /AF+**. Indications : Caméra pour l'enregistrement de radiographies intra-orales. Classe / Organisme certificateur : I / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Sprayvit M**. Indications : Seringue multifonction utilisée pour l'alimentation en fluides (ou en air) chauffée ou non et l'éclairage lors des traitements dentaires. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Heliodent Plus**. Indications : Appareil pour radiologie dentaires, servant à réaliser des radiographies intra-orales pour l'examen et le diagnostic des affections des dents, de la mâchoire et des structures buccales. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **CEREC AI**. Indications : Unité de prise d'empreinte pour la fabrication assistée par ordinateur de restaurations dentaires. Classe / Organisme certificateur : I / Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Moteur BL/ ISO/ BL Implant**. Indications : Moteur destiné à l'entraînement de pièces-à-main et de contre-angles rotatifs et oscillants en connexion avec une unité de soins dentaires. En fonction du modèle, le moteur peut également être utilisé pour les mesures endométriques. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **Sidexis 4**. Indications : Logiciel de gestion, analyse et diagnostic de radiographies numériques/ numérisées. Gestion et analyse de clichés optiques numériques. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. **WaveOne® Gold**. Indications : Instruments pour la mise en forme et le nettoyage du système canalair. Classe/Organisme certificateur : IIa / CE 0459. Fabricant : Maillefer. **RECIPROC®/ RECIPROC® blue**. Indications : Instruments pour la préparation et le retraitement du système radiculaire (retrait du matériau d'obturation et d'obturateurs à tuteurs à base de gutta-percha). Contre-indications : en cas de courbure apicale brusque. Les instruments RECIPROC® blue se composent d'instruments à usage unique stériles non restérilisables, conçus pour la préparation et le traitement d'une seule molaire. La réutilisation des instruments et notamment leur stérilisation ne sont pas possibles. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : VDW. 11/2017

Dentsply Sirona (Schweiz) AG

Täferweg 1
5405 Baden-Dättwil

info.ch@dentsplysirona.com
056 483 30 40

Solutions procédurales

Prévention
Odontologie conservatrice
Orthodontie
Endodontie
Prothèses
Implants

Technologies habilitantes

Systèmes de CFAO
Systèmes d'imagerie
Postes de traitement
Instrumentation

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires