



Nome della ditta	
Cognome, nome	
Via, numero civico	
CAP, località	
Telefon	Fax
E-Mail	
Numero cliente	

Nella fornitura di TiBase e ScanPost non è compreso lo Scanbody, che deve essere ordinato separatamente!

A seconda del collegamento sono compatibili i seguenti componenti:

Collega-mento	Scanbodies per Omnicam ⁴⁾ (Possono essere utilizzati anche per Primescan)		Scanbodies per Bluecam ⁴⁾	
	RIF.	Numero pezzi	RIF.	Numero pezzi
S	6431311		6431295	
L	6431329		6431303	

¹⁾ 1x Base in titanio, 1x Vite pilastro, ²⁾ 2x Vite pilastro, ³⁾ 1x ScanPost, 1x Vite pilastro, ⁴⁾ 36x Scanbody

⁵⁾ Non tutti i prodotti potrebbero essere disponibili nel tuo paese.

Si prega di notare anche la panoramica "Compatibilità dei materiali TiBase" su my.cerec.com.











Produttore / Impianto	Diametro impianto	Piattaforma	Collega-mento	TiBase ^{1),5)}			Abutment Screw ^{2),5)}			ScanPost ^{3),5)}			
				RIF	Numero pezzi	Coppia di serraggio	RIF	Numero pezzi	RIF	Numero pezzi			
Dentsply Sirona Implants PrimeTaper EV	3.0		XS	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262		AT EV 3.0 S	6586353	
	3.6		S	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312		AT EV 3.6	6586270		AT EV 3.6 S	6586361	
	4.2		M	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320		AT EV 4.2	6586288		AT EV 4.2 L	6586379	
	4.8 / 5.4		L	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338		AT EV 4.8	6586296		AT EV 4.8 L	6586387	
Dentsply Sirona Implants OmniTaper EV	3.0		XS	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262		AT EV 3.0 S	6586353	
	3.4		S	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312		AT EV 3.6	6586270		AT EV 3.6 S	6586361	
	3.8		M	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320		AT EV 4.2	6586288		AT EV 4.2 L	6586379	
	4.5		L	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338		AT EV 4.8	6586296		AT EV 4.8 L	6586387	
	5.5		XL	L	AT EV 5.4 GH1 L	6586346		AT EV 5.4	6593714		AT EV 5.4 L	6586395	
Dentsply Sirona Implants Astra Tech Implant EV	3.0		XS	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262		AT EV 3.0 S	6586353	
	3.6		S	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312		AT EV 3.6	6586270		AT EV 3.6 S	6586361	
	4.2		M	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320		AT EV 4.2	6586288		AT EV 4.2 L	6586379	
	4.8		L	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338		AT EV 4.8	6586296		AT EV 4.8 L	6586387	
	5.4		XL	L	AT EV 5.4 GH1 L	6586346		AT EV 5.4	6593714		AT EV 5.4 L	6586395	

Produttore / Impianto				TiBase ^{1),5)}				Abutment Screw ^{2),5)}			ScanPost ^{3),5)}		
Diametro impianto	Piattaforma	Collegamento	RIF	Numero pezzi	Coppia di serraggio	RIF	Numero pezzi	RIF	Numero pezzi				
Dentsply Sirona Implants AstraTech Osseospeed TX	3.0	 3.0	S	AT TX 3.0 S	6598085	25 Ncm	AT TX 3.0	6598051	AT TX 3.0 S	6598119			
	3.5 S / 4.0 S	 3.5 / 4.0	L	AT TX 3.5/4.0 L	6598093		AT TX 3.5/4.0	6598069	AT TX 3.5/4.0 L	6598127			
	4.5 / 5.0 / 5.0 S	 4.5 / 5.0	L	AT TX 4.5/5.0 L	6598101		AT TX 4.5/5.0	6598077	AT TX 4.5/5.0 L	6598135			
Dentsply Sirona Implants Ankylos	A, B, C, D	C/X	S	ANK C/GH1 S	6586528	15 Ncm	nicht erhältlich		ANK S	6586569			
				ANK C/GH2 S	6586536								
				ANK /X GH1 S	6586544								
				ANK /X GH2 S	6586551								
Dentsply Sirona Implants Xive	3.0	 3.0	S	Xive 3.0 S	6597319	25 Ncm	Xive 3.0	6597434	Xive 3.0 S	6597368			
	3.4	 3.4	S	Xive 3.4 S	6597327		Xive 3.4 S	6597376					
	3.8	 3.8	S	Xive 3.8 S	6597335		Xive 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	6597442	Xive 3.8 S	6597384			
	4.5	 4.5	L	Xive 4.5 L	6597343		Xive 4.5 L	6597392					
	5.5	 5.5	L	Xive 5.5 L	6597350		Xive 5.5 L	6597400					



Produttore / Impianto	Diametro impianto	Piattaforma	Collegamento	TiBase ^{1),5)}			Abutment Screw ^{2),5)}			ScanPost ^{3),5)}				
				RIF	Numero pezzi	Coppia di serraggio	RIF	Numero pezzi	RIF	Numero pezzi				
Biomet 3i Certain [®] (Internal connection)	3.4		3.4	S	B C 3.4 S	6308048	20 Ncm	B C 3.4, 4.1, 5.0	6460450	B C 3.4 S	6431212			
	4.1		4.1	L	B C 4.1 L	6308097				B C 4.1 L	6431220			
	5		5.0	L	B C 5.0 L	6308121				B C 5.0 L	6431238			
Biomet 3i External hex	3.4		3.4	L	B O 3.4 L	6282557	35 Ncm	B O 3.4, 4.1, 5.0	6460468	B O 3.4 L	6431089			
	4.1		4.1		B O 4.1 L	6282565				B O 4.1 L	6431105			
	5		5.0		B O 5.0 L	6282573				B O 5.0 L	6431113			
BioHorizons (Internal connection)	3.0 / 3.8		3.0	S	BH 3.0 S	6532779	30 Ncm	BH 3.0	6561240	BH 3.0 S	6532761			
	3.0/3.5/3.8/4.0/4.6		3.5	L	BH 3.5 L	6532894				BH 3.5 L	6532886			
	4.0/4.6/5.0/5.8		4.5	L	BH 4.5 L	6532951				BH 3.5, 4.5, 5.7	6561257	BH 4.5 L	6532944	
	5.0/5.8/6.0		5.7	L	BH 5.7 L	6536242				BH 5.7 L	6536234			
Nobel Biocare Replace (3-channel internal connection)	3.5		NP	L	NB RS 3.5 L	6282474	35 Ncm	NB RS 3.5	6460526	NB RS 3.5 L	6430933			
	4.3		RP		NB RS 4.3 L	6282482				NB RS 4.3 L	6430941			
	5		WP		NB RS 5.0 L	6282490				NB RS 4.3, 5.0, 6.0	6460534	NB RS 5.0 L	6430958	
	6		6.0		NB RS 6.0 L	6282508				NB RS 6.0 L	6430982			
Nobel Biocare Nobel Active (Internal conical connection)	3.5		NP	L	NB A 4.5 L	6308188	25 Ncm	NB A 4.5	6460484	NB A 4.5 L	6431279			
	4.3 / 5.0		RP		NB A 5.0 L	6308253	35 Ncm	NB A 5.0	6460492	NB A 5.0 L	6431287			
Nobel Biocare Brånemark [®]	3.3		NP	L	NB B 3.4 L	6282516	35 Ncm	NB B 3.4	6460500	NB B 3.4 L	6431006			
	3.75 / 4.0		RP		NB B 4.1 L	6282524				NB B 4.1	6460518	NB B 4.1 L	6431022	



Produttore / Impianto	Diametro impianto	Piattaforma	Collegamento	TiBase ^{1),5)}			Abutment Screw ^{2),5)}			ScanPost ^{3),5)}		
				RIF	Numero pezzi	Coppia di serraggio	RIF	Numero pezzi	RIF	Numero pezzi		
Osstem (USA: Hiossen) Osstem TS (USA: Hiossen ET)	3.5	 Mini	L	O TS 3.5 L	6527035	20 Ncm	O TS 3.5	6561208	O TS 3.5 L	6534197		
	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	 Standard		O TS 4.0 L	6527043		30 Ncm	O TS 4.0		6561232	O TS 4.0 L	6536846
Straumann Standard Tissue Level	3.3 / 4.1 / 4.8	RN (4.8 mm)	L	S SO 4.8 L	6284249	35 Ncm	S SO 4.8, 6.5	6460567	S SO 4.8 L	6431170		
	4.8	WN (6.5 mm)		S SO 6.5 L	6284256				S SO 6.5 L	6431196		
Straumann Bone Level	3.3	NC (3.3 mm)	L	S BL 3.3 L	6308154	35 Ncm	S BL 3.3, 4.1	6460542	S BL 3.3 L	6431246		
	4.1 / 4.8	RC (4.1 mm / 4.8 mm)		S BL 4.1 L	6308337				S BL 4.1 L	6431253		
Thommen Medical SPI Element, SPI Contact, SPI Element Inicell, SPI Contact Inicell	3.5	 3.5	S	TM 3.5 S	6531854	25 Ncm	TM 4.0, 4.5, 5.0, 6.0	6561273	TM 3.5 S	6544386		
	4	 4		TM 4 S	6532829				TM 4 S	6544394		
	4.5	 4.5		TM 4.5 S	6532837				TM 4.5 S	6544402		
	5	 5		TM 5 S	6544360				TM 5 S	6544410		
	6	 6		TM 6 S	6544378				TM 6 S	6544428		
Zimmer Tapered Screw-Vent	3.7 / 4.1	 3.5	L	Z TSV 3.5 L	6282581	30 Ncm	Z TSV 3.5, 4.5, 5.7	6460575	Z TSV 3.5 L	6431139		
	4.7	 4.5		Z TSV 4.5 L	6282599				Z TSV 4.5 L	6431147		
	6	 5.7		Z TSV 5.7 L	6282607				Z TSV 5.7 L	6431154		