

Atlantis® Suprastrukturen Übersicht zur Implantatkompatibilität



Hersteller	Implantatsystem	Verfügbarkeit Atlantis Suprastrukturen Prothetikschaube/ ASA-Schraube	Bestellnummer des Herstellers/ Unternehmens*	Drehmoment (Ncm)
Dentsply Sirona	IMPLANTATNIVEAU			
	EV Connection: DS PrimeTaper Implant / DS OmniTaper Implant / Astra Tech Implant EV			
	EV (XS) Green*	x	25203	25
	EV (S) Purple	x	25204	25
	EV (M) Yellow	x	25205	25
	EV (L) Blue	x	25206	25
	EV (XL) Brown**	x	25207	25
	Astra Tech Implant EV Profile			
	Astra Tech Implant EV Profile 4.2	x	25205	25
	Astra Tech Implant EV Profile 4.8	x	25206	25
	Astra Tech Implant System			
	OsseoSpeed TX 3.0 - Yellow	x	24189	15
	OsseoSpeed TX 3.5, 4.0 - Aqua	x	24449	20
	OsseoSpeed TX 4.5, 5.0 - Lilac	x	24209	25
	OsseoSpeed TX Profile 4.5/5.0	x	24209	25
	OsseoSpeed 3.5 - Yellow (Previous)		24131	
	OsseoSpeed 4.0 - Blue (Previous)	x	24209	25
	Xive			
	Xive S 3.0	x	46-4304	24
	Xive S 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	46-4305	24
	Frialit			
	Frialit 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	x	46-4305	24
	IMZ			
	IMZ TwinPlus D3.3 Implant Level (After 1995)	x	54-1303	18
	IMZ TwinPlus D4 Implant Level (After 1995)	x	54-1303	18
	ABUTMENT LEVEL			
	EV Connection: DS PrimeTaper Implant / DS OmniTaper Implant / Astra Tech Implant EV			
	Multibase Abutment EV	x	26196	15
	UniAbutment EV	x	25481	15
	Angled Abutment EV	x (ASA nicht verfügbar)	25481	15
	Astra Tech Implant System			
	20° UniAbutment	x	22435	15
	45° UniAbutment	x	22435	15
	Angled Abutment 20°	x (ASA nicht verfügbar)	22435	15
	Ankylos			
	Ankylos Balance Base Narrow D4.2	x	3105 6022	10
	Ankylos Balance Base D5.5	x	3106 6022	10
	Xive			
	Xive TG 3.4, 3.8, 4.5	x	46-4300	24
	Xive MP 3.4, 3.8, 4.5	x	46-4300	24
	Xive MP 5.5	x	46-4305	24
	IMZ			
	IMZ TwinPlus D3.3 Abutment Level	x	51-1209	18
	IMZ TwinPlus D4 Abutment Level	x	51-1208	18

* Hinweis: Noch nicht verfügbar für PrimeTaper EV

Bitte umblättern →

** Hinweis: Nicht anwendbar für PrimeTaper EV

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Schrauben-Bestellnummer des Herstellers zu kontrollieren.

Hinweis: Das Atlantis Suprastrukturen Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit im Atlantis WebOrder. Alle Handelsmarken und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hersteller	Implantatsystem	Verfügbarkeit Atlantis Suprastrukturen Prothetikschaube/ ASA-Schraube	Bestellnummer des Herstellers/ Unternehmens*	Dreh- moment (Ncm)
MIS	IMPLANTATNIVEAU			
	Internal Hex Narrow SEVEN - M4	x	MN-S0160	30
	Internal Hex Standard SEVEN - M4	x	MD-S0220	30
	Internal Hex Wide SEVEN - M4	x	MD-S0220	30
	Conical Connection Narrow C1 - V3	x	MN-S0160	30
	Conical Connection Standard C1 - V3	x	MD-S0220	30
	Conical Connection Wide C1	x	MD-S0220	30
	ABUTMENT LEVEL			
	Multi-Unit Abutment	x	MU-S0220	25
	CONNECT abutment D4.0	x	MM-S0160	30
	CONNECT abutment D5.7	x	MM-S0160	30
	Multiunit (Old)		MM-S0330	
BioHorizons	IMPLANTATNIVEAU			
	Internal/ Tapered 3.5, 4.5, 5.7	x	PXAS	30
	Internal/ Tapered/ Single 3.5, 4.5, 5.7	x	PXAS	30
	External Implant 3.5		130-300	
	External Implant 4.0, 5.0, 6.0		140-300	
	ABUTMENT LEVEL			
	Multi-unit abutment	x	PXMUPSR	15
	Internal D3.5/D4.5/D5.7 Abutment for screw		PXABS	
	D3.5/D4.5/D5.7 Angled Abutment for screw		PXABS	
	External D3.5/D4/D5 Abutment for screw		222-110	
Biomet 3i	IMPLANTATNIVEAU			
	Certain 3.25, 4.0, 4/3, 5.0, 5/4, 6.0	x	IUNIHT	20
	Certain Prevail™ 3/4/3 (3.4), 4/5/4, 5/6/5, 4/3, 5/4, 6/5	x	IUNIHT	20
	Certain XP 4/5, 5/6	x	IUNIHT	20
	MicroMiniplant 3.25	x	UNIHT	20
	Miniplant 3.25	x	UNIHT	20
	Osseotite 3.75, 4.0, 5.0, 6.0	x	UNIHT	20
	Osseotite XP 4/5, 5/6	x	UNIHT	20
	ABUTMENT LEVEL			
	Standard Abutment		GSH30	
	Conical Abutment D3.4		GSH30	
	Conical Abutment D4.1/D5		GSH30	
	TG Hex Abutment		GSH30	
	IOL Abutment		GSH30	
Low Profile Abutment	x	LPCTSH	10	
Camlog	IMPLANTATNIVEAU			
	Screw-line Implant 3.3	x	J4005.1601	20
	Screw-line/Root-line Implant 3.8, 4.3	x	J4005.1601	20
	Screw-line/Root-line Implant 5.0, 6.0	x	J4005.2001	20
	CONELOG D3.3, D3.8, D4.3 Implant Level		C4005.1601	
	CONELOG D5 Implant Level		C4005.2001	
	iSy Ø3.8/4.4/5.0		P4005.1614	
	ABUTMENT LEVEL			
	D3.3/D3.8/D4.3 Abutment level		J4005.1602	
	D5/D6 Abutment level		J4005.2002	
	COMFOUR Abutment System D3.3/D3.8/D4.3		J4012.1601	
	COMFOUR Abutment System D5/D6		J4012.2001	
	Vario SR Abutment D3.8/D4.3, D5/D6		J4005.2004	
Vario SR Abutment D5/D6		J4005.2004		
Dyna	IMPLANTATNIVEAU			
	D3		82ES0	
	D3.6		31AS1	
	D4		31AS2	
	Octa Lock D4	x	81AS0	30
	Helix TM Octa	x	81AS0	30
	Octa Extension Level		82ES0	

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Schrauben-Bestellnummer des Herstellers zu kontrollieren.

Bitte umblättern ➔

Hinweis: Das Atlantis Suprastrukturen Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit im Atlantis WebOrder. Alle Handelsmarken und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hersteller	Implantatsystem	Verfügbarkeit Atlantis Suprastrukturen Prothetikschaube/ ASA-Schraube	Bestellnummer des Herstellers/ Unternehmens*	Dreh- moment (Ncm)
Keystone Dental	IMPLANTATNIVEAU			
	PrimaConnex SD 3.3,3.5	x	45060K	30
	PrimaConnex RD 4.0,4.1	x	45060K	30
	PrimaConnex WD 5.0	x	45060K	30
	Genesis 3.8, 4.5, 5.5, 6.5	x	G71125	30
	Restore SD 3.3, 3.5		R9203-34-48K	
	Restore RD 3.75, 4.0		R9202-40-48K	
	Restore WD 5.0, 5.5, 6.0		R9203-50-48K	
	ABUTMENT LEVEL			
	MultiUnit RD		45164K	
	Stage1 RDS Abutment Level		S2408	
	Detachable Abutment		R9460-48K	
	Standard Abutment		R9200-40-48K	
Megagen	IMPLANTATNIVEAU			
	AnyOne 3.5	x	AS20	30
	AnyOne 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0	x	AS20	30
	ABUTMENT LEVEL			
	Multi-unit Abutment (N_Type)	x	MUAS	15
	Multi-unit Abutment (S_Type)	x	TASH140	15
	Octa Abutment 3.8	x	IRCS200	30
Octa Abutment 4.8	x	IRCS200	30	
Octa Abutment 5.8	x	IRCS200	30	
Neodent	IMPLANTATNIVEAU			
	GM Implant 3.5, 3.75, 4.0, 4.3	x	116.286	20
	GM Implant 5.0, 6.0, 7.0	x	116.286	20
	ABUTMENT LEVEL			
	GM Abutment	x	116266	10
GM Mini Conical Abutment	x	116269	10	
GM Micro Abutment	x	116269	10	
Nobel Biocare	IMPLANTATNIVEAU			
	NobelActive NP 3.5	x	36917	35
	NobelActive RP 4.3, 5.0	x	36918	35
	NobelActive WP 5.5	x	37892	35
	NobelReplace NP 3.5	x	29474	35
	NobelReplace RP 4.3	x	29475	35
	NobelReplace WP 5.0	x	29475	35
	NobelReplace 6.0	x	29475	35
	Branemark System NP 3.3	x	29282	35
	Branemark System RP 3.75, 4.0	x	29283	35
	Branemark System WP 5.0, 5.5		29284	
	ABUTMENT LEVEL			
	Multi-Unit Abutment RP	x	29285	15
	Multi-Unit Abutment WP		29286	
	Standard Abutment		32983	
Estheticone Abutment		32981		
Steri-Oss PME Abutment		2346		
Hiossen/Osstem	IMPLANTATNIVEAU			
	GS/TS Mini		GSABSMT	
	GS/TS Standard		GSABSST	
	US Mini		ASM200	
	ABUTMENT LEVEL			
	GS Convertible Mini Abutment D4.0		GSFSM	
	GS Convertible Standard Abutment D4.8		GSFSR	
GS Convertible Wide Abutment D6.0		GSFSR		

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Schrauben-Bestellnummer des Herstellers zu kontrollieren.

Bitte umblättern 

Hinweis: Das Atlantis Suprastrukturen Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit im Atlantis WebOrder. Alle Handelsmarken und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hersteller	Implantatsystem	Verfügbarkeit Atlantis Suprastrukturen Prothetikschraube/ ASA-Schraube	Bestellnummer des Herstellers/ Unternehmens*	Dreh- moment (Ncm)	
Straumann	IMPLANTATNIVEAU				
	Bone Level 3.3 NC	x	025.2900	35	
	Bone Level 4.1, 4.8 RC	x	025.4900	35	
	NNC		048.314		
	Standard Plus 3.5 NN (Narrow Neck)		049.177		
	Standard/Standard Plus 4.8 RN (Regular Neck)	x	048.356	35	
	Standard/Standard Plus 4.8 WN (Wide Neck)	x	048.356	35	
	BLX Implant RB 3.75, 4.5	x	065.0036	35	
	BLX Implant WB 5.5, 6.5	x	065.0036	35	
	ABUTMENT LEVEL				
	Monotype 8° Conus	x	048.350	15	
	RN Abutment Level	x	048.350	15	
	RN Abutment Level (Old)	x	048.350	15	
	WN Abutment Level	x	048.350	15	
	Bone Level Multi-Base Abutment D3.5, 4.5, 6.5	x	025.0900-04	15	
	Bone Level Multi-Base Angled Abutment	x	025.0900-04	15	
	Screw-Retained Abutment 3.5	x	023.4763	15	
	Screw-Retained Abutment 4.6	x	023.4763	15	
	Zimmer Dental	IMPLANTATNIVEAU			
		Tapered Screw-Vent 3.5, 4.5, 5.7	x	MHLAS	30
Screw Vent 3.3, 3.7, 4.5		x	MHLAS	30	
SwissPlus 3.8 Narrow		x	MHLAS	30	
SwissPlus 4.8			GPCAS		
Advent D4.5			AVHLS		
Spline 3.25, 4, 5mm			1537		
ABUTMENT LEVEL					
Screw Vent TSI Abutment			TSF		
Tapered Abutment		x	SCTS	20	
Spectra Cone Abutment		x	SCTS	20	
Spline Shouldered Abutment D4.5, 6.5			1621		

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Schrauben-Bestellnummer des Herstellers zu kontrollieren.

Hinweis: Das Atlantis Suprastrukturen Sortiment kann von Land zu Land variieren. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit im Atlantis WebOrder. Alle Handelsmarken und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.