

Ihre Einzeloptionen.

Hier finden Sie die vollständige Ausstattungsliste der Basisgeräte sowie alle wählbaren Einzeloptionen.

Patientenstuhl	
Patientenspezifische Stuhlpositionen*	■
Motorische Kopfstütze mit patientenindividueller Kopfstützenautomatik*	■
Ambient Light	■
Klima-Premium-Polster	■
Lounge-Polster, auf Wunsch mit farbiger Ziernaht	□
Lordose-/Massagefunktion	■
Armlehne, rechts schwenkbar	□
Armlehne links	□
Kreuzfußschalter	■
Smart Control	■
Fremdgeräte-Anschluss	□
Sitzaufgabe für kleine Patienten	□
ErgoMotion	■
Einstellbare Verfahrensgeschwindigkeit	■

Arztelement (mit Smart Touch, 6 Positionen, Griffe und Instrumentenablage abnehmbar)	
Sprayvit mit Licht	□
1. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	■
2. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	■
3. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	■
4. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	□
Elektromotor BL E	□
Elektromotor BL ISO F	□
Turbinenschlauch	■
Ultraschallhandstück SiroSonic TL	□
Funktion Face (fluoreszenzaktivierte Karieserkennung)	□
Implantologie-Funktion	□
Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung	□
Elektromotor BL Implant E mit Licht	□
Winkelstück Implant 20:1 mit Licht	□
Endodontie-Funktion inkl. reziproke Feilensysteme	□
ApexLocator mit Anzeige auf Sivation-Monitor	□
Winkelstück T1 Line Endo 6 L mit Licht	□
USB-Schnittstelle	■
Handfreie Bedienung mit Cursorsteuerung	■
Smart Device Halter für Tablet	□
Panorama-Röntgenbildbetrachter	□

Assistenzelement (mit Touch-Display, 4 Positionen, abnehmbare Ablage)	
Sprayvit mit Licht	□
Absaugvorrichtung	■
Speichelzieher	■
Chirurgische Absaugung	□
2. großer Sauger	□
Ablageschale für Polymerisationslicht SmartLite Pro	□
Medizinischer 12V-Anschluss	□

Wassereinheit	
Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und Sanierfunktion	■
Chemische Saugschlauch- und Mundspülbeckenreinigung	■
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	■
Separierautomatik	□
Amalgamabscheider	□
Motorisch schwenkbares Mundspülbecken aus Glas, abnehmbar	■
Hygiene System mit entnehmbaren Reinigungseinschüben und Autopurge-Funktion	■
Aqua-Funktion (autarke Wasserversorgung)	■

Patientenkommunikation	
SiroCam AF+	□
22"-Sivation-Monitor, am Tray inkl. Tray	□
22"-Sivation-Monitor, an Leuchtenaufbaustange	□
Kameraversorgung im Arztelement	□
Kabelsatz für PC-Anbindung	□

Arbeitsstühle (lange oder kurze Gasfeder wählbar)	
Hugo Freehand (mit Fußauslösung)	□
Hugo Manual (mit Handauslösung)	□
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	□
Carl Manual (mit Handauslösung)	□
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	□
Theo mit Sattelsitz	□

Weitere Optionen	
Sirona Tray	□
LEDview Plus Gerätemodell	■
LEDview Plus Deckenmodell	■
Adapter für Heliident Plus / LEDview Plus Deckenkombination	□
Adapter für Heliident Plus Gerätemodell	□
Patientenspiegel	□
Kamerahalter an der Leuchte	□

■ Im Basisgerät oder im Paket enthalten
□ Optional

* Mit Sidexis 4 verfügbar