

Astra Tech Implant System®

Product catalog 2025

OsseoSpeed® TX

プロダクトカタログ オッセオスピードTX



Astra Tech Implant System®

CONTENTS

アストラテック インプラントシステム	4	ドリル	35
製品一覧 3.0	5	単回使用ドリル	35
製品一覧 3.5/4.0	6	複数回使用ドリル	37
製品一覧 4.5/5.0	8	ドリリング関連器具	39
外科用コンポーネント	10	補綴用インスツルメント	40
インプラント ー オッセオスピードTX	10	はじめに	40
カバースクリュー & ヒーリングアバットメント	12	インスツルメント全般	41
テンポラリーアバットメント	14	外科用コンポーネント (TXプロファイル)	44
セメント固定用コンポーネント	15	補綴用コンポーネント (TXプロファイル)	45
タイデザイン	16	リベアおよび交換用コンポーネント	47
キャストデザイン	17	互換性一覧	48
印象 & 技工用コンポーネント	18	破損したスクリューの除去のための器具	49
ダイレクトアバットメント	19	内部スレッドの修復のための器具	50
スクリュー固定用コンポーネント	20	アバットメントの取りはずしおよび除去のための器具	51
ユニアバットメント	21	インプラント除去のための道具	51
アングルドアバットメント & ヒーリングキャップ	22	一般インスツルメント	52
印象 & 技工用コンポーネント	23	トルクガイド	53
アタッチメント固定用コンポーネント	25	材料	54
ロケーターアバットメント	26	各製品に記載されている材料の()内にある番号から材料をご確認いただけます	54
ボールアバットメント	27	ラベルおよびマニュアルに記載の記号の説明	55
外科用インスツルメント	29	索引	56
はじめに	29		

* 本カタログに掲載されている製品にEVと記載があるものはオッセオスピードTXと互換性があります。

全製品が予告なく変更される場合があります。最新の製品ラインアップにつきましては、デンツプライシロナインプラントにお問い合わせください。お客様の読みやすさ向上のため、本文中に*または™を使用していません。ただし、デンツプライシロナが商標権を放棄することは一切ありません。

すべての商標と会社名は、それぞれ各社の所有物です。

製品イラストの縮尺は、実物と異なります。

本カタログ・マニュアル中に記載されている * および ™ は、米国連邦商標法に基づき記載されたもので、日本における登録商標を意味するものではありません。

Easy to choose and easy to use

アストラテックインプラントシステムは最小限のコンポーネントで幅広く柔軟な対応を実現した、シンプルで信頼性のあるシステムです。口腔内のどの方向、どのような位置にも使用することができます。1回法、2回法どちらにも適応しています。補綴のオプションは、セメント固定、スクリュー固定、アタッチメント固定による修復処置を用意しています。

シンプルな埋入手技—シンプルなインプラントの取りだしと埋入
インプラントドライバーを用いることで、埋入手技の簡素化・効率化を実現します。

最小限のコンポーネントで最大のフレキシビリティ—
—インプラント・アバットメント間の接合部のサイズが3種類に—
コンポーネントの種類を最小限にして治療計画や在庫の管理をシンプルにするため、コニカルシールデザインによるインプラント・アバットメント間の接合部は3種類からなり、識別がしやすいようにカラーコード化され、それぞれX-スモール、スモール、ラージと呼びます。




インプラントレベル印象 — コンポーネントのカラーコード —

カラーはイエロー、アクア、ライラックの3種類にわけられています。今までインプラントピックアップ、トランスファー、ガイドピン、レプリカを正しく見分けることは決して容易ではありませんでした。カラーコード化により、それぞれのコンポーネントは、対応するインプラントのカラーコードと同じになります。

単回使用ドリル

最適な切れ味で、取り扱いが容易です。使用前の洗浄・滅菌は必要ありません。単回使用ドリルのこれらの利点は、全てのドリリング手順に共通です。



製品 一覧 3.0

イエロー

X-スモール 回転防止機構 (ヘックス) 付き

X-スモール 回転防止機構 (ヘックス) なし (NI)

インプラント

オッセオスピードTX 3.0S
11 mm 24982
13 mm 24983
15 mm 24984

カバー スクリュー

3.0
0 mm 24198

ヒーリング アバットメント

3.0
Ø 4.0 2 mm 24777
Ø 4.0 4 mm 24778
Ø 4.0 6 mm 25017

セメント固定式

テンポラリーアバットメント

テンポラリーアバットメント 3.0
Ø 3.4 1 mm 25018

アバットメント

タイデザイン 3.0
Ø 4.0 1 mm 24788
Ø 4.0 2 mm 24789
Ø 4.0 15° 2.4 mm 24790

インプラント インプレッション

インプラントピックアップ 3.0
ショート 24950
ロング 24949

インプラントトランスファー 3.0
ロング 24958

ガイドピン

インプラントガイドピン 3.0
ショート 24970
ロング 24976

レプリカ

インプラントレプリカ 3.0
24977

ラボ アバットメント スクリュー

ラボ アバットメント スクリュー
デザイン M1.4
24802



製品 一覧 3.5/4.0

アクア

スモール

回転防止機構
(ヘックス) 付き

スモール

回転防止機構
(ヘックス) なし (NI)

インプラント

オッセオスピードTX
3.5S



8 mm 24930
9 mm 24931
11 mm 24932
13 mm 24933
15 mm 24934
17 mm 24935

オッセオスピードTX
4.0S



6 mm 24939
8 mm 24940
9 mm 24941
11 mm 24942
13 mm 24943
15 mm 24944
17 mm 24945

カバースクリュー

3.5/4.0



0 mm 24328
1 mm 24329

ヒーリング アバットメント

3.5/4.0



Ø 4.0 2 mm 24574
Ø 4.5 4 mm 24575
Ø 4.5 6 mm 24576
Ø 5.5 2 mm 24577
Ø 5.5 4 mm 24578
Ø 5.5 6 mm 24579
Ø 6.5 4 mm 24580
Ø 6.5 6 mm 24581

ユニ
3.5/4.0



2 mm 24374
4 mm 24375
6 mm 24376
8 mm 24377
10 mm 24378

セメント固定式

テンポラリーアバットメント

テンポラリーアバットメント
3.5/4.0



○ Ø 4.1 1 mm 24281
○ NI Ø 4.1 1 mm 24280

アバットメント

キャストデザイン
3.5/4.0



○ Ø 4 1 mm 22843

タイデザイン
3.5/4.0



○ Ø 4.5 1.5 mm 24285
Ø 4.5 3 mm 24286
Ø 5.5 1.5 mm 24287
Ø 5.5 3 mm 24288
Ø 6.5 1.5 mm 24289
Ø 6.5 3 mm 24290
Ø 4.5 20° 3.5 mm 24291
Ø 5.5 20° 3.5 mm 24292

インプラントインプレッション

インプラント ピックアップ
3.5/4.0



○ ショート 24947
○ ロング 24948
○ NI ショート 24936
○ NI ロング 24937


インプラント トランスファー
3.5/4.0



○ ショート 24959
○ ロング 24960

ラボ アバットメントスクリュー

ラボ アバットメントスクリュー
デザイン M1.6



24857

レプリカ

インプラント レプリカ
3.5/4.0



○ 24978

ガイドピン

インプラントガイドピン
3.5/4.0



○ ショート 24968
○ ロング 24969

スクリュー固定式

アバットメント

20° ユニアバットメント
3.5/4.0



○ 0.5 mm 24893
1 mm 24894
2 mm 24895
4 mm 24896
6 mm 24897
8 mm 24898

45° ユニアバットメント
3.5/4.0



○ 0.5 mm 24899
1 mm 24900
2 mm 24901
4 mm 24902
6 mm 24903
8 mm 24904

アングルドアバットメント
3.5/4.0



○ Ø 4 0.8 mm 24245
○ Ø 4 2 mm 24246
○ NI Ø 4 0.8 mm 24347
○ NI Ø 4 2 mm 24348

ヒーリングキャップ

20° プロヒールキャップ



○ Ø 4.3 24162
Ø 5.5 Short 24158
Ø 5.5 Long 24159

45° プロヒールキャップ



○ Ø 4.3 24163
Ø 5.5 ショート 24160
Ø 5.5 ロング 24161

ヒーリングキャップ アングルド



24092

アバットメントインプレッション

20° ユニアバットメント
ピックアップ



○ Ø 4.3 22882
Ø 5.5 22876

20°/45° ユニアバット
メント
トランスファー



22068

45° ユニアバットメント
ピックアップ



○ Ø 4.3 22883
Ø 5.5 22878

アングルドアバットメント
ピックアップ



24254

レプリカ

20° ユニアバットメント
レプリカ



22069

45° ユニアバットメント
レプリカ



22070

アングルド アバットメント
レプリカ



24227

ラボアバットメント スクリューアングルド

ラボ アバットメント スクリュー
アングルド M1.6



24860

ガイドピン


アバットメントガイドピンM1.4



13 mm 22190
16 mm 22197
19 mm 22198
22 mm 22199

ブリッジスクリュー


ブリッジスクリュー M1.4



ヘックス 22435
スロット 22167

ラボ ブリッジ スクリュー

ヘックス & スロット



24859

テンポラリー シリンダー

テンポラリー
シリンダー
ユニ20°



22060

テンポラリー
シリンダー
ユニ45°



22061

テンポラリー
シリンダー
アングルド



22447

シリンダー

セミバーンアウト
シリンダー
ユニ20°



22184

セミバーンアウト
シリンダー
ユニ45°



22185

セミバーンアウト
シリンダー
アングルド



24243

バーンアウト
シリンダー
ユニ20°



22186

バーンアウト
シリンダー
ユニ45°



22187

バーンアウト
シリンダー
アングルド



22448

アタッチメント固定式

アバットメント

ボールアバットメント
3.5/4.0



○ 1 mm 24905
2 mm 24906
4 mm 24907
6 mm 24908
8 mm 24909

ロケーターアバットメント
3.5/4.0



○ 1 mm 24268
2 mm 24269
3 mm 24270
4 mm 24271
5 mm 24272

アバットメントインプレッション

ボールアバットメント
ピックアップ



22439

ロケーターアバットメント ピックアップ



24484

レプリカ

ボールアバットメント
レプリカ



22505

ロケーターアバットメント
レプリカ



24485


アタッチメントコンポーネント

ダルボプラス フィーメルパートベース



25834

ロケータープロセッシング キット



24483

ロケーターインサート



ブルー 24488 ピンク 24487 クリア 24486 グレー 25679 レッド 24492 オレンジ 25843 グリーン 24489

製品 一覧 4.5/5.0

ライラック

ラージ

回転防止機構
(ヘックス) 付き

ラージ

回転防止機構
(ヘックス) なし (NI)

インプラント

オッセオスピードTX
4.5



9 mm 24951
11 mm 24952
13 mm 24953
15 mm 24954
17 mm 24955

オッセオスピードTX
5.0



9 mm 24961
11 mm 24962
13 mm 24963
15 mm 24964
17 mm 24965

オッセオスピードTX
5.0S



9 mm 24971
11 mm 24972
13 mm 24973
15 mm 24974
17 mm 24975

カバースクリュー

4.5/5.0



0 mm 24447
1 mm 24448

ヒーリング アバットメント

4.5/5.0



Ø 5.5 2 mm 24582
Ø 5.5 4 mm 24583
Ø 5.5 6 mm 24584
Ø 6.5 2 mm 24585
Ø 6.5 4 mm 24586
Ø 6.5 6 mm 24587

ユニ
4.5/5.0



2 mm 24379
4 mm 24380
6 mm 24381
8 mm 24382
10 mm 24383

セメント固定式

テンポラリーアバットメント

テンポラリーアバットメント
4.5/5.0



Ø 4.5 1 mm 25015
Ø NI 4.5 1 mm 25016

CastDesign™
4.5/5.0



Ø 4.5 1 mm 22844

アバットメント

タイデザイン
4.5/5.0



Ø 5.5 1.5 mm 24235
Ø 5.5 3 mm 24236
Ø 6.5 1.5 mm 24237
Ø 6.5 3 mm 24238
Ø 5.5 20° 3.5 mm 24239

インプラントインプレッション

インプラント ピックアップ
4.5/5.0



ショート 24938
ロング 24946
NI ショート 24928
NI ロング 24929

インプラント トランスファー
4.5/5.0



ショート 24956
ロング 24957

ラボ アバットメントスクリュー

ラボ アバットメントスクリュー
デザイン M2



24858

レプリカ

インプラント レプリカ
4.5/5.0



24979

ガイドピン

インプラントガイドピン
4.5/5.0



ショート 24966
ロング 24967

スクリュー固定式

アバットメント

20° ユニアバットメン
ト4.5/5.0



0.5 mm 24398
1 mm 24399
2 mm 24400
4 mm 24401
6 mm 24402
8 mm 24403

45° ユニアバットメン
ト4.5/5.0



0.5 mm 24406
1 mm 24407
2 mm 24408
4 mm 24409
6 mm 24410
8 mm 24411

アングルドアバットメント
4.5/5.0



Ø 4 0.5 mm 24247
Ø 4 2 mm 24248
Ø NI 4 0.5 mm 24606
Ø NI 4 2 mm 24607

ヒーリングキャップ

20° プロヒールキャップ



Ø 4.3 24162
Ø 5.5 ショート 24158
Ø 5.5 ロング 24159

45° プロヒールキャップ



Ø 4.3 24163
Ø 5.5 ショート 24160
Ø 5.5 ロング 24161

ヒーリングキャップ アングルド



24092

アバットメントインプレッション

20° ユニアバットメント
ピックアップ 20°/45° ユニアバットメント
トランスファー



Ø 4.3 22882
Ø 5.5 22876



22068

45° ユニアバットメント
ピックアップ



Ø 4.3 22883
Ø 5.5 22878

アングルドアバットメント
ピックアップ



24254

レプリカ

20° ユニアバットメント
レプリカ 45° ユニアバットメント
レプリカ



22069



22070

アバットメントレプリカアングルド



24227

ラボ アバットメント
スクリューアングルド

ラボ アバットメント スクリュー
アングルド M2



24860

ガイドピン

アバットメントガイドピンM1.4



13 mm 22190
16 mm 22197
19 mm 22198
22 mm 22199

ブリッジスクリュー

ブリッジスクリュー M1.4



Hex 22435
Slot 22167

ラボ ブリッジ
スクリュー

ヘックス&スロット



24859

テンポラリー シリンダー

テンポラリー
シリンダー
ユニ20°



22060

テンポラリー
シリンダー
ユニ45°



22061

テンポラリー
シリンダーユニ
アングルド



22447

シリンダー

セミバーンアウト
シリンダー
ユニ20°



22184

セミバーンアウト
シリンダー
ユニ45°



22185

セミバーンアウト
シリンダー
アングルド



24243

バーンアウト
シリンダー
ユニ20°



22186

バーンアウト
シリンダー
ユニ45°



22187

バーンアウト
シリンダー
アングルド



22448

アタッチメント固定式

アバットメント

ボールアバットメント
4.5/5.0



0.5 mm 24418
1 mm 24419
2 mm 24420
4 mm 24421
6 mm 24422
8 mm 24423

ロケーターアバットメント
4.5/5.0



0.5 mm 24477
2 mm 24478
3 mm 24479
4 mm 24480
5 mm 24481

アバットメントインプレッション

ボールアバットメントピックアップ



22439

ロケーターアバットメントピックアップ



24484

レプリカ

ボールアバットメント
レプリカ



22505

ロケーターアバットメント
レプリカ



24485

アタッチメントコンポーネント

ダルボプラス フィーメルパートベーシック




25834

ロケータープロセッシング キット




24483

ロケーターインサート



ブルー 24488 ピンク 24487 クリア 24486 グレー 25679 レッド 24492 オレンジ 25843 グリーン 24489

寸法



補足

X-スモールコネクション - イエロー
インプラント直径 3.0

スモールコネクション - アクア
インプラント直径 3.5/4.0

ラージコネクション - ライラック
インプラント直径 4.5/5.0

インプラントの適応症は前歯部、白歯部の全般です。詳細については、添付文書と外科術式マニュアルを参照して下さい。

オッセオスピードTXインプラントは全て純チタンで作られています。

オッセオスピードの表面処理はインプラントトップのマイクロスレッドの第1スレッドから全体になされています。
S = ストレート デザイン

X-スモール

イエロー

3.0 S

M1.4

スモール

アクア

3.5 S

4.0 S

M1.6

ラージ

ライラック

4.5

5.0

5.0 S



M2

オッセオスピードTX 3.0 S

チタン製 (1)、滅菌済み

二酸化チタンプラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状：MicroThread™
接合部：Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
Ø 3.0 mm
内部スレッド M1.4

オッセオスピードTX 3.0 S







							
長さ mm				11	13	15	
商品コード				24982	24983	24984	

オッセオスピードTX 3.5 S

チタン製 (1)、滅菌済み

二酸化チタンプラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状：MicroThread™
接合部：Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
Ø 3.5 mm
内部スレッド M1.6

オッセオスピードTX 3.5 S






								
長さ mm		8	9	11	13	15	17	
商品コード		24930	24931	24932	24933	24934	24935	

オッセオスピードTX 4.0 S

チタン製 (1)、滅菌済み






二酸化チタンプラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状：MicroThread™
接合部：Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
Ø 4.0 mm
内部スレッド M1.6

オッセオスピードTX 4.0 S

									
長さ mm		6	8	9	11	13	15	17	
商品コード		24939	24940	24941	24942	24943	24944	24945	

※Ⓢは受注発注となります。

オッセオスピードTX 4.5



長さ mm	9	11	13	15	17
商品コード	24951	24952	24953	24954	24955






オッセオスピードTX 4.5

チタン製 (1)、滅菌済み

二酸化チタンプラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状：MicroThread™
接合部：Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
Ø 4.5/3.5 mm
内部スレッド M2

※Ⓢは受注発注となります。

オッセオスピードTX 5.0



長さ mm	9	11	13	15	17
商品コード	24961	24962	24963	24964	24965






オッセオスピードTX 5.0

チタン製 (1)、滅菌済み

二酸化チタンプラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状：MicroThread™
接合部：Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
Ø 5.0/4.0 mm
内部スレッド M2

※Ⓢは受注発注となります。

オッセオスピードTX 5.0 S



長さ mm	9	11	13	15	17
商品コード	24971	24972	24973	24974	24975

オッセオスピードTX 5.0 S

チタン製 (1)、滅菌済み

二酸化チタンプラスト処理
フッ酸処理
ネック部形状：MicroThread™
接合部：Conical Seal Design™
インターナル・ダブルヘックス
Ø 5.0 mm
内部スレッド M2

※Ⓢは受注発注となります。


10

11

カバースクリュー 3.0
チタン製 (1)、滅菌済み

組織の治癒期間中にインプラントの
接合部を覆うために使用します。

カバースクリュー 3.0	
Ø mm	2.3
高さ mm	0
商品コード	24198



カバースクリュー 3.5/4.0
チタン製 (1)、滅菌済み

組織の治癒期間中にインプラントの
接合部を覆うために使用します。

カバースクリュー 3.5/4.0		
Ø mm	2.9	3.1
高さ mm	0	1
商品コード	24328	24329




補足
ヘックス スクリュードライバーを用
い手指の軽い力 (5-10 Ncm)
で締めつける。ラチェットレンチ、
トルクレンチは使用しないで下さ
い。

カバースクリュー 4.5/5.0
チタン製 (1)、滅菌済み

組織の治癒期間中にインプラントの
接合部を覆うために使用します。

カバースクリュー 4.5/5.0		
Ø mm	3.9	4.6
高さ mm	0	1
商品コード	24447	24448



補足
ヘックス スクリュードライバーを用い手指
の軽い力 (5-10 Ncm) で締めつける。
ラチェットレンチ、トルクレンチは使用し
ないで下さい。



接合部のサイズを示すラインが表示されています。
3.0 - ライン1本表示
3.5/4.0 - ライン2本表示
4.5/5.0 - ライン3本表示
直径 (Ø) と高さを表す数字が明記されています。

ヒーリングアバットメント 3.0
チタン製 (1)、滅菌済み



Ø mm	4	4	4
高さ mm	2	4	6
商品コード	24777	24778	25017

ヒーリングアバットメント 3.0
チタン製 (1)、滅菌済み

ヒーリングアバットメント 3.5/4.0
チタン製 (1)、滅菌済み



Ø mm	4	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5
高さ mm	2	4	6	2	4	6	4	6
商品コード	24574	24575	24576	24577	24578	24579	24580	24581


ヒーリングアバットメント 3.5/4.0
チタン製 (1)、滅菌済み

ヒーリングアバットメント 4.5/5.0
チタン製 (1)、滅菌済み



Ø mm	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
高さ mm	2	4	6	2	4	6
商品コード	24582	24583	24584	24585	24586	24587

ヒーリングアバットメント 4.5/5.0
チタン製 (1)、滅菌済み



補足
ヘックス スクリュードライバーを用い
手指の軽い力 (5-10 Ncm) で締め
つける。ラチェットレンチ、トルク
レンチは使用しないで下さい。



接合部のサイズを示すラインが表示されています。
3.5/4.0 - ライン2本表示
4.5/5.0 - ライン3本表示
高さを表す数字が明記されています。

ヒーリングアバットメント ユニ 3.5/4.0
チタン製 (1)、滅菌済み

レーザーエッチングバンドにより歯肉の厚みを
計測します。

ヒーリングアバットメント ユニ 3.5/4.0						
Ø mm	4	4	4	4	4	
高さ mm	2	4	6	8	10	
商品コード	24374	24375	24376	24377	24378	



ヒーリングアバットメント ユニ 4.5/5.0
チタン製 (1)、滅菌済み

レーザーエッチングバンドにより歯肉の厚みを
計測します。


ヒーリングアバットメント ユニ 4.5/5.0						
Ø mm	4	4	4	4	4	
高さ mm	2	4	6	8	10	
商品コード	24379	24380	24381	24382	24383	



テンポラリーアバットメント 3.0


チタン製 (1)、未滅菌

アバットメント スクリュー含む
3.0 - M1.4, 商品コード：24189
(チタン合金製 (2))




テンポラリー
アバットメント 3.0

Ø mm	3.4
高さ (マージン) mm	1
垂直高さ mm	9
商品コード	25018



寸法




補足
推奨締め付けトルク - 15 Ncm

テンポラリーアバットメント 3.5/4.0



チタン製 (1)、未滅菌

アバットメント スクリュー デザイン含む
3.5/4.0 - M1.6, 商品コード：24449
(チタン合金製 (2))
NI =Non Indexed (ヘックスなし)



テンポラリー
アバットメント 3.5/4.0


Ø mm	4.1	NI
高さ (マージン) mm	1	1
垂直高さ mm	9	9
商品コード	24281	24280



テンポラリーアバットメント 4.5/5.0



チタン製 (1)、未滅菌

アバットメントスクリュー デザイン含む
4.5/5.0 - M2, 商品コード：24209
(チタン合金製 (2))
NI =Non Indexed (ヘックスなし)



テンポラリー
アバットメント 4.5/5.0

Ø mm	4.5	NI
高さ (マージン) mm	1	1
垂直高さ mm	9	9
商品コード	25015	25016



セメント固定用コンポーネント



最適な機能と長期にわたる審美性

セメント固定用の製品は、最適な機能と長期間にわたる審美性を実現するために必要なポイントをカバーしています。そして、さまざまな臨床へ適応を満たすためのアバットメントが幅広く含まれています。これらのコンポーネントは、単歯欠損、部分欠損、および完全なフルブリッジの修復に対して最適な治療結果が得られるように設計されています。



タイデザイン 3.0

タイデザイン 3.0

チタン製 (1)、未滅菌

アバットメント スクリュー 含む
3.0 - M1.4, 商品コード 24189
(チタン合金製 (2))

角度			15°
Ø mm	4.0	4.0	4.0
高さ 頬側 A mm	1	2	2.4
高さ 舌側 B mm	1.5	2.5	2.4
垂直高さ mm	7	8	7
商品コード	24788	24789	24790

タイデザイン 3.5/4.0

チタン製 (1)、未滅菌

アバットメント スクリュー デザイン 含む
3.5/4.0 - M1.6, 商品コード: 24449
(チタン合金製 (2))

タイデザイン 3.5/4.0

角度							20°	20°
Ø mm	4.5	4.5	5.5	5.5	6.5	6.5	4.5	5.5
高さ 頬側 A mm	1.5	3	1.5	3	1.5	3	3.5	3.5
高さ 舌側 B mm	2.5	4	2.5	4	2.5	4	3.5	3.5
垂直高さ mm	9	10	9	10	9	10	9.5	9.5
商品コード	24285	24286	24287	24288	24289	24290	24291	24292

タイデザイン 4.5/5.0

チタン製 (1)、未滅菌

アバットメント スクリュー デザイン 含む
4.5/5.0 - M2, 商品コード 24209
(チタン合金製 (2))

タイデザイン 4.5/5.0

角度					20°
Ø mm	5.5	5.5	6.5	6.5	5.5
高さ 頬側 A mm	1.5	3	1.5	3	3.5
高さ 舌側 B mm	2.5	4	2.5	4	3.5
垂直高さ mm	9	10	9	10	9.5
商品コード	24235	24236	24237	24238	24239

キャストデザイン 3.5/4.0

Ø mm	4.1
高さ (マージン) mm	1
垂直高さ mm	10
商品コード	22843

キャストデザイン 4.5/5.0

Ø mm	4.5
高さ (マージン) mm	1
垂直高さ mm	10
商品コード	22844

キャストデザイン 3.5/4.0


ベース: 非酸化金合金 (3)
シリンダー: プラスチック (11)
未滅菌

アバットメント スクリュー デザイン 含む
3.5/4.0 - M1.6, 商品コード 24449
(チタン合金製 (2))

キャストデザイン 4.5/5.0

ベース: 非酸化金合金 (3)
シリンダー: プラスチック (11)
未滅菌

アバットメント スクリュー デザイン 含む
4.5/5.0 - M2, 商品コード 24209
(チタン合金製 (2))



インプラント ピックアップ
3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0
チタン合金製(2)、未滅菌

2個の部品 (ピックアップ、ガイドピン)
で構成されています。
NI = Non Indexed (ヘックスなし)

※Ⓢは受注発注となります。

インプラント ピックアップ
3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0

長さ mm	ショート	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング	NI ショート	NI ロング	NI ショート	NI ロング
商品コード	24950	24949	24947	24948	24938	24946	24936	24937	24928	24929

インプラント トランスファー
3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0
チタン合金製(2)、未滅菌

2個の部品 (スリーブ、ピン)
で構成されています。

インプラント トランスファー
3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0

長さ mm	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング
商品コード	24958	24959	24960	24956	24957

インプラント レプリカ
3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0
チタン合金製(2)、未滅菌

インプラント レプリカ
3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0

長さ mm	15	15	15.5
商品コード	24977	24978	24979

インプラントガイドピン
3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0
チタン合金製(2)、未滅菌

下記スクリューで締めている
アバットメントの作業で使します。

アバットメントスクリュー - M1.4 ●
アバットメントスクリュー - M1.6 ●
アバットメントスクリュー - M2 ●

インプラントガイドピン
3.0, 3.5/4.0, 4.5/5.0

長さ mm	ショート	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング
商品コード	24970	24976	24968	24969	24966	24967

ダイレクトアバットメント 3.5/4.0
チタン合金製(2)、未滅菌

ダイレクトアバットメント 4.5/5.0
チタン製(1)、未滅菌

DA ヒーリングキャップ
プラスチック(12)、未滅菌

DA インプレッション
ピックアップ
プラスチック(13)、未滅菌

DA レプリカ
ステンレス製(6)

DA バーンアウトシリンダー
プラスチック(11)

DA キャリア
プラスチック(12) / ステンレス(6)、未滅菌

DA メタルキャリア4は、ダイレクトアバット
メントØ4の着脱の際に使用します。

Ø mm	4	4	4	4	5	5	5
高さ(マージン) mm	0.5	1	2.5	4	1	2.5	4
垂直高さmm	6	6	8	9	6	8	9
商品コード	24910	24911	24912	24913	24914	24915	24916

Ø mm	5	5	5	5	6	6	6
高さ(マージン) mm	0.5	1	2.5	4	1	2.5	4
垂直高さmm	6	6	8	9	6	8	9
商品コード	24527	24528	24529	24530	24537	24538	24539


DA ヒーリングキャップ			
Ø mm	4	5	6
商品コード	22720	22721	22722

DA インプレッション ピックアップ			
Ø mm	4	5	6
商品コード	22710	22711	22712

DA レプリカ			
Ø mm	4	5	6
商品コード	22054	22064	22065


DA バーンアウトシリンダー			
Ø mm	4	5	6
商品コード	22372	22373	22379

DA キャリア				
Ø mm	4	5	6	4
商品コード	24137	24138	24139	22850




補足
6°のテーパが付与されています。
咬合口径を下げる際の目安としてレー
ザーエッチングバンドが歯冠側より1m
mの位置に設定されています。
推奨締め付けトルク - ● 25 Ncm
● 25 Ncm
直径を表す数字が明記されています。

スクリー固定用コンポーネント



科学的に証明されている 臨床的に予測可能なソリューション

スクリー固定式修復の場合、アストラテックインプラントシステムはさまざまな治療に適応できるアバットメントを提供します。これらのコンポーネントは、部分的な修復とフルブリッジ修復の両方で高い柔軟性と最適な結果が得られるように設計されています。ユニアバットメントは、円錐形のアバットメントトップが修復物をサポートし、機械的、臨床的、生物学的サポートを提供します。垂直スペースが限られている非平行位置に配置されたインプラントに付与された柔軟性は、臨床での自由度と満足度を高めます。



補足
20°テーパードトップ 円錐部高さー 2.15mm
45°テーパードトップ 円錐部高さー 0.8mm
撤去用グループ付
プリマウントキャリアに連結されています。
推奨締め付けトルクー 15Ncm



20°ユニアバットメント 3.5/4.0 チタン合金製(2)、滅菌済み

20° テーパードトップ

※Ⓜは受注発注となります。

45°ユニアバットメント 3.5/4.0 チタン合金製(2)、滅菌済み

45° テーパードトップ

※Ⓜは受注発注となります。

20°ユニアバットメント 4.5/5.0 チタン製(1)、滅菌済み

20° テーパードトップ

※Ⓜは受注発注となります。

45°ユニアバットメント 4.5/5.0 チタン製(1)、滅菌済み

45° テーパードトップ

※Ⓜは受注発注となります。



リムーバルツール M1.4 (56ページ参照) を用いることで、ユニアバットメントの撤去が容易になります。

20°ユニアバットメント 3.5/4.0

Ø mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
高さ(マージン)mm	0.5	1	2	4	6	8
垂直高さmm	2.5	3	4	6	8	10
商品コード	24893	24894	24895	24896	24897	24898

45°ユニアバットメント 3.5/4.0



Ø mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
高さ(マージン)mm	0.5	1	2	4	6	8
垂直高さmm	1	2	3	5	7	9
商品コード	24899	24900	24901	24902	24903	24904

20°ユニアバットメント 4.5/5.0

Ø mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
高さ(マージン)mm	0.5	1	2	4	6	8
垂直高さmm	2.5	3	4	6	8	10
商品コード	24398	24399	24400	24401	24402	24403




45°ユニアバットメント 4.5/5.0

Ø mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
高さ(マージン)mm	0.5	1	2	4	6	8
垂直高さmm	1	2	3	5	7	9
商品コード	24406	24407	24408	24409	24410	24411




ブリッジスクリュー M1.4		
	ヘックス	スロット
	スクリューヘッド 直径 mm	2.3
	スクリューヘッド 高さ mm	1
	商品コード	22435

ブリッジスクリュー M1.4
チタン合金製 (2)、未滅菌




推奨締め付けトルク 15 Ncm

テンポラリーシリンダー			
	ユニ 20°	ユニ 45°	アングルド
	商品コード	22060	22061
			22447

テンポラリーシリンダー
チタン製 (1)、未滅菌

セミバーンアウト シリンダー			
	ユニ 20°	ユニ 45°	アングルド
	商品コード	22184	22185
			24243

セミバーンアウトシリンダー
ベース: 非酸化金合金 (3)
シリンダー: プラスチック (12)

バーンアウトシリンダー			
	ユニ 20°	ユニ 45°	アングルド
	商品コード	22186	22187
			22448


バーンアウトシリンダー
プラスチック (12)

アタッチメント固定用コンポーネント

インプラントへの装着

インプラント治療に関連したオーバーデンチャーソリューションにはいくつかの適応症があります。 特定の状況における機能的、審美的、音声的、衛生的な要件は、治療オプションとしての使用をサポートしています。 完全無歯顎を治療する場合、上顎または下顎に少なくとも1本のインプラントが埋入されていることと、装着のための適切なシステムとの組み合わせにより、オーバーデンチャー治療が代替手段となります。





補足
インサートメール保持部直径 - 3.85 mm
アバットメントトップから1.5 mmは、オーバーデンチャーを維持するために粘膜縁上に配置されるよう、アバットメントを選択してください。
推奨締め付けトルク - ● 25 Ncm
● 25 Ncm

● ロケーターアバットメント 3.5/4.0

Ø mm	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
高さ mm	1	2	3	4	5
商品コード	24268	24269	24270	24271	24272

● ロケーターアバットメント 4.5/5.0

Ø mm	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
高さ mm	0.5	2	3	4	5
商品コード	24477	24478	24479	24480	24481

ロケーター アバットメントピックアップ アバットメントレプリカ

商品コード	24484	24485

ロケータープロセッシングキット

商品コード	24483

ロケーター インサート ブルー ピンク クリア

グラム	680	1361	2268
保持力 kg	0.7	1.4	2.3
商品コード	24488	24487	24486

ロケーター インサート グレー レッド オレンジ グリーン

グラム	0	226-680	907	1361-1814
保持力 kg	0	0.5	0.9	1.8
商品コード	25679	24492	25843	24489

ロケーターアバットメント 3.5/4.0

チタン合金製 (2)、未滅菌
窒化チタンコーティング (8)

ロケーターアバットメント 4.5/5.0

チタン合金製 (2)、未滅菌
窒化チタンコーティング (8)

ロケーター
アバットメントピックアップ
ロケーター
アバットメントレプリカ

アルミニウム (7) 4個入り

ロケータープロセッシングキット

2セット入り、未滅菌

ロケーター インサート ニロン (16)

各4個入り、未滅菌

ブルー、ピンク、クリアのインサートは、インプラント同士の傾斜が20°まで対応。

ロケーター インサート ニロン (16)

各4個入り、未滅菌

グレー、レッド、オレンジ、グリーンのインサートは、インプラント同士の傾斜が40°まで対応。グレーは主に長期暫間補綴の際にアバットメントを保護するために使用します。

ロケーター コアツール
ステンレス製 (6)、未滅菌

商品コード	24482
-------	-------


ロケーター トルクレンチビット
ステンレス製 (6)、未滅菌

トルクレンチを用いて操作します。


商品コード	15 mm 24490	21 mm 24491
-------	----------------	----------------

ロケーター ドライバー EV
ステンレス製 (6)、未滅菌

商品コード	23 mm 25766
-------	----------------



補足
垂直高さ mm マージンからボールまで：2.85 mm
ボールアバットメントドライバー EV (商品コード 25768) を用いて接続して下さい。(参照：29 ページ)
推奨締め付けトルク - ● 25 Ncm
● 25 Ncm



ボールアバットメント 3.5/4.0
チタン合金製 (2)、滅菌済み

ボール Ø 2.25 mm

※Ⓜは受注発注となります。

Ø mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
高さ (マージン) mm	1	2	4	6	8
垂直高さ mm	4	5	7	9	11
商品コード	24905	24906	24907	24908	24909

ボールアバットメント 4.5/5.0
チタン製 (1)、滅菌済み

ボール Ø 2.25 mm

※Ⓜは受注発注となります。

Ø mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
高さ (マージン) mm	0.5	1	2	4	6	8
垂直高さ mm	3.5	4	5	7	9	11
商品コード	24418	24419	24420	24421	24422	24423

ボールアバットメント
ピックアップ



商品コード	22439
-------	-------

ボールアバットメント
レプリカ



商品コード	22505
-------	-------

ボールアバットメント
ドライバー EV



商品コード	25768
-------	-------

ダルボプラス

フィメール
パート
ベーシック



ラメラ
リテンション
インサート E



デュープリケー
ション エイド



スクリュー
ドライバー／
アクチベーター



商品コード	25834	25844	25827	25835
-------	-------	-------	-------	-------

ボールアバットメントピックアップ
プラスチック (12)、未滅菌

ボールアバットメント レプリカ
ステンレス製 (6)

ボールアバットメントドライバー EV
ステンレス製 (6)、未滅菌

アバットメントの装着と除去時はボールアバットメントドライバー EVが必要。

ラスフィメールパートベーシックの内容は以下の通りです。

- ダルボプラス フィーメール パート ベーシック チタン合金製 (2)、未滅菌
- ダルボプラス ラメラリテンションインサート E 金合金 (4)、未滅菌
- ダルボプラス デュープリケーション エイド POMプラスチック製 (12)、未滅菌

ボールアバットメントに使用します。

外科用インスツルメント

はじめに

新たにアストラテックインプラントシステムを導入いただく際には
下記のインスツルメントをご用意頂くことをお薦め致します。

商品コード：24349 サージカルトレー (参照：30 ページ)
商品コード：24357 ラチェットレンチ (参照：31 ページ)

以下は、どちらかを選択して下さい。
単回使用ドリル - 参照：35, 36 ページ
複数回使用ドリル - 参照：37, 38 ページ

代替手段 - 単回使用ドリルのみの使用
商品コード：24357 ラチェットレンチ (参照：31 ページ)
単回使用ドリルの選択については、P35, 36 をご参照ください。



サージカルトレー



商品コード	24349
-------	-------

サージカルトレー

インスツルメントは含まれません。

インプラントドライバー 3.0



	ショート 19 mm	ロング 28 mm
商品コード	25007	25008

インプラントドライバー 3.5/4.0



	ショート 19 mm	ロング 28 mm
商品コード	25009	25010

インプラントドライバー 4.5/5.0



	ショート 20 mm	ロング 28 mm
商品コード	25011	25012

インプラントドライバー 3.0

ステンレス製 (6)、未滅菌
インプラントの保持、埋入に使用。

インプラントドライバー 3.5/4.0

ステンレス製 (6)、未滅菌
インプラントの保持、埋入に使用。
ショートのドライバーは、臼歯部での
使用に適しています。

インプラントドライバー 4.5/5.0

ステンレス製 (6)、未滅菌
インプラントの保持、埋入に使用。
ショートのドライバーは、臼歯部での
使用に適しています。

ラチェットレンチ

ステンレス製 (6)、未滅菌

トルク調整機能なし。

ラチェットレンチ



商品コード	24357
-------	-------

ドライバーハンドル

ステンレス製 (6)、未滅菌

ラチェットレンチ、C Aドライバー、インプラントドライバーと合わせて使用します。

ドライバーハンドル



商品コード	24358
-------	-------

ディレクションインジケーター 2.0/3.2

チタン製 (1)、未滅菌

2.0 mm 及び 3.2 mm のドリリングの後に使
用します。

ディレクションインジケーター
2.0/3.2



商品コード	22434
-------	-------

ボウル、チタン製

チタン製 (1)、未滅菌

ボウル、チタン製



商品コード	22137
-------	-------

インプラント デプスゲージ, 6-19 mm

チタン製 (1)、未滅菌

インプラント埋入窩と軟組織の厚みを測定す
るためのレーザーエッチングバンド付。
13-15mmの間は目印のために段差を付与
した形態となっています。

インプラント デプスゲージ,
6-19 mm



商品コード	24801
-------	-------

レンチ



商品コード	22124
-------	-------

レンチ

チタン合金製 (2)、未滅菌

各種アダプター、インプラントリトリバーとともに使用。

フォーセップス 94



	94 mm
商品コード	22437

フォーセップス 94

チタン製 (1)、未滅菌

ヘックスドライバー
マニュアル



	ショート	インターメディアイト	ロング
Total length mm	20	31	38
商品コード	25771	25772	25773

ヘックスドライバー EV マニュアル

ステンレス製 (6)、未滅菌

ヘックスドライバー
EV マシーン



	ショート EVマシーン 20 mm	インターメディアイト 24 mm	ロング 35 mm
商品コード	25790	25727	25728

オステオトーム キット

ステンレス製 (6)、未滅菌

オステオトーム キット内容

オステオトーム トレー ラージ (1) 22953
オステオトーム ラウンド セット (1) 22937
オステオトーム コンケイブ セット (1) 22947
オステオトーム マレット (1) 22955

注意：5.OS 用のオステオトームは含まれません。

※Ⓜは受注発注となります。

オステオトーム ラウンド セット

ステンレス製 (6)、未滅菌

先端：ラウンド
7本セット

オステオトーム 2.0/2.5, ラウンド (1)
オステオトーム 2.5/3.2, ラウンド (1)
オステオトーム 3.2, ラウンド (1)
オステオトーム 3.2/3.7, ラウンド (1)
オステオトーム 3.7, ラウンド (1)
オステオトーム 3.2/4.3, ラウンド (1)
オステオトーム 3.7/4.8, ラウンド (1)

注意：5.OS 用のオステオトームは含まれません。

※Ⓜは受注発注となります。

オステオトーム コンケイブセット

ステンレス製 (6)、未滅菌

先端：コンケイブ (凹面)
7本セット

オステオトーム 2.0/2.5, コンケイブ (1)
オステオトーム 2.5/3.2, コンケイブ (1)
オステオトーム 3.2, コンケイブ (1)
オステオトーム 3.2/3.7, コンケイブ (1)
オステオトーム 3.7,コンケイブ (1)
オステオトーム 3.2/4.3, コンケイブ (1)
オステオトーム 3.7/4.8, コンケイブ (1)

注意：5.OS 用のオステオトームは含まれません。

※Ⓜは受注発注となります。

オステオトーム マレット

ステンレス製 (6)、未滅菌

※Ⓜは受注発注となります。



商品コード	22956
-------	-------



商品コード	22937
-------	-------



商品コード	22947
-------	-------



商品コード	22955
-------	-------



Ⓢ

オステオトーム 5.0S ラウンド セット

ステンレス製 (6)、未滅菌

先端：ラウンド
4本セット

オステオトーム 3.7/4.2, ラウンド	24339
オステオトーム 4.2, ラウンド	24684
オステオトーム 4.2/4.7, ラウンド	24685
オステオトーム 4.7, ラウンド	24686

※Ⓢは受注発注となります。

SP ドリルキット

ステンレス製 (6)、ABS プラスティック (17)、滅菌済み

深さ測定用のデプスインジケーションライン付
キット内容
ガイドドリル
SP ツイストドリル Ø 2.0
SP ツイストドリル Ø 3.2 (単品販売しておりません)



商品コード	ショート 8-13 mm	ロング 8-19 mm
	22898	22899



Ⓢ

オステオトーム 5.0S コンケイブ セット

ステンレス製 (6)、未滅菌

先端：コンケイブ (凹面)
4本セット

オステオトーム 3.7/4.2, コンケイブ	24689
オステオトーム 4.2, コンケイブ	24689
オステオトーム 4.2/4.7, コンケイブ	24690
オステオトーム 4.7, コンケイブ	24691

※Ⓢは受注発注となります。

SP ドリルキット 6-13 mm

ステンレス製 (6)、ABS プラスティック (17)、滅菌済み

深さ測定用のデプスインジケーションライン付

キット内容
SP ツイストドリル Ø 2.0, 6-13 mm (単品販売しておりません)
SP ツイストドリル Ø 3.2, 6-13 mm (単品販売しておりません)



商品コード	24737*
-------	--------



Ⓢ

オステオトーム トレー ラージ

ステンレス製 (6)、未滅菌

オステオトームは含まれません。
最大収納本数：14本及びオステオトームマレット

※Ⓢは受注発注となります。



Ⓢ

オステオトーム トレー スモール



ステンレス製 (6)、未滅菌

オステオトームは含まれません。
最大収納本数：7本








※Ⓢは受注発注となります。



SP ドリル
ステンレス製 (6)、ABS プラスティック (17)、
滅菌済み
深さ測定用のデプスインジケーションライン付

	商品コード	
SP ツイストドリル Ø 3.7, 6-13 mm	24199*	
SP ツイストドリル Ø 3.85, 6-13 mm	24734*	

	商品コード	ショート 8-13 mm	商品コード	ロング 8-19 mm
SP ツイストドリル Ø 2.0	24992		24991	
SP ツイストドリル Ø 2.7	24994		24993	
SP ツイストドリル Ø 2.85	24996		24995	
SP ツイストドリル Ø 3.35	22908		22909	
SP ツイストドリル Ø 3.7	22910		22911	
SP ツイストドリル Ø 3.85	22912		22913	
SP ツイストドリル Ø 4.2	22957		22958	
SP ツイストドリル Ø 4.7	22959		22960	
SP ツイストドリル Ø 4.85	22961		22962	

	商品コード	ショート シャフト	商品コード	ロング シャフト
SP パイロットドリル Ø 2.0/3.2, 6-13 mm	24735*			
SP パイロットドリル Ø 2.0/2.7	24997			
SP パイロットドリル Ø 2.0/3.2	22904		22905	
SP パイロットドリル Ø 3.2/3.7	22906		22907	
SP パイロットドリル Ø 3.7/4.2	22963			

SP コーティカルドリル Ø 2.7/3.0	24998			
SP コーティカルドリル Ø 3.2/3.5	22914		22915	
SP コーティカルドリル Ø 3.7/4.0	22916		22917	
SP コーティカルドリル Ø 4.7/5.0	22964			

SP コニカルドリル Ø 2.7/4.5	24999		25000	
SP コニカルドリル Ø 3.2/4.5	22921		22922	
SP コニカルドリル Ø 3.2/5.0	25001		25002	
SP コニカルドリル Ø 3.7/5.0	22923		22924	

* オッセオスピードTX 4.0S-6 mmの理入窩の形成には、SPドリル6-13 mmが必要です。






ガイドドリル
ステンレス製 (6)、未滅菌
ガイドドリル Ø 1.8

	
商品コード	22800

ツイストドリル
ステンレス製 (6)、窒化チタンコーティング (8)、未滅菌
深さ測定用のデプスインジケーションライン付

	商品コード	ショート 8-13 mm	商品コード	ロング 8-19 mm
ツイストドリル Ø 2.0	22887		22886	
ツイストドリル Ø 2.5 レッド	22802		22801	
ツイストドリル Ø 2.7 ライトブルー	24797		24796	
ツイストドリル Ø 2.85 シルバー	24799		24798	
ツイストドリル Ø 3.2 グリーン	22811		22807	
ツイストドリル Ø 3.35 ライラック	22812		22808	
ツイストドリル Ø 3.7 ブラック	22813		22809	
ツイストドリル Ø 3.85 ブラウン	22814		22810	
ツイストドリル Ø 4.2 イエロー	22463		22462	
ツイストドリル Ø 4.7 ブルー	22465		22464	
ツイストドリル Ø 4.85 ピンク	22467		22466	





パイロットドリル

	商品コード	
パイロットットドリル Ø 2.0/2.7 ライトブルー	24795	
パイロットットドリル Ø 2.0/3.2 グリーン	24207	
パイロットットドリル Ø 2.5/3.2 グリーン	22803	
パイロットットドリル Ø 3.2/3.7 ブラック	22805	
パイロットットドリル Ø 3.7/4.2 イエロー	22468	

パイロットドリル

ステンレス製(6)、窒化チタンコーティング(8)、未滅菌
深さ測定用のデプスインジケーションライン付

コーティカルドリル

	商品コード	
コーティカルドリル Ø 2.7/3.0 ライトブルー	24800	
コーティカルドリル Ø 3.2/3.5 グリーン	22815	
コーティカルドリル Ø 3.7/4.0 ブラック	22816	
コーティカルドリル Ø 4.7/5.0 ブルー	22469	

コーティカルドリル

ステンレス製(6)、窒化チタンコーティング(8)、未滅菌
深さ測定用のデプスインジケーションライン付

コニカルドリル

ステンレス製(6)、窒化チタンコーティング(8)、未滅菌
深さ測定用のデプスインジケーションライン付

コニカルドリル

	商品コード	ショート シャフト	商品コード	ロング シャフト
コニカルドリル Ø 2.7/4.5 ライトブルー	24924		24925	
コニカルドリル Ø 3.2/4.5 グリーン	22894		22895	
コニカルドリル Ø 3.2/5.0	24926		24927	
コニカルドリル Ø 3.7/5.0 ブラック	22896		22897	

ドリルエクステンション

	
商品コード	22520

ドリルエクステンション

ステンレス製(6)、未滅菌



粘膜用パンチEV

プラスチック(17)およびステンレス製(6)、滅菌済み
再使用禁止
5入り

粘膜用パンチEV

Ø	3.5	4	4.5	5	5.5	6.5
商品コード	25711	25712	25713	25714	25715	25731

注) 2次外科手術の際にカバースクリューのドライバー用ボールに固定して使用。

補綴用インスツルメントキット

はじめに

新たにアストラテックインプラントシステムを導入いただく際には
下記の補綴用インスツルメントをご用意頂くことをお勧め致します。




ヘックスドライバー
マニュアル



ヘックスドライバー EV マニュアル
ステンレス製(6)、未滅菌

	ショート	インターメディアイト	ロング
Total length mm	20	31	38
商品コード	25771	25772	25773

ヘックスドライバー EV
マシーン



ヘックスドライバー EV マシーン
ステンレス製(6)、未滅菌

コントラアングル、ドライバーハンドル用


	ショート EVマシーン 20 mm	インターメディアイト 24 mm	ロング 35 mm
商品コード	25790	25727	25728

ヘックスドライバー EV マシーン
ステンレス製(6)、未滅菌

コントラアングル、
ドライバーハンドル用

スロット スクリュードライバー
ステンレス製(6)、未滅菌

※㊄は受注発注となります。




㊄

商品コード	ショート 20 mm 22506	インターメディアイト 30 mm 22507	ロング 43 mm 22508
-------	---------------------	---------------------------	--------------------

スロット CAドライバー
ステンレス製(6)、未滅菌


コントラアングル、ドライバーハンドル用



商品コード	ショート 24 mm 22688	ロング 35 mm 22689
-------	---------------------	--------------------


アバットメント デプスゲージ
ステンレス製(6)、未滅菌

軟組織の厚みをミリ単位で計測するためのレーザーエッチングバンド付
測定時の目安として4-5 mmの間に段差を付与した形態となっています。



商品コード	24573
-------	-------

ラボ アバットメント
スクリュー デザイン




製品内容	2 x M1.4	6 x M1.6	6 x M2
商品コード	24802	24857	24858

ラボ アバットメントスクリュー デザイン
チタン合金製(2)

全てのDesignLine™ アバットメント用
商品構成：イエロー用2個
アクア用6個
ライラック用6個

ラボ アバットメント
スクリュー アングルド




製品内容	2 x M1.6	2 x M2
商品コード	24860	

ラボ アバットメントスクリュー アングルド
チタン合金製(2)

アングルドアバットメント用
商品構成：アクア用2個
ライラック用2個入

ラボ ブリッジスクリュー
ヘックス & スロット



製品内容	3 x M1.4	3 x M1.4
商品コード	24859	

ラボ ブリッジスクリュー ヘックス & スロット
チタン合金製(2)

商品構成：スロットスクリュー 3個
ヘックススクリュー 3個入

外科用コンポーネント (TX プロファイル)

カバースクリュー
プロファイル



Ø mm	3.8
高さ mm	0
商品コード	25044

カバースクリュー プロファイル

チタン製 (1)、滅菌済み

組織の治癒期間中にインプラントの接合部を覆うために使用します。

寸法



Ø mm

高さ mm

補足

カバースクリュープロファイルはインプラントの傾斜と正しく合うようにネジ山が施されています。
推奨トルク - ヘックススクリュードライバーを用い手指の軽い力 (5-10 Ncm) で締めつける。ラチェットレンチ、トルクレンチは使用しないで下さい。

補綴用コンポーネント (TX プロファイル)

インプラントピックアップ プロファイル

チタン合金製 (2)、未滅菌

2個の部品 (ピックアップ、ガイドピン) で構成されています。



補足
ピックアップ部には黒くマークされフラットな面があります。この面をインプラントの最根尖側に合わせてください。


インプラントピックアップ
プロファイル



	ロング
長さ mm	27
商品コード	24985


インプラントレプリカ プロファイル

チタン合金製 (2)



補足
ピックアップ部には黒くマークされフラットな面があります。この面をインプラントの最根尖側に合わせてください。

インプラントレプリカ
プロファイル



長さ mm	15.5
商品コード	25047

インプラントガイドピン 4.5/5.0

チタン合金製 (2)、未滅菌



補足
ピックアップ部には黒くマークされフラットな面があります。この面をインプラントの最根尖側に合わせてください。

インプラントガイドピン
4.5/5.0




	ショート	ロング
長さ mm	22	27
商品コード	24966	24967

ラボ アバットメントスクリュー デザイン


チタン合金製 (2)

商品内容 6 個入り



補足
ピックアップ部には黒くマークされフラットな面があります。この面をインプラントの最根尖側に合わせてください。

ラボ アバットメントスク
リュー デザイン M2



商品コード	24858
-------	-------


タイデザイン
プロファイル
4.5/5.0



角度		
Ø mm	5.5	6.5
高さ 頬側 A mm	1.8	1.8
高さ 舌側 B mm	1.8	1.8
垂直高さ mm	7	7
商品コード	25053	25055

タイデザイン プロファイル 4.5/5.0
チタン製 (1)、未滅菌

アバットメントスクリュー デザイン含む。
4.5/5.0 – M2, 商品コード 24209
(チタン合金製 (2))



補足
最小限の調整でできるようにデ
ザインされています。
推奨締めつけトルク – 25 Ncm



プロファイルインプラント用と識別で
きるように“P”と表示されています。直
径 (Ø) は数字で示されています。

リペアおよび 交換用コンポーネント

さまざまな理由から、アバットメント、インプラントまたはスクリューの除
去や交換が必要になる場合があります。個別の臨床症例に対応できるよう
に、アストラテックインプラントシステムでは広範囲におよぶアバットメント
の選択肢を用意しています。アバットメントスクリューに損傷がなければ、
ほとんどの場合、ヘックススクリュードライバーを使用してセメント固定式ア
バットメントを簡単に除去することができます。



互換性一覧

オッセオスピードTX 製品ラインナップのインプラントまたはアバットメントのサイズを確認してください。
該当するインスツルメントを選択してください。また、下表の商品コードをご参照ください。

アストラテックインプラントシステム

	オッセオスピードTX				オッセオスピードTX プロファイル	20° / 45° ユニアバットメント
						
フラグメントフォーク	25856	25856	25856	25857	25857	25856
フラグメントドリル	25858	25858	25858	25859	25859	25858
スクリューエクストラクタ	25860	25860	25860	25861	25861	非該当
スレッドクリーナー	25862	25863	25863	25865	25865	25862
トレフィンドリル	25866	22884	22885	22890	22890	非該当
リトリバー	22429	22192	22192	22192	22192	22429

破損したスクリューの除去のための器具

ガイディングシリンダー TX

ステンレス製 (6)、未滅菌、単回使用

- 器具を破損したスクリューの中心にガイドします。
- インプラントの内部スレッドを保護します。
- 直径がマーキングされています。
- ガイディングシリンダーハンドルとフラグメントドリル、またはオッセオスピードTX インプラントの場合はフラグメントフォークとともに使用します。

ガイディングシリンダー ユニアバットメント 20° / 45°

ステンレス製 (6)、未滅菌、単回使用

- 器具を破損したスクリューの中心にガイドします。
- アバットメントの内部スレッドを保護します。
- 直径とTX がマーキングされています。
- ガイディングシリンダーハンドルとフラグメントドリル、またはアストラテックインプラントシステムのユニアバットメント 20°/45° の場合はフラグメントフォークとともに使用します。

ガイディングシリンダーハンドル

ステンレス製 (6)、未滅菌

- ガイディングシリンダーに合わせてハンドルを調整できます。

フラグメントフォーク

タングステンカーバイド製 (9)、未滅菌、単回使用

- 破損したアバットメントおよびブリッジのスクリュー破折片の除去に使用します。
- マニュアル操作のみ。
- フラグメントフォークを反時計方向に回します。
- スレッドのサイズがマーキングされています。
- 補綴用ドライバーハンドルEVとともに使用します。

注意: マニュアル操作のみ。

フラグメントドリル

シャンク: ステンレス製 (6)
刃部: タングステンカーバイド製 (9)
未滅菌、単回使用




- アバットメントまたはブリッジのスクリュー破折片にくぼみを付けるために使用します。
- 反時計方向にドリリングします。
- 直径がマーキングされています。

スクリューエクストラクター

ステンレス製 (6)、未滅菌、単回使用

- アバットメントスクリュー破折片の除去に使用します。
- スクリューエクストラクターを反時計方向に回します。
- 直径がマーキングされています。
- サージカルドライバーハンドルEVとともに使用します。

注意: マニュアル操作のみ。



ガイディングシリンダー TX			
	3.0	3.5 / 4.0	4.5 / 5.0
	25852	25853	25854

ガイディングシリンダー ユニアバットメント 20° / 45°		
	20°	45°
	25884	25885



ガイディングシリンダーハンドル

商品コード	25855
-------	-------



フラグメントフォーク

Ø		
	0.8	1.0
商品コード	25856	25857

フラグメントドリル

Ø		
	0.8	1.0
商品コード	25858	25859

スクリューエクストラクター

Ø		
	0.8	1.0
商品コード	25860	25861

内部スレッドの修復のための器具




スレッドクリーナー

	M1.4	M1.6	M1.8	M2.0
商品コード	25862	25863	25864	25865

スレッドクリーナー
ステンレス製 (6)、未滅菌、単回使用

- インプラントおよびアバットメントの内部スレッドの修復に使用します。
- スレッドのサイズがマーキングされています。
- 補綴用ドライバーハンドルEVとともに使用します。

注意: マニュアル操作のみ。



アバットメントアダプター

	ショート 25mm	ロング 35mm	○リング インプラント アダプター (10入り)
商品コード	24424	24370	22376


アバットメントアダプター
チタン及びステンレス製

グループ形状がない20°, 45°ユニアバットメントの撤去に使用します。
ラチェットレンチ/トルクレンチ/レンチを用いて操作します。

アバットメントの取りはずしおよび除去のための器具

リムーバルツール M1.4
ステンレス製 (6)、未滅菌

- 溝付きユニアバットメント 20°および45°、およびクレスコインサート 20°および45°の取りはずしに使用します。
- ラチェットレンチ、トルクレンチ、外科用レンチまたはレンチ (22124) とともに使用します。




リムーバルツール M1.4

	ショート	ロング
長さ	18	30
商品コード	24021	24037

インプラント除去のための器具

トレフィンドリル
ステンレス製 (6)、未滅菌

- 部分的または完全に融合したインプラントの除去に使用します。
- 直径と長さがマーキングされています。




アバットメントリトリバー
ステンレス製 (6)、未滅菌、単回使用

- レンチとともに使用します。

インプラントリトリバー
ステンレス製 (6)、未滅菌、単回使用


- レンチとともに使用します。



トレフィンドリル

	6-17 mm	3.5	4.0	5.0
内径 Ø mm	3.2	3.65	4.2	5.15
外径 Ø mm	4.0	4.5	5.1	6.15
商品コード	25866	22884	22885	22890

*注意: すべての3.0インプラントに同じドリルを使用します。単回使用。



アバットメントリトリバー

商品コード	22429
-------	-------



インプラントリトリバー

商品コード	22192
-------	-------

一般インスツルメント

トルクレンチEV



商品コード	25774
-------	-------

トルクレンチEV、
サージカルドライバー
ハンドル



Ø mm	8.9
長さ mm	15.3
商品コード	25775

トルクレンチ EV
補綴用 ドライバーハンドル



Ø mm	8.9	8.9
長さ mm	15.5	11.5
商品コード	25776	25777

トルクレンチ EV
補綴用 ドライバーハンドル
4 x 4 ロー



Ø mm	8.9
長さ mm	9.7
商品コード	25730

ヘックスドライバー
マニュアル



	ショート	インターメディアイト	ロング
Total length mm	20	31	38
商品コード	25771	25772	25773

レンチ



商品コード	22124
-------	-------

トルクレンチEV

ステンレス製 (6)、未滅菌

■ドライバーハンドルとともに使用

トルクレンチEV、
サージカルドライバーハンドル

ステンレス製 (6)、未滅菌

トルクレンチ EV
補綴用 ドライバーハンドル4 x 4 ロー

ステンレス製 (6)、未滅菌

ヘックスドライバー EV マニュアル

ステンレス製 (6)、未滅菌

レンチ

チタン合金製 (2)、未滅菌
各種アダプター、アバットメントリトリバー、
インプラントリトリバーと共に使用。

トルクガイド

推奨締め付けトルク

製品種類

トルク - Ncm

● X スモール ● スモール ● ラージ

カバースクリュー		●	●	●
ヒーリングアバットメント ヒーリングアバットメントユニ プロヒールキャップ ヒーリングキャップアングルド		マニュアル*	マニュアル*	マニュアル*
テンポラリーアバットメント		●	●	●
20°/45° ユニアバットメント		-	●	●
ブリッジスクリュー		-	●	●
タイデザイン キャストデザイン アングルドアバットメント		●	●	●
ダイレクトアバットメント ボールアバットメント ロケーターアバットメント		●	●	●

* スクリュードライバーを用い手指の軽い力（5－10Ncm）で締めつける。ラチェットレンチ、トルクレンチは使用しないで下さい。

** 3.0Sに使用できるアバットメントはタイデザインのみとなります。

材料

各製品名の後ろに記載されている材料の（ ）内照らし合わせてご参照ください。

メタル

タ イ プ	インデックス	構 成 / 名 称	規 格
チタン	1	グレード4	ASTM F67
チタン合金	2	グレード5	ASTM F136
白金加金合金	3	金60%, パラジウム20%, 白金19%, イリジウム1%, 融点1400-1460℃	
金合金	4	金68.6%, 銀11.85%, 銅10.6%, パラジウム3.95%, 亜鉛2.5%, 白金2.45%, イリジウム0.05%, 融点880-940℃	
ステンレス金属	6	手術器具用ステンレス鋼	ASTM F899
アルミニウム	7	6061 T6	
窒化チタンコーティング	8	窒化チタン	
タングステンカーバイド	9	サンドビック H 10F	ISO 4499

プラスチック

タ イ プ	インデックス	構 成 / 名 称	規 格
バーニアプラスチック	11	PMMA（ポリメタクリル酸メチル樹脂）	ISO 8257 MN, 100-060
PCプラスチック	12	ポリカーボネート樹脂	
PPプラスチック	13	ポリプロピレン樹脂	
ナイロン	16	ポリアミド	
ABSプラスチック	17	アクリロニトリル ブタジエン スチレン共重合合成樹脂	

ラベルおよびマニュアルに記載の記号の説明

記号	テキスト	記号	テキスト
	製造日		アストラテックインプラントシステム製品にはCEマークが付いており、欧州医療機器指令の要件を満たしています。
	製造業者	0123	第三者認証期間 (NB) 評価ID
	使用期限		パッケージが破損している場合は使用しないでください。
	放射線滅菌済み		取扱説明書をご覧ください。 ifu.dentsplysirona.com
	注意:米国連邦法により、本製品の販売または注文は歯科医師に制限されています。		Consult instructions for use.
	未滅菌		ロット/バッチナンバー
	再使用しないでください。再使用禁止。		商品コード
	再滅菌禁止		商品コード (GTIN番号)、ロット番号および数量の情報が含まれています。
	GOSTはロシア連邦の正規品質保証システムです。	* To read PDF files you will need Adobe Reader. Download free of charge at get.adobe.com/reader .	

索引

商品コード順

商品コード	ページ
22054 DA レブリカ 4.....	19
22060 テンボラリーシリンダー ユニ 20°	24
22061 テンボラリーシリンダー ユニ 45°	24
22064 DA レブリカ 5.....	19
22065 DA レブリカ 6.....	19
22068 20°/45° ユニアバットメント トランスファー.....	23
22069 アバットメントレブリカ ユニ 20°	23
22070 アバットメントレブリカ ユニ 45°	23
22124 レンチ.....	32,52
22137 ボウル, チタン製.....	31
22167 ブリッジスクリュー M1.4 スロット.....	22,24
22184 セミバーンアウトシリンダー ユニ 20°	24
22185 セミバーンアウトシリンダー ユニ 45°	24
22186 バーンアウトシリンダー ユニ 20°	24
22187 バーンアウトシリンダー ユニ 45°	24
22190 アバットメントガイドピン M1.4 - 13mm	23
22192 インプラントリトリバー.....	51
22197 アバットメントガイドピン M1.4 - 16mm	23
22198 アバットメントガイドピン M1.4 - 19mm	23
22199 アバットメントガイドピン M1.4 - 22mm	23
22372 DA バーンアウトシリンダー 4	19
22373 DA バーンアウトシリンダー 5	19
22376 Oリング アバットメントアダプター用 (10入り)	50
22379 DA バーンアウトシリンダー 6	19
22429 ユニアバットメント リトリバー.....	51
22434 ディレクションインジケーター 2.0/3.2	31
22435 ブリッジスクリュー M1.4 ヘックス.....	24
22437 フォーセップス94 (94mm)	32
22439 ボールアバットメント ピックアップ.....	28
22447 テンボラリーシリンダー アングルド.....	24
22448 バーンアウトシリンダー アングルド.....	24
22462 ツイストドリル Ø4.2 イエロー ロング.....	37
22463 ツイストドリル Ø4.2 イエロー ショート.....	37
22464 ツイストドリル Ø4.7 ブルー ロング.....	37
22465 ツイストドリル Ø4.7 ブルー ショート.....	37
22466 ツイストドリル Ø4.85 ピンク ロング.....	37
22467 ツイストドリル Ø4.85 ピンク ショート.....	37
22468 パイロットドリル Ø3.7/4.2 イエロー.....	38
22469 コーティカルドリル Ø4.7/5.0 ブルー.....	38
22487 アバットメントスクリュー アングルド 4.5/5.0 M2	22
22505 ボールアバットメント レブリカ.....	28
22506 スロット スクリュードライバー ショート.....	42
22507 スロット スクリュードライバー インターメディアイト.....	42
22508 スロット スクリュードライバー ロング.....	42
22520 ドリルエクステンション.....	38
22688 スロット CA ドライバー ショート.....	42
22689 スロット CA ドライバー ロング.....	42
22710 DA インプレッションピックアップ 4.....	19
22711 DA インプレッションピックアップ 5.....	19
22712 DA インプレッションピックアップ 6.....	19
22720 DA ヒーリングキャップ 4	19
22721 DA ヒーリングキャップ 5	19
22722 DA ヒーリングキャップ 6	19
22800 ガイドドリル.....	37
22801 ツイストドリル Ø2.5 レッド ロング.....	37
22802 ツイストドリル Ø2.5 レッド ショート.....	37
22803 パイロットドリル Ø2.5/3.2 グリーン.....	38
22805 パイロットドリル Ø3.2/3.7 ブラック	38
22807 ツイストドリル Ø3.2 グリーン ロング.....	37
22808 ツイストドリル Ø3.35 ライラック ロング.....	37
22809 ツイストドリル Ø3.7 ブラック ロング.....	37
22810 ツイストドリル Ø3.85 ブラウン ロング.....	37

商品コード	ページ
22811 ツイストドリル Ø3.2 グリーン ショート	37
22812 ツイストドリル Ø3.35 ライラック ショート	37
22813 ツイストドリル Ø3.7 ブラック ショート	37
22814 ツイストドリル Ø3.85 ブラウン ショート	37
22815 コーティカルドリル Ø3.2/3.5 グリーン	38
22816 コーティカルドリル Ø3.7/4.0 ブラック	38
22843 キャストデザイン 3.5/4.0	17
22844 キャストデザイン 4.5/5.0.....	17
22850 DA メタルキャリア 4	19
22876 20° ユニアバットメント ピックアップ 5.5.....	23
22878 45° ユニアバットメント ピックアップ 5.5.....	23
22882 20° ユニアバットメント ピックアップ 4.3.....	23
22883 45° ユニアバットメント ピックアップ 4.3.....	23
22884 トレフィンドリル Ø3.5mm.....	51
22885 トレフィンドリル Ø4.0mm.....	51
22886 ツイストドリル Ø2.0 ロング.....	37
22887 ツイストドリル Ø2.0 ショート	37
22890 トレフィンドリル Ø5.0mm.....	51
22894 コニカルドリル Ø3.2/4.5 グリーン ショート	38
22895 コニカルドリル Ø3.2/4.5 グリーン ロング.....	38
22896 コニカルドリル Ø3.7/5.0 ブラック ショート	38
22897 コニカルドリル Ø3.7/5.0 ブラック ロング.....	38
22898 SP ドリルキット 8-13mm ショート	35
22899 SP ドリルキット 8-19mm ロング.....	35
22904 SP パイロットドリル Ø2.0/3.2 ショート.....	36
22905 SP パイロットドリル Ø2.0/3.2 ロング.....	36
22906 SP パイロットドリル Ø3.2/3.7 ショート.....	36
22907 SP パイロットドリル Ø3.2/3.7 ロング.....	36
22908 SP ツイストドリル Ø3.35 ショート	36
22909 SP ツイストドリル Ø3.35 ロング.....	36
22910 SP ツイストドリル Ø3.7 ショート	36
22911 SP ツイストドリル Ø3.7 ロング.....	36
22912 SP ツイストドリル Ø3.85 ショート	36
22913 SP ツイストドリル Ø3.85 ロング.....	36
22914 SP コーティカルドリル Ø3.2/3.5 ショート	36
22915 SP コーティカルドリル Ø3.2/3.5 ロング.....	36
22916 SP コーティカルドリル Ø3.7/4.0 ショート	36
22917 SP コーティカルドリル Ø3.7/4.0 ロング.....	36
22921 SP コニカルドリル Ø3.2/4.5 ショート.....	36
22922 SP コニカルドリル Ø3.2/4.5 ロング.....	36
22923 SP コニカルドリル Ø3.7/5.0 ショート	36
22924 SP コニカルドリル Ø3.7/5.0 ロング.....	36
22937 オステオトーム ラウンド セット	33
22947 オステオトーム コンケイブ セット	33
22953 オステオトーム トレー ラージ.....	34
22955 オステオトーム マレット.....	33
22956 オステオトーム キット	33
22957 SP ツイストドリル Ø4.2 ショート	36
22958 SP ツイストドリル Ø4.2 ロング.....	36
22959 SP ツイストドリル Ø4.7 ショート	36
22960 SP ツイストドリル Ø4.7 ロング.....	36
22961 SP ツイストドリル Ø4.85 ショート	36
22962 SP ツイストドリル Ø4.85 ロング.....	36
22963 SP パイロットドリル Ø3.7/4.2 ショート.....	36
22964 SP コーティカルドリル Ø4.7/5.0 ショート.....	36
24021 リムーバルツール M1.4 ショート.....	51
24037 リムーバルツール M1.4 ロング.....	51
24092 ヒーリングキャップ アングルド (PC)	22
24137 DA キャリア 4	19
24138 DA キャリア 5	19
24139 DA キャリア 6	19
24158 20° プロヒールキャップ 5.5 ショート.....	22

商品コード	ページ
24159 20° プロヒールキャップ 5.5 ロング.....	22
24160 45° プロヒールキャップ 5.5 ショート.....	22
24161 45° プロヒールキャップ 5.5 ロング.....	22
24162 20° プロヒールキャップ 4.3	22
24163 45° プロヒールキャップ 4.3	22
24189 アバットメントスクリュー 3.0 M1.4	14,16
24198 カバースクリュー 3.0 - 0mm.....	12
24199 SP ツイストドリル Ø3.7, 6-13mm.....	36
24207 パイロットドリル Ø2.0/3.2 グリーン	38
24209 アバットメントスクリュー デザイン 4.5/5.0 M2	14,16,17,47,49
24227 アバットメントレブリカ アングルド.....	23
24235 タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 1.5mm.....	16
24236 タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 3mm.....	16
24237 タイデザイン 4.5/5.0 - 6.5, 1.5mm.....	16
24238 タイデザイン 4.5/5.0 - 6.5, 3mm.....	16
24239 タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 20°	16
24243 セミバーンアウトシリンダー アングルド.....	24
24245 アングルドアバットメント 3.5/4.0 - 0.8mm	22
24246 アングルドアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	22
24247 アングルドアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm.....	22
24248 アングルドアバットメント 4.5/5.0 - 2mm.....	22
24254 アングルドアバットメント ピックアップ.....	23
24268 ロケータアバットメント 3.5/4.0 - 1 mm.....	26
24269 ロケータアバットメント 3.5/4.0 - 2 mm.....	26
24270 ロケータアバットメント 3.5/4.0 - 3 mm.....	26
24271 ロケータアバットメント 3.5/4.0 - 4 mm.....	26
24272 ロケータアバットメント 3.5/4.0 - 5 mm.....	26
24280 テンボラリーアバットメント 3.5/4.0 NI	14
24281 テンボラリーアバットメント 3.5/4.0	14
24285 タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 1.5mm.....	16
24286 タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 3mm.....	16
24287 タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 1.5mm.....	16
24288 タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 3mm.....	16
24289 タイデザイン 3.5/4.0 - 6.5, 1.5mm.....	16
24290 タイデザイン 3.5/4.0 - 6.5, 3mm.....	16
24291 タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 20°	16
24292 タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 20°	16
24328 カバースクリュー 3.5/4.0 - 0mm.....	12
24329 カバースクリュー 3.5/4.0 - 1mm.....	12
24347 アングルドアバットメント 3.5/4.0 - NI 0.8mm	22
24348 アングルドアバットメント 3.5/4.0 - NI 2mm	22
24349 サージカルトレー.....	30
24357 ラチエットレンチ.....	31
24358 ドライバーハンドル	31
24370 アバットメントアダプター ロング	50
24374 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 2mm	12
24375 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 4mm.....	12
24376 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 6mm.....	12
24377 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 8mm.....	12
24378 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 10mm.....	12
24379 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 2mm.....	12
24380 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 4mm.....	12
24381 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 6mm.....	12
24382 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 8mm.....	12
24383 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 10mm.....	12
24398 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm.....	21
24399 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 1mm.....	21
24400 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 2mm.....	21
24401 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 4mm.....	21
24402 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 6mm.....	21
24403 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 8mm.....	21
24406 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm.....	21
24407 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 1mm.....	21
24408 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 2mm.....	21
24409 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 4mm.....	21
24410 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 6mm.....	21
24411 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 8mm.....	21
24418 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm.....	27
24419 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 1mm.....	27
24420 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 2mm.....	27
24421 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 4mm.....	27

商品コード	ページ
24422 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 6mm.....	27
24423 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 8mm.....	27
24424 アバットメントアダプター ショート	50
24439 アバットメントスクリュー アングルド 3.5/4.0 M1.6.....	22
24447 カバースクリュー 4.5/5.0 - 0mm.....	12
24448 カバースクリュー 4.5/5.0 - 1mm.....	12
24449 アバットメントスクリュー デザイン 3.5/4.0 M1.6.....	14,16,17
24477 ロケータアバットメント 4.5/5.0 - 0.5 mm.....	26
24478 ロケータアバットメント 4.5/5.0 - 2 mm	26
24479 ロケータアバットメント 4.5/5.0 - 3 mm	26
24480 ロケータアバットメント 4.5/5.0 - 4 mm	26
24481 ロケータアバットメント 4.5/5.0 - 5 mm	26
24482 ロケータ コアツール	27
24483 ロケータ プロセッシングキット	26
24484 ロケータ アバットメントピックアップ.....	26
24485 ロケータ アバットメントレブリカ	26
24486 ロケータ インサート メール クリア.....	26
24487 ロケータ インサート メール ピンク.....	26
24488 ロケータ インサート メール ブルー.....	26
24489 ロケータ インサート メール エクステンドレンジ グリーン.....	26
24490 ロケータ トルクレンチビット 15 mm.....	27
24491 ロケータ トルクレンチビット 21 mm.....	27
24492 ロケータ インサート メール エクステンドレンジ レッド.....	26
24527 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 0.5mm	19
24528 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 1mm	19
24529 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 2.5mm	19
24530 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 4mm	19
24537 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 1mm	19
24538 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 2.5mm	19
24539 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 4mm	19
24573 アバットメント デブスゲージ.....	42
24574 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.0, 2mm	13
24575 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.5, 4mm.....	13
24576 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.5, 6mm.....	13
24577 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 2mm.....	13
24578 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 4mm.....	13
24579 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 6mm.....	13
24580 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 6.5, 4mm.....	13
24581 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 6.5, 6mm.....	13
24582 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 2mm.....	13
24583 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 4mm.....	13
24584 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 6mm.....	13
24585 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 2mm.....	13
24586 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 4mm.....	13
24587 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 6mm.....	13
24606 アングルドアバットメント 4.5/5.0 - NI 0.5mm.....	22
24607 アングルドアバットメント 4.5/5.0 - NI 2mm.....	22
24687 オステオトーム 5.0S ラウンド セット	34
24692 オステオトーム 5.0S コンケイブ セット	34
24693 オステオトーム トレー スモール.....	34
24734 SP ツイストドリル Ø3.85, 6-13mm.....	36
24735 SP パイロットドリル Ø2.0/3.2, 6-13mm.....	36
24737 SP ドリルキット 6-13mm.....	35
24777 ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 2mm.....	13
24778 ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 4mm.....	13
24788 タイデザイン 3.0 - 4.0, 1mm	16
24789 タイデザイン 3.0 - 4.0, 2mm	16
24790 タイデザイン 3.0 - 4.0, 15°	16
24795 パイロットドリル Ø2.0/2.7 ライトブルー.....	38
24796 ツイストドリル Ø2.7 ライトブルー ロング.....	37
24797 ツイストドリル Ø2.7 ライトブルー ショート	37
24798 ツイストドリル Ø2.85 シルバー ロング.....	37
24799 ツイストドリル Ø2.85 シルバー ショート	37
24800 コーティカルドリル Ø2.7/3.0 ライトブルー.....	38
24801 インプラント デブスゲージ, 6-19mm.....	31
24802 ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.4 (2入り)	43
24857 ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.6 (6入り)	43
24858 ラボ アバットメントスクリュー デザイン M2 (6入り)	43,45
24859 ラボ ブリッジスクリュー ヘックス&スロット (各3入り)	43
24860 ラボ アバットメントスクリュー アングルド (M1.6、M2.0各2入り) ..	43
24893 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 0.5mm.....	21

商品コード	ページ
24894 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 1mm.....	21
24895 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 2mm.....	21
24896 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 4mm.....	21
24897 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 6mm.....	21
24898 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 8mm.....	21
24899 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 0.5mm.....	21
24900 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 1mm.....	21
24901 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 2mm.....	21
24902 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 4mm.....	21
24903 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 6mm.....	21
24904 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 8mm.....	21
24905 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 1mm.....	27
24906 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 2mm.....	27
24907 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 4mm.....	27
24908 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 6mm.....	27
24909 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 8mm.....	27
24910 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 4 0.5mm.....	19
24911 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 4 1mm.....	19
24912 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 4 2.5mm.....	19
24913 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 4 4mm.....	19
24914 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 5 1mm.....	19
24915 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 5 2.5mm.....	19
24916 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 5 4mm.....	19
24924 コニカルドリル Ø2.7/4.5 ライトブルー ショート.....	38
24925 コニカルドリル Ø2.7/4.5 ライトブルー ロング.....	38
24926 コニカルドリル Ø3.2/5.0 ショート.....	38
24927 コニカルドリル Ø3.2/5.0 ロング.....	38
24928 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NI ショート.....	18
24929 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NI ロング.....	18
24930 オッセオスピード TX 3.5S - 8mm.....	10
24931 オッセオスピード TX 3.5S - 9mm.....	10
24932 オッセオスピード TX 3.5S - 11mm.....	10
24933 オッセオスピード TX 3.5S - 13mm.....	10
24934 オッセオスピード TX 3.5S - 15mm.....	10
24935 オッセオスピード TX 3.5S - 17mm.....	10
24936 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NI ショート.....	18
24937 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NI ロング.....	18
24938 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 ショート.....	18
24939 オッセオスピード TX 4.0S - 6mm.....	10
24940 オッセオスピード TX 4.0S - 8mm.....	10
24941 オッセオスピード TX 4.0S - 9mm.....	10
24942 オッセオスピード TX 4.0S - 11mm.....	10
24943 オッセオスピード TX 4.0S - 13mm.....	10
24944 オッセオスピード TX 4.0S - 15mm.....	10
24945 オッセオスピード TX 4.0S - 17mm.....	10
24946 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 ロング.....	18
24947 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ショート.....	18
24948 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ロング.....	18
24949 インプラント ピックアップ 3.0 ロング.....	18
24950 インプラント ピックアップ 3.0 ショート.....	18
24951 オッセオスピード TX 4.5 - 9mm.....	11
24952 オッセオスピード TX 4.5 - 11mm.....	11
24953 オッセオスピード TX 4.5 - 13mm.....	11
24954 オッセオスピード TX 4.5 - 15mm.....	11
24955 オッセオスピード TX 4.5 - 17mm.....	11
24956 インプラント トランスファー 4.5/5.0 ショート.....	18
24957 インプラント トランスファー 4.5/5.0 ロング.....	18
24958 インプラント トランスファー 3.0 ロング.....	18
24959 インプラント トランスファー 3.5/4.0 ショート.....	18
24960 インプラント トランスファー 3.5/4.0 ロング.....	18
24961 オッセオスピード TX 5.0 - 9mm.....	11
24962 オッセオスピード TX 5.0 - 11mm.....	11
24963 オッセオスピード TX 5.0 - 13mm.....	11
24964 オッセオスピード TX 5.0 - 15mm.....	11
24965 オッセオスピード TX 5.0 - 17mm.....	11
24966 インプラントガイドピン 4.5/5.0 ショート.....	18,45
24967 インプラントガイドピン 4.5/5.0 ロング.....	18,45
24968 インプラントガイドピン 3.5/4.0 ショート.....	18
24969 インプラントガイドピン 3.5/4.0 ロング.....	18
24970 インプラントガイドピン 3.0 ショート.....	18
24971 オッセオスピード TX 5.0S - 9mm.....	11

商品コード	ページ
24972 オッセオスピード TX 5.0S - 11mm.....	11
24973 オッセオスピード TX 5.0S - 13mm.....	11
24974 オッセオスピード TX 5.0S - 15mm.....	11
24975 オッセオスピード TX 5.0S - 17mm.....	11
24976 インプラントガイドピン 3.0 ロング.....	18
24977 インプラント レプリカ 3.0.....	18
24978 インプラント レプリカ 3.5/4.0.....	18
24979 インプラント レプリカ 4.5/5.0.....	18
24982 オッセオスピード TX 3.0S - 11mm.....	10
24983 オッセオスピード TX 3.0S - 13mm.....	10
24984 オッセオスピード TX 3.0S - 15mm.....	10
24985 インプラント ピックアップ プロファイル ロング.....	45
24991 SP ツイストドリル Ø2.0 ロング.....	36
24992 SP ツイストドリル Ø2.0 ショート.....	36
24993 SP ツイストドリル Ø2.7 ロング.....	36
24994 SP ツイストドリル Ø2.7 ショート.....	36
24995 SP ツイストドリル Ø2.85 ロング.....	36
24996 SP ツイストドリル Ø2.85 ショート.....	36
24997 SP パイロットドリル Ø2.0/2.7 ショート.....	36
24998 SP コーティカルドリル Ø2.7/3.0 ショート.....	36
24999 SPコニカルドリル Ø2.7/4.5 ショート.....	36
25000 SPコニカルドリル Ø2.7/4.5 ロング.....	36
25001 SPコニカルドリル Ø3.2/5.0 ショート.....	36
25002 SPコニカルドリル Ø3.2/5.0 ロング.....	36
25007 インプラントドライバー 3.0 ショート.....	30
25008 インプラントドライバー 3.0 ロング.....	30
25009 インプラントドライバー 3.5/4.0 ショート.....	30
25010 インプラントドライバー 3.5/4.0 ロング.....	30
25011 インプラントドライバー 4.5/5.0 ショート.....	30
25012 インプラントドライバー 4.5/5.0 ロング.....	30
25015 テンボラリーアバットメント 4.5/5.0.....	14
25016 テンボラリーアバットメント 4.5/5.0 NI.....	14
25017 ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 6mm.....	13
25018 テンボラリーアバットメント 3.0.....	14
25044 カバースクリュー プロファイル - 0mm.....	44
25047 インプラント レプリカ プロファイル.....	45
25053 タイデザイン プロファイル 4.5/5.0 - 5.5, 1.8mm.....	46
25055 タイデザイン プロファイル 4.5/5.0 - 6.5, 1.8mm.....	46
25679 ロケーター インサート メール エクステン drenジ グレー.....	26
25711 粘膜用パンチ EV Ø 3.5mm (5入).....	39
25712 粘膜用パンチ EV Ø 4mm (5入).....	39
25713 粘膜用パンチ EV Ø 4.5mm (5入).....	39
25714 粘膜用パンチ EV Ø 5mm (5入).....	39
25715 粘膜用パンチ EV Ø 5.5mm (5入).....	39
25730 トルクレンチ EV 補綴用 ドライバーハンドル 4x4 ロー.....	52
25731 粘膜用パンチ EV Ø 6.5mm (5入).....	39
25766 ロケーターアバットメント ドライバー EV.....	27
25768 ボールアバットメント ドライバー EV.....	28
25771 ヘックスドライバー EV マニユアル 20mm.....	32,41,52
25772 ヘックスドライバー EV マニユアル 31mm.....	32,41,52
25773 ヘックスドライバー EV マニユアル 38mm.....	32,41,52
25774 トルクレンチ EV.....	52
25775 トルクレンチ EV サージカル ドライバーハンドル.....	52
25776 トルクレンチ EV 補綴用 ドライバーハンドル.....	52
25777 トルクレンチ EV 補綴用 ドライバーハンドル ロー.....	52
25790 ヘックスドライバー EV マシーン 20mm.....	32,41
25827 ダルボプラス デューブリケーション エイド.....	28
25834 ダルボプラス フィーメール パート ベーシック.....	28
25835 ダルボプラス スクリュードライバー／アクチベーター.....	28
25843 ロケーター インサート メール エクステン drenジ オレンジ.....	26
25844 ダルボプラス ラメラ リテンション インサート E.....	28
25852 ガイディングシリンダー TX 3.0.....	49
25853 ガイディングシリンダー TX 3.5/4.0.....	49
25854 ガイディングシリンダー TX 4.5/5.0.....	49
25855 ガイディングシリンダー ハンドル.....	49
25856 フラグメントフォーク M1.4 / M1.6.....	49
25857 フラグメントフォーク M1.8 / M2.0.....	49
25858 フラグメントドリル Ø0.8.....	49
25859 フラグメントドリル Ø1.0.....	49
25860 スクリューエクストラクター Ø0.8.....	49
25861 スクリューエクストラクター Ø1.0.....	49

商品コード	ページ
25862 スレッドクリーナー M1.4.....	50
25863 スレッドクリーナー M1.6.....	50
25864 スレッドクリーナー M1.8.....	50
25865 スレッドクリーナー M2.0.....	50
25866 トレフィンドリル EV 3.0, 6-17mm.....	51
25884 ガイディングシリンダー ユニアバットメント 20°.....	49
25885 ガイディングシリンダー ユニアバットメント 45°.....	49

50音順

商品コード	ページ
22068 20° /45° ユニアバットメント トランスファー.....	23
24162 20° プロヒールキャップ 4.3.....	22
24158 20° プロヒールキャップ 5.5 ショート.....	22
24159 20° プロヒールキャップ 5.5 ロング.....	22
24893 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 0.5mm.....	21
24894 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 1mm.....	21
24895 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 2mm.....	21
24896 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 4mm.....	21
24897 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 6mm.....	21
24898 20° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 8mm.....	21
24398 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm.....	21
24399 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 1mm.....	21
24400 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 2mm.....	21
24401 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 4mm.....	21
24402 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 6mm.....	21
24403 20° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 8mm.....	21
22882 20° ユニアバットメント ピックアップ 4.3.....	23
22876 20° ユニアバットメント ピックアップ 5.5.....	23
24163 45° プロヒールキャップ 4.3.....	22
24160 45° プロヒールキャップ 5.5 ショート.....	22
24161 45° プロヒールキャップ 5.5 ロング.....	22
24899 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 0.5mm.....	21
24900 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 1mm.....	21
24901 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 2mm.....	21
24902 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 4mm.....	21
24903 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 6mm.....	21
24904 45° ユニアバットメント 3.5/4.0 N - 8mm.....	21
24406 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm.....	21
24407 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 1mm.....	21
24408 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 2mm.....	21
24409 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 4mm.....	21
24410 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 6mm.....	21
24411 45° ユニアバットメント 4.5/5.0 - 8mm.....	21
22883 45° ユニアバットメント ピックアップ 4.3.....	23
22878 45° ユニアバットメント ピックアップ 5.5.....	23
22710 DA インプレッションピックアップ 4.....	19
22711 DA インプレッションピックアップ 5.....	19
22712 DA インプレッションピックアップ 6.....	19
24137 DA キャリア 4.....	19
24138 DA キャリア 5.....	19
24139 DA キャリア 6.....	19
22372 DA バーンアウトシリンダー 4.....	19
22373 DA バーンアウトシリンダー 5.....	19
22379 DA バーンアウトシリンダー 6.....	19
22720 DA ヒーリングキャップ 4.....	19
22721 DA ヒーリングキャップ 5.....	19
22722 DA ヒーリングキャップ 6.....	19
22850 DA メタルキャリア 4.....	19
22054 DA レプリカ 4.....	19
22064 DA レプリカ 5.....	19
22065 DA レプリカ 6.....	19
22376 Oリング アバットメントアダプター用 (10入り).....	53
24998 SP コーティカルドリル Ø2.7/3.0 ショート.....	36
22914 SP コーティカルドリル Ø3.2/3.5 ショート.....	36
22915 SP コーティカルドリル Ø3.2/3.5 ロング.....	36
22916 SP コーティカルドリル Ø3.7/4.0 ショート.....	36
22917 SP コーティカルドリル Ø3.7/4.0 ロング.....	36
22964 SP コーティカルドリル Ø4.7/5.0 ショート.....	36
22921 SP コニカルドリル Ø3.2/4.5 ショート.....	36
22922 SP コニカルドリル Ø3.2/4.5 ロング.....	36
22923 SP コニカルドリル Ø3.7/5.0 ショート.....	36
22924 SP コニカルドリル Ø3.7/5.0 ロング.....	36
24992 SP ツイストドリル Ø2.0 ショート.....	36
24991 SP ツイストドリル Ø2.0 ロング.....	36
24993 SP ツイストドリル Ø2.7 ロング.....	36
24994 SP ツイストドリル Ø2.7 ショート.....	36
24996 SP ツイストドリル Ø2.85 ショート.....	36
24995 SP ツイストドリル Ø2.85 ロング.....	36

商品コード	ページ
22908 SP ツイストドリル Ø3.35 ショート	36
22909 SP ツイストドリル Ø3.35 ロング	36
22910 SP ツイストドリル Ø3.7 ショート	36
22911 SP ツイストドリル Ø3.7 ロング	36
24199 SP ツイストドリル Ø3.7, 6-13mm	36
22912 SP ツイストドリル Ø3.85 ショート	36
22913 SP ツイストドリル Ø3.85 ロング	36
24734 SP ツイストドリル Ø3.85, 6-13mm	36
22957 SP ツイストドリル Ø4.2 ショート	36
22958 SP ツイストドリル Ø4.2 ロング	36
22959 SP ツイストドリル Ø4.7 ショート	36
22960 SP ツイストドリル Ø4.7 ロング	36
22961 SP ツイストドリル Ø4.85 ショート	36
22962 SP ツイストドリル Ø4.85 ロング	36
24737 SP ドリルキット 6-13mm	35
22898 SP ドリルキット 8-13mm ショート	35
22899 SP ドリルキット 8-19mm ロング	35
24997 SP パイロットドリル Ø2.0/2.7 ショート	36
22904 SP パイロットドリル Ø2.0/3.2 ショート	36
22905 SP パイロットドリル Ø2.0/3.2 ロング	36
24735 SP パイロットドリル Ø2.0/3.2, 6-13mm	36
22906 SP パイロットドリル Ø3.2/3.7 ショート	36
22907 SP パイロットドリル Ø3.2/3.7 ロング	36
22963 SP パイロットドリル Ø3.7/4.2 ショート	36
24999 SPコニカルドリル Ø2.7/4.5 ショート	36
25000 SPコニカルドリル Ø2.7/4.5 ロング	36
25001 SPコニカルドリル Ø3.2/5.0 ショート	36
25002 SPコニカルドリル Ø3.2/5.0 ロング	36
24573 アバットメント デブスゲージ	42
24424 アバットメントアダプター ショート	50
24370 アバットメントアダプター ロング	50
22190 アバットメントガイドピン M1.4 - 13mm	23
22197 アバットメントガイドピン M1.4 - 16mm	23
22198 アバットメントガイドピン M1.4 - 19mm	23
22199 アバットメントガイドピン M1.4 - 22mm	23
24189 アバットメントスクリュー 3.0 M1.4	14,16
24439 アバットメントスクリュー アングルド 3.5/4.0 M1.6	22
22487 アバットメントスクリュー アングルド 4.5/5.0 M2	22
24449 アバットメントスクリュー デザイン 3.5/4.0 M1.6	14,16,17
24209 アバットメントスクリュー デザイン 4.5/5.0 M2	14,16,17,47,49
24227 アバットメントレプリカ アングルド	23
22069 アバットメントレプリカ ユニ 20°	23
22070 アバットメントレプリカ ユニ 45°	23
24245 アングルドアバットメント 3.5/4.0 - 0.8mm	22
24246 アングルドアバットメント 3.5/4.0 - 2mm	22
24347 アングルドアバットメント 3.5/4.0 - NI 0.8mm	22
24348 アングルドアバットメント 3.5/4.0 - NI 2mm	22
24247 アングルドアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm	22
24248 アングルドアバットメント 4.5/5.0 - 2mm	22
24606 アングルドアバットメント 4.5/5.0 - NI 0.5mm	22
24607 アングルドアバットメント 4.5/5.0 - NI 2mm	22
24254 アングルドアバットメント ピックアップ	23
24801 インプラント デブスゲージ, 6-19mm	31
24958 インプラント トランスファー 3.0 ロング	18
24959 インプラント トランスファー 3.5/4.0 ショート	18
24960 インプラント トランスファー 3.5/4.0 ロング	18
24956 インプラント トランスファー 4.5/5.0 ショート	18
24957 インプラント トランスファー 4.5/5.0 ロング	18
24950 インプラント ピックアップ 3.0 ショート	18
24949 インプラント ピックアップ 3.0 ロング	18
24936 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NI ショート	18
24937 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NI ロング	18
24947 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ショート	18
24948 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ロング	18
24928 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NI ショート	18
24929 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NI ロング	18
24938 インプラント ピックアップ 4.5/5.0 ショート	18
24946 インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ロング	18
24985 インプラント ピックアップ プロファイル ロング	45
24977 インプラント レプリカ 3.0	18
24978 インプラント レプリカ 3.5/4.0	18

商品コード	ページ
24979 インプラント レプリカ 4.5/5.0	18
25047 インプラント レプリカ プロファイル	48
24970 インプラントガイドピン 3.0 ショート	18
24976 インプラントガイドピン 3.0 ロング	18
24968 インプラントガイドピン 3.5/4.0 ショート	18
24969 インプラントガイドピン 3.5/4.0 ロング	18
24966 インプラントガイドピン 4.5/5.0 ショート	18,45
24967 インプラントガイドピン 4.5/5.0 ロング	18,45
25007 インプラントドライバー 3.0 ショート	30
25008 インプラントドライバー 3.0 ロング	30
25009 インプラントドライバー 3.5/4.0 ショート	30
25010 インプラントドライバー 3.5/4.0 ロング	30
25011 インプラントドライバー 4.5/5.0 ショート	30
25012 インプラントドライバー 4.5/5.0 ロング	30
22192 インプラントリトリバー	51
24692 オステオーム 5.0S コンケイブ セット	34
24687 オステオーム 5.0S ラウンド セット	34
22956 オステオーム キット	33
22947 オステオーム コンケイブ セット	33
24693 オステオーム トレー スモール	34
22953 オステオーム トレー ラージ	34
22955 オステオーム マレット	33
22937 オステオーム ラウンド セット	33
24982 オッセオスピード TX 3.0S - 11mm	10
24983 オッセオスピード TX 3.0S - 13mm	10
24984 オッセオスピード TX 3.0S - 15mm	10
24932 オッセオスピード TX 3.5S - 11mm	10
24933 オッセオスピード TX 3.5S - 13mm	10
24934 オッセオスピード TX 3.5S - 15mm	10
24935 オッセオスピード TX 3.5S - 17mm	10
24930 オッセオスピード TX 3.5S - 8mm	10
24931 オッセオスピード TX 3.5S - 9mm	10
24942 オッセオスピード TX 4.0S - 11mm	10
24943 オッセオスピード TX 4.0S - 13mm	10
24944 オッセオスピード TX 4.0S - 15mm	10
24945 オッセオスピード TX 4.0S - 17mm	10
24939 オッセオスピード TX 4.0S - 6mm	10
24940 オッセオスピード TX 4.0S - 8mm	10
24941 オッセオスピード TX 4.0S - 9mm	10
24952 オッセオスピード TX 4.5 - 11mm	11
24953 オッセオスピード TX 4.5 - 13mm	11
24954 オッセオスピード TX 4.5 - 15mm	11
24955 オッセオスピード TX 4.5 - 17mm	11
24951 オッセオスピード TX 4.5 - 9mm	11
24962 オッセオスピード TX 5.0 - 11mm	11
24963 オッセオスピード TX 5.0 - 13mm	11
24964 オッセオスピード TX 5.0 - 15mm	11
24965 オッセオスピード TX 5.0 - 17mm	11
24961 オッセオスピード TX 5.0 - 9mm	11
24972 オッセオスピード TX 5.0S - 11mm	11
24973 オッセオスピード TX 5.0S - 13mm	11
24974 オッセオスピード TX 5.0S - 15mm	11
24975 オッセオスピード TX 5.0S - 17mm	11
24971 オッセオスピード TX 5.0S - 9mm	11
25852 ガイディングシリンダー TX 3.0	49
25853 ガイディングシリンダー TX 3.5/4.0	49
25854 ガイディングシリンダー TX 4.5/5.0	49
25855 ガイディングシリンダー ハンドル	49
25884 ガイディングシリンダー ユニアバットメント 20°	49
25885 ガイディングシリンダー ユニアバットメント 45°	49
22800 ガイドドリル	37
24198 カバースクリュー 3.0 - 0mm	12
24328 カバースクリュー 3.5/4.0 - 0mm	12
24329 カバースクリュー 3.5/4.0 - 1mm	12
24447 カバースクリュー 4.5/5.0 - 0mm	12
24448 カバースクリュー 4.5/5.0 - 1mm	12
25044 カバースクリュー プロファイル - 0mm	44
22843 キャストデザイン 3.5/4.0	17
22844 キャストデザイン 4.5/5.0	17
24134 キャリアエクステンション ショート	42
24800 コーティカルドリル Ø2.7/3.0 ライトブルー	38

商品コード	ページ
22815 コーティカルドリル Ø3.2/3.5 グリーン	38
22816 コーティカルドリル Ø3.7/4.0 ブラック	38
22469 コーティカルドリル Ø4.7/5.0 ブルー	38
24924 コニカルドリル Ø2.7/4.5 ライトブルー ショート	38
24925 コニカルドリル Ø2.7/4.5 ライトブルー ロング	38
24926 コニカルドリル Ø3.2/5.0 ショート	38
24927 コニカルドリル Ø3.2/5.0 ロング	38
22894 コニカルドリル Ø3.2/4.5 グリーン ショート	38
22895 コニカルドリル Ø3.2/4.5 グリーン ロング	38
22896 コニカルドリル Ø3.7/5.0 ブラック ショート	38
22897 コニカルドリル Ø3.7/5.0 ブラック ロング	38
24349 サージカルトレ	30
25860 スクリューエクストラクター Ø0.8	49
25861 スクリューエクストラクター Ø1.0	49
25862 スレッドクリーナー M1.4	50
25863 スレッドクリーナー M1.6	50
25864 スレッドクリーナー M1.8	50
25865 スレッドクリーナー M2.0	50
22688 スロット CA ドライバー ショート	42
22689 スロット CA ドライバー ロング	42
22507 スロット スクリュードライバー インターメディアイト	42
22506 スロット スクリュードライバー ショート	42
22508 スロット スクリュードライバー ロング	42
24243 セミバーンアウトシリンダー アングルド	24
22184 セミバーンアウトシリンダー ユニ 20°	24
22185 セミバーンアウトシリンダー ユニ 45°	24
24790 タイデザイン 3.0 - 4.0, 15°	16
24788 タイデザイン 3.0 - 4.0, 1mm	16
24789 タイデザイン 3.0 - 4.0, 2mm	16
24285 タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 1.5mm	16
24291 タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 20°	16
24286 タイデザイン 3.5/4.0 - 4.5, 3mm	16
24287 タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 1.5mm	16
24292 タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 20°	16
24288 タイデザイン 3.5/4.0 - 5.5, 3mm	16
24289 タイデザイン 3.5/4.0 - 6.5, 1.5mm	16
24290 タイデザイン 3.5/4.0 - 6.5, 3mm	16
24235 タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 1.5mm	16
24239 タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 20°	16
24236 タイデザイン 4.5/5.0 - 5.5, 3mm	16
24237 タイデザイン 4.5/5.0 - 6.5, 1.5mm	16
24238 タイデザイン 4.5/5.0 - 6.5, 3mm	16
25053 タイデザイン プロファイル 4.5/5.0 - 5.5, 1.8mm	46
25055 タイデザイン プロファイル 4.5/5.0 - 6.5, 1.8mm	46
24910 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 4 0.5mm	19
24911 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 4 1mm	19
24912 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 4 2.5mm	19
24913 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 4 4mm	19
24914 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 5 1mm	19
24915 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 5 2.5mm	19
24916 ダイレクトアバットメント 3.5/4.0 N - 5 4mm	19
24527 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 0.5mm	19
24528 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 1mm	19
24529 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 2.5mm	19
24530 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 5, 4mm	19
24537 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 1mm	19
24538 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 2.5mm	19
24539 ダイレクトアバットメント 4.5/5.0 - 6, 4mm	19
25835 ダルボプラス スクリュードライバー/アクチベーター	28
25827 ダルボプラス デュプリケーション エイド	28
25834 ダルボプラス フィーメール パート ベーシック	28
25844 ダルボプラス ラメラ リテンション インサート E	28
22887 ツイストドリル Ø2.0 ショート	37
22886 ツイストドリル Ø2.0 ロング	37
22802 ツイストドリル Ø2.5 レッド ショート	37
22801 ツイストドリル Ø2.5 レッド ロング	37
24797 ツイストドリル Ø2.7 ライトブルー ショート	37
24796 ツイストドリル Ø2.7 ライトブルー ロング	37
24799 ツイストドリル Ø2.85 シルバー ショート	37
24798 ツイストドリル Ø2.85 シルバー ロング	37
22811 ツイストドリル Ø3.2 グリーン ショート	37

商品コード	ページ
22807 ツイストドリル Ø3.2 グリーン ロング	37
22812 ツイストドリル Ø3.35 ライラック ショート	37
22808 ツイストドリル Ø3.35 ライラック ロング	37
22813 ツイストドリル Ø3.7 ブラック ショート	37
22809 ツイストドリル Ø3.7 ブラック ロング	37
22814 ツイストドリル Ø3.85 ブラウン ショート	37
22810 ツイストドリル Ø3.85 ブラウン ロング	37
22463 ツイストドリル Ø4.2 イエロー ショート	37
22462 ツイストドリル Ø4.2 イエロー ロング	37
22465 ツイストドリル Ø4.7 ブルー ショート	37
22464 ツイストドリル Ø4.7 ブルー ロング	37
22467 ツイストドリル Ø4.85 ピンク ショート	37
22466 ツイストドリル Ø4.85 ピンク ロング	37
22434 ディレクションインジケター 2.0/3.2	31
25018 テンボラリーアバットメント 3.0	14
24281 テンボラリーアバットメント 3.5/4.0	14
24280 テンボラリーアバットメント 3.5/4.0 NI	14
25015 テンボラリーアバットメント 4.5/5.0	14
25016 テンボラリーアバットメント 4.5/5.0 NI	14
22447 テンボラリーシリンダー アングルド	24
22060 テンボラリーシリンダー ユニ 20°	24
22061 テンボラリーシリンダー ユニ 45°	24
24358 ドライバーハンドル	31
22520 ドリルエクステンション	38
25774 トルクレンチ EV	52
25775 トルクレンチ EV サージカル ドライバーハンドル	52
25776 トルクレンチ EV 補綴用 ドライバーハンドル	52
25730 トルクレンチ EV 補綴用 ドライバーハンドル 4x4 ロー	52
25777 トルクレンチ EV 補綴用 ドライバーハンドル ロー	52
25866 トレフィンドリル EV 3.0, 6-17mm	51
22884 トレフィンドリル Ø3.5mm	51
22885 トレフィンドリル Ø4.0mm	51
22890 トレフィンドリル Ø5.0mm	51
22448 バーンアウトシリンダー アングルド	24
22186 バーンアウトシリンダー ユニ 20°	24
22187 バーンアウトシリンダー ユニ 45°	24
24795 パイロットドリル Ø2.0/2.7 ライトブルー	38
24207 パイロットドリル Ø2.0/3.2 グリーン	38
22803 パイロットドリル Ø2.5/3.2 グリーン	38
22805 パイロットドリル Ø3.2/3.7 ブラック	38
22468 パイロットドリル Ø3.7/4.2 イエロー	38
24777 ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 2mm	13
24778 ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 4mm	13
25017 ヒーリングアバットメント 3.0 - 4.0, 6mm	13
24574 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.0, 2mm	13
24575 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.5, 4mm	13
24576 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 4.5, 6mm	13
24577 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 2mm	13
24578 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 4mm	13
24579 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 5.5, 6mm	13
24580 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 6.5, 4mm	13
24581 ヒーリングアバットメント 3.5/4.0 - 6.5, 6mm	13
24582 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 2mm	13
24583 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 4mm	13
24584 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 5.5, 6mm	13
24585 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 2mm	13
24586 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 4mm	13
24587 ヒーリングアバットメント 4.5/5.0 - 6.5, 6mm	13
24378 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 10mm	12
24374 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 2mm	12
24375 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 4mm	12
24376 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 6mm	12
24377 ヒーリングアバットメントユニ 3.5/4.0 - 8mm	12
24383 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 10mm	12
24379 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 2mm	12
24380 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 4mm	12
24381 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 6mm	12
24382 ヒーリングアバットメントユニ 4.5/5.0 - 8mm	12
24092 ヒーリングキャップ アングルド (PC)	22
22437 フォーセップス94 (94mm)	32
25858 フラグメントドリル Ø0.8	49

商品コード	ページ
25859 フラグメントドリル Ø1.0.....	49
25856 フラグメントフォーク M1.4 / M1.6.....	49
25857 フラグメントフォーク M1.8 / M2.0.....	49
22167 ブリッジスクリュー M1.4 スロット.....	22,24
22435 ブリッジスクリュー M1.4 ヘックス.....	24
25790 ヘックスドライバー EV マシン 20mm.....	32,41
25771 ヘックスドライバー EV マニュアル 20mm.....	32,41,52
25772 ヘックスドライバー EV マニュアル 31mm.....	32,41,52
25773 ヘックスドライバー EV マニュアル 38mm.....	32,41,52
22137 ボウル, チタン製.....	31
24905 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 1mm.....	27
24906 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 2mm.....	27
24907 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 4mm.....	27
24908 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 6mm.....	27
24909 ボールアバットメント 3.5/4.0 N - 8mm.....	27
24418 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 0.5mm.....	27
24419 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 1mm.....	27
24420 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 2mm.....	27
24421 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 4mm.....	27
24422 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 6mm.....	27
24423 ボールアバットメント 4.5/5.0 - 8mm.....	27
25768 ボールアバットメント ドライバー EV.....	28
22439 ボールアバットメント ピックアップ.....	28
22505 ボールアバットメント レプリカ.....	28
22429 ユニアバットメント リトリバー.....	51
24357 ラチェットレンチ.....	31
24860 ラボ アバットメントスクリュー アングルド (M1.6、M2.0各2入り) ..	43
24802 ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.4 (2入り)	43
24857 ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.6 (6入り)	43
24858 ラボ アバットメントスクリュー デザイン M2 (6入り)	43,45
24859 ラボ ブリッジスクリュー ヘックス&スロット (各3入り)	43
24021 リムーバブルツール M1.4 ショート.....	51
24037 リムーバブルツール M1.4 ロング.....	51
22124 レンチ.....	32,52
24484 ロケーター アバットメントピックアップ.....	26
24485 ロケーター アバットメントレプリカ.....	26
25843 ロケーター インサート メール エクステンドレンジ オレンジ.....	26
24489 ロケーター インサート メール エクステンドレンジ グリーン.....	26
25679 ロケーター インサート メール エクステンドレンジ グレー.....	26
24492 ロケーター インサート メール エクステンドレンジ レッド.....	26
24486 ロケーター インサート メール クリア.....	26
24487 ロケーター インサート メール ピンク.....	26
24488 ロケーター インサート メール ブルー.....	26
24482 ロケーター コアツール.....	27
24490 ロケーター トルクレンチビット 15 mm.....	27
24491 ロケーター トルクレンチビット 21 mm.....	27
24483 ロケーター プロセッシングキット.....	26
24268 ロケーターアバットメント 3.5/4.0 - 1 mm.....	26
24269 ロケーターアバットメント 3.5/4.0 - 2 mm.....	26
24270 ロケーターアバットメント 3.5/4.0 - 3 mm.....	26
24271 ロケーターアバットメント 3.5/4.0 - 4 mm.....	26
24272 ロケーターアバットメント 3.5/4.0 - 5 mm.....	26
24477 ロケーターアバットメント 4.5/5.0 - 0.5 mm.....	26
24478 ロケーターアバットメント 4.5/5.0 - 2 mm.....	26
24479 ロケーターアバットメント 4.5/5.0 - 3 mm.....	26
24480 ロケーターアバットメント 4.5/5.0 - 4 mm.....	26
24481 ロケーターアバットメント 4.5/5.0 - 5 mm.....	26
25766 ロケーターアバットメント ドライバー EV.....	27
25711 粘膜用パンチ EV Ø 3.5mm (5入)	39
25713 粘膜用パンチ EV Ø 4.5mm (5入)	39
25712 粘膜用パンチ EV Ø 4mm (5入)	39
25715 粘膜用パンチ EV Ø 5.5mm (5入)	39
25714 粘膜用パンチ EV Ø 5mm (5入)	39
25731 粘膜用パンチ EV Ø 6.5mm (5入)	39

クラス分類	販 売 名	一般の名称コード	一般の名称	承認・認証・届出番号
III	アストラテック インプラント	42348000	歯科用インプラントフィクスチャ	20700BZG00070000
III	アストラテック インプラント 補綴用コンポーネント S	70910000	歯科用インプラントアバットメント	20800BZG00033000
III	アストラテック インプラント 補綴用コンポーネント N	70910000	歯科用インプラントアバットメント	20800BZG00034000
III	アストラテック インプラント 補綴用コンポーネント	70910000	歯科用インプラントアバットメント	22400BZI00003000
III	アストラテック インプラント 暫間用アバットメント	70910000	歯科用インプラントアバットメント	22400BZX00329000
III	オッセオスピード TX プロファイル	70909000	歯科用インプラントシステム	22500BZI00001000
III	オッセオスピード	42348000	歯科用インプラントフィクスチャ	22300BZI00015000
III	アストラテック インプラント アクア用アバットメント	70909000	歯科用インプラントシステム	23000BZX00242000
III	アストラテック ロケーターアバットメント	70910000	歯科用インプラントフアバットメント	22800BZX00143000
II	アストラテック インプラント 外科及び補綴用インスツルメント	70965002	電動式歯科用インプラント手術器具	223AMBZX00003000
II	アストラテック インプラント 単回使用ドリル	36249002	単回使用整形外科用バー	223AMBZI00002000
II	セミバーンアウトシリンダー	70819000	歯科インプラント用上部構造材	225AMBZX00005000
II	OD シリンダー	70819000	歯科インプラント用上部構造材	225AMBZX00004000
II	Dalbo ボールアタッチメントプラス	70819000	歯科インプラント用上部構造材	228AGBZX00116000
II	ロケーター インサート	38577000	歯科用精密バーアタッチメント	228AMBZX00002000
I	アストラテック インプラント 補綴用器具	70722000	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05040
I	アストラテック インプラント 技工用器具	70757000	歯科インプラント技工用器材	13B1X10236Y05010
I	アストラテック オステオトーム	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05020
I	アストラテック インプラント インスツルメント	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05000
I	粘膜パンチ EV	16669000	歯科用スチールバー	13B1X10236Y05500
I	Dalbo ボールアタッチメントプラス 補綴用器具	70722000	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05450
I	AT リペアインスツルメント	70965001	歯科用インプラント手術器具	13B1X10236Y05480
I	ロケーター 技工用器具	70757000	歯科インプラント技工用器材	13B1X10236Y05430
I	ロケーター 補綴用器具	70722000	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05440
I	オッセオスピード EV 補綴用器具	70722000	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05410

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル
TEL : 0120-667-467

