

품목신고번호	수신 25-1642 호
품목명	치과용도포기
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7 층(문정동)
제조사(제조국)	MedMix Switzerland AG (스위스)
제조의뢰자(제조의뢰국)	Dentsply Caulk (미국)
사용목적	치과 재료를 외용으로 도포하기 위해 사용하는 기구
중량 또는 포장단위	제조원의 포장단위에 의함
사용방법 가. 사용 전 준비사항 사용 전 제품의 포장상태를 확인한다. 나. 사용방법 1) Mixing tip 을 도포하려는 치과재료에 장착한다. 2) 필요한 경우, Mixing tip 에 Intraoral tip 을 장착하여 사용한다. 2) 치과재료를 알맞은 적용 부위에 도포한다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 1) 한 번 사용된 도포기는 재사용하지 않는다.	
사용 시 주의사항 1. 본 제품은 치과용으로만 사용된다. 2. 직사광선을 피하여 실온보관한다. 3. 일회용이며 재사용을 금한다.	
첨부분서의 작성 및 개정연월	2025.07
보관 또는 저장방법	직사광선을 피하여 실온보관.
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조
부작용 보고 관련 문의처	한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용금지	