

【품목명】수동식의료용기자 (A48010.01, 1등급)

【모델명】제품 라벨 참조

【품목신고번호】서울 수신 04-761호

【사용목적】조직이나 골의 단면 또는 치근을 들어올리는 기구. 엘리베이터(Elevator), 골막 기자(Periosteum elevator), 리프터(Lifter) 등을 포함한다.

【사용방법】

1. 시술부위에 적합한 각도를 지닌 의료용 기자를 채택한다.
2. 의료용 기자의 손잡이 부분을 잡고 sinus 판막의 위치를 정확하게 설정한 후 조심스럽게 판막을 들어올린다.

【사용 후 보관 및 관리방법】

1. 시술기구는 제조원의 매뉴얼에 따라 autoclave로 증기멸균해서 먼지나 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Surgical Manual)을 참조한다.

【사용시 주의사항】

1. sinus 판막을 들어올릴 때에는 과도한 힘을 주어 sinus가 다치지 않도록 주의한다.
2. 시술 30분 전 반드시 소독을 해야 한다.

【보관 또는 저장방법】상온보관

【중량 또는 포장 단위】1세트

【제조번호/제조연월】제품 라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조원】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

문안개정연월 2025/01