

【품목명】치과용임플란트시술기구 (C21010,01, 1등급)

【모델명】제품 라벨 참조

【품목신고번호】서울 수신 15-1564호

【사용목적】치과용 임플란트를 시술하는 데에 사용되는 기구

【사용 전 준비사항】

1. 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인한다.
2. 멸균 된 포장상태로 제공되며 사용 전 포장의 손상 여부를 확인한다.

【사용방법】

1. 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
2. 2차 수술방법에서 2차 수술 전에 커버스크루(Cover Screw)의 위치에 정확하게 잇몸에 구멍(hole)을 만들어주기 위해 사용한다.

【사용 후 보관 및 관리방법】

1. 일회용 제품으로 재사용하지 않는다.

■ 상세한 정보는 제조원 홈페이지 및 매뉴얼(Surgical manual)을 참고하십시오.

【사용시 주의사항】

1. AstraTech Implant System EV는 적절한 교육 및 훈련을 거친 치과의사나 기공사에 의해서만 사용 될 수 있다.
2. 일회용, 재사용 금지

【보관 또는 저장방법】 실온 보관

【중량 또는 포장 단위】 1개

【제조번호/제조연월】 제품 라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【판매원】Dentsply Implants Manufacturing GmbH / 독일

【제조원】Omnia S.p.A, (이탈리아, Via F.Delnevo 190sx, 43036 Fidenza)