

Ihr Bestellformular für TiBase, Abutment Screw und ScanPost

Firmenname	
Name, Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon	Fax
E-Mail	
Kundennummer	

TiBase und ScanPost werden ohne Scanbody geliefert. Diese bitte separat bestellen!

Je nach Anschluss sind folgende Komponenten kompatibel:

Anschluss	Scanbodies für Omnicam ⁴⁾ (können auch für Primescan verwendet werden)		Scanbodies für Bluecam ⁴⁾	
	REF	Anzahl in Stück	REF	Anzahl in Stück
S	6431311		6431295	
L	6431329		6431303	



¹⁾ 1x Titanbasis, 1x Abutmentschraube, ²⁾ 2x Abutmentschraube, ³⁾ 1x ScanPost, 1x Abutmentschraube, ⁴⁾ 36x Scanbody

⁵⁾ Möglicherweise sind nicht alle Produkte in Ihrem Land verfügbar.

Beachten Sie auch die Übersicht „TiBase-Material-Compatibility“ auf my.cerec.com.

Hersteller / Implantat					TiBase ^{1),5)}			Abutment Screw ^{2),5)}			ScanPost ^{3),5)}		
	Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss		REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment	REF	Anzahl in Stück		REF	Anzahl in Stück	
Dentsply Sirona Implants PrimeTaper EV	3.0		XS	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304							
					AT EV 3.0 GH2 S	6832575	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262		AT EV 3.0 S	6586353	
					AT EV 3.0 GH3 S	6832625							
	3.6		S	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312							
					AT EV 3.6 GH2 S	6832583	25 Ncm	AT EV 3.6	6586270		AT EV 3.6 S	6586361	
					AT EV 3.6 GH3 S	6832633							
	4.2		M	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320							
					AT EV 4.2 GH2 L	6832591	25 Ncm	AT EV 4.2	6586288		AT EV 4.2 L	6586379	
					AT EV 4.2 GH3 L	6832641							
	4.8 / 5.4		L	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338							
					AT EV 4.8 GH2 L	6832609	25 Ncm	AT EV 4.8	6586296		AT EV 4.8 L	6586387	
					AT EV 4.8 GH3 L	6832658							

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Best.-Nr. A9100-M43-B680, 0525

Ihr Bestellformular für TiBase, Abutment Screw und ScanPost


Hersteller / Implantat					TiBase ^{1),5)}				Abutment Screw ^{2),5)}			ScanPost ^{3),5)}		
	Implantat-Durchmesser	Plattform	An-schluss		REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment		REF	Anzahl in Stück		REF	Anzahl in Stück	
Dentsply Sirona Implants OmniTaper EV	3.0		XS	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262		AT EV 3.0 S	6586353		
					AT EV 3.0 GH2 S	6832575								
					AT EV 3.0 GH3 S	6832625								
	3.4		S	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312	25 Ncm	AT EV 3.6	6586270		AT EV 3.6 S	6586361		
					AT EV 3.6 GH2 S	6832583								
					AT EV 3.6 GH3 S	6832633								
	3.8		M	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320	25 Ncm	AT EV 4.2	6586288		AT EV 4.2 L	6586379		
					AT EV 4.2 GH2 L	6832591								
					AT EV 4.2 GH3 L	6832641								
	4.5		L	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338	25 Ncm	AT EV 4.8	6586296		AT EV 4.8 L	6586387		
					AT EV 4.8 GH2 L	6832609								
					AT EV 4.8 GH3 L	6832658								
	5.5		XL	L	AT EV 5.4 GH1 L	6586346	25 Ncm	AT EV 5.4	6593714		AT EV 5.4 L	6586395		
					AT EV 5.4 GH2 L	6832617								
					AT EV 5.4 GH3 L	6832666								
Dentsply Sirona Implants Astra Tech Implant EV Hinweis: Astra Tech Implant EV und OsseoSpeed EV haben die gleiche prothetische Schnittstelle	3.0		XS	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304	25 Ncm	AT EV 3.0	6586262		AT EV 3.0 S	6586353		
					AT EV 3.0 GH2 S	6832575								
					AT EV 3.0 GH3 S	6832625								
	3.6		S	S	AT EV 3.6 GH1 S	6586312	25 Ncm	AT EV 3.6	6586270		AT EV 3.6 S	6586361		
					AT EV 3.6 GH2 S	6832583								
					AT EV 3.6 GH3 S	6832633								
	4.2		M	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320	25 Ncm	AT EV 4.2	6586288		AT EV 4.2 L	6586379		
					AT EV 4.2 GH2 L	6832591								
					AT EV 4.2 GH3 L	6832641								
	4.8		L	L	AT EV 4.8 GH1 L	6586338	25 Ncm	AT EV 4.8	6586296		AT EV 4.8 L	6586387		
					AT EV 4.8 GH2 L	6832609								
					AT EV 4.8 GH3 L	6832658								
	5.4		XL	L	AT EV 5.4 GH1 L	6586346	25 Ncm	AT EV 5.4	6593714		AT EV 5.4 L	6586395		
					AT EV 5.4 GH2 L	6832617								
					AT EV 5.4 GH3 L	6832666								

Hinweis:
Astra Tech Implant EV und
OsseoSpeed EV haben
die gleiche prothetische
Schnittstelle

Ihr Bestellformular für TiBase, Abutment Screw und ScanPost


Hersteller / Implantat				TiBase ^{1),5)}				Abutment Screw ^{2),5)}			ScanPost ^{3),5)}		
	Implantat-Durchmesser	Plattform	An-schluss		REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment		REF	Anzahl in Stück		REF	Anzahl in Stück
Dentsply Sirona Implants AstraTech Osseospeed TX	3.0	 3.0	S	AT TX 3.0 S	6598085			AT TX 3.0	6598051		AT TX 3.0 S	6598119	
	3.5 S / 4.0 S	 3.5 / 4.0	L	AT TX 3.5/4.0 L	6598093		25 Ncm	AT TX 3.5/4.0	6598069		AT TX 3.5/4.0 L	6598127	
	4.5 / 5.0 / 5.0 S	 4.5 / 5.0	L	AT TX 4.5/5.0 L	6598101			AT TX 4.5/5.0	6598077		AT TX 4.5/5.0 L	6598135	
Dentsply Sirona Implants Ankylos	A, B, C, D	C/X	S	ANK C/GH1 S	6586528			nicht erhältlich			ANK S	6586569	
				ANK C/GH2 S	6586536		15 Ncm						
				ANK /X GH1 S	6586544								
				ANK /X GH2 S	6586551								
Dentsply Sirona Implants Xive	3.0	 3.0	S	Xive 3.0 S	6597319			Xive 3.0 3.4, 3.8, 4.5, 5.5	6597434		Xive 3.0 S	6597368	
	3.4	 3.4	S	Xive 3.4 S	6597327						Xive 3.4 S	6597376	
	3.8	 3.8	S	Xive 3.8 S	6597335		25 Ncm				Xive 3.8 S	6597384	
	4.5	 4.5	L	Xive 4.5 L	6597343						Xive 4.5 L	6597392	
	5.5	 5.5	L	Xive 5.5 L	6597350						Xive 5.5 L	6597400	

Ihr Bestellformular für TiBase, Abutment Screw und ScanPost



Hersteller / Implantat					TiBase 1),5)			Abutment Screw 2),5)			ScanPost 3),5)			
	Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss		REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment		REF	Anzahl in Stück		REF	Anzahl in Stück	
Biomet 3i Certain® (Innenverbindung)	3,4		3,4	S	B C 3,4 S	6308048	20 Ncm	B C 3,4, 4,1, 5,0	6460450		B C 3,4 S	6431212		
	4,1		4,1	L	B C 4,1 L	6308097							B C 4,1 L	6431220
	5		5,0	L	B C 5,0 L	6308121								
Biomet 3i Außen Sechskant	3,4		3,4		B O 3,4 L	6282557	35 Ncm	B O 3,4, 4,1, 5,0	6460468		B O 3,4 L	6431089		
	4,1		4,1	L	B O 4,1 L	6282565							B O 4,1 L	6431105
	5		5,0		B O 5,0 L	6282573								
BioHorizons (Innenverbindung)	3,0 / 3,8		3,0	S	BH 3,0 S	6532779	30 Ncm	BH 3,0	6561240		BH 3,0 S	6532761		
	3,0/3,5/3,8/4,0/4,6		3,5	L	BH 3,5 L	6532894							BH 3,5 L	6532886
	4,0/4,6/5,0/5,8		4,5	L	BH 4,5 L	6532951		BH 3,5, 4,5, 5,7	6561257		BH 4,5 L	6532944		
	5,0/5,8/6,0		5,7	L	BH 5,7 L	6536242							BH 5,7 L	6536234
Nobel Biocare Replace (Drei Kanal Innenverbindung)	3,5		NP	L	NB RS 3,5 L	6282474	35 Ncm	NB RS 3,5	6460526		NB RS 3,5 L	6430933		
	4,3		RP		NB RS 4,3 L	6282482							NB RS 4,3 L	6430941
	5		WP		NB RS 5,0 L	6282490		NB RS 4,3, 5,0, 6,0	6460534		NB RS 5,0 L	6430958		
	6		6,0		NB RS 6,0 L	6282508							NB RS 6,0 L	6430982
Nobel Biocare Nobel Active (konische Innenverbindung)	3,5		NP	L	NB A 4,5 L	6308188	25 Ncm	NB A 4,5	6460484		NB A 4,5 L	6431279		
	4,3 / 5,0		RP	L	NB A 5,0 L	6308253	35 Ncm	NB A 5,0	6460492		NB A 5,0 L	6431287		
Nobel Biocare Brånemark®	3,3		NP	L	NB B 3,4 L	6282516	35 Ncm	NB B 3,4	6460500		NB B 3,4 L	6431006		
	3,75 / 4,0		RP		NB B 4,1 L	6282524							NB B 4,1	6460518

Ihr Bestellformular für TiBase, Abutment Screw und ScanPost



Hersteller / Implantat					TiBase ^{1),5)}			Abutment Screw ^{2),5)}			ScanPost ^{3),5)}		
	Implantat-Durchmesser	Plattform	Anschluss		REF	Anzahl in Stück	Anzugs-moment	REF	Anzahl in Stück		REF	Anzahl in Stück	
Osstem (USA: Hiossen) Osstem TS (USA: Hiossen ET)	3.5	 Mini	L		O TS 3.5 L	6527035	20 Ncm	O TS 3.5	6561208		O TS 3.5 L	6534197	
	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	 Standard	L		O TS 4.0 L	6527043	30 Ncm	O TS 4.0	6561232		O TS 4.0 L	6536846	
Straumann Standard Tissue Level	3.3 / 4.1 / 4.8	 RN (4.8 mm)	L		S SO 4.8 L	6284249	35 Ncm	S SO 4.8, 6.5	6460567		S SO 4.8 L	6431170	
	4.8	 WN (6.5 mm)			S SO 6.5 L	6284256					S SO 6.5 L	6431196	
Straumann Bone Level	3.3	 NC (3.3 mm)	L		S BL 3.3 L	6308154	35 Ncm	S BL 3.3, 4.1	6460542		S BL 3.3 L	6431246	
	4.1 / 4.8	 RC (4.1 mm / 4.8 mm)			S BL 4.1 L	6308337					S BL 4.1 L	6431253	
Thommen Medical SPI Element, SPI Contact, SPI Element Inicell, SPI Contact Inicell	3.5	 3.5	S		TM 3.5 S	6531854	15 Ncm	TM 3.5	6561265		TM 3.5 S	6544386	
	4	 4	S		TM 4 S	6532829	25 Ncm	TM 4.0, 4.5, 5.0, 6.0	6561273		TM 4 S	6544394	
	4.5	 4.5			TM 4.5 S	6532837					TM 4.5 S	6544402	
	5	 5			TM 5 S	6544360					TM 5 S	6544410	
	6	 6			TM 6 S	6544378					TM 6 S	6544428	
Zimmer Tapered Screw-Vent	3.7 / 4.1	 3.5	L		Z TSV 3.5 L	6282581	30 Ncm	Z TSV 3.5, 4.5, 5.7	6460575		Z TSV 3.5 L	6431139	
	4.7	 4.5			Z TSV 4.5 L	6282599					Z TSV 4.5 L	6431147	
	6	 5.7			Z TSV 5.7 L	6282607					Z TSV 5.7 L	6431154	