



Spezialwinkelstücke

Die passende Lösung
für jede Aufgabe



Dentsply
Sirona

Für jede Aufgabe das richtige Winkelstück

Dentsply Sirona stellt Ihnen ein umfassendes Portfolio an Spezialwinkelstücken zur Verfügung. So finden Sie garantiert für jede Aufgabe die passende Lösung.



Prophy für Prophylaxe

Mit dem Winkelstück Prophy lassen sich – im Zusammenspiel mit Bürsten und Kappen – Zähne und Materialoberflächen hervorragend polieren.



EVA 04 L/11 L für Mikropräparationen

Durch die Flexibilität der Feilenjustierung ist das Winkelstück EVA besonders gut für das Polieren und Entfernen von Composite-Überschüssen und zum Glätten von Wurzeloberflächen geeignet.



Endo 6 L für die Endodontie/Endometrie

Mit dem Winkelstück Endo 6 L lässt sich in Verbindung mit dem ApexLocator die Lokalisation des Apex ganz ohne Feilenklemme durchführen. Der extrakleine Kopf bietet eine optimale Sicht auf den Wurzelkanal.

Spezialwinkelstücke

Typen	Über-/Untersetzung	Drehzahlen/Zyklen	Ausstattung	T1 Line Ref.	Indikation
Prophy	2,4:1	Bis ca. 5.000 (min ⁻¹)	Snap-on & screw-in	18 94 901	Prophylaxe
EVA 04 L	–	Hub 0,4 mm	–	33 29 260	Polieren
EVA 11 L	–	Hub 1,1 mm	–	41 77 015	Polieren
Endo 6 L	6:1	Bis ca. 6.000 (min ⁻¹)	Ø 2,35 WB	65 27 191	Endodontie



Gerade Handstücke für zahnärztliche Prothetik

Das gerade Handstück eignet sich besonders gut für den niedrigen Drehzahlbereich. Die Präzisionsprothetik kann somit entweder am Zahnarztstuhl oder im Labor durchgeführt werden.

Line Handstücke

Typen	Übertragung	Drehzahlen (min ⁻¹)	Material Außenhülse	Ausstattung	Indikation	Ref.
T1 Line H 40 L ☼	1:1	Bis ca. 40.000	Titan	Ø 2,35 HB/WB	Präparation	60 31 277
T2 Line AH 40 L ☼	1:1	Bis ca. 40.000	Edelstahl	Ø 2,35 HB/WB	Präparation	63 76 201
T3 Line EH 40	1:1	Bis ca. 40.000	Edelstahl	Ø 2,35 HB/WB	Präparation	63 92 711