

# CEREC Tessera™

Усовершенствованный  
дисиликат лития



## Знакомьтесь с улучшенным блоком

Усовершенствованный дисиликат лития CEREC Tessera™ создан благодаря новейшим технологиям и предоставляет тройное преимущество: скорость, прочность и эстетичность.

Поэтому вам никогда не придется выбирать, каким из слагаемых эффективности вам придется пожертвовать.

**Скорость.** Экономия до 44% времени обработки благодаря простому выбору оттенка и супер-быстрому обжигу.

**Прочность.** Максимальная прочность за счет усовершенствованного дисиликата лития с виргилитом – кристаллами, обеспечивающими двухосную прочность более 700 Мпа<sup>1</sup>.

**Эстетичность.** Непрямые реставрации любой группы зубов с натуральными светопрозрачностью, флуоресценцией и опалесценцией.

**Получите дополнительную информацию на сайте [dentsplysirona.com](https://dentsplysirona.com) или свяжитесь с торговым представителем Dentsply Sirona.**

	CEREC Tessera™	IPS e.max
Направляющие для обработки	1	2
Двухосная прочность, МПа	>700	530
3-точечный изгиб, МПа	>500	360
Нарастание прочности	Поверхностное восстановление + образование новых кристаллов	Кристаллизация при обжиге: удлинение кристаллов
Содержание стекла, %	40-45	25
Объем К1с	2,0	2,0-2,3
Требования к препарированию, мм	1,5/1,0	1,5/1,0
Фиксация	Адгезивная для 1,0 мм Традиционная для 1,5 мм	Адгезивная для 1,0 мм Традиционная для 1,5 мм Композитный стекло-иономер/ ретенционное препарирование для 1,5 мм
Время шлифования*, мин.:сек.	17:43	14:23
Время обжига в печах SpeedFire, мин.:сек.	4:30	24:00 (16:40 при толщине 1 мм и без глазури)
Время обжига в печах Ivoclar, мин.:сек.	9:25-12:35	14:55-25:00

<sup>1</sup> Данные по запросу.

\* Среднее время шлифования в CEREC MC XL и CEREC Primemill соответственно.

# CAD/CAM-блоки CEREC Tessera™

## Информация для заказа

Оттенки (C14, 4PC/ST)	Арт.
HT, A2	5365431215
HT, A3	5365431225
MT, A1	5365431505
MT, A2	5365431515
MT, A3	5365431525
MT, A3.5	5365431535
MT, B1	5365431555
MT, C1	5365431595
MT, D2	5365431635
MT/LT, BL2	5365431675

Наборы	Арт.
Стартовый набор блоков CEREC Tessera	5365431215*

По 2 шт. A1 (MT), A2 (MT & HT), A3 (MT & HT) и A3.5 (MT); сотовый трегер и салфетки для обжига, штифты из паковочной массы, жидкость для нанесения глазури, кисти для нанесения красителя/глазури, формовочный силикон, щипцы с алмазным напылением.

Аксессуары для глазурирования	Арт.
Универсальный спрей-глазурь Dentsply Sirona с эффектом флуоресценции	5368273100*
Формовочный силиконовый наполнитель (2 шт.)	5365490112*
Жидкость для универсальных красителей и глазури (15 мл)	601315
Универсальная глазурь DS с высоким уровнем флуоресценции (5 г)	605542

Аксессуары для обжига	Арт.
Сотовый трегер CEREC SpeedFire	5365490110*
Салфетки для обжига малые (3 шт.)	5365901212
Штифты из паковочной массы, упаковка 6 шт. (4 больших, 2 малых)	5365490111*

Получите дополнительную информацию на сайте [dentsplysirona.com](https://dentsplysirona.com) или свяжитесь с торговым представителем Dentsply Sirona.

\* Доступно не во всех странах.



ООО «Дентсплай Сирона»  
115035, Россия, г. Москва,  
Овчинниковская наб., д. 18/1, стр. 2  
Телефон +7 (495) 725-10-87  
[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)

Возможны технические изменения и ошибки в тексте. Используются зарегистрированные товарные знаки, торговые наименования и логотипы. Даже если они соответствующе не обозначены как таковые, применяются соответствующие правовые положения.

Ivoclar Vivadent IPS e.max не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona.