

prepCheck



- Avaliação de preparações suportada por software
- Sistema de análise fácil de aprender baseado em procedimentos de medição objetivos que documenta e analisa os resultados dos alunos
- Combinação do CEREC Primescan/Omnicam e do software de análise prepCheck

1

Preparação

- O aluno cria a preparação em uma cabeça fantasma de uma unidade de simulação ou em um paciente.

2

Scanner intraoral

- O aluno escaneia os resultados com o CEREC Primescan ou Omnicam. Ao fazer isso, o preparo, dentes adjacentes e antagonistas são medidos intraoralmente.

3

Software de análise

- Diversas ferramentas automáticas e manuais disponibilizadas pelo software permitem a avaliação objetiva do resultado em relação a valores pré-definidos e/ou ao preparo mestre.



prepCheck



Benefícios para universidades

- Economiza tempo na avaliação dos preparativos para permitir um melhor foco no ensino.
- Envolve os alunos mais rapidamente e melhora sua compreensão.
- Padrões uniformes em toda a universidade.
- Sistema CEREC/Primescan bem estabelecido para um investimento preparado para o futuro.

Benefícios para os alunos

- Aplicação simples e intuitiva
Feedback imediato e objetivo
- Resultados reprodutíveis
Permite que os alunos trabalhem em seu ritmo individual
- Possibilidade de praticar fora do horário normal após as aulas ou nos finais de semana sem supervisão

