

Golden Surfer Edelmetallfräsen

Die digitale Lösung
für klinisch erprobte und
bewährte Edelmetallrestaurationen

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Die clevere Edelmetall-Lösung

Sie möchten Edelmetall lieber fräsen als gießen? Sie wollen sich gegen einen Nachfragerückgang bei Edelmetallrestorationen absichern und Ihr Lagerhaltungsrisiko minimieren? Sie möchten in Ihrem Labor durchgehend digitale Prozesse für alle festsitzenden Zahnrestorationen inklusive Edelmetallversorgungen nutzen? Dann haben wir für Sie die Lösung.

Mit unserem Golden Surfer Edelmetallfrässervice bieten wir Dentallaboren einen schnellen, einfachen und kostengünstigen Service für das Fräsen hochwertiger Edelmetallkronen, -brücken und -gerüste aus klinisch bewährten Edelmetalllegierungen.

Klinisch erprobt

Für das Fräsen steht Ihnen eine Auswahl klinisch erprobter* Edelmetalllegierungen zur Verfügung, die perfekt mit unseren bewährten Kiss-Verblendkeramiksystemen harmonisieren.



Degunorm®



Econolloy® Au



Degudent® U

Zu verblenden mit der niedrigschmelzenden Keramik Duceragold® Kiss

Zu verblenden mit der hochschmelzenden Keramik Duceram® Kiss

Die beste Grundlage für jede Restauration

Unsere Anlage kann Edelmetall für vollanatomische oder verblendbare Kronen und Brücken (bis zu acht Glieder), Inlays, Onlays und Primärteleskope sowie zukünftig auch Sekundärteleskope und Stege fräsen.




Krone



3-gliedrige
Brücke



4-gliedrige
Brücke



Bis zu 8-gliedrige
Brücke

* Klinische Daten sind nachzulesen auf dentsplysirona.com/goldensurfer

Klare Vorteile für Ihr zahntechnisches Labor

Höhere Qualität

Hochmoderne Frästechnologie, kombiniert mit Legierungen, die weltweit Maßstäbe für Edelmetall-restaurationen setzen, sorgen für ein präzises, konstruktiv hochwertiges Ergebnis.

Geringeres Risiko

Klinisch erprobte Legierungen, die hervorragend mit den Verblendkeramiksystemen von Dentsply Sirona harmonieren, sowie die Unterstützung durch unsere technische Hotline bieten mehr Sicherheit während des gesamten Fertigungsprozesses.

Höhere Produktivität


Als führender Anbieter in der digitalen Zahnmedizin stellt Dentsply Sirona sicher, dass der Outsourcing-Prozess für Sie so einfach und effizient wie möglich abläuft. Das spart Zeit und setzt Ressourcen frei, mit denen Sie die Kapazität oder Produktivität an anderer Stelle im Labor steigern können.

Geringere Kosten

Unser Golden Surfer Edelmetall-Frässervice hilft Ihnen nicht nur, die Lagerhaltungskosten für Legierungen zu reduzieren, sondern trägt auch zur Vermeidung von Legierungsabfällen und Reduzierung von Recyclingkosten bei.

Einfacher als die eigene Herstellung

Wie Sie einsteigen können? Übermitteln Sie uns einfach Ihre Konstruktionsdaten (inLab: *.stl und *.sci; 3Shape: *.stl und *.pts; exocad®: *.stl und *.constructioninfo) über unser Upload-Portal (www.degushop.de) und geben Sie an, welche Indikation, Legierung und Serviceumfang Sie benötigen.



Unsere technischen Experten prüfen, wenn nötig in Absprache mit Ihnen, die Daten auf Plausibilität, bevor Ihr Auftrag mit hochmodernen Fräsmaschinen aus massiven Rohlingen klinisch erprobter Legierungen gefertigt wird.

Bevor die finale Arbeit an Sie versandt wird, erfolgt eine umfassende Qualitätskontrolle.

Gute Gründe für einen Wechsel zu Golden Surfer Edelmetallfräsen von Dentsply Sirona

Auch wenn Sie noch im eigenen Labor gießen oder bereits die Fertigung ausgelagert haben – es gibt gute Gründe, auf unseren digitalen Service umzusteigen:

1. Mehr Ertrag

Geringe Servicegebühren, faire Zahlungsbedingungen sowie attraktive Material- und Mengenrabatte steigern Ihren Ertrag.

2. Mehr Sicherheit

Optional schützt die DeguProtect* 3-fach-Garantie Labor, Zahnarzt und Patient bis zu 5 Jahre lang vor den Kosten einer Reparatur oder Neuanfertigung. Weitere Informationen zur DeguProtect und den Garantiebedingungen (inkl. Höhe und Selbstbehalte) finden Sie auf unserer Webseite dentsplysirona.com/deguprotect

* Die DeguProtect 3-fach-Garantie ist bis auf Weiteres nur in Deutschland verfügbar.

3. Mehr Flexibilität

Kurze Produktionszeiten von bis zu 48 Stunden schaffen mehr Freiheit bei Ihrer eigenen Produktionsplanung.

Möchten Sie mehr wissen?

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder Sie nehmen direkten Kontakt mit einem unserer Experten auf:



Entdecken Sie die Welt von Golden Surfer online:

Anleitungen, Video Tutorials, Starter Guide und vieles mehr!

Weitere Informationen auf dentsplysirona.com/goldensurfer

Kundenservice & Technische Hotline: Telefon: +49 6251/16-1615



DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
www.dentsplysirona.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
10096, REV 2021-05, Printed in Germany
5960-400101/0521/2.0/OEW