











# CEREC SW 4.4.2: CEREC MC X, CEREC MC XL, CEREC MC XL Premium Package

MOTOREN SET	LINKS	RECHTS	KOMBINATION
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 12S	Cylinder Pointed Bur 12S	1
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 12	Cylinder Pointed Bur 12S	2
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 20	Cylinder Pointed Bur 20	3
Set1	Shaper 25 RZ	Finisher 10	4 * Nassfräsen
Set1	Cylinder Bur 12 EF	Cylinder Pointed Bur 12 EF	5 **
Set1	Shaper 25	Finisher 10	6 *** Trockenfräsen

BEZEICHNUNG	ABBILDUNG	REF.
Step Bur 12S		62 40 167
Step Bur 12		62 60 025
Cylinder Pointed Bur 12S		62 40 159
Cylinder Bur 12 EF		65 35 186
Cylinder Pointed Bur 12 EF		65 35 178
Step Bur 20		62 59 597
Cylinder Pointed Bur 20		62 59 589
Shaper 25 RZ		64 33 440
Finisher 10		62 99 387
Shaper 25		62 99 395

\* Nur mit Maschinen ab folgenden Seriennummern:  
inLab MC XL 129001, CEREC MC XL 129001, CEREC MC XL Premium Package 302001, CEREC MC 202001, CEREC MC X 231001  
oder Austausch des linken Motors bei 2-motorigen Maschinen oder des linken Motors in Motorset 1 bei 4-motorigen Maschinen.

\*\* Nur für viermotorige Schleifeinheiten

\*\*\* Setzt CEREC Schleif-/ Fräseinheit mit Trockenfräskonfiguration und CEREC Absaugung voraus.

DENTSPLY	MATERIAL	KOMBINATION
	CELTRA® DUO	1 2 5
3M™ ESPE	MATERIAL	KOMBINATION
	Lava™ Ultimate	1 2 5
	Paradigm™ MZ 100 ***	1 2 5
MERZ DENTAL	MATERIAL	KOMBINATION
	artBloc® Temp	1 4
SHOFU	MATERIAL	KOMBINATION
	BLOCK HC	1 2 5
COLTENE	MATERIAL	KOMBINATION
	BRILLIANT Crios	1 2 5

SIRONA	MATERIAL	KOMBINATION
	CEREC Blocs C	1 2 5
	CEREC Blocs C PC	1 2 5
	CEREC Blocs C In	1 2 5
	CEREC Guide Blocs (für CEREC Guide 1)	3
	CEREC Guide Blocs (für CEREC Guide 2)	4
	CEREC Zirconia	3 4 6
	CEREC Zirconia meso	3
	inCoris TZI C	3 4 6
	inCoris TZI	3 4 6
	inCoris ZI meso	3

VITA	MATERIAL	KOMBINATION
	VITABLOCS® MarkII	1 2 5
	VITABLOCS® TriLuxe	1 2 5
	VITABLOCS® TriLuxe forte	1 2 5
	VITABLOCS RealLife®	1 2 5
	VITA ENAMIC®	1 2 5
	VITA ENAMIC® IS	1
	VITA SUPRINITY®	1 2 5
	VITA SUPRINITY® FC	1 2 5
	VITA CAD-Temp® monoColor	1 4
	VITA CAD-Temp® multiColor	3 4
	VITA CAD-Temp® IS	3
	VITA YZ HT	4

IVOCLAR VIVADENT	MATERIAL	KOMBINATION
	IPS Empress® CAD	1 2 5
	IPS Empress® CAD Multi	1 2 5
	IPS e.max® CAD	1 2 5
	IPS e.max® CAD (Abutment Solutions)	1
	IPS Telio® CAD	1 4
	IPS Telio® CAD (Abutment Solutions)	3
GC	MATERIAL	KOMBINATION
	CERASMART™	1 2 5

\*\*\* USA/Japan

Bestell-Nr. 62 38 351, Ä.-Nr.: 122211