


PAKIETY PROMOCYJNE

Dentsply Sirona



STYCZEŃ-LUTY 2026

Materiał przeznaczony dla profesjonalistów z branży stomatologicznej.

ENDODONTICS

10,59 mm
Zintegrowane
oświetlenie LED,
10 lumenów

Doskonała widoczność i dostęp

Lokalizacja ujść i wejście do kanału bez obaw łatwe
leczenie pacjentów z ograniczeniem otwierania ust*

Regulacja ustawienia
w zakresie 360°




**Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz
dotykowy**

Duży, łatwy do czyszczenia ekran

Łatwy do obsługi w rękawiczkach

Nawet 30 zindywidualizowanych sekwencji
pilników z aktualizacjami oprogramowania
sprzętowego, dzięki czemu użytkownik jest gotowy
na przyszłe systemy pilników

Przełącznik nożny Bluetooth
(opcjonalny)



X-Smart Pro+

- Umożliwiając pracę z momentem obrotowym do 7,5 N-cm oraz z prędkością do 3000 obr./min., mikrosilnik endodontyczny X-Smart Pro+ zapewnia optymalną pracę systemami pilników endodontycznych firmy Dentsply Sirona zarówno w trybie ruchu obrotowego jak i recyprokalnego.
- Zintegrowany endometr daje Ci pewność działania i zapewnia precyzję kształtowania**.
- Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego powoduje, że nie musisz się obawiać o możliwość zintegrowania Twojego urządzenia z rozwiązaniami, które pojawiają się w przyszłości.
- Technologia Dynamic Accuracy™ pozwala na bezpośrednie ustalenie długości kanału w trakcie aktywnego kształtowania, a funkcjonalność automatycznego wycofywania narzędzia (auto-reverse) pozwala pilnikowi dążyć do założonego celu.

- Zdejmowana/sterylizowalna w autoklawie metalowa osłona mikrosilnika spełnia najnowsze wytyczne z zakresu kontroli zakażeń. Ogranicza produkcję odpadów, powodując, że rękawy ochronne, pełniące funkcję bariery, stają się zbędne.
- Opatentowany bezczujnikowy system X-Smart® Pro+ zapewnia informację zwrotną odnośnie prędkości i momentu obrotowego w zakresie 360°, co pozwala skrócić czas reakcji i zapewnić stabilne ustawienia dla pilnika.

*W porównaniu z kątnicami o większych wymiarach głowicy.

**Mikrosilnik dostępny również w wersji bez wbudowanego endometru.



X-Smart Pro+ Endo Motor with Apex Locator |
Dentsply Sirona

Pakiety promocyjne

STYCZEŃ-LUTY 2026

ENDODONTICS

13 300 PLN

X-Smart Pro+ i ProTaper Ultimate Kit: B00XSPPPTLKIT

Kup zestaw:

- 1x **X-Smart Pro+**
- 4x **ProTaper Ultimate Sequence** 25mm (1 blister = 5 pilników)
- 1x **ProTaper Ultimate SX** 19 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x **ProTaper Ultimate Slider** 25 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x **ProTaper Ultimate Shaper** 25 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x **ProTaper Ultimate F1** 25 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x **ProTaper Ultimate F2** 25 mm (1 blister = 6 pilników)
- 1x **ProTaper Ultimate Gutaperka Conform Fit** (F1-F3)
- 1x **ProTaper Ultimate sączki papierowe** (F1-F3)
- 2x **ProTaper Ultimate igły do irygacji** (1 opakowanie = 5 igieł)
- 1x **ProTaper Ultimate karta sekwencyjna**
- 1x **AH Plus Jet Starter Kit** – 1x strzykawka 15g, 20x końcówki
- ODBIERZ 3x Protaper Ultimate Asortyment** (opakowanie 5 pilników)



13 300 PLN

X-Smart Pro+ i WaveOne Gold Kit: B00XSPPW1GKIT

Kup zestaw:

- 1x **X-Smart Pro+**
- 4x **WaveOne Gold Sequence** (1 blister = 3 pilniki) –
- 1x pilnik **K-File** 10,
- 1x pilnik **WaveOneGold Glider**,
- 1x pilnik **WaveOneGold Primary**
- 2x **WaveOne Gold Glider** 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 2x **WaveOne Gold Small** 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 2x **WaveOne Gold Primary** 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 2x **WaveOne Gold Medium** 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 1x **WaveOne Gold Large** 25 mm (1 blister = 3 pilniki)
- 1x **WaveOne Gold Gutaperka Conform Fit Assortment**
- 1x **WaveOne Gold sączki papierowe Primary**
- 2x **WaveOne Gold igły do irygacji** (1 opakowanie = 5 igieł)
- 1x **WaveOne Gold karta sekwencyjna**
- 1x **AH Plus Jet Starter Kit** – 1x strzykawka 15g, 20x końcówki
- ODBIERZ 3x WaveOne Gold Primary** (opakowanie 3 pilniki)



10 300 PLN

X-Smart Pro: 6779008

Kup 1x X-Smart Pro (wersja bez endometru)

ODBIERZ zestaw pilników WaveOne Gold Kit lub ProTaper Ultimate Kit ORAZ AH Plus Jet Root Canal Sealer



ENDODONTICS

Endometr X-Smart® Apex Locator

Właściwa droga do wierzchołka

X-Smart Apex Locator oferuje niezawodną dokładność pomiaru dzięki opatentowanej technologii DS. Dodatkowo zapewnia intuicyjny dla użytkownika ekran dotykowy oraz wskazówki dźwiękowe i wizualne ułatwiające pracę zabiegową w gabinecie.

Wyjątkowa technologia dla niezrównanej precyzji

X-Smart® Apex Locator oferuje niezawodną dokładność pomiaru dzięki opatentowanej technologii DS. Dodatkowo zapewnia intuicyjny dla użytkownika ekran dotykowy oraz wskazówki dźwiękowe i wizualne ułatwiające pracę zabiegową w gabinecie.

Pomiar z ekspercką dokładnością

Inne endometry wykorzystują jednocześnie pasmo różnych częstotliwości prądu zmiennego,

X-Smart® Apex Locator używa naprzemiennie różnych częstotliwości, co eliminuje zakłócenia sygnału wpływające na dokładność pomiaru.

WYSOKA PRECYZJA

ustalania długości roboczej*



Nawet 150
zabiegów
leczenia
kanałowego
na jednym
ładowaniu*



Funkcje zaprojektowane z myślą o Tobie

- 1 Duży kolorowy ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości, który można obsługiwać w rękawiczkach
- 2 Funkcja „doctor choice” pozwala zapisywać preferencje użytkownika i wysyła sygnały wizualne i dźwiękowe, gdy koniec pilnika znajdzie się w określonej pozycji
- 3 Sygnały wizualne i dźwiękowe podczas pomiaru
- 4 Akumulator litowo-jonowy o długiej żywotności z funkcją szybkiego ładowania
- 5 Łącze USB typu C dla większej wytrzymałości i łatwiejszego podłączania
- 6 Możliwość umieszczenia kabla pomiarowego do schowka w tylnej części urządzenia.

Pakiety promocyjne

STYCZEŃ-LUTY 2026



ENDODONTICS

4 300 PLN

X-Smart Apex Locator: B00XSAL000000

Kup X-Smart Apex Locator
ODBIERZ 2x ProTaper Ultimate™ Asortyment (opakowanie 5 pilników)
ORAZ 3x C+File (opakowanie 6 pilników)



2x



3x



4 890 PLN

SmartLite® Pro EndoActivator™ Complete Kit (Ref. 644431)

Kup 1x SmartLite Pro EndoActivator Complete Kit
ODBIERZ 2x Protaper Ultimate Asortyment (opakowanie 5 pilników)



11 300 PLN

Gutta-Smart™: B00GSIQ000KIT

Kup Gutta-Smart
ODBIERZ pakiet akcesoriów o wartości 1100 PLN



pakiet
akcesoriów
o wartości
1100 pln


8 690 PLN

SmartLite® Pro Introductory Kit
+ SmartLite Pro EndoActivator™
(Ref. 644400 + 644432)

Kup 1x SmartLite Pro Introductory Kit
+ SmartLite Pro EndoActivator Refill
ODBIERZ 6x ProTaper Ultimate Asortyment (opakowanie 5 pilników)



6x




10 000 PLN

Mój ulubiony system pilników = Endoaktywator GRATIS!


Kup swój ulubiony system pilników
36x ProTaper Ultimate Asortyment (opakowanie 5 pilników)
33x ProTaper Gold (opakowanie 6 pilników)
40x WaveOne Gold (opakowanie 3 pilniki)
39x ProTaper Next (opakowanie 3 pilniki)
ODBIERZ EndoActivator Complete KIT (Ref. 644431)

36x




LUB

33x



LUB

40x



LUB

39x



* Nie ma możliwości mieszania systemów jak również zamiany na materiały RESTO.
Promocja Mój ulubiony system pilników nie łączy się z innymi promocjami Dentsply Sirona oraz promocjami dystrybutorów.

Pakiety promocyjne

STYCZEŃ-LUTY 2026




ENDODONTICS

998 PLN*

WaveOne® Gold

- 4+1** Kup 4x WaveOne Gold (opakowanie 3 pilniki)
ODBIERZ
1x WaveOne Gold Primary (opakowanie 3 pilniki)



930 PLN*

ProTaper Gold®

- 3+1** Kup 3x ProTaper Gold (opakowanie 6 pilników)
ODBIERZ
1x ProTaper Gold Asortyment (opakowanie 6 pilników)



777 PLN*

ProTaper Next™

- 3+1** Kup 3x ProTaper Next™ (opakowanie 3 pilniki)
ODBIERZ
1x ProTaper Next™ Asortyment (opakowanie 3 pilniki)



* Przy zakupie dwóch tych samych promocji z gwiazdką dodatkowo gratis: 1 opakowanie ćwieków gutaperkowych do danego systemu (WIG Primary, PTG Assortment, PTN X2/X3)

WaveOne® Gold

- Zwiększa bezpieczeństwo pacjenta* oraz skraca czas opracowania kanału**
- Stanowi część kompleksowego rozwiązania, zawierającego materiały do obturacji dostosowane do kształtów kanałów zęba opracowanych narzędziami WaveOne® Gold

- Do rodziny WaveOne® Gold dołączył teraz pojedynczy pilnik do przygotowania gładkiej ścieżki WaveOne® Gold Glider, ułatwiający pracę lekarza od samego początku procedury klinicznej


Zoptymalizowany wierzchołek

Zmienna rozszerzalność

Opatentowana obróbka termiczna GOLD


Zmienny przekrój poprzeczny

Tryb oscylacyjny



*w porównaniu z pilnikiem WaveOne®

**wyniki wewnętrznych testów laboratoryjnych



Przed zabiegiem



Po zabiegu widok
dystalny ukośny



Po zabiegu
widok prostopadły

Opracowanie kanałów jeszcze nigdy nie było tak proste

Od chwili wprowadzenia na rynek w 2011 r. narzędzi WaveOne® firma Dentsply Sirona wyznacza nowe standardy w opracowywaniu kanałów zęba. Stomatolodzy i endodonci na całym świecie wyrażają uznanie dla komfortu pracy narzędziami WaveOne®, dzięki czemu mogą zapewnić swoim pacjentom wysoką jakość leczenia endodontycznego.

Idąc jeszcze dalej, stworzyliśmy nową jakość narzędzi WaveOne®, oddając w Państwa ręce system WaveOne® Gold.

WaveOne® Gold wnosi do leczenia endodontycznego technikę pracy pojedynczym pilnikiem, stworzoną dzięki opatentowanej technologii metalurgicznej GOLD. Zoptymalizowaliśmy również średnice końcówek, rozszerzalność, długości robocze oraz przekrój poprzeczny pilnika, tworząc narzędzie realnie zwiększające bezpieczeństwo pacjenta, a także efektywność i elastyczność opracowania kanałów. System WaveOne® Gold to zupełnie nowa jakość w leczeniu endodontycznym.

Procedura kliniczna

Gładka ścieżka	ReadySteel®	010 02 – 25 mm
	WaveOne® Gold Glider	015 02 – 25 mm Zmienny stożek
Kształtowanie kanału	WaveOne® Gold	Rozmiar podstawowy, 025 07 – 25 mm Zmienny stożek

Sekwencja WaveOne® Gold

	015	2%
	020	7%
	025	7%
	035	6%
	045	5%

Ze względu na dostępność materiałów gratisowa realizacja promocji jest gwarantowana dla faktury z datą wystawienia nie później niż 28 lutego 2026 oraz przesłanej do Biura Dentsply Sirona w tym terminie. Faktury wystawione po 28 lutego 2026 nie będą otrzymywały materiałów gratisowych.

Pakiety promocyjne

STYCZEŃ-LUTY 2026



ENDODONTICS

1932 PLN

ProTaper Ultimate™

Kup 7x Protaper Ultimate
(opakowanie 5 pilników)
**ODBIERZ 2x Protaper Ultimate
Asortyment (opakowanie
5 pilników) ORAZ 1x Guttapercha
Protaper Ultimate Assortment**



996 PLN

ProTaper Ultimate™

Kup 6x ProTaper Ultimate
(opakowanie 3 pilniki)
**ODBIERZ 1x ProTaper Ultimate
Asortyment (opakowanie 5 pilników)**



552 PLN

ProTaper Ultimate™

Kup 2x ProTaper Ultimate Sequence
(opakowanie 5 pilników)
**ODBIERZ 1x cwieki gutaperkowe
ProTaper Ultimate Assortment**



ProTaper Ultimate™

1 Sekwencja Slider-Shaper-Finishers do każdej anatomii kanału

Pilnik do gładkiej ścieżki **Slider**



W większości przypadków
można go użyć
bezpośrednio **do utworzenia
gładkiej ścieżki***




Pilnik do kształtowania **Shaper**



**Udoskonalona efektywność
cięcia i odprowadzenie
opilków z części koronowej**



Pilniki do opracowania końcowego **Finishers**




Pilniki do opracowania końcowego
Finishers




* na podstawie oceny użytkowników

Kształtowanie



Ustawienia mikrosilnika:
400 rpm / 4-5.2 Ncm

Sekwencja do większych
i prostszych kanałów



Oczyszczanie

Po usunięciu każdego
pilnika dokładnie oczyść
i zdezynfekuj kanał




Użyj SmartLite® Pro
EndoActivator®
w celu usunięcia
opilków

Obturacja



Sączki papierowe
Uszczelniając AH Plus Jet®
Cwieki gutaperkowe

Akcesoria



Dedykowana
wersja pilników
ręcznych
SX
Orifice Opener

Ze względu na dostępność materiałów gratisowa realizacja promocji jest gwarantowana dla faktury z datą wystawienia nie później niż 28 lutego 2026 oraz przesłanej do Biura Dentsply Sirona w tym terminie. Faktury wystawione po 28 lutego 2026 nie będą otrzymywały materiałów gratisowych.

ENDODONTICS

2000 PLN

Mój Mix Pilników Maszynowych

Mój Mix

Kup Mój Mix Pilników Maszynowych
ODBIERZ AH Plus Jet Starter Kit (15g + 20 końcówek mieszających)

Przy zakupie produktów:

ProTaper Next, Proglider (1 blister = 3 pilniki) o wartości 259 PLN
ProTaper Retreatment, Pathfile (1 blister = 6 pilników) o wartości 379 PLN
ProTaper Gold (1 blister = 6 pilników) o wartości 310 PLN
Wave One Gold, WaveOne Gold Glider (1 blister = 3 pilniki) o wartości 249 PLN
ProTaper Ultimate (1 blister = 3 pilniki) o wartości 166 PLN
ProTaper Ultimate (1 blister = 6 pilników) o wartości 332 PLN
ProTaper Ultimate (1 blister = 5 pilników) o wartości 276 PLN
TruNatomy (1 blister = 3 pilniki) o wartości 207 PLN
TruNatomy (1 blister = 5 pilników) o wartości 345 PLN



Przy kwocie minimum
2000 PLN
otrzymasz



*Promocja MÓJ MIX nie łączy się z innymi promocjami Dentsply Sirona.


**Promocje MÓJ MIX nie wchodzi w skład sprzętu Dentsply Sirona.

966 PLN

GuttaCore®

6+2

Kup 6x GuttaCore
(opakowanie 6 obturatorów)
ODBIERZ 2x GuttaCore
(opakowanie 6 obturatorów)




777 PLN

Proglider®

3+1

Kup 3x Proglider
(opakowanie 3 pilniki)
ODBIERZ 1x Proglider
(opakowanie 3 pilniki)



621 PLN

TruNatomy™

Kup 3x TruNatomy
(opakowanie 3 pilniki)
ODBIERZ
1x TruNatomy Sequence
(opakowanie 3 pilniki)
oraz 1x TruNatomy
ćwieki gutaperkowe
Assortment



TruNatomy™

- Więcej zachowanej tkanki – TruNatomy zachowuje strukturalną zębinę i integralność zęba
- Wysoka wydajność – Każdy z trzech pilników do kształtowania posiada smukły kształt i niepowtarzalny przekrój poprzeczny, dzięki któremu praca jest efektywna i pozostaje więcej przestrzeni na skuteczne odprowadzanie opiłków z kanału
- Zwiększone bezpieczeństwo pacjentów – TruNatomy zapewniają większe bezpieczeństwo, ponieważ ryzyko ich separacji jest zmniejszone dzięki większej elastyczności i wytrzymałości na zmęczenie materiału
- Dostęp do trzonowca – zapewniają łatwiejszy dostęp do zębów bocznych dzięki najkrótszemu uchwytyowi na rynku i możliwości wstępnego wygięcia

Kształtowanie kanału

Przypadki standardowe



Opracuj 2/3 kanału, stosując lubrykant.


Za pomocą łagodnych ruchów w zakresie 2-5 mm przeprowadź kształtowanie koronowej części kanału.

Stosując lubrykację, opracuj kanał na określonej długości roboczą z końcówką i wypłucz.

Aktywuj środki płuczące za pomocą endoaktywatora z końcówką Small



Opracuj kanał na długość roboczą, stosując łagodne ruchy pilnikiem. Nie stosuj ruchów szczotkujących. Po każdym pilniku z sekwencji TruNatomy rekapituluj (używając pilnika K-file) i stosuj irygację.



Opracuj kanał na długość roboczą, stosując łagodne ruchy pilnikiem. Nie stosuj ruchów szczotkujących. Po każdym pilniku z sekwencji TruNatomy rekapituluj (używając pilnika K-file) i stosuj irygację.



Aktywuj środki płuczące za pomocą endoaktywatora z końcówką Small

Ustawienia silnika: 500 rpm | 1,5 Ncm

Opcjonalnie

Irygacja

Pakiety promocyjne

STYCZEŃ-LUTY 2026


Zhermack
Dental

ZHERMACK

729 PLN

Elite HD+

Kup Elite HD+ 2x (450+450 ml)
**ODBIERZ II warstwę Elite HD+
Light/Regular normal
(2x 50ml)**



625 PLN

Hydrorise Putty

Kup 2x Hydrorise Putty (2x 300 ml)
**ODBIERZ III warstwę Hydrorise Light/Regular
(2x 50 ml) Putty Cut cutter for silicone**



699 PLN

Hydrorise Implant Heavy Body

Kup Hydrorise Implant Heavy Body (2x 380 ml)
15 Dynamic Static tips, 2 mixing tips locker.
**ODBIERZ 2x Hydrorise Implant Light Body
(2x 50 ml) 12 yellow mixing tips**



499 PLN

Hydrorise Maxi Putty/Heavy Body

Kup Hydrorise Maxi Putty Normal Set
(2x 380 ml cartridges)
+ 15 Dynamic Static tips
+ 2 mixing tips lockers
**ODBIERZ II warstwę
Hydrorise Light/Regular (2x 50ml)**



MX-300

Automatyczny mieszalnik do mas
alginatowych poprawiający jakość
i powtarzalność gotowej masy,
w porównaniu do mieszania ręcznego.

4 800 PLN

MX-300*

Kup mieszalnik do alginatów MX-300
ODBIERZ 12x Hydrogum 5 – 453 g



495 PLN

3x Occlufast Rock

3+1

Silikon Addycyjny
do rejestracji zgryzu
Kup 3 opakowania
Occlufast Rock (2x 50 ml)
+ 12 mixing tips medium/green
**ODBIERZ
Occlufast Rock (2x 50 ml)
+ 12 mixing tips medium/green**



* Promocja realizowana przez dystrybutora

Ze względu na dostępność materiałów gratisowa realizacja promocji jest gwarantowana dla faktury z datą wystawienia nie później niż 28 lutego 2026 oraz przesłanej do Biura Dentsply Sirona w tym terminie. Faktury wystawione po 28 lutego 2026 nie będą otrzymywały materiałów gratisowych.

Pakiety promocyjne

STYCZEŃ-LUTY 2026



RESTORATIVE

2200 PLN

Mój Mix Palodent V3*

MIX

Kup produkty Palodent V3
 Uzupełnienie pierścieni (2 szt.) 870 PLN
 Uzupełnienie formówek (50 szt.) 240 PLN
 Uzupełnienie formówek EZ (50 szt.) 275 PLN
 Uzupełnienie klinów (100 szt.) 185 PLN
 Uzupełnienie klinów ochronnych (50 szt.) 280 PLN
 Uzupełnienie Palodent 360 (48 szt.) 278 PLN
 Pęseta lub kleszcze 360 PLN
ODBIERZ 1x Palodent V3 Narrow Ring (2 pierścienie) LUB 1x Palodent V3 Universal Ring (2 pierścienie)



*(kliny, kliny ochronne, paski metalowe, paski z teflonem, pierścienie, pensety, kleszcze z listy i wg cen katalogowych). Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

2240 PLN

Palodent® V3
 Intro Kit/Complete KIT

Kup Palodent V3
 Intro Kit/ Complete KIT
ODBIERZ
1x Palodent V3 Narrow Ring (2 pierścienie) LUB
1x Palodent V3 Universal Ring (2 pierścienie) ORAZ
Palodent V3 Matrices EZ (op. 50 szt.) 7,5 mm




Palodent® V3


System formówek sekcyjnych

- Adaptacja do naturalnego kształtu zęba.
- Perfekcyjne punkty stykowe i doskonała szczelność przydziąsłowa.
- Łatwy i przyjazny system.

7,5 mm
 6,5 mm
 5,5 mm
 4,5 mm
 3,5 mm



Mezjalno-okluzyjnych



Dystalno-okluzyjnych



Mezjalno-okluzyjno-dystalnych



1200 PLN

Mój Mix Palodent V3*

MIX

Kup produkty Palodent V3
 Uzupełnienie pierścieni (2 szt.) 870 PLN
 Uzupełnienie formówek (50 szt.) 240 PLN
 Uzupełnienie formówek EZ (50 szt.) 275 PLN
 Uzupełnienie klinów (100 szt.) 185 PLN
 Uzupełnienie klinów ochronnych (50 szt.) 280 PLN
 Uzupełnienie Palodent 360 (48 szt.) 278 PLN
 Pęseta lub kleszcze 360 PLN
ODBIERZ 1x Palodent V3 Universal Ring (1 pierścień)



Mój Mix

*(kliny, kliny ochronne, paski metalowe, paski z teflonem, pierścienie, pensety, kleszcze z listy i wg cen katalogowych). Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Pakiety promocyjne

STYCZEŃ-LUTY 2026



RESTORATIVE

556 PLN

Palodent® 360

Kup 2x Palodent 360 (opakowanie 48 szt.)
ODBIERZ 1x Palodent 360 (op. 24 szt.) 5,5 mm



980 PLN

Aquasil Ultra+

Kup 2x Aquasil Ultra+ zestaw (2x 250 ml),
1x nabój (LV/XLV)
ODBIERZ Aquasil Ultra+ I warstwa (2x 250 ml)



480 PLN

Enhance® Flex

Kup 2x Enhance Flex
(opakowanie 6 gumek)
**ODBIERZ 1x Enhance
Flex Sample (1x Finishing
i 1x Polishing)**



436 PLN

Enhance®

Kup 2x Enhance Refill
(30 gumek)
**ODBIERZ 1x Neo Spectra™ ST
(HV Lub LV) A2**



NOWOŚĆ




Enhance® Flex

System do polerowania wypełnień Enhance Flex

Enhance® Flex nadaje się do wszystkich materiałów kompozytowych. Dostosowuje się do każdej powierzchni zęba: przedniej i tylnej. Wystarczy jeden kształt do wszystkich uzupełnień kompozytowych.

Doskonałe efekty polerowania i intuicyjna obsługa to dodatkowe zalety systemu. A ponieważ nadaje się on do ponownego użycia nawet 10 razy, oznacza to mniej odpadów i oszczędność kosztów.

Podstawowe informacje dotyczące użytkowania: zalecana prędkość 3000-8000 obr./min. z chłodzeniem wodą.



RESTORATIVE

482 PLN

Prime&Bond universal™

Kup 2x Prime&Bond Universal (opakowanie 4 ml)

ODBIERZ 1x Prime&Bond Universal opakowanie 2,5 ml)



Prime&Bond universal™

Uniwersalny system wiążący



HEMA-free
BPA-free

Kontrola zapewniająca trwałość wypełnienia

Prime&Bond universal™ wykorzystuje nową, opatentowaną technologię Active-Guard™.

Nasza formuła zapewnia równowagę pomiędzy właściwościami hydrofobowymi i hydrofilowymi, aby zagwarantować działanie systemu na całej powierzchni ubytku, niezależnie od poziomu wilgotności. Nawet, gdy zębina jest nadmiernie przesuszona lub zbyt wilgotna, powstaje solidne wiązanie zapewniające ochronę przed niepowodzeniami.

Prime&Bond universal™ oferuje:

- Elastyczność wyboru wszystkich technik wytrawiania, uniwersalność dla wszystkich wskazań
- Aktywną kontrolę wilgotności
- Aktywne zapływanie
- Cienką warstwę materiału
- Aktywne wnikanie do kanalików zębinowych

Selektywne wytrawianie szkliwa – idealne do wypełnień ubytków klasy II. Wykorzystaj wysoką wytrzymałość wiązania z zębiną, szczelność brzeżną połączenia ze szkliwem i zminimalizowaną ekspozycję na działanie wytrawiacza.

Prime&Bond universal™ zapewnia trwałość wypełnienia przy niemal całkowitym braku nadwrażliwości pozabiegowej.

Prime&Bond universal™

Pojedyncza kropla umieszczona za pomocą aplikatora micro brush bez konieczności dalszej manipulacji rozprzestrzenia się po większości powierzchni.



Cienka warstwa materiału

Systemy wiążące o gęstej konsystencji gromadzą się w kąciakach opracowanego ubytku klasy II w części stycznej. Na zdjęciu RTG nagromadzony w ten sposób materiał może przypominać przezroczystą przestrzeń i zostać błędnie zdiagnozowany jako pęcherz powietrza, szczelina lub próchnica wtórna, prowadząc do niepotrzebnego zabiegu wymiany wypełnienia. Gęste systemy wiążące mogą również zmieniać geometrię zęba opracowanego pod koronę, wpływając na dopasowanie korony.

Prime&Bond universal™ samopoziomuje się, tworząc cienką, jednolitą warstwę systemu wiążącego.

AKTYWNE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ SYSTEMU W UBYTKU

Pokrycie całej powierzchni

Napięcie powierzchniowe ogranicza innym systemom wiążącym możliwość łatwego rozprzestrzeniania się po ściankach ubytku. Suche powierzchnie, które nie zostają pokryte systemem wiążącym, mogą osłabiać wypełnienie i prowadzić do powstania nadwrażliwości pozabiegowej i mikroprzecieku.

Formułę Prime&Bond universal™ opracowano tak, aby system mógł aktywnie się rozprzestrzeniać, minimalizując ryzyko pozostawienia suchych powierzchni.

Wygoda i kontrola

- Zamknięcie typu flip-top (w formie zatrzaskiwanej klapki) umożliwia otwarcie pojemnika z dozownikiem jedną ręką
- Precyzyjna aplikacja pozwalająca uniknąć marnowania materiału i bałaganu
- Materiał o niskiej lepkości, co ułatwia aplikację
- Możliwość przechowywania materiału do 30 minut w zamkniętym aplikatorze ClixDish – oszczędność produktu podczas wypełniania kilku ubytków

Pakiety promocyjne

STYCZEŃ-LUTY 2026



RESTORATIVE

1032 PLN
SDR® Plus

4+1

Kup 4x SDR Plus
Refill (15 kompiul)
**ODBIERZ 1x SDR Plus
Refill (15 kompiul) A2**



1600 PLN
SDR® Plus Eco

Kup 2x SDR Plus Eco (50 kompiul)
ODBIERZ 2x SDR Plus Refill (15 kompiul) universal



SDR® Plus

Bulk Fill Flowable

Nieźrównana technologia materiału SDR do wypełnień typu bulk fill

W 2009 płynny materiał SDR był pierwszym materiałem o technologii pozwalającej na aplikację w warstwach do 4 mm grubości. Po aplikacji ok. 50 milionów wypełnień i wielu długoterminowych badaniach klinicznych, SDR jest najczęściej wybieranym materiałem do szybkich i łatwych wypełnień bezpośrednich techniką bulk fill. Technologia SDR to odpowiedź na dwa wyzwania, jakim trzeba sprostać przy wypełnieniach bezpośrednich: adaptacja i efektywność.

Adaptacja to klucz do długoterminowego powodzenia

Badania wskazują, że nieszczelność brzeżna może prowadzić do mikroprecieków i pęknięć w obszarze ścian preparacji, czego efektem może być próchnica wtórna, co niweczy trwałość wypełnienia.

- Szczeliny i bruzdy pomiędzy wypełnieniem a ścianami ubytku wpływają na powstawanie próchnicy wtórnej.¹
- Niewłaściwa adaptacja kompozytu w trakcie jego aplikacji to przyczyna tworzenia się szczelin.²
- Wysokie naprężenie skurczowe może prowadzić do powstania nieszczelności brzeżnej.²

Płynna konsystencja

Niepowtarzalny skład chemiczny materiału SDR pozwala zapewnić trwałość i wysoką jakość wypełnień wykonywanych techniką bulk fill. Płynna konsystencja SDR pozwala na uzyskanie perfekcyjnej adaptacji do ścianek ubytku, zapływając samoistnie we wszystkie szczeliny i bruzdy.

Efektywność to klucz do wydajności

Wypełnienia bezpośrednie stanowią w przybliżeniu około jednej trzeciej rocznego obrotu gabinetu stomatologicznego. Zwiększenie efektywności wykonywania wypełnień ubytków klasy II ma bezpośredni wpływ na codzienne przychody kliniki.^{5,6} Technika wypełniania bulk fill ubytków materiałem SDR pozwala na aplikację materiału warstwami o grubości do 4 mm bez dodatkowego linera. Pozwala to oszczędzić czas zabiegu i zapasy magazynowe.

- Wypełnianie techniką bulk fill pozwala oszczędzić do 40% czasu w porównaniu z klasyczną techniką warstwową.
- Nie wymaga dodatkowego linera.
- Materiał sam się poziomuje i nie wymaga podejmowania dodatkowych działań w celu zapewnienia jego odpowiedniej adaptacji.

Niskie naprężenie skurczowe

Unikalna i opatentowana formuła SDR pozwala na kontrolowany przebieg polimeryzacji. Dołączony modulator polimeryzacji pomaga monomerom utworzyć bardziej elastyczną sieć polimerową, co kompensuje efekt skurczu polimeryzacyjnego, ograniczając siły naprężenia skurczowego.



RESTORATIVE

Rodzina kompozytów Neo Spectra™ ST obejmuje wszystkie klasy ubytków, zarówno w odcinku przednim, jak i bocznym.



Neo Spectra™ ST Effects
nakłada się warstwami
z Neo Spectra™ ST w odbudowach
w odcinku przednim dla uzyskania
dodatkowej opakerowości
i przezierności.



Neo Spectra™ ST
to doskonały kompozyt do
wypełnień klas I-V oraz innych oraz innych
uzupełnień pośrednich i bezpośrednich.



Neo Spectra™ ST
nadaje się do prawie wszystkich
klas ubytków. Szczególnie
polecany jest do wypełnień
klasy V i drobnych
prac naprawczych.



Neo Spectra™ ST

Uniwersalny kompozyt
do stomatologii zachowawczej


Optymalna wygoda użytkowania
w preferowanej lepkości. Pięć uniwersalnych
odcieni CLOUD™ odpowiadających
wszystkim kolorom VITA®, a także
dodatkowe odcienie do zębów wybielanych,
opakerowej zębiny i przeziernego szkliwa.



Neo Spectra™ ST flow

Płynny kompozyt
do stomatologii zachowawczej

Wielofunkcyjny płynny kompozyt w tej
samej palecie barw co uniwersalne odcienie
CLOUD™ kompozytów Neo Spectra™ ST.



*To nie jest zarejestrowany znak towarowy firmy Dentsply Sirona

849 PLN

Neo Spectra™ ST Eco

Kup 1x Neo Spectra ST
Eco HV/LV
**ODBIERZ 1x Enhance Flex
(op. 3x Polishing
3x Finishing)**



849 PLN

Neo Spectra™ ST Intro Kit

Kup 1x Neo Spectra™ ST Intro Kit HV/LV
**ODBIERZ 1x Enhance Flex (op. 3x Polishing 3x Finishing)
oraz 1x Neo Spectra™ ST (HV Lub LV) A2**



Ze względu na dostępność materiałów gratisowych realizacja promocji jest gwarantowana dla faktury z datą wystawienia nie później niż 28 lutego 2026 oraz przesłanej do Biura Dentsply Sirona w tym terminie. Faktury wystawione po 28 lutego 2026 nie będą otrzymywały materiałów gratisowych.

Pakiety promocyjne

STYCZEŃ-LUTY 2026





RESTORATIVE

1195 PLN



Neo Spectra™ ST

5+2

Kup 5x Neo Spectra ST (16 kompiul po 0,25 g) HV/LV/Effects
ODBIERZ 2x Neo Spectra ST (16 kompiul po 0,25 g)
A2 HV/LV/Effects



LUB



446 PLN

Neo Spectra™ ST flow

Kup 2x Neo Spectra ST flow (2x strzykawka po 1,8 g)
ODBIERZ
1x Neo Spectra ST flow A2
(1x strzykawka po 1,8 g)



690 PLN

Neo Spectra™ ST flow

3+1

Kup 3x Neo Spectra ST flow (op. 16 kompiul po 0,25 g)
ODBIERZ 1x Neo Spectra ST flow
(op. 16 kompiul po 0,25 g) A2



2685 PLN

Neo Spectra™ ST

15+7

Kup 15x Neo Spectra ST (strzykawka 3 g) HV/LV/Effects
ODBIERZ 7x Neo Spectra ST (strzykawka 3 g)
A2 HV LUB LV



LUB




716 PLN

Neo Spectra™ ST

4+1

Kup 4x Neo Spectra ST (strzykawka 3 g) HV/LV/Effects
ODBIERZ 1x Neo Spectra ST (strzykawka 3 g)
A2 HV LUB LV



1432 PLN

Neo Spectra™ ST

Kup 8x Neo Spectra ST (strzykawka 3 g) HV/LV/Effects
ODBIERZ 2x Neo Spectra ST (strzykawka 3 g)
A2 HV LUB LV
2x Enhance Flex Sample (1x Finishing i 1x Polishing)



Ze względu na dostępność materiałów gratisowa realizacja promocji jest gwarantowana dla faktury z datą wystawienia nie później niż 28 lutego 2026 oraz przesłanej do Biura Dentsply Sirona w tym terminie. Faktury wystawione po 28 lutego 2026 nie będą otrzymywały materiałów gratisowych.



Primescan[®] 2

Pierwsze rozwiązanie do skanowania wewnątrzustnego działające w chmurze

Prostota i wszechstronność naszego bezprzewodowego, połączonego bezpośrednio z chmurą skanera wewnątrzustnego, pozwalają rozwinąć praktykę i zapewnić pacjentom najlepszą opiekę.



Skanowanie bezpośrednio do chmury

Primescan 2 to coś więcej niż skaner bezprzewodowy — zapisuje on skany bezpośrednio w chmurze i nie musi być stale połączony z jednym komputerem. DS Core¹, platforma cyfrowa od Dentsply Sirona działająca w chmurze, pozwalająca na skanowanie za pomocą dowolnego urządzenia połączonego z internetem — jak komputer w recepcji czy tablet lub komputer w gabinecie. Dzięki temu można rozpocząć skanowanie z dowolnego miejsca i w każdej chwili.



Większa dostępność skanera

Po zakończeniu skanowania, skaner można wykorzystać u kolejnego pacjenta, a konsultacje, planowanie leczenia czy nawet projektowanie w gabinecie można przeprowadzić za pomocą dowolnego komputera — nie tylko tego połączonego ze skanerem. Dzięki temu skaner może być szybciej przekazywany między stomatologami w praktyce, a jego dostępność jest większa.



Jeden skaner do wielu zastosowań

Skaner Primescan 2 zapewnia doskonałą dokładność i jakość skanów bez względu na wskazanie czy materiał. Jego szerokie zastosowanie otwiera nowe możliwości przed każdą praktyką, np. w zakresie leczenia zachowawczego, implantoprotetycznego, ortodontycznego i profilaktyki.



Sprawdzona technologia i ulepszony projekt urządzenia

Szybkość, dokładność i łatwość obsługi podane w ergonomicznej formie: w nowej wersji wykorzystano końcówkę o mniejszym kącie, dającą pacjentom jeszcze większy komfort. Sam skaner jest łatwy w obsłudze dla każdego użytkownika.



Wykrywanie próchnicy

Wczesna diagnoza ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia jamy ustnej. Dzięki użyciu zarówno fluorescencji, jak i technologii bliskiej podczerwieni, skaner Primescan 2 pomaga wykrywać próchnicę, a wizualizacje z użyciem DS Core przedstawiają pacjentom ich potrzeby w zakresie leczenia.



Chcesz wkroczyć w nową erę cyfrowej opieki nad pacjentem?

Dowiedz się więcej o skanerze Primescan 2 i umów się na prezentację

¹ Skaner Primescan 2 wymaga aktywnej płatnej subskrypcji DS Core.
Materiał przeznaczony dla profesjonalistów z branży stomatologicznej.



Lucitone Digital

Protezy premium
- drukowane i frezowane

Niezwykłe innowacyjny Doskonale estetyczny

Dzięki systemowi Lucitone Digital protezy są bardziej wytrzymałe i lepiej dopasowane. Stabilna drukowana proteza próbna, którą można dowolnie modyfikować, eliminuje konieczność licznych poprawek i zmniejsza ilość wizyt.

MNIEJ WIZYT

- Mniejsza liczba wizyt w gabinecie
- Lepiej dopasowana proteza i mniejsza liczba poprawek
- Możliwość stosowania zarówno protokołu cyfrowego, jak i metod analogowych
- Dostępne materiały i filmy instruktażowe

ZAAWANSOWANY MATERIAŁ

- Żywica do druku płyty protezy dostępna w 5 odcieniach, tak aby dobór koloru dziąsła dla każdego pacjenta był bezproblemowy
- Drukowane zęby dostępne w 16 kolorach A-D oraz dwóch kolorach bleach
- Przezierność oraz estetyczne detale w drukowanych zębach klasy premium
- Doskonała odporność na ścieranie

ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ

- BAM! Technologia inteligentnych polimerów w Body Activated Material
- Proteza aktywuje się w temperaturze ciała pacjenta podwajając swoją odporność na pękanie i uszkodzenia
- Przekracza wymagania normy ISO w zakresie wytrzymałości na uderzenia




Dowiedz się więcej o systemie Lucitone Digital:
dentsplysirona.com/lucitonecurriculum
tel. +48 663 888 520

 **Dentsply
Sirona**

SureSmile® – gwarancja precyzji i przewidywalnych rezultatów leczenia

Rozwiązania inspirowane potrzebami pacjentów, które zapewniają przewidywalne i powtarzalne rezultaty. Wg ostatnich danych aż 3 na 4 przypadki leczenia nakładkami SureSmile® nie wymagały żadnych korekt planu leczenia – to realna oszczędność czasu i gwarancja jakości.¹



Przezroczyste nakładki SureSmile®

Zaawansowana technologia i sprawdzone materiały. Prosta linia przycięcia wspiera skuteczniejsze przenoszenie sił – dla lepszych efektów leczenia.²



SureSmile® VPro™

Urządzenie używane przez 5 minut dziennie wraz z nakładkami, zmniejsza dyskomfort podczas leczenia.³



Nakładki retencyjne SureSmile®

Wykonane z bardzo wytrzymałego materiału, podtrzymują efekty leczenia i chronią zęby przed skutkami zgrzytania i bruxizmu – bez kompromisów w skuteczności klinicznej.⁴

1. Na podstawie wewnętrznej analizy ponad 150 000 przypadków leczenia nakładkami SureSmile® na całym świecie, rozpoczętych i zakończonych w okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2023 r. Dane w archiwum firmy.

2. *The Effect of Gingival-Margin Design on the Retention of Thermoformed Aligners*. Trimline for Aligners, JCO 2012-11-697.

3. W trakcie leczenia ortodontycznego i przy stosowaniu zgodnym z zaleceniami.

4. Alansari, „The effects of brief daily vibration on clear aligner orthodontic treatment”, *JFWO*, 2018. Nicozisis, „Effects of a 120Hz high-frequency acceleration device on orthodontic discomfort”, 2018.



EDUKACJA

3D Endo

- Trójwymiarowe kształtowanie mechaniczne.
- Trójwymiarowe opracowanie chemiczne.
- Trójwymiarowa obturacja.

Duża różnorodność anatomiczna systemu kanałów korzeniowych stanowi duże wyzwanie dla lekarzy stomatologów. Nowe szkolenie bazuje na praktycznym wykorzystaniu najnowszych urządzeń do opracowania chemo-mechanicznego oraz nowej generacji materiałów do obturacji, które czynią proces leczenia oraz oczekiwany rezultat bardziej przewidywalnym. Przygotowanie pola zabiegowego i dostępu, odpowiednia widoczność, bezpieczne kształtowanie, precyzyjna kontrola długości roboczej, redukcja ryzyka powikłań, analiza aspektów klinicznych i technicznych, zaawansowany system dydaktyczny.

Dentysta Artysta

Warsztat, na którym zaprezentowane zostaną odpowiednie akcesoria, narzędzia oraz materiały, które skutecznie i trwale pomogą w odbudowie estetycznej w odcinku bocznym. Nauczysz się również technik aplikacyjnych, które ułatwią wykonanie anatomicznych wypełnień.

Odbudowy wielopowierzchniowe w odcinku bocznym

Przywrócenie pacjentowi prawidłowych funkcji dzięki anatomicznej odbudowie zębów jest podstawowym zadaniem lekarza stomatologa podczas procesu leczenia. Dodatkowo uzyskany aspekt estetyczny połączony z większą trwałością oferowanych rozwiązań bazujących na najnowszych osiągnięciach inżynierii biomedycznej oraz badaniach naukowych pozwala z sukcesem rozwijać praktykę stomatologiczną. Diagnostyka, podejmowanie właściwych decyzji na jej bazie, odpowiednia komunikacja z pacjentem wyjaśniająca proponowane rozwiązania - to wstęp, który zostanie omówiony w części teoretycznej szkolenia. W części praktycznej zaprezentujemy i przećwiczymy

na modelach anatomicznych techniki i procedury umożliwiające trwałe i prawidłowe odtworzenie anatomii zgryzu z zachowaniem głównych anatomicznych punktów orientacyjnych każdego zęba za pomocą najnowszych technik modelowania, materiałów oraz akcesoriów z uwzględnieniem elementów okluzji oraz eliminacji długotrwałych korekt zgryzu. Szkolenie zakończymy omówieniem, prezentacją i przećwiczeniem procedury prawidłowego, wysokoestetycznego polerowania oraz adhezyjnego cementowania uzupełnienia pośredniego.

Nasi wykładowcy



Lek. dent.
Michał Kowalik



Tech. dent.
Karolina Maksymowicz



Lek. dent.
Bartłomiej Załęski



Dr n. med.
Tomasz Olek



Lek. dent.
Joanna Kowalska



Lek. dent.
Ewa Dudkiewicz



Lek. dent.
Justyna Trzcńska



Lek. dent.
Michał Snoch



Więcej informacji na temat szkoleń:
<http://dentsplysironaacademy.pl/szkolenia> lub u lokalnego przedstawiciela Dentsply Sirona.



Małgorzata Wcisła
Region Małopolski
Kraków, Nowy Targ, Olkusz,
Chrzanów, Wadowice, Brzesko
+48 663 888 794
malgorzata.wcisla@dentsplysirona.com



Wojciech Niebudek
Region Świętokrzyski, Mazowiecki Półd,
Łódzki Wsch. Kielce, Radom,
Ostrowiec Świętokrzyski, Radomsko,
Piotrków Trybunalski, Grójec
+48 887 213 213
wojciech.niebudek@dentsplysirona.com



Natalia Wiktorska
Region Łódzki i Mazowiecki Zachodni
Łódź, Bełchatów, Sieradz, Płock, Grodzisk Maz.
+48 663 888 528
natalia.wiktorska@dentsplysirona.com



Łukasz Zietański
Region Lubelski i Mazowiecki Półd-Wsch
Lublin, Zamość, Mińsk Mazowiecki
+48 532 408 248
lukasz.zietański@dentsplysirona.com



Justyna Sękiewicz
Region Podkarpacki i Małopolski Wschodni
Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz,
Mielec, Stalowa Wola, Przemyśl
+48 663 888 447
justyna.sekiewicz@dentsplysirona.com



Grzegorz Janiszewski
Region Zachodniopomorski i Lubuski
Szczecin, Gorzów Wielkopolski,
Zielona Góra, Słubice, Koszalin
+48 663 888 539
grzegorz.janiszewski@dentsplysirona.com



Magda Łacina
Region Dolnośląski
Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Lubin,
Legnica, Głogów
+48 663 888 517
magda.lacina@dentsplysirona.com



Magdalena Kalinowska
Region Podlaski, Warmiński Wsch,
Mazowiecki Półn-Zach
Białystok, Suwałki, Ostrołęka, Siedlce
+48 880 666 587
magdalena.kalinowska@dentsplysirona.com



Aleksandra Boklak
Region Warszawski
Warszawa i okolice
+48 663 888 923
aleksandra.boklak@dentsplysirona.com



Sylwia Łukawska
Region Pomorski
Trójmiasto, Słupsk, Elbląg, Olsztyn
+48 663 888 512
sylwia.lukawska@dentsplysirona.com



Tomasz Skrabel
Region Śląski Południowy i Opolski
Bielsko-Biała, Rybnik, Gliwice, Zabrze,
Opole, Racibórz
+48 721 140 038
tomasz.skrabel@dentsplysirona.com



Karolina Kaczmarczyk
Region Śląski Centralny i Półn.
Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Tychy
+48 663 888 296
karolina.kaczmarczyk@dentsplysirona.com



Monika Wrzesińska
Region Wielkopolski
Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, Piła, Koło
+48 663 888 514
monika.wrzesinska@dentsplysirona.com



Emilia Kaźmierczak
Region Kujawsko-Pomorski
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
+48 721 140 021
emilia.kazmierczak@dentsplysirona.com

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma Dentsply Sirona nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji. Oferta ważna jest w okresie: 1 stycznia – 28 lutego 2026 lub do wyczerpania zapasów.

Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Dentsply Sirona. Materiały gratisowe są przysyłane z biura Dentsply Sirona w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

Zatwierdzone przez Dentsply Sirona Europe GmbH. Zatwierdzone przez Sirona Dental Systems GmbH. Zatwierdzone przez Degudent GmbH. Zatwierdzone przez Dentsply Sirona Orthodontics. Zatwierdzone przez Zhermack S.p.A.